



Аппарат для пробоподготовки образцов кала Sciendox 1A:

1. Аппарат для пробоподготовки образцов кала Sciendox 1A -1 шт.



2. Штатив Bio-Ekon для емкостей для сбора образцов кала -1 шт.




КОПИЯ ВЕРНА

подпись



3. Штатив для пробирок одноразовых пластиковых для фильтрата -1 шт.




КОПИЯ ВЕРНА

подпись




4. Емкость для сбора образцов кала -10 шт. – «Стартовый набор»




КОПИЯ ВЕРНА
ПОДПИСЬ
"РЕНА КЭР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 77-07-000000
ОГРН 1077707000000

5. Пробирка одноразовая пластиковая для фильтрата -10 шт.- «Стартовый



набор»

6. Ложечка для сбора образцов кала -10 шт.– «Стартовый набор»



Емкость Bio-Ekon для разбавителя 1,5 л -1 шт.


Diluent bottle
稀释液瓶

КОПИЯ ВЕРНА

подпись



7. Трубка для насоса – 2 шт.




КОПИЯ ВЕРНА

подпись




8. Кабель питания -1 шт.



КОПИЯ ВЕРНА
подпись



10. Предохранители – 2шт.



КОПИЯ ВЕРНА
подпись 



11. Ключи шестигранные-1 набор, в составе:

-ключ 1,5 мм, -ключ 2 мм, -ключ 2,5 мм, -ключ 3 мм, -ключ 4 мм -ключ 5 мм, -ключ 6 мм, -ключ 7мм




КОПИЯ ВЕРНА

ИСПОЛН




12. Отвертка М5 -1 шт.



ВЕРНА



13. Отвертка М3 -1 шт.



Инструкция по эксплуатации 1 шт.

КОПИЯ "ВЕАМАКЭР"

ПОДПИСЬ



Сшито и скреплено печатью

14 лист(а/ов).

Генеральный директор
ООО «РЕАЛ КЭР»
Сюй Чжаоцзюнь




Место печати

(подпись)

26 октября 2020 года

Аппарат для пробоподготовки образцов кала Sciendox 1A:


1. Аппарат для пробоподготовки образцов кала Sciendox 1A -1 шт.



КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

2. Штатив Bio-Ekon для емкостей для сбора образцов кала -1 шт.




КОПИЯ ВЕРНА

подпись



3. Штатив для пробирок одноразовых пластиковых для фильтрата -1 шт.




КОПИЯ ВЕРНА

подпись



4. Емкость для сбора образцов кала -10 шт. – «Стартовый набор»



5. Пробирка одноразовая пластиковая для фильтрата -10 шт.– «Стартовый

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

набор»



6. Ложечка для сбора образцов кала -10 шт.– «Стартовый набор»



КОПИЯ ВЕРНА


ПОДПИСЬ



7. Емкость Bio-Ekon для разбавителя 1,5 л -1 шт.




7. Трубка для насоса – 2 шт.



8. Кабель питания -1 шт.



10. Предохранители – 2шт.



КОПИЯ ВЕРНА
подпись 
ОТД. 5107/46347000
МОСКВА

11. Ключи шестигранные-1 набор, в составе:

-ключ 1,5 мм, -ключ 2 мм, -ключ 2,5 мм, -ключ 3 мм, -ключ 4 мм -ключ 5 мм, -ключ 6 мм, -ключ 7мм



12. Отвертка М5 -1 шт.



13. Отвертка М3 -1 шт.



КОПИЯ ВЕРНА

подпись



14. Инструкция по эксплуатации 1 шт.



КОПИЯ ВЕРНА

подпись



Сшито и скреплено печатью

14 лист(а/ов).


Генеральный директор

ООО «РЕАЛ КЭР»

Сюй Чжаоцзюнь



Место печати


(подпись)

26 октября 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «РЕАЛ КЭР»

Тел/факс: (495) 234-57-31, моб. +7 926 613 04 00

E-mail lab@int-med.ru

Исх. № РК-11-01 SC

19 ноября 2020 г.

Макет маркировки на изделии

Sciendox
CE

Аппарат для пробоподготовки образцов кала Sciendox 1A

Модель: 1A
Входное напряжение: 230V Частота: 50 Гц Мощность 65VA

SN XXXXXXXXXXXX   

EC REP  **shanghai international Holding Corp.GmbH (Europe)**
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg. Germany



 **Xiamen Sciendox Biological Technology Co., Ltd**
Room 402, Building 3, №2054 of Wengjiao West Road, Haicang District, Xiamen, Fujian, China

Генеральный директор
ООО «РЕАЛ КЭР»



Сюй Чжаоцзюнь

Общество с ограниченной ответственностью «РЕАЛ КЭР»

Тел/факс: (495) 234-57-31, моб. +7 926 613 04 00

E-mail lab@int-med.ru

Исх. № РК-11-02 SC

19 ноября 2020 г.

Макет маркировки на упаковке

Sciendox

Аппарат для пробоподготовки образцов кала Sciendox 1A

Модель: 1A



XXXXXXXXXX



Xiamen Sciendox Biological Technology Co., Ltd
Room 402, Building 3, №2054 of Wengjiao West Road, Haicang District, Xiamen, Fujian, China

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «РЕАЛ КЭР»

111524, Москва, Россия, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, 2-ой этаж, пом. VII, комн. 3.

Тел. +7(495)234-57-31, +7(495)780-74-88, +7926-613-04-00

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

Генеральный директор
ООО «РЕАЛ КЭР»



Сюй Чжаоцзюнь