

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «АЛМАСА»

Жантемирова Е.М.

«11» августа 2020 г.



**МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Термометр медицинский электронный

(редакция 2)



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:


**Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments
Co., Ltd.**

**Building 2, 1# Fuzhu Nan RD Wuchang Town, Yuhang
District 310023 Hangzhou, Zhejiang, China**


Тел.: +0086-571-88734065, 88734077




Макет потребительской упаковки. Термометр медицинский электронный. Модель: DT-111B




Макет потребительской упаковки. Термометр медицинский электронный. Модель: DT-101A



Макет потребительской упаковки. Термометр медицинский электронный. Модель: DT-01B



Макет потребительской упаковки (блистер). Термометр медицинский электронный (с мультипликационным изображением: утка). Модель: DT-111G



Макет потребительской упаковки (блистер). Термометр медицинский электронный (с мультипликационным изображением: лягушка). Модель: DT-111G



ТЕРМОМЕТР

Предназначен для измерения температуры тела человека аксиллярным, оральным и ректальным способами

Модель: DT-111G

60

Время измерения



Гибкий наконечник



Защита от воды



Звуковой сигнал



ТЕРМОМЕТР

Предназначен для измерения температуры тела человека аксиллярным, оральным и ректальным способами

Модель: DT-111G

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ

Водонепроницаемый
Гибкий наконечник
Измерение - не менее 60 секунд
Звуковой сигнал повышения температуры
Считывание последних данных
Автоматическое отключение
Индикатор разряженной батареи
Точность измерения и погрешность $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
Диапазон измерения температуры $32.0^{\circ}\text{C} - 42.0^{\circ}\text{C}$
Батарея: 1,5 В (LR41)
Термометр медицинский электронный с мультипликационными изображениями в составе:

- Термометр медицинский электронный. Модель: DT-111G
- Элемент питания типа LR41
- Защитный футляр для хранения
- Инструкция по применению
- Потребительская упаковка

Дата изготовления указана на приборе.

Место производства:
Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co., Ltd.,
Building 2, 1# Fuzhu Nan RD Wuchang Town, Yuhang District,
310023 Hangzhou, Zhejiang, China
Официальный импортер,
уполномоченная организация, принимающая претензии:
ООО "АЛМАСА", Россия, 660010, г. Красноярск,
ул. Академика Вавилова, 1, стр.50, корп.2,
тел.: 8 (391)228-72-67


Регистрационное удостоверение № _____ от _____

ТЕМПЕРАТУРА КРАЙНЕЙ	$(-25 - 55)^{\circ}\text{C}$	ПОГРЕШНОСТЬ	$\leq 95\%$
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ	$(5 - 35)^{\circ}\text{C}$	ПОГРЕШНОСТЬ	$\leq 80\%$



Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по применению.

Макет потребительской упаковки(блистер). Термометр медицинский электронный (с мультипликационным изображением: собака). Модель: DT-111G



Макет потребительской упаковки (блистер). Термометр медицинский электронный (с мультипликационным изображением: панда). Модель: DT-111G»

Пример этикетки (нанесена на корпус изделия). Термометр медицинский электронный. Модель DT-01B:



Пример этикетки (нанесена на корпус изделия). Термометр медицинский электронный. Модель DT-101A:



Пример этикетки (нанесена на корпус изделия). Термометр медицинский электронный. Модель DT-111B:



Пример этикетки (нанесена на корпус изделия). Термометр медицинский электронный. Модель DT-111G:



ПРИЛОЖЕНИЕ (СПРАВОЧНОЕ)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Термометр медицинский электронный, варианты исполнения:

I. Термометр медицинский электронный, в составе:

1. Термометр медицинский электронный. Модель: DT-01B
2. Элемент питания типа LR41
3. Защитный футляр для хранения
4. Инструкция по применению
5. Потребительская упаковка

II. Термометр медицинский электронный (с гибким наконечником), в составе:

1. Термометр медицинский электронный. Модель: DT-101A
2. Элемент питания типа LR41
3. Защитный футляр для хранения
4. Инструкция по применению
5. Потребительская упаковка

III. Термометр медицинский электронный (с гибким наконечником, водонепроницаемый), в составе:

1. Термометр медицинский электронный. Модель: DT-111B
2. Элемент питания типа LR41
3. Защитный футляр для хранения
4. Инструкция по применению
5. Потребительская упаковка

IV. Термометр медицинский электронный (с гибким наконечником, водонепроницаемый, с мультипликационными изображениями: лягушка, утка, собака или панда), в составе:


1. Термометр медицинский электронный. Модель: DT-111G
2. Элемент питания типа LR41
3. Защитный футляр для хранения
4. Инструкция по применению
5. Потребительская упаковка

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

10 (десять) ЛИСТОВ
цифрами прописью

Должность директор Е.М. Жантемирова

Подпись



« 01 » октября 20 10 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «АЛМАСА»

Жантемирова Е.М.

«27» мая 2020 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Термометр медицинский электронный




ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

**Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments
Co., Ltd.**


**Building 2, 1# Fuzhu Nan RD Wuchang Town, Yuhang
District 310023 Hangzhou, Zhejiang, China**

Тел.: + 0086-571-88734065, 88734077




Общий вид:

Термометр медицинский электронный. Модель: DT-01B




Общий вид:

Термометр медицинский электронный. Модель: DT-101A




Общий вид:

Термометр медицинский электронный. Модель: DT-111B




Общий вид:

Термометр медицинский электронный. Модель: DT-111G
(мультипликационное изображение: панда)




Общий вид:


Термометр медицинский электронный. Модель: DT-111G
(мультипликационное изображение: собака)



Общий вид:
Термометр медицинский электронный. Модель: DT-111G
(мультипликационное изображение: утка)




Общий вид:
Термометр медицинский электронный. Модель: DT-111G
(мультипликационное изображение: лягушка)




где 1– Термометр в защитном футляре для хранения, 2 – потребительская упаковка,
3 – Инструкция по применению

Общий вид изделия «Термометр медицинский электронный. Модель: DT-01B»



где 1 – Термометр в защитном футляре для хранения, 2 – потребительская упаковка,
3 – Инструкция по применению

Общий вид изделия «Термометр медицинский электронный. Модель: DT-101A»



где 1 – потребительская упаковка, 2 – Термометр в защитном футляре для хранения, 3 – Инструкция по применению

Общий вид изделия «Термометр медицинский электронный. Модель: DT-111B»



Общий вид изделия в потребительской упаковке:

«Термометр медицинский электронный. Модель: DT-111G»
(с мультипликационными изображениями: панда, лягушка, собака иутка)

ПРИЛОЖЕНИЕ (СПРАВОЧНОЕ)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

I. Термометр медицинский электронный, в составе:

1. Термометр медицинский электронный. Модель: DT-01B
2. Элемент питания типа LR41
3. Защитный футляр для хранения
4. Инструкция по применению
5. Потребительская упаковка

II. Термометр медицинский электронный (с гибким наконечником), в составе:

1. Термометр медицинский электронный. Модель: DT-101A
2. Элемент питания типа LR41
3. Защитный футляр для хранения
4. Инструкция по применению
5. Потребительская упаковка

III. Термометр медицинский электронный (с гибким наконечником, водонепроницаемый), в составе:

1. Термометр медицинский электронный. Модель: DT-111B
2. Элемент питания типа LR41
3. Защитный футляр для хранения
4. Инструкция по применению
5. Потребительская упаковка

IV. Термометр медицинский электронный (с гибким наконечником, водонепроницаемый, с мультипликационными изображениями: лягушка, утка, собака или панда), в составе:

1. Термометр медицинский электронный. Модель: DT-111G
2. Элемент питания типа LR41
3. Защитный футляр для хранения
4. Инструкция по применению
5. Потребительская упаковка

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

13 (тринадцать) ЛИСТОВ
цифрами прописью

Должность директор Е.М. Жантемирова

Подпись Жантемирова

« 28 » мая 20 10 г.

