

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**“Набора реагентов для определения антител IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке/плазме крови человека методом иммуноферментного анализа «Anti-SARS-CoV-2 ELISA», Партия (Лот №) № 260520, производства «Медиагност Гезельшафт фюр Форшунг унд Хэрштелунг фон Диагностика ГмбХ», Германия.
(Mediagnost Gesellschaft für Forschung und Herstellung von Diagnostika GmbH). Кат № E111-IVD.**



REF E111-JVD

 $+2^{\circ}\text{C}$ ~~$+8^{\circ}\text{C}$~~ 

ИТР 8 x 12 wells Микропланшет, покрытый SARS-CoV-2 S1(RBD), готов к применению.

MTR 8 x 12 wells Микропланшет, покрытый SARS-CoV-2 S1(RBD), готов к применению.

PC 1 x 1 mL Положительный контроль, готов к применению

NC	1 x 1 mL	Отрицательный контроль, готов к применению.
----	----------	---

DET 1 x 14 mL Конъюгат антител с пероксидазой хрена, готов к применению.

DIL 1 x 100 mL Буфер для разведения, готов к применению.

DIL	1 x 50 mL	Буфер для разведения, 20-х концентрат
WP	1 x 50 mL	Промывочный буфер, 20-х концентрат

S 1 x 14 mL Субстратный раствор (ТМБ), готов к применению

SL 1 x 14 mL Останавливающий раствор, готов к применению. КИСЛОТА!

2x Клеящая плёнка для микропланшета.

Инструкция по применению.

Mediagnost GmbH, Aspenhastr. 25, 72770 Reutlingen, GERMANY

MTR

PC

NC

DET


© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 105–114

505714 *See* 505712

H.S.O.

WILSON CIVIL
22021-05-20

mediagnost
Gesellschaft für Forschung und Herstellung von Diagnostika GmbH



Anti-SARS-CoV-2 ELISA

REF E111-IVD



IVD



96

+2°C  +8°C



Для диагностики *in vitro*. Только для профессионального применения

Набор реагентов для определения антител IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке/плазме крови человека методом иммуноферментного анализа.

EUH210: Safety Data Sheet available on request | EUH208 Contains: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-2-on [EG nr. 247-500-7] & 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9). May produce an allergic reaction.

MTR	8 x 12 wells	Микропланшет, покрытый SARS-CoV-2 S1(RBD), готов к применению.
PC	1 x 1 mL	Положительный контроль, готов к применению.
NC	1 x 1 mL	Отрицательный контроль, готов к применению.
DET	1 x 14 mL	Конъюгат антител с пероксидазой хрена, готов к применению.
DIL	1 x 100 mL	Буфер для разведения, готов к применению.
WP	1 x 50 mL	Промывочный буфер, 20-х концентрат
S	1 x 14 mL	Субстратный раствор (ТМБ), готов к применению
SL	1 x 14 mL	Останавливающий раствор, готов к применению . КИСЛОТА!
	2 x	Клеящаяся плёнка для микропланшета.
		Инструкция по применению.

MTR

PC

NC

DET

DIL

WASHBUF

SUBST TMB

H₂SO₄

TAPE



Mediagnost GmbH, Aspenhastr. 25, 72770 Reutlingen, GERMANY

Набор реагентов для определения антител IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке/плазме крови человека методом иммуноферментного анализа «Anti-SARS-CoV-2 ELISA», Партия(Лот) № 260520

Конъюгат

Субстрат ТМБ

Останавливающий раствор

Положительный контроль

Отрицательный контроль

Промывочный буфер

Буфер для разведения

Микропланшет, 8x12 лунок



