



**ЭЛЕКТРОД БИПОЛЯРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ДЛЯ
ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ «ЭЛБИ»
ПО ТУ 9444-008-45934527-2001**

фотографические изображения общего вида медицинского изделия




- 1-электрод
- 2-ловитель
- 1-фиксатор
- 4-кольцо для
направителей
- 5-расширитель
- 6-направитель
0,35x58
- 7-направитель
0,39x58
- 8-направитель
0,35x58

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 211С-58




- 1-крышка контейнера
- 2-фиксатор
- 3-электрод
- 4-ловитель
- 5-направитель
0,35x58
- 6-направитель
0,35x58
- 7-направитель
0,39x58
- 8-расширитель
- 9-кольцо для
направителей
- 10 контейнер

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 211С-58, в раскрытом контейнере



- 1-фиксатор
- 2-электрод
- 3-кольцо для
направителей
- 4-стикер
упаковочный
- 5-расширитель
- 6-направитель
0,35x58
- 7-направитель
0,39x58
- 8-направитель
0,35x58
- 9-ловитель
- 10-контейнер

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 211С-58, в закрытом контейнере



- 1-ловитель
- 2-направитель
0,35x58
- 3-направитель
0,35x58
- 4-направитель
0,39x58
- 5-расширитель
- 6-электрод
- 7-кольцо для
направителей
- 8-фиксатор
- 9-стерильная
упаковка

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 211С-58, в стерильной упаковке. Вид с прозрачной стороны.



Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 211C-58, в стерильной упаковке. Вид со стороны маркировки.

211C-58

VBT 83847

2019.09.09

2021.09.09

5°C 40°C

Хранение

SN

"ЭЛБИ" модель 211C-58

IS-1 BI

ТУ 9444-008-45934527-2001

ЭЛЕКТРОД БИПОЛЯРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ДЛЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ

"ЭЛБИ" по ТУ 9444-008-45934527-2001 модель 211C-58

НАЗНАЧЕНИЕ: для постоянной стимуляции и детекции сердечных сокращений в правом желудочке сердца при совместном использовании с совместимым имплантируемым электрокардиостимулятором.

Порядок вскрытия стерильной упаковки

Стерильно






1. Вскрыть наружный пакет, не касаясь внутреннего. Руками в стерильных перчатках извлечь внутренний стерильный пакет
2. Руками в стерильных перчатках вскрыть внутренний пакет и извлечь контейнер
3. Снять крышку с контейнера
4. Извлечь электрод и принадлежности

ВНИМАНИЕ!

Внутренний стерильный пакет и контейнер вскрывать в условиях операционной.

СОДЕРЖИМОЕ СТЕРИЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Внутри



Нетоксично

STERILE EO



58 см


8.5 F

9 F

ЭЛЕСТИМ-КАРДИО

Россия, 125363, г. Москва,
ул. Аэродромная, д. 16,
подвал, пом. 1, ком. 5
E-mail: info@elestim-cardio.ru


Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 211C-58, в стерильной упаковке. Маркировка стерильной упаковки.





Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 211C-58, Маркировка на торцевой стороне упаковки для хранения (коробки)

ЭЛЕКТРОД БИПОЛЯРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ДЛЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ **"ЭЛБИ"** по ТУ 9444-008-45934527-2001 модель **211С-58**

НАЗНАЧЕНИЕ: для постоянной стимуляции и детекции сердечных сокращений в правом желудочке сердца при совместном использовании с совместимым имплантируемым электрокардиостимулятором.



СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ




ЭЛЕСТИМ-КАРДИО

Россия, 125363, г. Москва,
 ул. Аэродромная, д. 16,
 подвал, пом. 1, ком. 5
 E-mail: info@elestim-cardio.ru
 Сделано в России


МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:
 ООО "ЭЛЕСТИМ-КАРДИО"
 Россия, 117545, г. Москва,
 Днепропетровский проезд,
 д. 4А, стр. 1А

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 211С-58, в упаковке для хранения (коробке) – вид со стороны маркировки.




- 1-ловитель
- 2-фиксатор
- 3-электрод
- 4-кольцо для
направителей
- 5-расширитель
- 6-направитель
0,35x53
- 7-направитель
0,39x53
- 8-направитель
0,35x53

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 221С-53




- 1-крышка контейнера
- 2-ловитель
- 3-направитель
0,35x53
- 4-кольцо для
направителей
- 5-направитель
0,35x53
- 6-направитель
0,39x53
- 7-расширитель
- 8-электрод
- 9-фиксатор
- 10-контейнер

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 221С-53, в раскрытом контейнере



- 1-ловитель
- 2-фиксатор
- 3-электрод
- 4-кольцо для направителей
- 5-стикер упаковочный
- 6-расширитель
- 7-направитель 0,39x53
- 8-направитель 0,35x53
- 9-направитель 0,35x53
- 10-контейнер

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 221С-53, в закрытом контейнере



- 1-направитель
0,35x53
- 2-направитель
0,39x53
- 3-направитель
0,35x53
- 4-расширитель
- 5-фиксатор
- 6-электрод
- 7-ловитель
- 8-кольцо для
направителей
- 9-стерильная
упаковка

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 221С-53, в стерильной упаковке. Вид с прозрачной стороны.

221C-53

ABC 61702
2019.09.09
2021.09.09

5°C 40°C
Хранение

SN

"ЭЛБИ" модель 221C-53

ТУ 9444-008-45934527-2001

ЭЛЕКТРОД БИПОЛЯРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ДЛЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ

"ЭЛБИ" по ТУ 9444-008-45934527-2001 модель 221C-53

НАЗНАЧЕНИЕ: для постоянной стимуляции и детекции сердечных сокращений в правом предсердии сердца при совместном использовании с совместимым имплантируемым электрокардиостимулятором.

Порядок вскрытия стерильной упаковки

Стерильно






1. Вскрыть наружный пакет, не касаясь внутреннего. Руками в стерильных перчатках извлечь внутренний стерильный пакет
2. Руками в стерильных перчатках вскрыть внутренний пакет и извлечь контейнер
3. Снять крышку с контейнера
4. Извлечь электрод и принадлежности

ВНИМАНИЕ!

Внутренний стерильный пакет и контейнер вскрывать в условиях операционной.

СОДЕРЖИМОЕ СТЕРИЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Внутри



Нетоксично

STERILE EO

⊗


⊗

IPX7 53 см 8.5 F max 9 F

ЭЛЕСТИМ-КАРДИО

Россия, 125363, г. Москва,
ул. Аэродромная, д. 16,
подвал, пом. 1, ком. 5
E-mail: info@elestim-cardio.ru



Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 221C-53, в стерильной упаковке. Маркировка стерильной упаковки.



Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 221С-53, в упаковке для хранения (коробке). Маркировка на торцевой стороне упаковки для хранения (коробки).

ЭЛЕКТРОД БИПОЛЯРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ДЛЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ **"ЭЛБИ"** по ТУ 9444-008-45934527-2001 модель **221С-53**

НАЗНАЧЕНИЕ: для постоянной стимуляции и детекции сердечных сокращений в правом предсердии сердца при совместном использовании с совместимым имплантируемым электрокардиостимулятором.




СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ



ЭЛЕСТИМ-КАРДИО
 Россия, 125363, г. Москва,
 ул. Аэродромная, д. 16,
 подвал, пом. 1, ком. 5
 E-mail: info@elestim-cardio.ru
 Сделано в России


МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:
 ООО "ЭЛЕСТИМ-КАРДИО"
 Россия, 117545, г. Москва,
 Днепропетровский проезд,
 д. 4А, стр. 1А

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 221С-53, в упаковке для хранения (коробке) – вид со стороны маркировки.




- 1-фиксатор
- 2-кольцо для
направителей
- 3-ловитель
- 4-электрод
- 5-расширитель
- 6-направитель
0,35x58
- 7-направитель
0,39x58
- 8-направитель
0,35x58

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 212С-58




- 1-крышка контейнера
- 2-фиксатор
- 3-электрод
- 4-ловитель
- 5-кольцо для
направителей
- 5-расширитель
- 6-направитель
0,35x58
- 7-направитель
0,35x58
- 8-направитель
0,39x58
- 9-контейнер

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 212С-58, в раскрытом контейнере



- 1-фиксатор
- 2-электрод
- 3-кольцо для
направителей
- 4-стикер
упаковочный
- 5-расширитель
- 6-направитель
0,39x58
- 7-направитель
0,35x58
- 8-направитель
0,35x58
- 9-ловитель
- 10-контейнер

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 212С-58, в закрытом контейнере



- 1-кольцо для
направителей
- 2-электрод
- 3-фиксатор
- 4-расширитель
- 5-ловитель
- 6-направитель
0,35x58
- 7-направитель
0,35x58
- 8-направитель
0,39x58
- 9-стерильная
упаковка

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 212С-58, в стерильной упаковке. Вид с прозрачной стороны.



Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 212C-58, в стерильной упаковке. Вид со стороны маркировки.

212C-58

VBT 79758

2019.09.16

2021.09.16


SN



5°C 40°C

Хранение

"ЭЛБИ" модель 212C-58



IS-1 BI

TU 9444-008-45934527-2001

ЭЛЕКТРОД БИПОЛЯРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ДЛЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ **"ЭЛБИ"** по ТУ 9444-008-45934527-2001 модель 212C-58

НАЗНАЧЕНИЕ: для постоянной стимуляции и детекции сердечных сокращений в правом желудочке сердца при совместном использовании с совместимым имплантируемым электрокардиостимулятором.

Порядок вскрытия стерильной упаковки

Стерильно

1. Вскрыть наружный пакет, не касаясь внутреннего. Руками в стерильных перчатках извлечь внутренний стерильный пакет
2. Руками в стерильных перчатках вскрыть внутренний пакет и извлечь контейнер
3. Снять крышку с контейнера
4. Извлечь электрод и принадлежности

ВНИМАНИЕ!

Внутренний стерильный пакет и контейнер вскрывать в условиях операционной.


СОДЕРЖИМОЕ СТЕРИЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Внутри



Нетоксично

STERILE EO



IPX7

58 cm

max

6.9 F


7 F



ЭЛЕСТИМ-КАРДИО

Россия, 125363, г. Москва,
 ул. Аэродромная, д. 16,
 подвал, пом. 1, ком. 5
 E-mail: info@elestim-cardio.ru


Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 212C-58, в стерильной упаковке. Маркировка стерильной упаковки.



Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 212C-58, в упаковке для хранения (коробке). Маркировка на торцевой стороне упаковки для хранения (коробки)


ЭЛЕКТРОД БИПОЛЯРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ДЛЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ
"ЭЛБИ" по ТУ 9444-008-45934527-2001 модель **212С-58**

НАЗНАЧЕНИЕ: для постоянной стимуляции и детекции сердечных сокращений в правом желудочке сердца при совместном использовании с совместимым имплантируемым электрокардиостимулятором.




МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:
 ООО "ЭЛЕСТИМ-КАРДИО"
 Россия, 117545, г. Москва,
 Днепропетровский проезд,
 д. 4А, стр. 1А

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 212С-58, в упаковке для хранения (коробке) – вид со стороны маркировки.




- 1-фиксатор
- 2-ловитель
- 3-электрод
- 4-расширитель
- 5-кольцо для
направителей
- 6-направитель
0,35x53
- 7-направитель
0,39x53
- 8-направитель
0,35x53

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 222С-53




- 1-крышка контейнера
- 2-ловитель
- 3-направитель
0,35х53
- 4-кольцо для
направителей
- 5-направитель
0,35х53
- 6-направитель
0,39х53
- 7-расширитель
- 8-электрод
- 9-фиксатор
- 10-контейнер

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 222С-53, в раскрытом контейнере



- 1-ловитель
- 2-фиксатор
- 3-электрод
- 4-кольцо для
направителей
- 5-стикер
упаковочный
- 6-расширитель
- 7-направитель
0,39x53
- 8-направитель
0,35x53
- 9-направитель
0,35x53
- 10-контейнер

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 222С-53, в закрытом контейнере



- 1-направитель
0,35x53
- 2-кольцо для
направителей
- 3-направитель
0,35x53
- 4-направитель
0,39x53
- 5-расширитель
- 6-электрод
- 7-фиксатор
- 8-ловитель
- 9-стерильная
упаковка

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 222С-53, в стерильной упаковке. Вид с прозрачной стороны.



Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 222C-53, в стерильной упаковке. Вид со стороны маркировки.

222C-53

ABC 60761

2019.09.16

2021.09.16

SN

1

2

5°C 40°C
Хранение

"ЭЛБИ" модель 222C-53



TV 9444-008-45934527-2001

ЭЛЕКТРОД БИПОЛЯРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ДЛЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ "ЭЛБИ" по ТУ 9444-008-45934527-2001 модель 222C-53

НАЗНАЧЕНИЕ: для постоянной стимуляции и детекции сердечных сокращений в правом предсердии сердца при совместном использовании с совместным имплантируемым электрокардиостимулятором.

Порядок вскрытия стерильной упаковки

Стерильно



1. Вскрыть наружный пакет, не касаясь внутреннего. Руками в стерильных перчатках извлечь внутренний стерильный пакет

2. Руками в стерильных перчатках вскрыть внутренний пакет и извлечь контейнер

3. Снять крышку с контейнера


4. Извлечь электрод и принадлежности

ВНИМАНИЕ!

Внутренний стерильный пакет и контейнер вскрывать в условиях операционной.


СОДЕРЖИМОЕ СТЕРИЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Внутри



Нетоксично

STERILE EO



IPX7 53 cm 6.9 F 7 F



ЭЛЕСТИМ-КАРДИО


Россия, 125363, г. Москва,

ул. Аэродромная, д. 16,

подвал, пом. 1, ком. 5

E-mail: info@elestim-cardio.ru



Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 222C-53, в стерильной упаковке. Маркировка стерильной упаковки.



Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 222C-53, упаковке для хранения (коробке). Маркировка на торцевой стороне упаковки для хранения (коробки).

ЭЛЕКТРОД БИПОЛЯРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ДЛЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ **"ЭЛБИ"** по ТУ 9444-008-45934527-2001 модель 222С-53

НАЗНАЧЕНИЕ: для постоянной стимуляции и детекции сердечных сокращений в правом предсердии сердца при совместном использовании с совместимым имплантируемым электрокардиостимулятором.




СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ



ЭЛЕСТИМ-КАРДИО
 Россия, 125363, г. Москва,
 ул. Аэродромная, д. 16,
 подвал, пом. 1, ком. 5
 E-mail: info@elestim-cardio.ru
 Сделано в России


МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:
 ООО "ЭЛЕСТИМ-КАРДИО"
 Россия, 117545, г. Москва,
 Днепропетровский проезд,
 д. 4А, стр. 1А

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 222С-53, в упаковке для хранения (коробке) – вид со стороны маркировки




- 1-фиксатор
- 2-электрод
- 3-кольцо для
направителей
- 4-ловитель
- 5-расширитель
- 6-зажим
- 7- направитель
«J» 0,35x58
- 8-направитель
0,39x58
- 9-направитель
0,35x58
- 10-направитель
0,35x58

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 233С-58




- 1-крышка контейнера
- 2-фиксатор
- 3-электрод
- 4-ловитель
- 5-направитель
0,35x58
- 6-направитель
0,39x58
- 7-направитель
0,35x58
- 8-направитель
«J» 0,35x58
- 9-расширитель
- 10-зажим
- 11-кольцо для
направителей
- 12-контейнер

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 233С-58, в раскрытом контейнере



- 1-фиксатор
- 2-электрод
- 3-кольцо для
направителей
- 4-стикер
упаковочный
- 5-зажим
- 6-расширитель
- 7- направитель
«J» 0,35x58
- 8-направитель
0,39x58
- 9-направитель
0,35x58
- 10-направитель
0,35x58
- 11-ловитель
- 12-контейнер

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 233С-58, в закрытом контейнере



- 1-ловитель
- 2-направитель
0,35x58
- 3-направитель
0,39x58
- 4-направитель
0,35x58
- 5- направитель
«J» 0,35x58
- 6-расширитель
- 7-зажим
- 8-электрод
- 9-фиксатор
- 10-кольцо для
направителей
- 11-стерильная
упаковка

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 233С-58, в стерильной упаковке. Вид с прозрачной стороны.



Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 233C-58, в стерильной упаковке. Вид со стороны маркировки

"ЭЛБИ" модель 233С-58

SN VBT 80087
2019.09.09
2021.09.09

5°C 40°C
Хранение

IS-1 BI

ТУ 9444-008-45934527-2001


ЭЛЕКТРОД БИПОЛЯРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ДЛЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ

"ЭЛБИ" по ТУ 9444-008-45934527-2001 модель 233С-58

НАЗНАЧЕНИЕ: для постоянной стимуляции и детекции сердечных сокращений в правом предсердии или правом желудочке сердца при совместном использовании с совместимым имплантируемым электрокардиостимулятором.

Порядок вскрытия стерильной упаковки

Стерильно




1. Вскрыть наружный пакет, не касаясь внутреннего. Руками в стерильных перчатках извлечь внутренний стерильный пакет
2. Руками в стерильных перчатках вскрыть внутренний пакет и извлечь контейнер
3. Снять крышку с контейнера
4. Извлечь электрод и принадлежности

ВНИМАНИЕ!

Внутренний стерильный пакет и контейнер вскрывать в условиях операционной.

СОДЕРЖИМОЕ СТЕРИЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Внутри



Нетоксично

STERILE EO





IPX7 58 см max 7.5 F — 8 F

ЭЛЕСТИМ-КАРДИО

Россия, 125363, г. Москва,
ул. Аэродромная, д. 16,
подвал, пом. 1, ком. 5
E-mail: info@elestim-cardio.ru



Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 233С-58, в стерильной упаковке. Маркировка стерильной упаковки.




Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 233C-58, в упаковке для хранения (коробке). Маркировка на торцевой стороне упаковки для хранения (коробки).

ЭЛЕКТРОД БИПОЛЯРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ДЛЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ
"ЭЛБИ" по ТУ 9444-008-45934527-2001 модель 233С-58

НАЗНАЧЕНИЕ: для постоянной стимуляции и детекции сердечных сокращений в правом предсердии или правом желудочке сердца при совместном использовании с совместимым имплантируемым электрокардиостимулятором.



СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ




PG PY

ЭЛЕСТИМ-КАРДИО

Россия, 125363, г. Москва,
ул. Аэродромная, д. 16,
подвал, пом. 1, ком. 5
E-mail: info@elestim-cardio.ru
Сделано в России


МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:
 ООО "ЭЛЕСТИМ-КАРДИО"
 Россия, 117545, г. Москва,
 Днепропетровский просп.,
 д. 4А, стр. 1А

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 233С-58
 в упаковке для хранения (коробке) – вид со стороны маркировки.




- 1-электрод
- 2-фиксатор
- 3-кольцо для
направителей
- 4-ловитель
- 5-расширитель
- 6-зажим
- 7-направитель
«J» 0,35x53
- 8-направитель
0,39x53
- 9-направитель
0,35x53
- 10-направитель
0,35x53

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» ПО ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 233С-53




- 1-крышка контейнера
- 2-фиксатор
- 3-электрод
- 4-ловитель
- 5-направитель
0,35x53
- 6-направитель
0,39x53
«J» 0,35x53
- 7-направитель
0,35x53
- 8-направитель
- 9-расширитель
- 10-зажим
- 11-кольцо для
направителей
- 12-контейнер

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 233С-53, в раскрытом контейнере



- 1-фиксатор
- 2-электрод
- 3-кольцо для
направителей
- 4-стикер
упаковочный
- 5-зажим
- 6-расширитель
- 7-направитель
0,35x53
- 8-направитель
0,39x53
- 9- направитель
«J» 0,35x53
- 10-направитель
0,35x53
- 11-ловитель
- 12-контейнер

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» ПО ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 233С-53, в закрытом контейнере



- 1-ловитель
- 2-направитель
0,35x53
- 3-кольцо для
направителей
- 4-направитель
0,39x53
- 5-направитель
0,35x53
- 6- направитель
«J» 0,35x53
- 7-расширитель
- 8-зажим
- 9-электрод
- 10-фиксатор
- 11-стерильная
упаковка

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» ПО ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 233С-53, в стерильной упаковке. Вид с прозрачной стороны.



Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 233C-53, в стерильной упаковке. Вид со стороны маркировки

233C-53

ABC 61233

2019.09.09


2021.09.09

SN



5°C 40°C
Хранение

"ЭЛБИ" модель 233C-53




TU 9444-008-45934527-2001

ЭЛЕКТРОД БИПОЛЯРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ДЛЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ "ЭЛБИ" по ТУ 9444-008-45934527-2001 модель 233C-53

НАЗНАЧЕНИЕ: для постоянной стимуляции и детекции сердечных сокращений в правом предсердии сердца при совместном использовании с совместимым имплантируемым электрокардиостимулятором.

Порядок вскрытия стерильной упаковки

Стерильно



1. Вскрыть наружный пакет, не касаясь внутреннего. Руками в стерильных перчатках извлечь внутренний стерильный пакет

2. Руками в стерильных перчатках вскрыть внутренний пакет и извлечь контейнер

3. Снять крышку с контейнера

4. Извлечь электрод и принадлежности

ВНИМАНИЕ!

Внутренний стерильный пакет и контейнер вскрывать в условиях операционной.

СОДЕРЖИМОЕ СТЕРИЛЬНОЙ УПАКОВКИ



Нетоксично

STERILE EO



IPX7 53 cm 7.5 F 8 F





ЭЛЕСТИМ-КАРДИО

Россия, 125363, г. Москва,
ул. Аэродромная, д. 16,
подвал, пом. 1, ком. 5
E-mail: info@elestim-cardio.ru

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 233C-53, в стерильной упаковке. Маркировка стерильной упаковки.

ЭЛЕКТРОД БИПОЛЯРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ДЛЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ **"ЭЛБИ"** по ТУ 9444-008-45934527-2001 модель 233С-53

НАЗНАЧЕНИЕ: для постоянной стимуляции и детекции сердечных сокращений в правом предсердии сердца при совместном использовании с совместимым имплантируемым электрокардиостимулятором.




ЭЛЕСТИМ-КАРДИО
 Россия, 125393, г. Москва,
 ул. Аэродвигателя, д. 16,
 подвал, пом. 1, ком. 5
 E-mail: info@elestim-cardio.ru
 Сделано в России




МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:
 ООО "ЭЛЕСТИМ-КАРДИО"
 Россия, 117545, г. Москва,
 Днепропетровский проезд,
 д. 4А, стр. 1А

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 233С-53 в упаковке для хранения (коробке) – вид со стороны маркировки.




- 1-фиксатор
- 2-электрод
- 3-кольцо для
направителей
- 4-ловитель
- 5-расширитель
- 6-зажим
- 7- направитель
«J» 0,35x58
- 8-направитель
0,39x58
- 9-направитель
0,35x58
- 10-направитель
0,35x58

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 232С-58




- 1-крышка контейнера
- 2-фиксатор
- 3-электрод
- 4-ловитель
- 5-направитель
0,35x58
- 6-направитель
0,39x58
- 7-направитель
«J» 0,35x58
- 8-направитель
0,35x58
- 9-расширитель
- 10-зажим
- 11-кольцо для
направителей
- 12-контейнер

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 232С-58, в раскрытом контейнере




- 1-фиксатор
- 2-электрод
- 3-кольцо для
направителей
- 4-стикер
упаковочный
- 5-зажим
- 6-расширитель
- 7-направитель
«J» 0,35x58
- 8-направитель
0,39x58
- 9-направитель
0,35x58
- 10-направитель
0,35x58
- 11-ловитель
- 12-контейнер

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 232С-58, в закрытом контейнере



- 1-ловитель
- 2-направитель
0,35x58
- 3-кольцо для
направителей
- 4-направитель
0,39x58
- 5- направитель
«J» 0,35x58
- 6-направитель
0,35x58
- 7-расширитель
- 8-зажим
- 9-электрод
- 10-фиксатор
- 11-стерильная
упаковка

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 232С-58, в стерильной упаковке. Вид с прозрачной стороны.



Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 232C-58, в стерильной упаковке. Вид со стороны маркировки.

232C-58

VBC 73541

2019.09.23

2021.09.23

5°C X 40°C
Хранение

SN

"ЭЛБИ" модель 232C-58

IS-1 BI

ТУ 9444-008-45934527-2001

ЭЛЕКТРОД БИПОЛЯРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ДЛЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ

"ЭЛБИ" по ТУ 9444-008-45934527-2001 модель 232C-58

НАЗНАЧЕНИЕ: для постоянной стимуляции и детекции сердечных сокращений в правом предсердии или правом желудочке сердца при совместном использовании с совместимым имплантируемым электрокардиостимулятором.

Порядок вскрытия стерильной упаковки

Стерильно

1. Вскрыть наружный пакет, не касаясь внутреннего. Руками в стерильных перчатках извлечь внутренний стерильный пакет
2. Руками в стерильных перчатках вскрыть внутренний пакет и извлечь контейнер
3. Снять крышку с контейнера
4. Извлечь электрод и принадлежности

ВНИМАНИЕ!

Внутренний стерильный пакет и контейнер вскрывать в условиях операционной.

СОДЕРЖИМОЕ СТЕРИЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Внутри

Нетоксично

STERILE EO

IPX7

58 см


6.6 F

7 F

ЭЛЕСТИМ-КАРДИО

Россия, 125363, г. Москва,
ул. Аэродромная, д. 16,
подвал, пом. 1, ком. 5
E-mail: info@elestim-cardio.ru


Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 232C-58, в стерильной упаковке. Маркировка стерильной упаковки.




Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 232С-58, в упаковке для хранения (коробке). Маркировка на торцевой стороне упаковки для хранения (коробки).

ЭЛЕКТРОД БИПОЛЯРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ДЛЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ
"ЭЛБИ" по ТУ 9444-008-45934527-2001 модель **232С-58**

НАЗНАЧЕНИЕ: для постоянной стимуляции и детекции сердечных сокращений в правом предсердии или правом желудочке сердца при совместном использовании с совместным имплантируемым электрокардиостимулятором.



СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ



IPX7




ЭЛЕСТИМ-КАРДИО

Россия, 125363, г. Москва,
 ул. Аэродромная, д. 16,
 подвал, пом. 1, ком. 5
 E-mail: info@elestim-cardio.ru
 Сделано в России


МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:
 ООО "ЭЛЕСТИМ-КАРДИО"
 Россия, 117545, г. Москва,
 Днепропетровский проезд,
 д. 4А, стр. 1А

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 232С-58, в упаковке для хранения (коробке) – вид со стороны маркировки.




- 1-ловитель
- 2-электрод
- 3-фиксатор
- 4-кольцо для
направителей
- 5-расширитель
- 6-зажим
- 7-направитель
«J» 0,35x53
- 8-направитель
0,39x53
- 9-направитель
0,35x53
- 10-направитель
0,35x53

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 232С-53




- 1-крышка контейнера
- 2-электрод
- 3-ловитель
- 4-направитель
0,35x53
- 5-кольцо для
направителей
- 6-направитель
0,39x53
- 7-направитель
0,35x53
- 8-направитель
«J» 0,35x53
- 9-расширитель
- 10-зажим
- 11-фиксатор
- 12-контейнер

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 232С-53, в раскрытом контейнере



- 1-фиксатор
- 2-электрод
- 3-кольцо для направителей
- 4-стикер упаковочный
- 5-зажим
- 6-расширитель
- 7-направитель 0,35x53
- 8-направитель 0,39x53
- 9-направитель «J» 0,35x53
- 10-направитель 0,35x53
- 11-ловитель
- 12-контейнер

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 232С-53, в закрытом контейнере



- 1-ловитель
- 2-направитель
0,35x53
- 3-кольцо для
направителей
- 4- направитель
«J» 0,35x53
- 5-направитель
0,39x53
- 6-направитель
0,35x53
- 7-расширитель
- 8-зажим
- 9-электрод
- 10-фиксатор
- 11-стерильная
упаковка

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 232С-53, в стерильной упаковке. Вид с прозрачной стороны.



Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 232C-53 в стерильной упаковке. Вид со стороны маркировки

232C-53

ABC 61561

2019.09.23

2021.09.23

SN



5°C 40°C
Хранение

"ЭЛБИ" модель 232C-53



IS-1 BI

TU 9444-008-45934527-2001

ЭЛЕКТРОД БИПОЛЯРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ДЛЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ "ЭЛБИ" по ТУ 9444-008-45934527-2001 модель 232C-53

НАЗНАЧЕНИЕ: для постоянной стимуляции и детекции сердечных сокращений в правом предсердии сердца при совместном использовании с совместимым имплантируемым электрокардиостимулятором.

Порядок вскрытия стерильной упаковки

Стерильно



1. Вскрыть наружный пакет, не касаясь внутреннего. Руками в стерильных перчатках извлечь внутренний стерильный пакет



2. Руками в стерильных перчатках вскрыть внутренний пакет и извлечь контейнер



3. Снять крышку с контейнера




4. Извлечь электрод и принадлежности

ВНИМАНИЕ!

Внутренний стерильный пакет и контейнер вскрывать в условиях операционной.

СОДЕРЖИМОЕ СТЕРИЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Внутри



Нетоксично



STERILE EO




ЭЛЕСТИМ-КАРДИО

Россия, 125363, г. Москва,
ул. Аэродромная, д. 16,
подвал, пом. 1, ком. 5
E-mail: info@elestim-cardio.ru

IPX7 53 cm 6.6 F 7 F



Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 232C-53 в стерильной упаковке. Маркировка стерильной упаковки.



Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 232C-53
упаковке для хранения (коробке). Маркировка на торцевой стороне упаковки для хранения (коробки).

ЭЛЕКТРОД БИПОЛЯРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ДЛЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ
"ЭЛБИ" по ТУ 9444-008-45934527-2001 модель **232С-53**

НАЗНАЧЕНИЕ: для постоянной стимуляции и детекции сердечных сокращений в правом предсердии сердца при совместном использовании с совместимым имплантируемым электрокардиостимулятором.



PG ру

ЭЛЕСТИМ-КАРДИО
 Россия, 125363, г. Москва,
 ул. Аэродромная, д. 16,
 подвал, пом. 1, ком. 5
 E-mail: info@elestim-cardio.ru
 Сделано в России

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ




МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:
 ООО "ЭЛЕСТИМ-КАРДИО"
 Россия, 117545, г. Москва,
 Днепропетровский проезд,
 д. 4А, стр. 1А

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001, модель 232С-53
 в упаковке для хранения (коробке) – вид со стороны маркировки.


ЭЛЕКТРОД БИПОЛЯРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ДЛЯ
ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ
«ЭЛБИ» ПО ТУ 9444-008-45934527-2001

Количество 8 (восемь) шт.

Изготовитель: ООО «ЭЛЕСТИМ-КАРДИО»
Россия, 125363, г. Москва, ул. Аэродромная, д. 16
тел./факс: (495) 649-15-49 E-mail: info@elestim-cardio.ru



Транспортирование



Хранение

Электрод биполярный постоянный для имплантируемых электрокардиостимуляторов «ЭЛБИ» по ТУ 9444-008-45934527-2001
в транспортной упаковке.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на

(66 / шестидесятишесть) листах

Генеральный директор

ООО «ЭЛЕСТИМ-КАРДИО»

 А.В. Войцеховский

