

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

 А.А. Комова

» 200__ г.



ИНСТРУКЦИЯ по применению

Маски медицинские из нетканых материалов «ИНТЕКС»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Маски медицинские из нетканых материалов (далее по тексту – «Маски»), предназначены для наружного закрытия носовой и ротовой полости в целях предупреждения внешнего инфицирования человека и передачи инфекции от больного в окружающую среду

Маски могут быть использованы в стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях.

Маски в зависимости от конструкции выпускаются 2-х исполнений:

Исполнение 1 – Маски медицинские из нетканых материалов трехслойные.

Исполнение 2 – Маски медицинские из нетканых материалов пятислойных (с повышенной фильтрующей способностью).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маски изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категория 4.2 по ГОСТ 15150.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1 по ГОСТ Р 51609.

Основные линейные размеры масок должны соответствовать требованиям представленным в таблице № 1.

Таблица № 1

Размер	Длина маски, см	Ширина маски, см	Длина завязок, см (при наличии)	Длина резинок в растянутом состоянии, см (при наличии)
1	$17,5 \pm 1,5$	$9,5 \pm 0,5$	$42,0 \pm 4,0$	не менее 35,0

Г

Маски изготавливаются из нетканых материалов (Спанбонд типа S, SS, SMS, SMMS и мелтблаун), одного типоразмера, с фиксацией на лице с помощью завязок или резинок, с фиксатором в области переносице или без такового.

Маски, должны соответствовать параметрам, указанным в таблице № 2.

Таблица № 2

Наименование изделия.	Поверхностная плотность, г/м ² не менее	Разрывная нагрузка в		Паропроницаемость, мг/см ² *час не менее
		в сухом состоянии	во влажном состоянии	
1	2	3	4	5
Маски:				
- трехслойные;	40,0	5,0	4,0	2,5
- пятислойные.	55,0	6,0	5,0	2,0

Маски могут выпускаться из окрашенных или неокрашенных материалов.

Маски выпускаются на завязках или резинках, с фиксатором или без него, с окантованными или нет краями.