

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Фактор-Мед Продакшн»

Н.П. Пришляк

«27» июля 2020 г.

М.П.



МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ ИЗДЕЛИЯ

**Набор реагентов для иммунохроматографического определения
фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»**

по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018

(ООО "Фактор-Мед Продакшн", Россия)

Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк,
ул. Промышленная д. 2, этаж 1, помещение 30
www.faktormedprod.ru, e-mail: fmprod@inbox.ru, тел.: +7(499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д. 2

Планшет

Набор «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»

Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин, Кальпротектин.
Состав: Планшет с тремя полосками - 1 шт.
Срок годности 24 месяца.
Серия № 1400919
Годен до: 2021.09



Рис 1. Маркировка Планшета (лицевая сторона) Набора реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин, Кальпротектин

Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк,
ул. Промышленная д. 2, этаж 1, помещение 30
www.faktormedprod.ru, e-mail: fmprod@inbox.ru, тел.: +7(499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д. 2

Планшет

Набор «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»

Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин 2-стрип.

Состав: Планшет с одной полоской - 1 шт.

Срок годности 24 месяца.

Серия № 2400919

Годеи до: 2021.09



Рис 2. Маркировка Планшета (лицевая сторона) Набора реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин 2-стрип

Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк,
ул. Промышленная д. 2, этаж 1, помещение 30
www.faktormedprod.ru, e-mail: fmprod@inbox.ru, тел.: +7(499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д. 2

Планшет

Набор «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»

Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин.
Состав: Планшет с двумя полосками - 1 шт.
Срок годности 24 месяца.
Серия № 3400919
Годен до: 2021.09



Рис 3. Маркировка Планшета (лицевая сторона) Набора реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин

Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк,
ул. Промышленная д. 2, этаж 1, помещение 30
www.faktormedprod.ru, e-mail: fmprod@inbox.ru, тел.: +7(499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д. 2

Планшет

Набор «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»

Исполнение Гемоглобин 50.

Состав: Планшет с одной полоской - 1 шт.

Срок годности 24 месяца.

Серия № 4400919

Годеи до: 2021.09



Рис 4. Маркировка Планшета (лицевая сторона) Набора реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50

Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк,
ул. Промышленная д. 2, этаж 1, помещение 30
www.faktormedprod.ru, e-mail: fmprod@inbox.ru, тел.: +7(499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д. 2

Планшет

Набор «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»

Исполнение Гемоглобин 200.

Состав: Планшет с одной полоской - 1 шт.

Срок годности 24 месяца.

Серия № 5400919

Годеи до: 2021.09



Рис 5. Маркировка Платшета (лицевая сторона) Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 200

Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк,
ул. Промышленная д. 2, этаж 1, помещение 30
www.faktormedprod.ru, e-mail: fmprod@inbox.ru, тел.: +7(499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д. 2

Планшет

Набор «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»

Исполнение Гемоглобин 50, Гемоглобин 200.
Состав: Планшет с двумя полосками - 1 шт.
Срок годности 24 месяца.
Серия № 6400919
Годеи до: 2021.09



Рис 6. Маркировка Планшета (лицевая сторона) Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Гемоглобин 200

Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк,
ул. Промышленная д. 2, этаж 1, помещение 30
www.faktormedprod.ru, e-mail: fmprod@inbox.ru, тел.: +7(499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д. 2

Планшет

Набор «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»

Исполнение Трансферрин.

Состав: Планшет с одной полоской - 1 шт.

Срок годности 24 месяца.

Серия № 7400919

Годен до: 2021.09



Рис 7. Маркировка Планшета (лицевая сторона) Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Трансферрин

Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк,
ул. Промышленная д. 2, этаж 1, помещение 30
www.faktormedprod.ru, e-mail: fmprod@inbox.ru, тел.: +7(499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д. 2

Планшет

Набор «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»

Исполнение Кальпротектин.

Состав: Планшет с одной полоской - 1 шт.

Срок годности 24 месяца.

Серия № 8400919

Годен до: 2021.09



Рис 8. Маркировка Планшета (лицевая сторона) Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Кальпротектин




Рис 9. Маркировка Планшета (оборотная сторона) Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018

**ООО «Фактор-Мед Продакшн»
Флакон с крышкой-капельницей
и стержнем для забора кала,
содержащий буфер для растворения образца
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР»
Только для in vitro диагностики
Хранить при температуре 2-30°C
Объем 2.0 мл
Серия:
Годен до:**

Рис 10. Маркировка Флакона с крышкой-капельницей и стержнем для забора кала, содержащий буфер для растворения образца



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018

Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин, Кальпротектин

Регистрационное удостоверение № ... от ... г
Для профессионального применения и самотестирования
Оптимальная температура хранения 15-25 °С

Состав:

Планшет с тремя полосками – 1 шт;

Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора кала, содержащий буфер для растворения образца – 1 шт;

Наклейка для записи данных о пациенте (при необходимости) – 1 шт;

Пакет для транспортировки биологических материалов (при необходимости) – 1 шт;

Инструкция по применению.

Срок годности 24 месяца.


Серия № 1400919

Дата изг. 2019.09

Годен до: 2021.09



Рис 11. Маркировка изделия Набора реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин, Кальпротектин



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49

Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018

Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин 2-стрип

Регистрационное удостоверение № ... от ... г
Для профессионального применения и самотестирования
Оптимальная температура хранения 15-25°

Состав:

Планшет с тремя полосками – 1 шт;

Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора кала, содержащий буфер для растворения образца – 1 шт;

Наклейка для записи данных о пациенте (при необходимости) – 1 шт;

Пакет для транспортировки биологических материалов (при необходимости) – 1 шт;

Инструкция по применению.

Срок годности 24 месяца.


Серия № 2400919

Дата изг. 2019.09

Годен до: 2021.09



Рис 12. Маркировка изделия Набора реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин 2-стрип



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49

Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018

Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин

Регистрационное удостоверение № ... от ... г
Для профессионального применения и самотестирования
Оптимальная температура хранения 15-25 °

Состав:

Планшет с тремя полосками – 1 шт;

Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора кала, содержащий буфер для растворения образца – 1 шт;

Наклейка для записи данных о пациенте (при необходимости) – 1 шт;

Пакет для транспортировки биологических материалов (при необходимости) – 1 шт;

Инструкция по применению.

Срок годности 24 месяца.


Серия № 3400919

Дата изг. 2019.09

Годен до: 2021.09



Рис 13. Маркировка изделия Набора реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018

Исполнение Гемоглобин 50

Регистрационное удостоверение № ... от ... г
Для профессионального применения и самотестирования
Оптимальная температура хранения 15-25 °С

Состав:

Планшет с тремя полосками – 1 шт;

Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора кала, содержащий буфер для растворения образца – 1 шт;

Наклейка для записи данных о пациенте (при необходимости) – 1 шт;

Пакет для транспортировки биологических материалов (при необходимости) – 1 шт;

Инструкция по применению.

Срок годности 24 месяца.

Серия № 4400919

Дата изг. 2019.09

Годен до: 2021.09





Рис 14. Маркировка изделия Набора реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49

Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018

Исполнение Гемоглобин 200

Регистрационное удостоверение № ... от ... г
Для профессионального применения и самотестирования
Оптимальная температура хранения 15-25⁰

Состав:

Планшет с тремя полосками – 1 шт;

Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора кала, содержащий буфер для растворения образца – 1 шт;

Наклейка для записи данных о пациенте (при необходимости) – 1 шт;

Пакет для транспортировки биологических материалов (при необходимости) – 1 шт;

Инструкция по применению.

Срок годности 24 месяца.


Серия № 5400919

Дата изг. 2019.09

Годен до: 2021.09



Рис 15. Маркировка изделия Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 200



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49

Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018

Исполнение Гемоглобин 50, Гемоглобин 200

Регистрационное удостоверение № ... от ... г
Для профессионального применения и самотестирования
Оптимальная температура хранения 15-25⁰

Состав:

Планшет с тремя полосками – 1 шт;

Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора кала, содержащий буфер для растворения образца – 1 шт;

Наклейка для записи данных о пациенте (при необходимости) – 1 шт;

Пакет для транспортировки биологических материалов (при необходимости) – 1 шт;

Инструкция по применению.

Срок годности 24 месяца.


Серия № 6400919

Дата изг. 2019.09

Годен до: 2021.09



Рис 16. Маркировка изделия Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Гемоглобин 200



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49

Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018

Исполнение Трансферрин

Регистрационное удостоверение № ... от ... г
Для профессионального применения и самотестирования
Оптимальная температура хранения 15-25°

Состав:

Планшет с тремя полосками – 1 шт;

Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора кала, содержащий буфер для растворения образца – 1 шт;

Наклейка для записи данных о пациенте (при необходимости) – 1 шт;

Пакет для транспортировки биологических материалов (при необходимости) – 1 шт;

Инструкция по применению.

Срок годности 24 месяца.


Серия № 7400919

Дата изг. 2019.09

Годен до: 2021.09



Рис 17. Маркировка изделия Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Трансферрин



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49

Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018

Исполнение Кальпротектин

Регистрационное удостоверение № ... от ... г
Для профессионального применения и самотестирования
Оптимальная температура хранения 15-25⁰

Состав:

Планшет с тремя полосками – 1 шт;

Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора кала, содержащий буфер для растворения образца – 1 шт;

Наклейка для записи данных о пациенте (при необходимости) – 1 шт;

Пакет для транспортировки биологических материалов (при необходимости) – 1 шт;

Инструкция по применению.

Срок годности 24 месяца.

Серия № 8400919

Дата изг. 2019.09

Годен до: 2021.09



Рис 18. Маркировка изделия Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Кальпротектин



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49

Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018**

Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин, Кальпротектин
Групповая упаковка №1

Регистрационное удостоверение №

Серия № 1400919

Дата изготовления: 2019.09

Годен до: 2021.09

Количество: 20 наборов

Хранить в сухом месте при температуре 2-30 °С

Оптимальная температура хранения 15-25 °С

Срок годности: 24 месяца

Состав набора:

Планшет с тремя полосками – 1 шт;

Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора кала,
содержащий буфер для растворения образца – 1 шт;

Наклейка для записи данных о пациенте
(при необходимости) – 1 шт;

Пакет для транспортировки биологических материалов
(при необходимости) – 1 шт;

Инструкция по применению.




Масса нетто - 393±100 г

Масса брутто - 308±100 г

Масса нетто изделия - 17,5±2 г



Рис 19. Маркировка групповой упаковки Набора реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин, Кальпротектин



ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018**

Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин 2-стрип
Групповая упаковка №1

Регистрационное удостоверение №

Серия № 2400919

Дата изготовления: 2019.09

Годен до: 2021.09

Количество: 25 наборов

Хранить в сухом месте при температуре 2-30 °С

Оптимальная температура хранения 15-25⁰С

Срок годности: 24 месяца

Состав набора:

Планшет с одной полоской – 1 шт;

Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора кала, содержащий буфер для растворения образца – 1 шт;

Наклейка для записи данных о пациенте (при необходимости) – 1 шт;

Пакет для транспортировки биологических материалов
(при необходимости) – 1 шт;

Инструкция по применению.



Масса нетто - 330 ± 85 г

Масса брутто - 400 ± 85 г

Масса нетто изделия - 14 ± 1 г



Рис 20. Маркировка групповой упаковки Набора реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин 2-стрип



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49

Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018**

Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин
Групповая упаковка №1

Регистрационное удостоверение №

Серия № 3400919

Дата изготовления: 2019.09

Годен до: 2021.09

Количество: 20 наборов

Хранить в сухом месте при температуре 2-30 °C

Оптимальная температура хранения 15-25 °C

Срок годности: 24 месяца

Состав набора:

Планшет с двумя полосками – 1 шт;

Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора кала,
содержащий буфер для растворения образца – 1 шт;

Наклейка для записи данных о пациенте
(при необходимости) – 1 шт;

Пакет для транспортировки биологических материалов
(при необходимости) – 1 шт;

Инструкция по применению.



Масса нетто - 304±100 г
Масса брутто - 389±100 г
Масса нетто изделия - 17,3±2 г



Рис 21. Маркировка групповой упаковки Набора реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49

Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018**

Исполнение Гемоглобин 50
Групповая упаковка №1

Регистрационное удостоверение №

Серия № 4400919

Дата изготовления: 2019.09

Годен до: 2021.09

Количество: 25 наборов

Хранить в сухом месте при температуре 2-30 °С

Оптимальная температура хранения 15-25 °С

Срок годности: 24 месяца

Состав набора:

Планшет с одной полоской– 1 шт;

Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора кала,
содержащий буфер для растворения образца – 1 шт;

Наклейка для записи данных о пациенте
(при необходимости) – 1 шт;

Пакет для транспортировки биологических материалов
(при необходимости) – 1 шт;

Инструкция по применению.



Масса нетто - 330±85 г

Масса брутто - 400±85 г

Масса нетто изделия - 14±1 г



Рис 22. Маркировка групповой упаковки Набора реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018**

Исполнение Гемоглобин 200
Групповая упаковка №1

Регистрационное удостоверение №

Серия № 5400919

Дата изготовления: 2019.09

Годен до: 2021.09

Количество: 25 наборов

Хранить в сухом месте при температуре 2-30 °С

Оптимальная температура хранения 15-25 °С

Срок годности: 24 месяца

Состав набора:

Планшет с одной полоской – 1 шт;

Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора кала,
содержащий буфер для растворения образца – 1 шт;

Наклейка для записи данных о пациенте
(при необходимости) – 1 шт;

Пакет для транспортировки биологических материалов
(при необходимости) – 1 шт;

Инструкция по применению.



Масса нетто - 330±85 г
Масса брутто - 400±85 г
Масса нетто изделия - 14±1 г



Рис 23. Маркировка групповой упаковки Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 200



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49

Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018**

Исполнение Гемоглобин 50, Гемоглобин 200

Групповая упаковка №1

Регистрационное удостоверение №

Серия № 6400919

Дата изготовления: 2019.09

Годен до: 2021.09

Количество: 20 наборов

Хранить в сухом месте при температуре 2-30 °C

Оптимальная температура хранения 15-25 °C

Срок годности: 24 месяца

Состав набора:

Планшет с двумя полосками – 1 шт;

Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора кала,
содержащий буфер для растворения образца – 1 шт;

Наклейка для записи данных о пациенте
(при необходимости) – 1 шт;

Пакет для транспортировки биологических материалов
(при необходимости) – 1 шт;

Инструкция по применению.



Масса нетто - 304±100 г

Масса брутто - 389±100 г

Масса нетто изделия - 17,3±2 г



Рис 24. Маркировка групповой упаковки Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Гемоглобин 200



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018**

Исполнение Трансферрин
Групповая упаковка №1

Регистрационное удостоверение №

Серия № 7400919

Дата изготовления: 2019.09

Годен до: 2021.09

Количество: 25 наборов

Хранить в сухом месте при температуре 2-30 °С

Оптимальная температура хранения 15-25 °С

Срок годности: 24 месяца

Состав набора:

Планшет с одной полоской – 1 шт;

Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора кала,
содержащий буфер для растворения образца – 1 шт;

Наклейка для записи данных о пациенте
(при необходимости) – 1 шт;

Пакет для транспортировки биологических материалов
(при необходимости) – 1 шт;

Инструкция по применению.




Масса нетто - 330±85 г

Масса брутто - 400±85 г

Масса нетто изделия - 14±1 г



Рис 25. Маркировка групповой упаковки Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Трансферрин



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru, www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49

Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018**

Исполнение Кальпротектин
Групповая упаковка №1

Регистрационное удостоверение №

Серия № 8400919

Дата изготовления: 2019.09

Годен до: 2021.09

Количество: 25 наборов

Хранить в сухом месте при температуре 2-30 °С

Оптимальная температура хранения 15-25 °С

Срок годности: 24 месяца

Состав набора:

Планшет с одной полоской – 1 шт;

Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора кала,
содержащий буфер для растворения образца – 1 шт;

Наклейка для записи данных о пациенте
(при необходимости) – 1 шт;

Пакет для транспортировки биологических материалов
(при необходимости) – 1 шт;

Инструкция по применению.



Масса нетто - 330±85 г

Масса брутто - 400±85 г

Масса нетто изделия- 14±1 г



Рис 26 Маркировка групповой упаковки Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Кальпротектин



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018**
Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин, Кальпротектин

Хранить в сухом месте при температуре 2-30 °С
Оптимальная температура хранения 15-25 °С
Допускается транспортирование от -25 °С до 30 °С не более 1 месяца
Срок годности: 24 месяца

Регистрационное удостоверение №
Серия № 1400919
Дата изготовления: 2019.09
Годен до: 2021.09
Групповая упаковка №1
Количество наборов: 640 шт.

Масса нетто - 12 000±2000 г
Масса брутто - 13 000±2000 г
Масса нетто изделия - 17,5±2 г

*Рис 27. Маркировка транспортной упаковки Набора реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин, Кальпротектин*



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru, www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49

Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018**

Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин 2-стрип

Хранить в сухом месте при температуре 2-30 °С

Оптимальная температура хранения 15-25 °С

Допускается транспортирование от -25 °С до 30 °С не более 1 месяца

Срок годности: 24 месяца

Регистрационное удостоверение №

Серия № 2400919

Дата изготовления: 2019.09

Годен до: 2021.09

Групповая упаковка №1

Количество наборов: 800 шт.

Масса нетто - 12 000±2000 г

Масса брутто - 13 000±2000 г

Масса нетто изделия - 14±1 г

Рис 28. Маркировка транспортной упаковки Набора реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин 2-стрип



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018**

Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин

Хранить в сухом месте при температуре 2-30 °С
Оптимальная температура хранения 15-25 °С
Допускается транспортирование от -25 °С до 30 °С не более 1 месяца
Срок годности: 24 месяца

Регистрационное удостоверение №

Серия № 3400919

Дата изготовления: 2019.09

Годен до: 2021.09

Групповая упаковка №1

Количество наборов: 640 шт.

Масса нетто - 12 000±2000 г

Масса брутто - 13 000±2000 г

Масса нетто изделия - 17,3±2 г

*Рис 29. Маркировка транспортной упаковки Набора реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин*



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018**

Исполнение Гемоглобин 50

Хранить в сухом месте при температуре 2-30 °С

Оптимальная температура хранения 15-25 °С

Допускается транспортирование от -25 °С до 30 °С не более 1 месяца

Срок годности: 24 месяца

Регистрационное удостоверение №

Серия № 4400919

Дата изготовления: 2019.09

Годен до: 2021.09

Групповая упаковка №1

Количество наборов: 800 шт.

Масса нетто - 12 000±2000 г

Масса брутто - 13 000±2000 г

Масса нетто изделия - 14±1 г

*Рис 30. Маркировка транспортной упаковки Набора реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50*



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018

Исполнение Гемоглобин 200

Хранить в сухом месте при температуре 2-30 °С

Оптимальная температура хранения 15-25 °С

Допускается транспортирование от -25 °С до 30 °С не более 1 месяца

Срок годности: 24 месяца

Регистрационное удостоверение №

Серия № 5400919

Дата изготовления: 2019.09

Годен до: 2021.09

Групповая упаковка №1


Количество наборов: 800 шт.

Масса нетто - 12 000±2000 г

Масса брутто - 13 000±2000 г

Масса нетто изделия - 14±1 г

*Рис 31. Маркировка транспортной упаковки Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 200*



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018**

Исполнение Гемоглобин 50, Гемоглобин 200

Хранить в сухом месте при температуре $2-30^{\circ}\text{C}$
Оптимальная температура хранения $15-25^{\circ}\text{C}$
Допускается транспортирование от -25°C до 30°C не более 1 месяца
Срок годности: 24 месяца

Регистрационное удостоверение №

Серия № 6400919

Дата изготовления: 2019.09

Годен до: 2021.09

Групповая упаковка №1

Количество наборов: 640 шт.

Масса нетто - $12\,000 \pm 2000$ г

Масса брутто - $13\,000 \pm 2000$ г

Масса нетто изделия - $17,3 \pm 2$ г

*Рис 32. Маркировка транспортной упаковки Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Гемоглобин 200*



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru, www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49

Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018**

Исполнение Трансферрин

Хранить в сухом месте при температуре $2-30^{\circ}\text{C}$

Оптимальная температура хранения $15-25^{\circ}\text{C}$

Допускается транспортирование от -25°C до 30°C не более 1 месяца

Срок годности: 24 месяца

Регистрационное удостоверение №

Серия № 7400919

Дата изготовления: 2019.09

Годен до: 2021.09

Групповая упаковка №1

Количество наборов: 800 шт.

Масса нетто - $12\,000 \pm 2000$ г

Масса брутто - $13\,000 \pm 2000$ г

Масса нетто изделия - 14 ± 1 г

Рис 33. Маркировка транспортной упаковки Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Трансферрин



® Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк,
ул. Промышленная, д. 2, этаж 1, помещение 30, e-mail: fmprod@inbox.ru,
www.faktormedprod.ru, тел.: +7 (499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г.Троицк, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018**

Исполнение Кальпротектин

Хранить в сухом месте при температуре 2-30 °С
Оптимальная температура хранения 15-25 °С
Допускается транспортирование от -25 °С до 30 °С не более 1 месяца
Срок годности: 24 месяца

Регистрационное удостоверение №

Серия № 8400919

Дата изготовления: 2019.09

Годен до: 2021.09

Групповая упаковка №1

Количество наборов: 800 шт.

Масса нетто - 12 000±2000 г

Масса брутто - 13 000±2000 г

Масса нетто изделия - 14±1 г

*Рис 34. Маркировка транспортной упаковки Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Кальпротектин*

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
ООО «Фактор-Мед Продакшн»

На 35 листах (тридцати пяти)

Генеральный директор:



/Пришляк Н.П./

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Фактор-Мед Продакшн»

Н.П. Пришляк

«27» июля 2020 г.

М.П.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ


Набор реагентов для иммунохроматографического определения
фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»
по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018
(ООО "Фактор-Мед Продакшн", Россия)

Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк
ул. Промышленная д. 2, этаж 1, помещение 30
www.faktormedprod.ru, e-mail: fmprod@inbox.ru, тел.: +7(499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д. 2

Планшет

Набор «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»

Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин, Кальпротектин.
Состав: Планшет с тремя полосками - 1 шт.
Срок годности 24 месяца.
Серия № 1400919
Годен до: 2021.09



СИЛИКАГЕЛЬ
для
адсорбирования
влаги

DO NOT EAT
Contains
Silica Gel for
Moisture Adsorbent

НЕСЪЕДОБНО!
содержит
СИЛИКАГЕЛЬ
для
адсорбирования
влаги

Рис 1. Планшет Набора реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»
по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин, Кальпротектин

Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк,
ул. Промышленная д. 2, этаж 1, помещение 30
www.faktormedprod.ru, e-mail: fmprod@inbox.ru, тел.: +7(499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д. 2

Планшет

Набор «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»

Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин 2-стрип.
Состав: Планшет с одной полоской - 1 шт.
Срок годности 24 месяца.
Серия № 2400919
Годеи до: 2021.09




Рис 2. Планшет Набора реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»

Производитель ООО «Фактор-Мед Продакшн» Россия 108841 г. Москва, г. Троица
 ул. Промышленная д. 2, этаж 1 помещение 30
 www.faktormedprod.ru, e-mail: faktormedprod@yandex.ru, тел. +7(499) 323-46-49
 Место производства Россия, 108841, г. Москва, г. Троица, ул. Промышленная д. 2

Планшет

Набор «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»

Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин
 Состав: Планшет с двумя полосками - 1 шт.
 Срок годности 24 месяца.
 Серия № 31003.12
 Годен до: 2021.09





Рис 3. Планшет Набора реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»
 по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин

Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк,
ул. Промышленная д. 2, этаж 1, помещение 30
www.faktormedprod.ru, e-mail: fmprod@inbox.ru, тел.: +7(499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д. 2

Планшет

Набор «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»

Исполнение Гемоглобин 50.
Состав: Планшет с одной полоской - 1 шт.
Срок годности 24 месяца.
Серия № 4400919
Годен до: 2021.09



СИЛИКАГЕЛЬ
для
адсорбирования
влаги

DO NOT EAT
Contains
Silica Gel for
Moisture Adsorbent

НЕСЪЕДОБНО!
содержит
СИЛИКАГЕЛЬ
для
адсорбирования
влаги


Рис 4. Планшет Набора реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»
по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50

Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк,
ул. Промышленная д. 2, этаж 1, помещение 30
www.faktormedprod.ru, e-mail: fmprod@inbox.ru, тел.: +7(499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д. 2

Планшет

Набор «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»

Исполнение Гемоглобин 200.
Состав: Планшет с одной полоской - 1 шт.
Срок годности 24 месяца.
Серия № 5400919
Годен до: 2021.09



СИЛИКАГЕЛЬ
для
адсорбирования
влаги

DO NOT EAT
Contains
Silica Gel for
Moisture Adsorbent

НЕСЪЕДОБНО!
содержит
СИЛИКАГЕЛЬ
для
адсорбирования
влаги


Рис 5. Планшет Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»
по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 200

Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк,
ул. Промышленная д. 2, этаж 1, помещение 30
www.faktormedprod.ru, e-mail: fmprod@inbox.ru, тел.: +7(499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д. 2

Планшет

Набор «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»

Исполнение Гемоглобин 50, Гемоглобин 200.
Состав: Планшет с двумя полосками - 1 шт.
Срок годности 24 месяца.
Серия № 6400919
Годен до: 2021.09



СИЛИКАГЕЛЬ
для
адсорбирования
влаги
DO NOT EAT
Contains
Silica Gel for
Moisture Adsorbent
НЕСЪЕДОБНО!
содержит
СИЛИКАГЕЛЬ
для
адсорбирования
влаги

Рис 6. Планшет Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»
по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Гемоглобин 200

Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк,
ул. Промышленная д. 2, этаж 1, помещение 30
www.faktormedprod.ru, e-mail: fmprod@inbox.ru, тел.: +7(499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д. 2

Планшет

Набор «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»

Исполнение Трансферрин.
Состав: Планшет с одной полоской - 1 шт.
Срок годности 24 месяца.
Серия № 7400919
Годеи до: 2021.09



СИЛИКАГЕЛЬ
для
адсорбирования
влаги

DO NOT EAT
Contains
Silica Gel for
Moisture Adsorbent

НЕСЪЕДОБНО!
содержит
СИЛИКАГЕЛЬ
для
адсорбирования
влаги

Рис 7. Планшет Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»
по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Трансферрин

Производитель: ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк,
ул. Промышленная д. 2, этаж 1, помещение 30
www.faktormedprod.ru, e-mail: fmprod@inbox.ru, тел.: +7(499) 322-46-49
Место производства: Россия, 108841, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная д. 2

Планшет

Набор «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»



Исполнение Кальпротектин.

Состав: Планшет с одной полоской - 1 шт

Срок годности 24 месяца.

Серия № 8400919

Годен до: 2021.09



СИЛИКАГЕЛЬ
для
адсорбирования
влаги

DO NOT EAT
Contains
Silica Gel for
Moisture Adsorbent

НЕСЪЕДОБНО!
содержит
СИЛИКАГЕЛЬ
для
адсорбирования
влаги

Рис 8. Планшет Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»
по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Кальпротектин



Рис 9. Обратная сторона упаковки для планшетов





Рис 10. Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора кала, содержащий буфер для растворения образца

ООО ЦИРМИ
Флакон
и стерильный
или другой
вместитель
для
хранения






Рис 12. Наклейка для записи данных о пациенте




Рис 13. Пакет для транспортировки биологических материалов




Рис 14. Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин, Кальпротектин




Рис 15. Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-ФОВ-К-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин 2-стрип

Производитель: ООО «Фактор-Мед. Продакшн»
5-й Донской пр-д, д. 15, этаж 5
г. Москва, 125040




г) Производитель: ООО «Фактор-Мед. Продакшн» Россия, 105541, г. Москва,
ул. Промышленная, д. 2, стр. 1, помещение 35, офис 303
www.faktormedprod.ru, тел: +7 (499) 322-46-44
Место производства: Россия, 105541, г. Москва, Троицкая ул., д. 15, этаж 5

**Набор реагентов для иммунохроматографического
определения фекальных биомаркеров в кале
«ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-6972-1380-2018**
Исполнение Гемоглобин 50

Регистрационное удостоверение № ... от ... г.
Для профессионального применения и самотестирования
Оптимальная температура хранения 15-25°C

Состав:

Планшет с тремя полосками – 1 шт;
Флакон с крышкой-капельницей и с держком для забора кала, содержащий буфер для растворения образца – 1 шт;
Наклейка для записи данных о пациенте (при необходимости) – 1 шт;
Пакет для транспортировки биологических материалов (при необходимости) – 1 шт;
Инструкция по применению.



Срок годности 24 месяца
Серия № 44009919
Дата изг. 2019.09
Годен до: 2021.09



Рис 17. Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР»
по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50




Рис 18. Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 200




Рис 19. Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Гемоглобин 200




Рис 21. Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-6972-380-2018, Исполнение Кальпротектин




Рис 22. Маркировка групповой упаковки «Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин, Кальпротектин»


 ООО «Фактор-Мед» Промышленная зона, д. 2, этаж 1, помещение 30, этаж 1 этаж 1 этаж 1
 www.faktor-med.ru тел. +7 (499) 322-46-49
 Место производства: Россия, 126841 г. Москва, ул. Промышленная, д. 2

**Набор реагентов для иммунохроматографического
 определения фекальных биомаркеров в кале
 «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018**
 Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин 2-стрип
 Групповая упаковка №1

Регистрационное удостоверение №
 Серия № 2400919
 Дата изготовления 2019.09
 Годен до 2021.09
 Количество 25 наборов
 Хранить в сухом месте при температуре 2-30 °С
 Оптимальная температура хранения 15-25 °С
 Срок годности 24 месяца
 Состав набора:
 Планшет с одной полоской – 1 шт;
 Флакон с крышечкой-капельницей и стержнем для забора кала,
 содержащий буфер для растворения образца – 1 шт;
 Наклейка для записи данных о пациенте
 (при необходимости) – 1 шт;
 Пакет для транспортировки биологических материалов
 (при необходимости) – 1 шт;
 Инструкция по применению



Масса нетто - 330±85 г
 Масса брутто - 400±85 г
 Масса нетто изделия - 14±1 г




Рис 23. Маркировка групповой упаковки «Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале
 «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин 2-стрип»

Регистрационное удостоверение №
Серия № 34C0919
Дата изготовления 2019.03
Годен до 2021.08
Кол-во наборов 20 наборов
Хранить в сухом месте при температуре 2-30 °С
Оптимальная температура хранения 15-25 °С
Срок годности: 24 месяца
Состав набора
Плоскост с двумя полосками – 1 шт,
Опалон с кривой-калечинкой и стержнем для
содержания буфер для растворения образца – 1
Наклейка для записи данных о пациенте
(при необходимости) – 1 шт,
Пакет для транспортировки биологических матер-
иалов (при необходимости) – 1 шт,
Инструкция по применению.

6 670012 51203

Масса нетто - 304±100 г
 Масса брутто - 389±100 г
 Масса нетто изделий - 17,3±2




Рис 24. Маркировка групповой упаковки «Набор реагентов для иммунохроматографического определения фекальных биомаркеров в кале «ИХА-FOB-K-ФАКТОР» по ТУ 21.10.60-118-69721380-2018, Исполнение Гемоглобин 50, Трансферрин»

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
ООО «Фактор-Мед Продакшн»

На 25 листах (двадцать пять)

Генеральный директор:



/Пришляк Н.П./