

Ниже представлен образец маркировки

SAPPHIRE 400 Premium	
Clinical Chemistry Analyzer	
 SN 60XXXXMMYY	 TOKYO BOEKI MEDISYS INC. 1-14-21 Higashitoyoda, Hino, Tokyo 191-0052, Japan
 REF 60-01-ZZZZ	
 YYYY-MM-DD	
 AC 230V 50/60Hz 600VA	
 	
M04-XX_XX	

Проект маркировки на русском языке:

Сапфир 400 премиум	
Анализатор автоматический клинический	
 SN 60XXXXMMYY	 Токио Бозки Медисис Инк. 1-14-21, Хигаситоёда, Хино, Токио, 191-0052, Япония
 REF 60-01-ZZZZ	
 YYYY-MM-DD	
 AC 230 В 50/60 Гц 600 ВА	
 	
M04-XX_XX	



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Эко-мед-с М»



Н.А. Ворошилов


2017 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Анализатор автоматический клинический SAPPHIRE 400 Premium
(«САПФИР 400 ПРЕМИУМ») с принадлежностями

Производитель: Tokyo Bocki Medisys Inc. (Токио Бозки Медисис Инк.)


1. Анализатор (Analyzer)




2. Крышка для карусели образцов (Sample tray cover).




3. Карусель образцов (Sample tray)




4. Крышка карусели реагентов (Reagent tray cover)




5. Карусель реагентов (Reagent tray)




6. Емкость для дистиллированной воды (Water Reservoir)




7. Емкость для удаления жидких отходов (Waste liquid reservoir).



8. Емкость для раздельного сбора (Separation recovery reservoir)




9. Запасная емкость (Spare reservoir)




10. Емкость для щелочного промывающего раствора (Washing Solution Reservoir (alkaline))




11. Емкость для кислотного промывающего раствора (Washing Solution Reservoir (acid))




12. Пробирка для образца (Sample cup)




13. Щелочной промывающий раствор (Washing solution alkaline)



14. Кислотный промывающий раствор (Washing solution acid).



15. Коробка для комплектующих (Parts box)



16. Набор трубок для инсталляции (Installation kit) в составе:

- трубка для воды (с соединением) 6x4 мм , 3 м. (tubing for water (with connector) 6x4mm., 3 m.)



- трубка для слива (с соединением) 6x4 мм, 3 м. (tubing for drain (with connector) 6x4 mm., 3 m.)



- трубка TYGON (с соединением) 3,2x1.6 мм, 2 м (tubing for TYGON (with connector) 3.2x1.6mm., 2 m)




- трубка для слива (с соединением) 10х6 мм , 3 м. (tubing for drain (with connector) 10x6mm., 3 m.)



- фиксатор пластиковый (большой) (Tie wraps (large size))




- фиксатор пластиковый (малый) (Tie wraps (small size))



17. Кабель (Power cable)



18. Сетевой кабель LAN (LAN cable), 3 м




19. Водяной фильтр (Water filter)




20. Фильтр забора промывающего раствора (Wash solution filter)




21. Галогеновая лампа (Spectrophotometer lamp).




22. Транспортно-дозирующее устройство образца (Sample probe).




23. Транспортно-дозировочное устройство реагента (Reagent probe)



24. Набор уплотнителей для помпы (Pump gland packing set)



25. Набор трубок для промывочной станции (Cuvette washing system tube set)



26. Набор предохранителей (Fuse)



29. Реакционные кюветы (Reaction cuvettes)



28. Леска нейлоновая (Nylon wire), 1,2 x 0,3 мм (Nylon wire)




29. Леска нейлоновая (Nylon wire), 0,62 x 0,3 мм (Nylon wire)



30. Отвертка большая (Screwdriver large size)




31. Отвертка малая (Screwdriver small size)



32. Набор шестигранных ключей (Set allen key)




33. Пинцет (Tweezers)



34. Набор емкостей для реагентов для карусели реагентов (Reagent bottle)







35. Установочный диск (Install CD-R)



36. Ион-селективный модуль (ISE module)




37. Электрод Натрий (Electrodes Na)



38. Электрод Калий (Electrodes K)



39. Электрод Хлор (Electrodes Cl)




40. Электрод Референтный (Electrodes Ref)



41. Калибратор 1. (Calibrator 1)



42. Набор калибраторов A, B (Calibrator Set A, B)




43. Раствор для очистки. (Cleaning solution)



44. Средство для очистки модуля ион-селективных электродов (ISE Cleaner)




45. Емкость для жидких отходов модуля ион-селективных электродов. (ISE Waste liquid reservoir)




46. Трубка Tygon, 1 м. (Tygon Tube 1 m.)




47. Прокладка (O-ring).




48. Трубка перистальтического насоса (Pump tube)



49. Трубка запорного клапана (Pinch valve tube)



50. Крючок (Hook)



51. Смазка для трубки роликового насоса (Roller pump tube grease)



52. Резиновая крышка для емкости с образцом (silicon cap for sample pot)



53. Нейлоновая леска для емкости с образцом (nylon wire for sample pot)




54. Шприц (Syringe)



55. Набор калибраторов мочи 1, 2 (Urine Calibrator 1, 2)



56. Дилуент мочи (Urine Diluent)




57. Диализный жидкостный калибратор (Dialysis Liquid Calibrator)



58. Набор трубок F (Piping Tube Set)



59. Наконечник сопла для аспирации (Drying Nozzle Tip)



прошито, пронумеровано и скреплено печатью
66 (шестдесят шесть) страниц

Генеральный директор

Н.А. Вороши

