





ПРОЕКТЫ ЭТИКЕТОК НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ И ТРАНСПОРТНУЮ УПАКОВКУ
медицинского изделия

**«Инкубатор медицинский для интенсивной терапии новорождённых «LeadBorn»
по ТУ 32.50.21-032-65614693-2019»**

Маркировка медицинского изделия



Маркировка медицинского изделия

148 мм



Инкубатор медицинский для интенсивной терапии новорождённых «LeadBorn-2»

по ТУ 32.50.21-032-65614693-2019
РУ № РЗН 0000/0000 от 00.00.000



Питание: $I_{\max} = 3,5 \text{ A}$; $\sim 220 \text{ В} \pm 10\%$; 50 Гц

Заводской номер

0001

Дата выпуска

ЯНВ 2019

Срок службы изделия 5 лет

Предприятие – изготовитель: ООО «Лидкор». Адрес: 620102, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, 23, офис 204. mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

105 мм

Маркировка транспортной тары

148 мм			
 LEADCORE	Инкубатор медицинский для интенсивной терапии новорождённых «LeadBorn-1»		
	по ТУ 32.50.21-032-65614693-2019 ПУ № РЗН 0000/0000 от 00.00.000		
<i>Грузоотправитель:</i> _____ _____	    	Транспортировка и хранение	
<i>Грузополучатель:</i> _____ _____	Масса брутто: 100 кг		
	Заводской номер 0001	Дата выпуска ЯНВ 2019	
Предприятие-изготовитель: ООО «Лидкор». Адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 23, офис 204. mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru			
		105 мм	

Маркировка транспортной тары

148 мм



LEADCORE

Грузоотправитель:

Грузополучатель:

**Инкубатор медицинский
для интенсивной терапии
новорождённых «LeadBorn-2»**

по ТУ 32.50.21-032-65614693-2019
ПУ № РЗН 0000/0000 от 00.00.000



Транспортировка
и хранение

Масса брутто:

100

 кг

Заводской номер

0001

Дата выпуска

ЯНВ 2019

Предприятие – изготовитель: ООО «Лидкор». Адрес: 620102, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, 23, офис 204. mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru


105 мм

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

82395
20.10.2020



Дополнительная маркировка медицинского изделия (на корпусе и сенсорном модуле)

«Осторожно! Горячая поверхность»



Дополнительная маркировка медицинского изделия

«Максимальный вес»




Дополнительная маркировка медицинского изделия

«Штуцер подключения кислорода»




Дополнительная маркировка медицинского изделия

«Разъём подключения весов»




Дополнительная маркировка медицинского изделия

«Разъём RS-232», «Ethernet-разъём» и «USB-разъём»




Дополнительная маркировка медицинского изделия

«Высокое напряжение!», «Электростатический разряд! Чувствительный элемент», «Электромагнитные помехи»




Дополнительная маркировка медицинского изделия

«Тормозной блокиратор ролика»




Дополнительная маркировка медицинского изделия

Ограничения по дезинфекции



**Разъём питания переменным током
(Наносится на корпус аппарата краской)**



**Разъёмы установки предохранителя
(Наносится на корпус аппарата краской)**


T10AL/250V


T3AL/250V

Переменный ток
(Наносится на корпус аппарата краской)




Эквипотенциальное заземление
(Наносится на корпус аппарата краской)



**Разъёмы температурных датчиков кожи 1 и 2
(Наносится на корпус аппарата краской)**



Места нанесения символов краской.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

19 (двадцать девять)

Директор
ООО «ЛИДКОР»

И. Улыбин



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «ЛИДКОР»

А.И. Улыбин

« 28 » августа 2020 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО ВИДА
медицинского изделия

«Инкубатор медицинский для интенсивной терапии новорождённых «LeadBorn»
по ТУ 32.50.21-032-65614693-2019»


- I. Инкубатор медицинский для интенсивной терапии новорождённых «LeadBorn-1» по ТУ 32.50.21-032-65614693-2019, в составе:
1. Корпус основного блока инкубатора



2. Колпак инкубатора в сборе




3. Сенсорный модуль



4. Шнур питания



5. Кабель эквипотенциального заземления



6. Инфузионная стойка в комплекте с полкой



Принадлежности:
1. Матрац



2. Сменный воздушный фильтр



3. Кислородный датчик



4. Датчик температуры кожи




5. Защитная скоба для фиксации шнура питания в комплекте с винтами



6. Уплотнительная манжета дверцы доступа



7. Люверс порта для кабеля/шланга



8. Веса (опция)



Инкубатор медицинский для интенсивной терапии новорождённых «LeadBorn-2» по ТУ 32.50.21-032-65614693-2019, в составе:

1. Корпус основного блока инкубатора с модулем сервоконтроля содержания кислорода



2. Колпак инкубатора в сборе




3. Сенсорный модуль



4. Шнур питания



5. Кабель эквипотенциального заземления




6. Инфузионная стойка в комплекте с полкой



Принадлежности:
1. Матрац



2. Сменный воздушный фильтр



3. Кислородный датчик




4. Датчик температуры кожи




5. Защитная скоба для фиксации шнура питания в комплекте с винтами



6. Шланг для подключения к источнику кислорода (длина не менее 3 м)




7. Стакан для 100 % калибровки кислородных датчиков



8. Уплотнительная манжета двери доступа



9. Люверс порта для кабеля/шланга



10. Весы (опция)



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

31 (подпись) *А.И. Улыбин*

Директор
ООО «ЛИДКОР» А.И. Улыбин

