

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО "Премиум Эстетикс"

Вихриева Н.С.



«22» июля 2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


на медицинское изделие

«Система косметологическая для подтяжки кожи, сокращения целлюлита и коррекции морщин Pollogen Legend Pro Plus с принадлежностями», производства Pollogen Ltd., Israel (Поллоджен Лтд., Израиль).

2020 г.



1. Консоль




2. Аппликатор HE




3. Аппликатор №1 для больших областей




4. Аппликатор №2 для малых областей




5. Аппликатор №3 для лица



6. Педаль переключения



7. Держатель аппликатора – 2 шт.




9. Наконечник Геп 36




Наконечник Gen 36



Наконечник Gen 36




Наконечник Gen 36



10. Наконечник Н7Х7 типа ТФ



Наконечник Н7Х7 типа ТФ



Наконечник H7X7 типа TF

TriFractional



5 Tips

Length: 0.2mm | Array: (7x7)

Legend Pro™

DARE TO IMAGINE

Наконечник H7X7 типа TF



11. Наконечник Gep 100



Наконечник Gen 100



Наконечник Gen 100


gen100
Ultra thin micro-needles

5 Tips

Length: 0.6mm | Array: (10x10)



Наконечник Gen 100



12. Наконечник Gep 36L



Наконечник Gen 36L



Наконечник Gen 36L


gen36L
Ultra thin micro-needles

5 Tips

Length: 1mm | Array: (6x6)



Наконечник Gen 36L



13. Кабель питания



Legend Pro+™


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Информация принадлежит компании Pollogen, находящейся в составе Lumenis
Версия 4 Март 2019 г.

CE 0344

Номер 11600510 вер.4

Принадлежности:



- Наконечник Gen 12



Наконечник Gen 12

gen12

5 (6x2) Tips



Наконечник Gen 12



Система косметологических для подтяжки кожи,
сокращения нежелательных морщин Pollogen
Legend Pro Plus с принадлежностями

Р/У № XXX 20XX/XX/XX от XX.XX.20XX

Информация о технике безопасности и использованию по
назначению представлена в инструкции по эксплуатации.
Информация об условиях транспортировки и хранения
представлена на упаковке и в инструкции.

Производитель:

Pollogen Ltd

(Поллоген Лтд.)

6 Kibbutz St. Giv'at Hovav, P.O. Box

50100, Tel Aviv 6801298, Израиль

Кауфман стрит, Гивор Хаув, ИЛ, 50120,

Тель-Авив 6801298, Израиль)

Уполномоченный

представитель:

ООО «Преминум Эстетикс»

123154, Россия, г. Москва,

Проект Маршала Жукова,

51 пом. XVI комн.11

Макет маркировки медицинского изделия на русском языке

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 31 листа (ов)
ВИХРИЕВА И.С.

