

ООО "Асвомед"
Генеральный директор
Стройков С.П.




(Подпись)

ИЮН 2020

2020 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

Аппарат для ударно-волновой терапии MASTERPULS ONE



г. Москва, 2020

Оглавление

Аппарат для ударно-волновой терапии MASTERPULSONE, в составе:


1. Блок аппарата основной - 1 шт.
2. Шнур сетевой - 1 шт.
3. Держатель аппликаторов - 1 шт. (при необходимости).
4. Аппликатор серый – не более 4 шт. (при необходимости).
5. Аппликатор зелёный – не более 4 шт. (при необходимости).
6. Аппликатор оранжевый – не более 4 шт. (при необходимости).
7. Трубка аппликатора - не более 4 шт. (при необходимости).
8. Ключ аппликатора рожковый (22 мм) - 1 шт.
9. Ключ аппликатора шестигранный (2,5 мм) - 1 шт.
10. Трубка направляющая – не более 2 шт. (при необходимости).
11. Сердечник ударный – не более 2 шт. (при необходимости).
12. Набор колец уплотнительных в пластиковом контейнере - не более 2 шт. (при необходимости):
(Ø11 мм – 2шт., Ø12 мм – 2шт., Ø13 мм – 2шт., Ø14,5 мм – 2шт., Ø24 мм – 2шт.)
13. Ёршик - 1 шт.
14. Гель контактный - 1 шт.
15. Подставка для транспортировки - 1 шт. (при необходимости).
16. Руководство по эксплуатации MASTERPULSONE - 1 шт.
17. Головка Ø 6 мм - не более 4 шт. (при необходимости).
18. Головка Ø 10 мм - не более 4 шт. (при необходимости).
19. Головка Ø 15 мм - не более 4 шт. (при необходимости).
20. Головка Ø 15 мм керамическая - не более 4 шт. (при необходимости).
21. Головка Ø 15 мм коническая - не более 4 шт. (при необходимости).
22. Головка Ø 15 мм полусферическая - не более 4 шт. (при необходимости).
23. Головка Ø 15 мм эллиптическая - не более 4 шт. (при необходимости).
24. Головка Ø 15 мм вогнутая - не более 4 шт. (при необходимости).
25. Головка Ø 15 мм выпуклая - не более 4 шт. (при необходимости).
26. Головка Ø 20 мм - не более 4 шт. (при необходимости).
27. Головка Ø 20 мм усиленная - не более 4 шт. (при необходимости).
28. Головка Ø 35 мм - не более 4 шт. (при необходимости).
29. Фиксатор головок сменный - не более 4 шт. (при необходимости).
30. Фиксатор головок двойной малый сменный - не более 4 шт. (при необходимости).
31. Фиксатор головок двойной средний сменный - не более 4 шт. (при необходимости).
32. Фиксатор насадок - не более 4 шт. (при необходимости).
33. Демпфер малый сменный - не более 4 шт. (при необходимости).
34. Подставка настольная под головки и насадки - не более 4 шт. (при необходимости).
35. Насадка дугообразная малая - не более 4 шт. (при необходимости).
36. Насадка дугообразная средняя - не более 4 шт. (при необходимости).
37. Насадка дугообразная большая - не более 4 шт. (при необходимости).
38. Насадка – уголок - не более 4 шт. (при необходимости).
39. Насадка – лопатка - не более 4 шт. (при необходимости).
40. Насадка – полусфера - не более 4 шт. (при необходимости).
41. Насадка – полувалик - не более 4 шт. (при необходимости).
42. Комплект насадок для лечения спины - 4 шт. (при необходимости):
 - фиксатор насадок - 1 шт.;
 - насадка дугообразная малая - 1 шт.;
 - насадка дугообразная средняя - 1 шт.;
 - насадка дугообразная большая - 1 шт.;
 - коробка - укладка - 1 шт.
43. Комплект насадок для работы с фасциями - 4 шт. (при необходимости):
 - фиксатор насадок - 1 шт.;
 - насадка - уголок - 1 шт.;

- насадка - лопатка - 1 шт.;
 - насадка - полусфера - 1 шт.;
 - насадка - полувалик - 1 шт.;
 - коробка - укладка - 1 шт.
44. Комплект головок - 4 шт. (при необходимости):
- головка Ø 6 мм - 1 шт.;
 - головка Ø 10 мм - 1 шт.;
 - головка Ø 15 мм - 1 шт.;
 - головка Ø 15 мм керамическая - 1 шт.;
 - головка Ø 15 мм эллиптическая - 1 шт.;
 - головка Ø 15 мм выпуклая - 1 шт.;
 - головка Ø 20 мм - 1 шт.;
 - головка Ø 20 мм усиленная - 1 шт.;
 - головка Ø 35 мм - 1 шт.;
 - коробка-укладка - 1 шт.
45. Комплект сменных частей аппликатора – не более 10 шт. (при необходимости):
- трубка направляющая - 2 шт.;
 - сердечник ударный - 2шт.;
 - набор колец уплотнительных в пластиковом контейнере - 2 шт.: - Ø11 мм - 2 шт., - Ø12 мм - 2 шт., - Ø13 мм - 2 шт., - Ø14,5 мм - 2 шт., - Ø24 мм - 2 шт.;
 - коробка-укладка - 1шт.
46. Рукоятка аппликатора сменная - 1 шт. (при необходимости).
47. Ловушка сердечника ударного сменная - 1 шт. (при необходимости).
48. Тележка аппаратная – 1 шт. (при необходимости).
49. Коврик противоскользящий – 1 шт. (при необходимости).
50. Сумка транспортировочная – 1 шт. (при необходимости).


1. Блок аппарата основной.




2. Шнур сетевой.



3. Наклейка декоративная.



4. Аппликатор серый.




5. Аппликатор зелёный.




6. Аппликатор оранжевый.




7. Трубка аппликатора.




8. Ключ аппликатора рожковый.(22 мм)




9. Ключ аппликатора шестигранный (2,5 мм).




10. Трубка направляющая.





11. Сердечник ударный.




12. Набор колец уплотнительных в пластиковом контейнере:- Ø11 мм, - Ø12 мм, - Ø13 мм, - Ø14,5 мм, - Ø24 мм.











15. Подставка для транспортировки.














20. Головка Ø 15 мм керамическая.












26. Головка Ø 15 мм вогнутая.




25. Головка Ø 15 мм выпуклая.




26. Головка Ø 20 мм.




27. Головка Ø 20 мм усиленная.






29. Фиксатор головок сменный.



30. .Фиксатор головок двойной малый сменный.



31. Фиксатор головок двойной средний сменный.




32. Фиксатор насадок.



33. Демпфер малый сменный.



34. Подставка настольная под головки и насадки.




35. Насадка дугообразная малая.




36. Насадка дугообразная средняя.




37. Насадка дугообразная большая.




38. Насадка - уголок.




39. Насадка - лопатка.




40. Насадка – полусфера.




41. Насадка-полувалик.




42. Комплект насадок для лечения спины:- фиксатор насадок; насадка дугообразная малая; насадка дугообразная средняя;- насадка дугообразная большая;коробка -укладка.



43. Комплект насадок для работы с фасциями:- фиксатор насадок;насадка -уголок; насадка - лопатка; насадка -полусфера- 1; насадка - полувалик; коробка-укладка.




44. Комплект головок:- головка Ø 6 мм; головка Ø 10 мм; головка Ø 15 мм; головка Ø 15мм керамическая; головка Ø 15 мм эллиптическая;- головка Ø 15 мм выпуклая; головка Ø 20 мм; головка Ø 20 мм усиленная; головка Ø 35 мм; коробка-укладка.



45. Комплект сменных частей аппликатора: трубка направляющая;сердечник ударный;набор колец уплотнительных в пластиковом контейнере:- Ø11 мм, - Ø12 мм, - Ø13 мм - 1,- Ø14,5 мм, - Ø24 мм.



46. Рукоятка аппликатора сменная.



47. Ловушка сердечника ударного сменная.



48. Тележка аппаратная.



49. Коврик противоскользящий.



50. Сумка транспортировочная.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 53 листов

Генеральный директор

ООО «Асвомед»

Стройков С.П.



ИЮН 2020

