

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

«Набор имплантатов для остеосинтеза и инструментов

для их установки «Рыбинск»

ТУ 9437-001-12679379-2001

6 5 13 12 9 16 2 15 10 14 18 8 7 3 1 4

19

17

30

20

23

22

24

36

45

40

48

43

44

41

49

39

38

37

28

27

11

21

32

31

27

26

25

47

52

46

33

5

51

35


34

42

№ позиции на фото	Наименование
Имплантаты	
1	Винт кортикальный (диаметр 3,5 мм, длина 10-80 мм)
2	Винт кортикальный (диаметр 2,0 мм, длина 4-40 мм)
3	Винт кортикальный (диаметр 2,7 мм, длина 5-60 мм)
4	Винт кортикальный (диаметр 4,5 мм, длина 12-100 мм)
5	Винт губчатый (диаметр 6,5 мм, длина резьбы 16 мм, длина 25-120 мм)
6	Винт губчатый (диаметр 6,5 мм, длина резьбы 32 мм, длина 25-120 мм)
7	Винт стержневой стягивающий (диаметр 4,5 мм, длина 22-62 мм)
8	Винт губчатый, полнорезьбовой (диаметр 4,0 мм, длина 10-80 мм)
9	Винт губчатый, частичная резьба (диаметр 4,0 мм, длина 10-80 мм)
10	Винт стержневой стягивающий (диаметр 3,5 мм, длина 14-42 мм)
11	Винт бедренный (диаметр 12,6 мм, длина 45-120 мм, паз 6-7 мм)
12	Винт компрессирующий (диаметр 4 мм, длина 28 мм)
13	Винт блокирующий (диаметр 3,5-5 мм, длина 16-80 мм)
14	Шайба малая зубчатая
15	Шайба большая зубчатая
16	Скоба титановая
17	Пластина широкая прямая с ограниченным контактом (6-17 отверстий, длина 124-304 мм)
18	Пластина малая прямая с ограниченным контактом (4-22 отверстий, длина 53-173 мм)
19	Пластина узкая прямая с ограниченным контактом (4-16 отверстий, длина 68-260 мм)
20	Пластина одна треть трубчатая (4-12 отверстий, длина 50-146 мм)
21	Пластина реконструкционная (4-20 отверстий, длина 49-192 мм)
22	Пластина угловая 95 градусов клинковая мышцелковая с ограниченным контактом (клинок 50-90 мм, 4-18 отверстий, длина 134-234 мм)
23	Пластина угловая 120 градусов клинковая медиализирующая (длина клинка 70-90 мм, длина 96 мм, 5 отверстий)
24	Пластина угловая 90 градусов ротационная для медиального мышцелка большеберцовой кости с ограниченным контактом (длина 84-148 мм, 5-9 отверстий (левая, правая))
25	Пластина опорная мышцелковая с ограниченным контактом (6-16 отверстий, длина 84-324 мм (левая, правая))
26	Пластина опорная для латерального мышцелка большеберцовой кости с ограниченным контактом (3-12 отверстий, длина 100-164 мм (левая, правая))
27	Пластина Т-образная малая (3-7 отверстий, длина 50-98 мм)
28	Пластина Т-образная опорная (3-10 отверстий, длина 71-167 мм)
29	Пластина L-образная опорная (3-10 отверстий, длина 71-183 мм (левая, правая))
30	Пластина ложковидная (5-6 отверстий, длина 100-120 мм)
31	Пластина «лист клевера» (2-14 отверстий, длина 72-264 мм)
32	Пластина ДБВ с ограниченным контактом (2-16 отверстий, длина 50-273 мм, 135-145 градусов, паз 6-7 мм)
Инструменты	
33	Сверло (диаметр 1,2-4,5 мм, длина 40-200 мм)
34	Метчик для кортикальных и губчатых винтов (диаметр 2,0-6,5 мм)
35	Отвертка с шестигранником (1,5-3,5 мм)
36	Приспособление для прямого измерения
37	Ключ изгибающий (левый, правый)

38	Долото медицинское (длина 320 мм, длина клинка 110 мм, ширина клинка 18 мм)
39	Долото медицинское (длина 260 мм, длина клинка 70 мм, ширина клинка 14 мм)
40	Рукоятка Т-образная (для метчиков и направителя)
41	Спица направляющая (диаметр 0,9-2,5 мм, длина 150-400 мм)
42	Измеритель длины канала
43	Сверло-зенкер тройное (для пластин ДБВ)
44	Сверло-зенкер тройное (для пластин ДМВ)
45	Метчик с центрирующей втулкой
46	Полый стержень направителя
47	Ключ с центрирующей втулкой
48	Импактор
49	Винт фиксирующий для удаления
50	Направитель ДБВ угловой (135-145 градусов)
51	Шило
52	Винт фиксирующий канюлированный

Винт кортикальный (диаметр 3,5 мм, длина 10-80 мм)




Винт кортикальный (диаметр 2,0 мм, длина 4-40 мм)



Винт кортикальный (диаметр 2,7 мм, длина 5-60 мм)



Винт кортикальный (диаметр 4,5 мм, длина 12-100 мм)



Винт губчатый (диаметр 6,5 мм, длина резьбы 16 мм, длина 25-120 мм)



Винт губчатый (диаметр 6,5 мм, длина резьбы 32 мм, длина 25-120 мм)




Винт стержневой стягивающий (диаметр 4,5 мм, длина 22-62 мм)


Винт стержневой стягивающий (диаметр 4,5 мм, длина 22-62 мм)

Винт губчатый, полнорезьбовой (диаметр 4,0 мм, длина 10-80 мм)

Винт губчатый, частичная резьба (диаметр 4,0 мм, длина 10-80 мм)




Винт стержневой стягивающий (диаметр 3,5 мм, длина 14-42 мм)



Винт бедренный (диаметр 12,6 мм, длина 45-120 мм, паз 6-7 мм)




Винт компрессирующий (диаметр 4 мм, длина 28 мм)




Винт блокирующий (диаметр 3,5-5 мм, длина 16-80 мм)

Шайба малая зубчатая



Шайба большая зубчатая



Скоба титановая



Пластина широкая прямая с ограниченным контактом (6-17 отверстий, длина 124-304 мм)

Пластина малая прямая с ограниченным контактом (4-22 отверстий, длина 53-173 мм)



Пластина узкая прямая с ограниченным контактом (4-16 отверстий, длина 68-260 мм)



Пластина одна треть трубчатая (4-12 отверстий, длина 50-146 мм)



Пластина реконструкционная (4-20 отверстий, длина 49-192 мм)



Пластина угловая 95 градусов клинковая мышеловная с ограниченным контактом (клинок 50-90 мм, 4-18 отверстий, длина 134-234 мм)



Пластина угловая 120 градусов клинковая медиализирующая (длина клинка 70-90 мм, длина 96 мм, 5 отверстий)




Пластина угловая 90 градусов ротационная для медиального мыщелка большеберцовой кости с ограниченным контактом
(длина 84-148 мм, 5-9 отверстий (левая, правая))




Пластина опорная мышелковая с ограниченным контактом (6-16 отверстий, длина 84-324 мм (левая, правая))




Пластина опорная для латерального мыщелка большеберцовой кости с ограниченным контактом (3-12 отверстий, длина 100-164 мм (левая, правая)




Пластина Т-образная малая (3-7 отверстия, длина 50-98 мм)




Пластина Т-образная опорная (3-10 отверстий, длина 71-167 мм)



Пластина L-образная опорная (3-10 отверстий, длина 71-183 мм (левая, правая)




Пластина ложковидная (5-6 отверстий, длина 100-120 мм)




Пластина «лист клевера» (2-14 отверстий, длина 72-264 мм)

Пластина ДБВ с ограниченным контактом (2-16 отверстий, длина 50-273 мм, 135-145 градусов, паз 6-7 мм)




Сверло (диаметр 1,2-4,5 мм, длина 40-200 мм)




37


Метчик для кортикальных и гребчатых винтов (диаметр 2,0-6,5 мм)



Отвертка с шестигранником (1,5-3,5 мм)




Приспособление для прямого измерения




Ключ изгибающий (левый, правый)

Долото медицинское (длина 320 мм, длина клинка 110 мм, ширина клинка 18 мм)




Долото медицинское (длина 260 мм, длина клинка 70 мм, ширина клинка 14 мм)




43

Рукоятка Т-образная (для метчиков и направителя)



Спица направляющая (диаметр 0,9-2,5 мм, длина 150-400 мм)




Измеритель длины канала




Сверло-зенкер тройное (для пластин ДБВ)



Сверло-зенкер тройное (для пластин ДМВ)




Метчик с центрирующей втулкой




Полый стержень направителя


Ключ с центрирующей втулкой



Импактор



Винт фиксирующий для удаления



Направитель ДБВ угловой (135-145 градусов)

Шило

Винт фиксирующий канюлированный




Фото индивидуальной упаковки имплантатов (пластин) и инструментов



Фото индивидуальной упаковки имплантатов (винтов, шайб, скоб)








Фото транспортной упаковки



Макеты маркировки (этикетки)





ООО "Остросинтез" Россия, г. Рыбинск
ул. Советская, 4 тел. (4855) 222-904

6
Г8

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5. ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 62 листа
(ШЕСТИДЕСЯТ ДВА)
Директор ООО «Остеосинтез»

Бакулин Ю.В.

