

Руководитель направления по
регистрации продукции для in vitro
диагностики, биохимия и портативные
системы в диагностике
ООО «Сименс Здравоохранение»



Тышкунова Е.С.
2022 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения липопротеидов высокой плотности на анализаторах биохимических серии
Atellica (Atellica CH Direct HDL Cholesterol (Atellica CH D-HDL))



Рисунок 1 Набор реагентов для определения липопротеидов высокой плотности на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Direct HDL Cholesterol (Atellica CH D-HDL)): общий вид изделия




Рисунок 2 Набор реагентов для определения липопротеидов высокой плотности на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Direct HDL Cholesterol (Atellica CH D-HDL)): упаковка с реагентами, общий вид, упаковка 1




Рисунок 1 Набор реагентов для определения липопротеидов высокой плотности на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Direct HDL Cholesterol (Atellica CH D-HDL)):

SIEMENS
Healthineers

Atellica® CH

D-HDL

11097630

Набор реагентов для определения липопротеидов
высокой плотности на анализаторах биохимических
серии Atellica (Atellica CH Direct HDL Cholesterol (Atellica
CH D-HDL))

Информация о производителе и стране производства: Регистрация удостоверения:
см. на упаковке № РЗН 2020/12001 от 18.04.2020

Только для диагностики in vitro

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 03

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению
Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации
ООО «Синтез Здравоохранения», 115093, Москва, ул. Дубининская, 90



IVD  [siemens.com/eifu](https://www.siemens.com/eifu)

For US

RxOnly

For in vitro diagnostic use in the quantitative determination of HDL cholesterol in human
serum and plasma (lithium heparin) using the Atellica® CH Analyzer.

Contains: P1 [Buffer (100 mmol/L); N (2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3, 5-dimethoxyaniline
(0.7 mmol/L); cholesterol esterase (microbial) (≥ 800 U/L); cholesterol oxidase
(microbial) (≥ 500 U/L); catalase (microbial) (≥ 300 kU/L)]; P2 [Buffer (100 mmol/L);
4-aminoantipyrine (4 mmol/L); peroxidase (plant) (≥ 4 kU/L); sodium azide (0.05%)]

 1792

Рисунок 4 Набор реагентов для определения липопротеидов высокой плотности на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Direct HDL Cholesterol (Atellica CH D-HDL));
Внешний вид вторичной упаковки

11097630

Набор реагентов для определения липопротеидов высокой плотности на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Direct HDL Cholesterol (Atellica CH D-HDL))

Информация о производителе и стране производства:
см.на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2020/12001 от 18.09.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Всего прошито и пронумеровано
4 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

