



ООО «ДЕНТА РЕЙ»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ДЕНТА РЕЙ»



Андросов Д.В.
«30» июня 2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Стоматологическое воздушно-абразивное устройство AQUACARE
в вариантах исполнения AQUACARE SINGLE и AQUACARE TWIN**

Производства:

Medivance Instruments Limited


Адрес места производства медицинского изделия:

Barretts Green Road, Harlesden, London, NW10 7AP, United Kingdom
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

I Стоматологическое воздушно-абразивное устройство AQUACARE SINGLE
1-Пескоструйная установка AquaCare SINGLE -1шт.




II Стоматологическое воздушно-абразивное устройство AQUACARE TWIN
1-Пескоструйная установка AquaCare TWIN-1шт.




2- Воздушный фильтр -1шт.



3-Трехпозиционная педаль - 1 шт.



4- Комплект наконечника 0,6мм в составе:- Наконечник 0.6 мм -1шт.- Ручка для наконечника-1шт.



5- Комплект наконечника 0,8мм в составе:- Наконечник 0.8 мм -1шт.- Ручка для наконечника-1 шт.



HANDPIECE
0.8mm - GOLD
Aquacut-Quattro
Pt No - VASS8192F

Medivance Instruments Ltd
Barretts Green Road
Harlesden London
NW10 7AP
NOT STERILE

- 1- Place item in pouch.
- 2- Peel off protective strip from adhesive band.
- 3- Fold along perforation and press down firmly from the centre outwards.

6-Патрубок двойной подачи быстросъемный -1шт.



7- Комплект емкости для дистиллированной воды в составе:- Емкость для дистиллированной воды 500 мл. – 1 шт. - Мембрана одноразовая – 2 шт. - Крышка – 2 шт.



8- Картридж с оксидом алюминия, размер частиц 53 микрон - 1 шт.



9- Картридж с оксидом алюминия, размер частиц 29 микрон - 1 шт.



10- Картридж с Натрия гидрокарбонатом- 1шт.




11- Картридж Sylc - 1 шт.





13- Проволока для очистки сопла-1шт.



14- Воздушный шланг диаметром 6 мм длиной 2 метра-1шт.




15 -Трубка насадки одноразовая - 50 шт.



16- Насадка одноразовая - 50шт.




17- Контейнер для хранения - 1 шт.





19- Съемник наконечника -1шт.



Инструмент для съема
трубки наконечника


Pt No - I/FIT0025F



AquaCare

Шприц для промывки сопла
информация для использования

Содержит: Шприц для промывки сопла - 2 шт.




Инструкция по использованию

1. Заполните шприц раствором AquaCare или
любым другим раствором для промывки сопла.
2. Вставьте шприц в патрубок на дисковой
трубке А и нажмите, чтобы промыть трубку.
3. Вставьте другой шприц в дисковую трубку В и нажмите,
чтобы промыть трубку, повторите процесс до тех пор,
пока трубка не станет прозрачной.

Medox
www.vetapex.com
Manufactured by
MEDVANCE INSTRUMENTS LTD
Barnet's Green Road • London • NW10 7AB
+44 (0)20 8445 7444

Part No.
I/ASS 80200
SAFE DENT
ULASERON 802000

21- Бутыль для выдувания порошка-1шт.



Прошито и скреплено печатью

23 (двадцать три) листов

ООО «Дента Рес»
ген. директор
Андреев Д.В.

