



Р-ФАРМ
ИНТЕРНЕШНЛ

Общество с ограниченной ответственностью
«Р-ФАРМ ИНТЕРНЕШНЛ»

123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1
тел.: +7 (495) 956 7937, факс: +7 (495) 956 7938
www.r-pharm.com; e-mail: info@rpharm.ru

ОГРН 1177746945243
ИНН/КПП 7734406215/773401001



УТВЕРЖДАЮ

Специалист отдела регистрации
медицинского департамента

В.А. Королевская

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro


«Набор реагентов Praxis™ Extended RAS Panel для качественного определения статуса специфических мутаций генов RAS (*KRAS* (экзоны 2, 3 и 4) и *NRAS* (экзоны 2, 3 и 4)) методом секвенирования нового поколения в пробе геномной ДНК человека, выделенной из образцов тканей колоректального рака, фиксированных в формалине, и заключенных в парафиновые блоки»

производства «Иллюмина, Инк.», США, (Illumina, Inc).

«Набор реагентов PraxisTM Extended RAS Panel для качественного определения статуса специфических мутаций генов RAS (KRAS (экзоны 2, 3 и 4) и NRAS (экзоны 2, 3 и 4)) методом секвенирования нового поколения в пробе геномной ДНК человека, выделенной из образцов тканей колоректального рака, фиксированных в формалине, и заключенных в парафиновые блоки» – Общий вид



Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 1



**Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 1
(макет маркировки на русском языке)**

Набор реагентов PraxisTM Extended RAS Panel для качественного определения статуса специфических мутаций генов RAS (KRAS (экзоны 2, 3 и 4) и NRAS (экзоны 2, 3 и 4)) методом секвенирования нового поколения в пробе геномной ДНК человека, выделенной из образцов тканей колоректального рака, фиксированных в формалине, и заключенных в парафиновые блоки в составе:

Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 1:

Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 1A:

Буфер для гибридизации (Hybridization Buffer) - 1 пробирка (4,32 мл/пробирка).

Смесь для удлинения-лигирования (Extension-Ligation Mix) - 1 пробирка (4,8 мл/пробирка).

Праймеры индексированные A (A501) - H (A508) (Index Primers A (A501) - H (A508)) - 1 пробирка для каждого праймера (192 мкл/пробирка).

Праймеры индексированные 1 (A701) - 12 (A712) (Index Primers 1 (A701) - 12 (A712)) - 1 пробирка для каждого праймера (128 мкл/пробирка).

ПЦР полимеразы (PCR Polymerase) - 1 пробирка (56 мкл/пробирка).

Смесь для ПЦР (PCR Master Mix) - 1 пробирка (2,8 мл/пробирка).

Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 1B:

Разбавитель для разведения библиотек при нормализации (Library Normalization Diluent) - 1 пробирка (4,6 мл/пробирка).

Буфер для разведения библиотек (Library Dilution Buffer) - 2 пробирки (4,5 мл/пробирка).

Контроль внутренний PhiX (PhiX Internal Control) - 1 пробирка (10 мкл/пробирка).

Регистрационное удостоверение

№ _____ от _____ г.

Условия хранения, номер партии, срок годности и графические символы см. на оригинальной упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«Иллюмина, Инк.», США, (Illumina, Inc.)

5200 Illumina Way, San Diego, California 92122, USA

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Р-Фарм Интернешнл»

Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19, корпус 1, этаж 1, помещение V, комната 9


Телефон: +7 (495) 956-79-37, Факс: +7 (495) 956-79-38

e-mail: info@rpharm.ru


Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 1:
Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 1A
Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 1B



Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 1:
Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 1А:
Буфер для гибридизации (Hybridization Buffer) – 1 пробирка (4, 32 мл/пробирка)



Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 1А:
Смесь для удлинения-лигирования (Extension-Ligation Mix) – 1 пробирка (4,8 мл/пробирка)




Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 1: Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 1A:
Праймеры индексированные А (A501) – Н (A508) (Index Primers A (A501) – Н (A508)) – 1 пробирка для каждого праймера (192
мкл/пробирка)




Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 1: Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 1A:
Праймеры индексированные 1 (A701) -12 (A712) (Index Primers 1 (A701) - 12 (A712)) - 1 пробирка для каждого праймера (128
мкл/пробирка)




Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 1: Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 1А:
ПЦР полимераз (PCR Polymerase) – 1 пробирка (56 мкл/пробирка)




Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 1: Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 1A:
Смесь для ПЦР (PCR Master Mix) – 1 пробирка (2,8 мл/пробирка)




Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 1: Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 1B:
Разбавитель для разведения библиотек при нормализации (Library Normalization Diluent) – 1 пробирка (4,6 мл/пробирка)



Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 1: Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 1В:
Буфер для разведения библиотек (Library Dilution Buffer) – 2 пробирки (4,5 мл/пробирка)



Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 1: Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 1В:
Контроль внутренний PhiX (PhiX Internal Control) – 1 пробирка (10 мкл/пробирка)



Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 2



Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 2
(макет маркировки на русском языке)

Набор реагентов PraxisTM Extended RAS Panel для качественного определения статуса специфических мутаций генов RAS (KRAS (экзоны 2, 3 и 4) и NRAS (экзоны 2, 3 и 4)) методом секвенирования нового поколения в пробе геномной ДНК человека, выделенной из образцов тканей колоректального рака, фиксированных в формалине, и заключенных в парафиновые блоки в составе:

Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 2:

Картридж MiSeqTM Dx SBS v3 (MiSeqTM Dx SBS Cartridge v3) – 2 шт.

Регистрационное удостоверение

№ _____ от _____ г.

Условия хранения, номер партии, срок годности и графические символы см. на оригинальной упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«Иллюмина, Инк.», США, (Illumina, Inc.)

5200 Illumina Way, San Diego, California 92122, USA

Уполномоченный представитель производителя:


ООО «Р-Фарм Интернешнл»

Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19, корпус 1, этаж 1, помещение V, комната 9


Телефон: +7 (495) 956-79-37, Факс: +7 (495) 956-79-38

e-mail: info@rpharm.ru

Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 2:
Картридж MiSeq™ Dx SBS v3 (MiSeq™ Dx SBS Cartridge v3) – 2 шт.



Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 3



Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 3
(макет маркировки на русском языке)

Набор реагентов PraxisTM Extended RAS Panel для качественного определения статуса специфических мутаций генов RAS (KRAS (экзоны 2, 3 и 4) и NRAS (экзоны 2, 3 и 4)) методом секвенирования нового поколения в пробе геномной ДНК человека, выделенной из образцов тканей колоректального рака, фиксированных в формалине, и заключенных в парафиновые блоки в составе:

Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 3:

Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 3A:

Буфер для интенсивной отмывки (Stringent Wash Buffer) - 1 флакон (24 мл/флакон).

Буфер универсальный, промывочный (Universal Wash Buffer) - 1 пробирка (4.8 мл/пробирка).

Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 3B:

Микрочастицы для очистки ПЦР-продуктов (PCR Clean-Up Beads) - 1 пробирка (5 мл/пробирка).

Раствор промывочный для нормализации библиотек (Library Normalization Wash) - 2 пробирки (4.8 мл/пробирка).

Микрочастицы для библиотеки (Library Beads) - 1 пробирка (1.2 мл/пробирка).

Ячейка проточная MiSeqTM Dx (MiSeqTM Dx Flow Cell) - 2 резервуара (1 ячейка на резервуар).

Регистрационное удостоверение

№ _____ от _____ г.

Условия хранения, номер партии, срок годности и графические символы см. на оригинальной упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«Иллюмина, Инк.», США. (Illumina, Inc.)

5200 Illumina Way, San Diego, California 92122, USA

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Р-Фарм Интернешнл»

Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19, корпус 1, этаж 1, помещение V, комната 9

Телефон: +7 (495) 956-79-37, Факс: +7 (495) 956-79-38

e-mail: info@rpharm.ru

Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 3:
Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 3A
Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 3B




Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 3:

Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 3А:


Буфер для интенсивной отмывки (Stringent Wash Buffer) – 1 флакон (24 мл/флакон)




Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 3: Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 3А:
Буфер, универсальный промывочный (Universal Wash Buffer) – 1 пробирка (4,8 мл/пробирка)




Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 3: Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 3В:
Микрочастицы для очистки ПЦР-продуктов (PCR Clean-Up Beads) – 1 пробирка (5 мл/пробирка)




Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 3: Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 3В:
Раствор промывочный для нормализации библиотек (Library Normalization Wash) – 2 пробирки (4,8 мл/пробирка)




Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 3: Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 3В:
Микрочастицы для библиотеки (Library Beads) – 1 пробирка (1,2 мл/пробирка)



Реагенты для пре- и пост- амплификации, коробка 3: Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 3В:
Ячейка проточная MiSeq™ Dx (MiSeq™ Dx Flow Cell) – 2 резервуара (1 ячейка на резервуар)



Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 4



**Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 4
(макет маркировки на русском языке)**

Набор реагентов PraxisTM Extended RAS Panel для качественного определения статуса специфических мутаций генов RAS (KRAS (экзоны 2, 3 и 4) и NRAS (экзоны 2, 3 и 4)) методом секвенирования нового поколения в пробе геномной ДНК человека, выделенной из образцов тканей колоректального рака, фиксированных в формалине, и заключенных в парафиновые блоки в составе:

Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 4:

Буфер MiSeqTM Dx SBS (PR2) (MiSeqTM Dx SBS Solution (PR2) 2 флакона (500 мл/флакон).

Регистрационное удостоверение

№ _____ от _____ г.

Условия хранения, номер партии, срок годности и графические символы см. на оригинальной упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«Иллюмина. Инк.», США. (Illumina, Inc.)

5200 Illumina Way, San Diego, California 92122, USA

Уполномоченный представитель производителя:


ООО «Р-Фарм Интернешнл»

Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзариная, д. 19, корпус 1, этаж 1, помещение V, комната 9


Телефон: +7 (495) 956-79-37, Факс: +7 (495) 956-79-38

e-mail: info@rpharm.ru


Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 4



Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 4:
Буфер MiSeq™ Dx SBS (PR2) (MiSeq™ Dx SBS Solution (PR2) – 2 флакона (500 мл/флакон))



Реагенты для пре- и пост-амплификации, коробка 5



**Реагенты для пре- и пост-амплификации, коробка 5
(макет маркировки на русском языке)**

Набор реагентов Praxis™ Extended RAS Panel для качественного определения статуса специфических мутаций генов RAS (KRAS (экзоны 2, 3 и 4) и NRAS (экзоны 2, 3 и 4)) методом секвенирования нового поколения в пробе геномной ДНК человека, выделенной из образцов тканей колоректального рака, фиксированных в формалине, и заключенных в парафиновые блоки в составе:

Реагенты для пре- и пост-амплификации, коробка 5:

Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 5:

Планшет фильтровальный TruSeq™ Custom Amplicon Dx (TruSeq™ Custom Amplicon Dx Filter Plate) – 2 шт.

Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 5:

Буфер для элюции (Elution Buffer) – 1 пробирка (4,8 мл/пробирка).

Буфер для хранения библиотек (Library Storage Buffer) – 1 пробирка (3,5 мл/пробирка).

Регистрационное удостоверение

№ _____ от _____ г.

Условия хранения, номер партии, срок годности и графические символы см. на оригинальной упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«Иллюмина, Инк.», США. (Illumina, Inc.)

5200 Illumina Way, San Diego, California 92122, USA

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Р-Фарм Интернешнл»

Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзариная, д. 19, корпус 1, этаж 1, помещение V, комната 9

Телефон: +7 (495) 956-79-37, Факс: +7 (495) 956-79-38

e-mail: info@rpharm.ru

Реагенты для пре- и пост-амплификации, коробка 5:
Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 5
Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 5




Реагенты для пре- и пост-амплификации, коробка 5:

Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 5:

Планшет фильтровальный TruSeq™ Custom Amplicon Dx (TruSeq™ Custom Amplicon Dx Filter Plate) – 2 шт.




Реагенты для пре- и пост-амплификации, коробка 5:
Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 5:
Буфер для элюции (Elution Buffer) – 1 пробирка (4,8 мл/пробирка).




Реагенты для пре- и пост-амплификации, коробка 5:

Реагенты для пост-амплификации (Post-Amp Reagents), коробка 5:

Буфер для хранения библиотек (Library Storage Buffer) – 1 пробирка (3,5 мл/пробирка)



Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 6



Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 6
(макет маркировки на русском языке)

Набор реагентов Praxis™ Extended RAS Panel для качественного определения статуса специфических мутаций генов RAS (KRAS (экзоны 2, 3 и 4) и NRAS (экзоны 2, 3 и 4)) методом секвенирования нового поколения в пробе геномной ДНК человека, выделенной из образцов тканей колоректального рака, фиксированных в формалине, и заключенных в парафиновые блоки в составе:

Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 6:

Пул праймеров A (Oligo Pool A - Extended RAS) – 1 пробирка (150 мкл/пробирка).

Пул праймеров B (Oligo Pool B - Extended RAS) – 1 пробирка (150 мкл/пробирка).

Праймеры контрольные для проверки качества (QC Primers) – 4 пробирки (75 мкл/пробирка).

ДНК контрольная для проверки качества (QC Template) – 1 пробирка (220 мкл/пробирка).

Смесь для количественной ПЦР (qPCR Master Mix) – 2 пробирки (1 мл/пробирка).

Библиотека контрольная RAS (Panel Control - Extended RAS) – 1 пробирка (8 мкл/пробирка).

Регистрационное удостоверение

№ _____ от _____ г.

Условия хранения, номер партии, срок годности и графические символы см. на оригинальной упаковке.

Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Производитель:

«Иллюмина, Инк.», США. (Illumina, Inc.)

5200 Illumina Way, San Diego, California 92122, USA

Уполномоченный представитель производителя:


ООО «Р-Фарм Интернешнл»

Россия, 123154, г. Москва, ул. Берзариная, д. 19, корпус 1, этаж 1, помещение V, комната 9


Телефон: +7 (495) 956-79-37. Факс: +7 (495) 956-79-38

e-mail: info@rpharm.ru


**Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 6:
Пул праймеров А (Oligo Pool A – Extended RAS) – 1 пробирка (150 мкл/пробирка)**




Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 6:
Пул праймеров В (Oligo Pool B – Extended RAS) – 1 пробирка (150 мкл/пробирка)




Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 6:
Праймеры контрольные для проверки качества (QC Primers) – 4 пробирки (75 мкл/пробирка)




Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 6:
ДНК контрольная для проверки качества (QC Template) – 1 пробирка (220 мкл/пробирка)



Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 6:
Смесь для количественной ПЦР (qPCR Master Mix) – 2 пробирки (1 мл/пробирка)



Реагенты для пре-амплификации (Pre-Amp Reagents), коробка 6:
Библиотека контрольная RAS (Panel Control ~ Extended RAS) – 1 пробирка (8 мкл/пробирка)



Проектно-исследовательское
предприятие 44 уч.г.

