


Фотографические изображения

**Система для дистанционного мониторинга и анализа ЭКГ,
дыхания и двигательной активности «Аккордикс»**




Блок электронный «КР-2» NS098201.001




Кабель зарядный NS089103.002-15



Кабель для двух биполярных отведений ЭКГ NS098103.002



Кабель для одного биполярного отведения ЭКГ NS098103.005-00.030, NS098103.005-00.040, NS098103.005-00.050



Удлинитель кабеля отведения ЭКГ NS098103.004-10, NS098103.004-20, NS098103.004-30, NS098103.004-40



Электрод поверхностный отводящий одноразовый самоклеящийся, вспененная основа, коннектор «кнопка», тип - твердый гель (Электрод для ЭКГ одноразовый пр-во Fiab Srl (Италия) арт. PG10S/RU26, РУ № №ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010)



Адаптер для подключения одноразовых электродов с коннектором «кнопка», белый PG922/4T (FIAB, Италия) PG922/4T , РУ № №ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010

Пульсоксиметр с функцией беспроводной передачи: диапазон измерения SpO_2 не менее – 60- 100 %; точность измерения SpO_2 не более 4,0 % SpO_2 в диапазоне от 60% до 100 %; диапазон измерения частоты пульса 30- 255 ударов в минуту; точностью измерения частоты пульса не менее ± 2 уд/мин или 2 % от ударов в минуту, интерфейс Bluetooth/BLE



Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR, модель Spirodos, РУ № РЗН 2017/5323, MIR Srl, Италия.



Пульсоксиметры в вариантах исполнения с принадлежностями: Пульсоксиметр CMS 50 FW, «Контек Медикал Системе Ко., Лтд .», Китай, РУ № РЗН 2020/9598 от 10.09.2020 г

Пульсоксиметр: диапазон измерения SpO2 не менее – 60- 100 %; точность измерения SpO2 не более 4,0% SpO2 в диапазоне от 60% до 100 %; диапазон измерения частоты пульса 30- 255ударов в минуту; точностью измерения частоты пульса не менее ± 2 уд/мин или 2 % от ударов в минуту



Пульсоксиметр портативный с автономным питанием, «Окситест-1», РУ №РЗН 2013/1343 от 25.02.2019 г



Пульсоксиметр напалечный серии MD300C, с принадлежностями, «Бейджинг Чойс Электроник Технолоджи Ко., Лтд.», КНР, РУ №ФСЗ 2009/03850 от 21.06.2016 г



Пульсоксиметр ri-fox, «Рудольф Рйстер ГмбХ», Германия, РУ №ФСЗ 2007/00483 от 10.02.2017 г



Пульсоксиметр CMS 50 D «Контек Медикал Системе Ко., Лтд .», Китай, РУ № РЗН 2020/9598 от 10.09.2020 г.



Пульсоксиметр CMS 50 DL «Контек Медикал Системе Ко., Лтд .», Китай, РУ № РЗН 2020/9598 от 10.09.2020 г.



Пульсоксиметр CMS 50 E «Контек Медикал Системе Ко., Лтд.», Китай, РУ № РЗН 2020/9598 от 10.09.2020 г.




Пульсоксиметр CMS 50 QB «Контек Медикал Системе Ко., Лтд. », Китай, РУ № РЗН 2020/9598 от 10.09.2020 г.



Держатель, NS089221.010



Лента фиксирующая NS089221.002-100, NS089221.002-070, NS089221.002-140



Станция для зарядки, NS089201.003-01




Источник питания: входное напряжение: 100-240 В, 50/60Гц, 1.4-0.7 А, выходное напряжение: 5В DC, 6.0 А, максимальная потребляемая мощность 30 Вт
(GSM60A05-P1J источник питания производитель «Mean Well Enterprises Co., Ltd.», Тайвань)



Проводная гарнитура: 3.5 jack, провод 1,2 м, стерео, SVEN SEB 10BK, Sven Scandinavia Ltd, Китай



Блок питания: номинальное выходное напряжение $5\text{В} \pm 5\%$, номинальная выходная мощность - не ниже $2,5\text{Вт}$, диапазон входных напряжений не хуже $207\text{--}253$, частота сети 50Гц . (GS05E-USB источник питания «Mean Well Enterprises Co., Ltd.», Китай)



Электронный ключ защиты NS001201.008-01



Жидкость электродная для обеспечения надежного контакта с кожей пациента (Жидкость электродная контактная высокопроводящая для ЭКГ и других электрофизиологических исследований «Униспрей ТУ 9398-006-7603983-2005 РУ №ФСР 2010/08253 от 15.10.2014)





Принтер: лазерная или струйная печать, скорость печати не менее 18 стр/мин, максимальный формат печати A4, интерфейс USB 2.0 и выше (Принтер Brother HL-L2340DWR (HLL2340DWR1) A4 Duplex WiFi«Brother Industries Ltd», Тайвань)



Системные блоки «Элитный», «Функциональный» производства ООО «Нейрософт»;



Монитор с характеристиками LCD.23'', крепления VESA, встроенный блок питания, разрешение экрана 1920x1080, (Монитор Philips 243V7QDSB)



Система электродная электрокардиографическая «Орион» G099.001 PS



Жилет для крепления электродов двух каналов ЭК: диапазон обхвата груди, пациентов от 70 до 150 см; рост от 155 до 190 см, NS098998.001




Кабель для отведений от конечностей и одного грудного отведения ЭКГ NS098103.001




Кабель для двух биполярных отведений ЭКГ с защитой от разряда дефибриллятора NS098103.003



Сумка "Нейрософт" № 1 для переноски, NS216168



Установочный комплект программы для ЭВМ «Аккордикс клауд» в составе: накопитель USB, флешпак



Установочный комплект программы для ЭВМ «Поли-Спектр-СМ.NET» в составе: накопитель USB, флэшпак с доп. модулями «Поли-Спектр-СМ.NET/ПМ», «Поли-Спектр-СМ.NET/QT», «Поли-Спектр-СМ.NET/БМ», «Поли-Спектр-СМ.NET/EXT», «Поли-Спектр-СМ.NET/РА»



Чехол-держатель смартфона для крепления смартфона диагональю не менее 5" (Aceline Aquacase WP-001, водонепроницаемый, «Aceline», Китай)



ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
НА 132 ЛИСТАХ

ПРЕЗИДЕНТ ООО «НЕЙРОСОФТ»
А.Б.ШУБИН