

Генеральный директор
ООО «БиоВитрум»
Цимберг В.В.



«30» июня 2020

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Система заливки парафином модульная Tissue-Tek TEC 6 в составе с принадлежностями

Общий вид

Система заливки парафином модульная Tissue-Tek TEC 6 в составе:


- 1) Система заливки парафином Tissue-Tek TEC 6
- 2) Модуль охлаждения







SAKURA
Tissue-Tek® TEC® 6
Dry Module

SAKURA
Tissue-Tek® TEC® 6
Embedding Module









Шильды

- 1) Система заливки парафином Tissue-Tek TEC 6
- 2) Модуль охлаждения

Tissue-Tek® TEC™ 6
Embedding Module



CODE	MODEL	VOLTS	AMPS	Hz
5112	TEC 6-EM-E2	230	4.0	50

Serial Number : 51120093 - 1218


Manufactured for :

Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 U.S.A.
Sakura Finetek Europe B.V., 2408 AV Alphen aan den Rijn, NL
Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 103-0023, Japan

Manufactured by :

Sakura Seiki Co., Ltd., Nagano, 387-0015, Japan

Made in Japan



MAL2-0564-00

Tissue-Tek® TEC™ 6

Cryo Module

CODE	MODEL	VOLTS	AMPS	Hz
------	-------	-------	------	----

5113 TEC 6-CM-E2

230

1.0

50

Serial Number : 51130093 - 1218

Offset value : -1.3

Manufactured for :

Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 U.S.A.
Sakura Finetek Europe B.V., 2408 AV Alphen aan den Rijn, NL
Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 103-0023, Japan

Manufactured by :

Sakura Seiki Co., Ltd., Nagano, 387-0015, Japan


Made in Japan



HAL3-0354-00

Принадлежности

- 1) Руководства по эксплуатации на Систему заливки парафином и Модуль охлаждения
- 2) Кабель питания
- 3) Уплотнители (большой и маленький)
- 4) Скребок
- 5) Подставки для запястий
- 6) Накладки подставок для запястий




Скребок



Защитная пленка для экрана (пленка наносится на экран производителем)




Ножная педаль





Лупа

- 1) Лупа, установленная на приборе
- 2) Лупа в сборе с ключом и пылезащитным чехлом





Правая и левая подставки для запястий



Правая и левая накладки подставок для запястий




Кабели:

- 1) Кабель питания (для системы заливки парафином)
- 2) Кабель питания для модуля охлаждения
- 3) Кабель управления для модуля охлаждения







Применяю и прошу завершить
31 (тридцать один) лист
Сек. Акционерное общество "Сибирский
Университет".

