


Данные о маркировке медицинского изделия и его упаковке



Размер маркировки в данном документе не соответствует размеру маркировки на изделии, принадлежностях или упаковке.


1 Маркировка

1.1 Маркировка изделия



Маркировка	Обозначение
medilog®AR	Торговый знак
	Следуйте инструкциям руководства
	Рабочая часть типа BF
	Утилизировать как электрическое и электронное оборудование
	Название и адрес производителя
	Дата изготовления
REF	Каталожный номер
SN	Серийный номер
	Значок NRTL (Национальная испытательная лаборатория)
IP22	Степень защиты
	Значок Bluetooth (передача / прием данных)
	Неионизирующее электромагнитное излучение
CE 0123	Уполномоченный орган по сертификации
(01)xxxxxxxxxxxxxx (11)xxxxxx (21)xxxx.xxxxxx	QR-код


1.2 Маркировка кабеля пациентного 5-жильного



Маркировка	Обозначение
ECG 5-wire patient cable	Кабель пациента 5-жильный
medilog® 0,8 m	Длина кабеля пациента 0.8 м
 Follow instructions for use	Следуйте инструкциям руководства
LOT	Код партии
Rx only	Только для врачей. Федеральный закон ограничивает продажу этих устройств лицам, не связанным с медициной
 Keep away from sunlight!	Не нагревать Хранить вдали от солнечного света
	Утилизировать как электрическое и электронное оборудование
	Название и адрес производителя
	Дата изготовления
REF	Каталожный номер
CE 0123	Уполномоченный орган по сертификации
 (xx)xxxxxxxxxxxxxx(xx)xxxx	QR-код

Маркировка	Обозначение
	Цветовая маркировка 5-жильного кабеля пациента
 Keep dry	Беречь от влаги
 Transport temperatre range	Температурный диапазон транспортирования
 Storage temperatre range	Температурный диапазон хранения
 Storage humidity range	Диапазон влажности
 Storage altitude range	Ограничение атмосферного давления
 Not made with natural rubber latex	Изготовлено без применения натурального латекса
	Штрих-коды

1.3 Маркировка кабеля пациентного 7-жильного



Маркировка	Обозначение
ECG 7-wire patient cable	Кабель пациента 7-жильный
medilog® 0,8 m	Длина кабеля пациента 0.8 м
 Follow instructions for use	Следуйте инструкциям руководства
LOT	Код партии
R _x only	Только для врачей. Федеральный закон ограничивает продажу этих устройств лицам, не связанным с медициной
 Keep away from sunlight!	Не нагревать Хранить вдали от солнечного света
	Утилизировать как электрическое и электронное оборудование
	Название и адрес производителя
	Дата изготовления
REF	Каталожный номер
CE 0123	Уполномоченный орган по сертификации
 (xx)xxxxxxxxxxxxxx(xx)xxxx	QR-код


Маркировка	Обозначение
	Цветовая маркировка 7-жильного кабеля пациента
 Keep dry	Беречь от влаги
 Transport temperatre range	Температурный диапазон транспортирования
 Storage temperatre range	Температурный диапазон хранения
 Storage humidity range	Диапазон влажности
 Storage altitude range	Ограничение атмосферного давления
 Not made with natural rubber latex	Изготовлено без применения натурального латекса
	Штрих-коды

1.4 Маркировка защитного прорезиненного чехла с зажимом для крепления к поясному ремню



Маркировка	Обозначение
medilog®AR protective case	Защитный прорезиненный чехол
	Дата изготовления
REF	Каталожный номер
LOT	Код партии

1.5 Маркировка датчика пульсоксиметрии



Маркировка	Обозначение
SpO2 Sensor	Датчик пульсоксиметрии SpO2
	Штрих-код
S/N XXXXXXXXXXXX	Серийный номер
	Штрих-код
CE 0123	Уполномоченный орган по сертификации
	Изделие типа BF
	Следуйте инструкциям руководства
	Устройство класса защиты II
	Температурный диапазон
IPX1	Степень защиты


4

2 Упаковка

	Размеры, материал
Упаковка изделия	28,5 см x 22,5 см, картон
Упаковка электродов для мониторингирования ЭКГ	22 см x 22 см, внутренний слой – полиэтилен, центральный слой – алюминий, внешний слой - полиэстер
Упаковка элемента питания	78 мм x 110 мм, полиэтилен
Упаковка кабеля пациента 5-жильный	120 мм x 190 мм, полиэтилен
Упаковка кабеля пациента 7-жильный	90 мм x 150 мм, полиэтилен
Упаковка шейного ремешка	120 мм x 170 мм, полиэтилен
Упаковка датчика пульсоксиметрии	140 мм x 180 мм, полиэтилен

2.1 Маркировка упаковки изделия

Упаковка предназначена для защиты продукции Schiller от воздействия окружающей среды, повреждений, загрязнения и потери (объема). Кроме того, она призвана подчеркнуть индивидуальные особенности продукции Schiller и отличить продукцию Schiller от изделий конкурентов (дополнительное рыночное преимущество).



Маркировка	Обозначение
medilog®AR	Торговый знак
	Следуйте инструкциям руководства
	Рабочая часть типа BF
	Утилизировать как электрическое и электронное оборудование
	Название и адрес производителя
	Дата изготовления
REF Catalog number	Каталожный номер
SN Serial No.	Серийный номер
LOT	Код партии
	Значок NRTL (Национальная испытательная лаборатория)
	Значок Bluetooth (передача / прием данных)
	Неионизирующее электромагнитное излучение
CE 0123	Уполномоченный орган по сертификации

Маркировка	Обозначение
 (xx)xxxxxxxxxxxxxxxxxx(00)xxxx_xxxxxx	QR-код
 Keep dry	Беречь от влаги
 Transport temperatre range	Температурный диапазон транспортирования
 Storage temperatre range	Температурный диапазон хранения
 Storage humidity range	Диапазон влажности
 Storage altitude range	Ограничение атмосферного давления
Rx only	Только для врачей. Федеральный закон ограничивает продажу этих устройств лицам, не связанным с медициной
 Follow insructions for use	Следуйте инструкциям руководства
	Штрих-коды

2.2 Маркировка упаковки электродов



Маркировка	Обозначение
Ambu® BlueSensor XX ECG Electrodes	Наименование электродов
	Срок годности "
REF	Каталожный номер
LOT	Код партии
	Изготовлено без применения натурального латекса
	Штрих-код
	Тип гелевого покрытия: влажный
	Материал: микропористый

2.3 Маркировка транспортной коробки




	min	max	unit
	-25	70	°C
	10	90	%RH
	700	1060	hPa

	Температурный диапазон
	Диапазон влажности
	Ограничение атмосферного давления

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

7 листа(ов)

Генеральный директор
АО «ШИЛЛЕР.РУ»
Казанчян К.П. 

« 10 » июня 2020 года



Генеральный директор

АО «ШИЛЛЕР.РУ»

К.П. Казанчян

«26» октября 2020 г.




Фотографические изображения медицинского изделия:

**Регистратор ЭКГ по Холтеру medilog®AR, варианты исполнения: о (Office),
р (Professional), е (Enterprise)**


Общий вид
Регистратор ЭКГ по Холтеру medilog® AR, вариант исполнения: о (Office)



Регистратор ЭКГ по Холтеру medilog® AR, вариант исполнения: р (Professional)



Регистратор ЭКГ по Холтеру medilog® AR, вариант исполнения: e (Enterprise)




I. Регистратор ЭКГ по Холтеру medilog® AR, вариант исполнения о (Office), в составе:

1. Регистратор ЭКГ по Холтеру medilog® AR



2. Микро-USB кабель




3. Элемент питания (батарея ААА)





4. Микро-SD карта







6. Шейный ремешок



7. Кабель пациента 7-жильный (при необходимости)



8. Кабель пациента 5-жильный (при необходимости)




9. Электроды для мониторингирования ЭКГ («Ambu® Blue Sensor L» или «Ambu® Blue Sensor VL» или «Ambu® Blue Sensor VLC») (упаковка - 25 шт. или 50 шт., или 100 шт.) (при необходимости)



10. Программное обеспечение medilog® DARWIN2 для хранения и анализа регистраций ЭКГ:

- medilog® DARWIN2 Basic (при необходимости)
- medilog® DARWIN2 Office (при необходимости)
- medilog® DARWIN2 Professional (при необходимости)
- medilog® DARWIN2 Enterprise (при необходимости)

Инсталляционный пакет программного обеспечения medilog® DARWIN2 предоставляется с помощью телекоммуникационных сетей или на электронном носителе



Файлы для скачивания Система регистрации ЭКГ и АД по Холтеру medilog DARWIN 2



[MEDILOGDARWIN 2](#)

RAR: 139.21 MB



[ДРАЙВЕРЫ](#)

RAR: 2.71 MB



[УСТАНОВКА MEDILOGDARWIN](#)

PDF: 1.66 MB

11. Код активации medilog®D ARWIN2 additional floating license (не более 200 шт) (при необходимости)
12. Код активации medilog® DARWIN2 Liberty Scanlab (при необходимости)
13. Код активации medilog® DARWIN2 HL7/SAP/BAPI connection Software (при необходимости)
14. Код активации для расширения программного обеспечения medilog® DARWIN2 Office до medilog® DARWIN2 Professional (при необходимости)
15. Код активации для расширения программного обеспечения medilog® DARWIN2 Office до medilog® DARWIN2 Enterprise (при необходимости)
16. Код активации для расширения программного обеспечения medilog® DARWIN2 Professional до medilog® DARWIN2 Enterprise (при необходимости)
17. Код активации дооснащения Регистратора ЭКГ по Холтеру medilog® AR вариант исполнения о (Office) до Регистратора ЭКГ по Холтеру medilog® AR, вариант исполнения р (Professional) (при необходимости)
18. Код активации дооснащения Регистратора ЭКГ по Холтеру medilog® AR вариант исполнения о (Office) до Регистратора ЭКГ по Холтеру medilog® AR, вариант исполнения е (Enterprise) (при необходимости)
19. Код активации Multitenancy Option for medilog® DARWIN2 (при необходимости)
20. Код активации Additional Multitenancy user (не более 200 шт) (при необходимости)

Код активации представляет из себя буквенно-цифровой набор в формате:

XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

Предоставляется на бумажном или электронном носителе или по электронной почте



Сертификат на активацию

Серийный номер:

xxx.xxxxx

Программное обеспечение medilog® DARWIN2

Код активации:

XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

- medilog® DARWIN2 Enterprise
- medilog® DARWIN2 additional floating license – 1шт
- medilog® DARWIN2 Liberty Scanlab
- medilog® DARWIN2 HL7/SAP/BAPI connection Software
- Multitenancy Option for DARWIN2 – 1шт



Сертификат на активацию

Серийный номер:

XXXX.XXXXXX

Регистратора ЭКГ по Холтеру medilog® AR o (Office)

Код активации:


XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

- до Регистратора ЭКГ по Холтеру medilog® AR e (Enterprise)

medilog®AR

Регистратор ЭКГ по Холтеру medilog®AR, варианты исполнения
о (Office), р (Professional), е (Enterprise)

Руководство по эксплуатации




22. Руководство пользователя программного обеспечения medilog® DARWIN2 (при необходимости)



Программное обеспечение medilog® DARWIN2

Программа анализа данных
Холтеровского мониторингирования ЭКГ и АД



Руководство пользователя



SCHILLER
The Art of Diagnostics

23. Руководство по эксплуатации Соединения датчика SpO2 с регистраторами ЭКГ по Холтеру medilog® DARWIN2 (при необходимости)


Соединение датчика SpO2 с регистраторами ЭКГ по Холтеру medilog®AR



24. Руководство пользователя Веб-интерфейса для загрузки регистраций для использования с программой medilog® DARWIN2 (при необходимости)

medilog® DARWIN2 Liberty Scanlab

Веб-интерфейс для загрузки регистраций для использования с программой medilog® DARWIN2



Руководство пользователя



SCHILLER

ИСКУССТВО ДИАГНОСТИКИ

25. Руководство по эксплуатации Medilog® DARWIN2 Конфигурация HL7 (при необходимости)

	Medilog DARWIN2	Версия	Страницы
	Конфигурация HL7	1.01	1/8

0 Сведения о документе


Версия	Дата	Описание	Автор
1	16.5.2017	Начальная версия	RS

Оглавление

1 Краткое введение.....	2
1.1 Использование субполей	2
1.2 Поддерживаемые сообщения	3
1.3 Активный запрос данных пациента	3
1.4 Неподдерживаемые сообщения	3
1.5 Рабочие листы DICOM	3
2 Конфигурация	3
2.1 Настройка тестовых путей и интервала обновления	3
2.2 Обработка запроса	4
2.3 Подготовка регистрации	4
2.4 Создание ответа	5
2.4.1 Заполнители	5
2.5 Связь на базе файлов vs. TCP-связь	5
2.5.1 Связь на базе файлов	5
2.5.2 TCP-связь	6
3 Активация службы DConnect	6
4 Активный запрос	7
4.1 Как работает функция активного запроса	7
4.2 Информация, которая требуется от клиента	7
4.3 Конфигурация	7
4.4 Тестирование конфигурации	8

Принадлежности:

1. Одноразовый носимый карман – не более 50 шт.



2. Прозрачная крышка на переднюю панель




II. Регистратор ЭКГ по Холтеру medilog® AR, вариант исполнения р (Professional), в составе:

1. Регистратор ЭКГ по Холтеру medilog® AR



2. Микро-USB кабель



3. Элемент питания (батарея AAA)



4. Микро-SD карта




5. Защитный чехол




6. Шейный ремешок



7. Кабель пациента 7-жильный (при необходимости)



8. Кабель пациента 5-жильный (при необходимости)



9. Электроды для мониторингирования ЭКГ («Ambu® Blue Sensor L» или «Ambu® Blue Sensor VL» или «Ambu® Blue Sensor VLC») (упаковка - 25 шт. или 50 шт., или 100 шт.) (при необходимости)



10. Программное обеспечение medilog® DARWIN2 для хранения и анализа регистраций ЭКГ:

- medilog® DARWIN2 Basic (при необходимости)
- medilog® DARWIN2 Office (при необходимости)
- medilog® DARWIN2 Professional (при необходимости)
- medilog® DARWIN2 Enterprise (при необходимости)

Инсталляционный пакет программного обеспечения medilog® DARWIN2 предоставляется с помощью телекоммуникационных сетей или на электронном носителе



Файлы для скачивания Система регистрации ЭКГ и АД по Холтеру medilog DARWIN 2



[MEDILOGDARWIN 2](#)

RAR 139.21 MB



[ДРАЙВЕРЫ](#)

RAR 2.71 MB



[УСТАНОВКА MEDILOGDARWIN](#)

PDF 1.66 MB

11. Код активации medilog®D ARWIN2 additional floating license (не более 200 шт) (при необходимости)
12. Код активации medilog® DARWIN2 Liberty Scanlab (при необходимости)
13. Код активации medilog® DARWIN2 HL7/SAP/BAPI connection Software (при необходимости)
14. Код активации для расширения программного обеспечения medilog® DARWIN2 Office до medilog® DARWIN2 Professional (при необходимости)
15. Код активации для расширения программного обеспечения medilog® DARWIN2 Office до medilog® DARWIN2 Enterprise (при необходимости)
16. Код активации для расширения программного обеспечения medilog® DARWIN2 Professional до medilog® DARWIN2 Enterprise (при необходимости)
17. Код активации дооснащения Регистратора ЭКГ по Холтеру medilog® AR вариант исполнения р (Professional) до Регистратора ЭКГ по Холтеру medilog® AR, вариант исполнения е (Enterprise) (при необходимости)
18. Код активации Multitenancy Option for medilog® DARWIN2 (при необходимости)
19. Код активации Additional Multitenancy user (не более 200 шт) (при необходимости)

Код активации представляет из себя буквенно-цифровой набор в формате:

XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

Предоставляется на бумажном или электронном носителе или по электронной почте



Сертификат на активацию

Серийный номер:

xxx.xxxxx

Программное обеспечение medilog® DARWIN2

Код активации:

xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxx

- medilog® DARWIN2 Enterprise
- medilog® DARWIN2 additional floating license – 1шт
- medilog® DARWIN2 Liberty Scanlab
- medilog® DARWIN2 HL7/SAP/BAPI connection Software
- Multitenancy Option for DARWIN2 – 1шт



Сертификат на активацию

Серийный номер:

XXXX.XXXXXX

Регистратора ЭКГ по Холтеру medilog® AR p (Professional)

Код активации:


XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX

- до Регистратора ЭКГ по Холтеру medilog® AR e (Enterprise)

medilog®AR

Регистратор ЭКГ по Холтеру medilog®AR, варианты исполнения
о (Office), р (Professional), е (Enterprise)

Руководство по эксплуатации




21. Руководство пользователя программного обеспечения medilog® DARWIN2 (при необходимости)



Программное обеспечение medilog® DARWIN2

Программа анализа данных
Холтеровского мониторингирования ЭКГ и АД



Руководство пользователя



SCHILLER
The Art of Diagnostics

22. Руководство по эксплуатации Соединения датчика SpO2 с регистраторами ЭКГ по Холтеру medilog® DARWIN2 (при необходимости)


Соединение датчика SpO2 с регистраторами ЭКГ по Холтеру medilog®AR



ководство пользователя Веб-интерфейса для выгрузки регистраций для использования с
ой medilog® DARWIN2 (при необходимости)

medilog® DARWIN2 Liberty Scanlab

веб-интерфейс для выгрузки регистраций для
использования с программой medilog® DARWIN2




Руководство пользователя



23. Руководство пользователя Веб-интерфейса для загрузки регистраций для использования с программой medilog® DARWIN2 (при необходимости)

medilog® DARWIN2 Liberty Scanlab

Веб-интерфейс для загрузки регистраций для использования с программой medilog® DARWIN2



Руководство пользователя



SCHILLER

Искусство диагностики

	Medilog DARWIN2	Версия	Страницы
	Конфигурация HL7	1.01	1/8

0 Сведения о документе

Версия	Дата	Описание	Автор
1	16.5.2017	Начальная версия	RS

Оглавление

1 Краткое введение.....	2
1.1 Использование субполей	2
1.2 Поддерживаемые сообщения	3
1.3 Активный запрос данных пациента	3
1.4 Неподдерживаемые сообщения	3
1.5 Рабочие листы DICOM	3
2 Конфигурация	3
2.1 Настройка тестовых путей и интервала обновления	3
2.2 Обработка запроса	4
2.3 Подготовка регистрации	4
2.4 Создание ответа	5
2.4.1 Заполнители	5
2.5 Связь на базе файлов vs. TCP-связь	5
2.5.1 Связь на базе файлов	5
2.5.2 TCP-связь	6
3 Активация службы DConnect	6
4 Активный запрос	7
4.1 Как работает функция активного запроса	7
4.2 Информация, которая требуется от клиента	7
4.3 Конфигурация	7
4.4 Тестирование конфигурации	8

Принадлежности:

1. Одноразовый носимый карман – не более 50 шт.



2. Прозрачная крышка на переднюю панель




III. Регистратор ЭКГ по Холтеру medilog® А - вариант исполнения е (Enterprise), в сост

1. Регистратор ЭКГ по Холтеру medilog® AR




2. Микро-USB кабель



3. Элемент питания (батарея AAA)



4. Микро-SD карта




5. Защитный чехол




6. Шейный ремешок



7. Кабель пациента 7-жильный (при необходимости)




8. Кабель пациента 5-жильный (при необходимости)




9. Электроды для мониторингирования ЭКГ («Ambu® Blue Sensor L» или «Ambu® Blue Sensor VL» или «Ambu® Blue Sensor VLC») (упаковка - 25 шт. или 50 шт., или 100 шт.) (при необходимости)



10. Датчик пульсоксиметрии SpO₂ (при необходимости)





11. Программное обеспечение medilog® DARWIN2 для хранения и анализа регистраций ЭКГ:

- medilog® DARWIN2 Basic (при необходимости)
- medilog® DARWIN2 Office (при необходимости)
- medilog® DARWIN2 Professional (при необходимости)
- medilog® DARWIN2 Enterprise (при необходимости)

Инсталляционный пакет программного обеспечения medilog® DARWIN2 предоставляется с помощью телекоммуникационных сетей или на электронном носителе



Файлы для скачивания Система регистрации ЭКГ и АД по Холтеру medilog DARWIN 2



[MEDILOGDARWIN 2](#)

RAR, 139.21 MB



[ДРАЙВЕРЫ](#)

RAR, 2.71 MB



[УСТАНОВКА MEDILOGDARWIN](#)

PDF, 1.66 MB

12. Код активации medilog® DARWIN2 additional floating license (не более 200 шт) (при необходимости)
13. Код активации medilog® DARWIN2 Liberty Scanlab (при необходимости)
14. Код активации medilog® DARWIN2 HL7/SAP/BAPI connection Software (при необходимости)
15. Код активации для расширения программного обеспечения medilog® DARWIN2 Office до medilog® DARWIN2 Professional (при необходимости)
16. Код активации для расширения программного обеспечения medilog® DARWIN2 Office до medilog® DARWIN2 Enterprise (при необходимости)
17. Код активации для расширения программного обеспечения medilog® DARWIN2 Professional до medilog® DARWIN2 Enterprise (при необходимости)
18. Код активации Multitenancy Option for medilog® DARWIN2 (при необходимости)
19. Код активации Additional Multitenancy user (не более 200 шт) (при необходимости)

Код активации представляет из себя буквенно-цифровой набор в формате:

XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

Предоставляется на бумажном или электронном носителе или по электронной почте



Сертификат на активацию

Серийный номер:

xxx.xxxxx

Программное обеспечение medilog® DARWIN2

Код активации:

XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

- medilog® DARWIN2 Enterprise
- medilog® DARWIN2 additional floating license – 1шт
- medilog® DARWIN2 Liberty Scanlab
- medilog® DARWIN2 HL7/SAP/BAPI connection Software
- Multitenancy Option for DARWIN2 – 1шт

medilog®AR

Регистратор ЭКГ по Холтеру medilog®AR, варианты исполнения
о (Office), р (Professional), е (Enterprise)

Руководство по эксплуатации




21. Руководство пользователя программного обеспечения medilog® DARWIN2 (при необходимости)



Программное обеспечение medilog® DARWIN2

Программа анализа данных Холтеровского мониторирования ЭКГ и АД



Руководство пользователя



SCHILLER
The Art of Diagnostics

22. Руководство по эксплуатации Соединения датчика SpO2 с регистраторами ЭКГ по Холтеру medilog® DARWIN2 (при необходимости)


Соединение датчика SpO2 с регистраторами ЭКГ по Холтеру medilog®AR



23. Руководство пользователя Веб-интерфейса для выгрузки регистраций для использования с программой medilog® DARWIN2 (при необходимости)

medilog® DARWIN2 Liberty Scanlab

Веб-интерфейс для выгрузки регистраций для использования с программой medilog® DARWIN2



Act. No. 2 51178 August 2

Руководство пользователя



SCHILLER

Искусство диагностики

24. Руководство по эксплуатации Medilog® DARWIN2 Конфигурация HL7 (при необходимости)

	Medilog DARWIN2	Версия	Страницы
	Конфигурация HL7	1.01	1/8

0 Сведения о документе


Версия	Дата	Описание	Автор
1	16.5.2017	Начальная версия	RS

Оглавление

1 Краткое введение.....	2
1.1 Использование субполей	2
1.2 Поддерживаемые сообщения	3
1.3 Активный запрос данных пациента	3
1.4 Неподдерживаемые сообщения	3
1.5 Рабочие листы DICOM	3
2 Конфигурация	3
2.1 Настройка тестовых путей и интервала обновления	3
2.2 Обработка запроса	4
2.3 Подготовка регистрации	4
2.4 Создание ответа	5
2.4.1 Заполнители	5
2.5 Связь на базе файлов vs. TCP-связь	5
2.5.1 Связь на базе файлов	5
2.5.2 TCP-связь	6
3 Активация службы DConnect	6
4 Активный запрос	7
4.1 Как работает функция активного запроса	7
4.2 Информация, которая требуется от клиента	7
4.3 Конфигурация	7
4.4 Тестирование конфигурации	8

Принадлежности:

1. Одноразовый носимый карман – не более 50 шт.



2. Прозрачная крышка на переднюю панель



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 68 листа(ов)

Генеральный директор
АО «ШИЛЛЕР.РУ»



Казанчян К.П.

