

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «МедТест-М»**

Логина Н.И.
Логина Н.И.
«*В*» *10.04.2020* г.



**Фотографические изображения медицинского изделия
«Имплантаты дентальные Novodont
в различных вариантах исполнения»**




Имплантат implantswiss Bone Level S-BMFSR5506 в блистере




Имплантат implantswiss Bone Level S-BWHR5512 в блистере




Имплантат implantswiss Bone Level S-BMFSR5506 в блистере




Имплантат implantswiss Bone Level S-BFHR4814 в стерильной упаковке




Имплантат MONOIMPLANT MR4915-Lab в стерильной упаковке




Имплантат implantswiss Tissue Level S-TFHR4814 в стерильной упаковке




Имплантат implantswiss Tissue Level S-TWFSR5506 в стерильной упаковке




Имплантат i-system I-SF6008 в блистере







Имплантат **MONOIMPLANT MOT3517** в блистере





Имплантат **MONOIMPLANT MS9014-LAB** в блистере



Имплантат **MONOIMPLANT MS3529** в блистере



Имплантат **MONOIMPLANT MR4915** в блистере



1. Während des chirurgischen Eingriffs muss darauf geachtet werden, dass das Implantat dem Durchmesser, der Form und sonstige wichtiger anatomischer Besonderheiten entsprechend eingesetzt wird.

2. Beim Bohren des Lochs zum Einsetzen des Implantats und des Einsetzens in den Knoch. muss der Knochen unbedingt gekühlt werden, um Nekrose zu verhindern.

3. Angemessene Einnahme von Antibiotikum ist zur Prämedikation und Prophylaxe ist für den Erfolg des Eingriffs wichtig.

XI. POSTOPERATIVE PROTOKOLLEPHASE:

1. Der Zahnarzt muss Bildung und Heilung des Zahnteiles überwachen.

2. Max. und Labialteile müssen beim Anbringen der Prothese in Übereinstimmung mit dem empfohlenen Protokoll verwendet werden.

3. Bei einer Wundheilung muss auf Mundhygiene und postoperative Behandlung geachtet werden.

XII. ACHTUNG:

1. Sie dürfen auf keinen Fall versuchte Produkte der Marke Monoimplant mit Produkten anderer Marken zu kombinieren.

2. Die Knochensäfte der Folien müssen nach der Implantation die Typen und Chargennummern des verwendeten Implantats beibehalten.

3. Alle Produkte sind für den einmaligen Gebrauch.

4. Die Produkte müssen trocken gelagert werden.

5. Das Produkt muss vor dem auf den Etikett des Produkts angegebenen Ablaufdatum verwendet werden.


6. Es darf nur unmittelbar vor Verwendung geöffnet werden. Kontakt mit Fremdkörpern und Materialien vermeiden. Den erossalen Teil des Implantats nicht berühren.

7. Zur Vollendung der Zahneinschraubung und -korrektur wird die Stelle überwacht.


8. Beschädigte Implantate oder Implantate, deren Osseointegration fehlerhaft ist, müssen entfernt werden, um eine Nekrose zu vermeiden. Bei



Индивидуальная упаковка (вариант 1)



Индивидуальная упаковка (вариант 2)



Индивидуальная упаковка (вариант 3)



Индивидуальная упаковка (маркировка)



Групповая упаковка



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
23 (двадцать три) листа(ов)
Генеральный директор
ООО «МедТест-М»
Логинова Н.И.

