

Утверждаю

Директор ООО «Ом-Ника»


Шоров К.Х.
2010 г.



Фотографическое изображение

медицинского изделия

**Салфетка стоматологическая для защиты пациента
нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020**



**Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020
Общий вид**






Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020 на примере: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, двухслойная, цвет: синий. в сложенном виде



лицевая сторона



оборотная сторона

Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020 на примере: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, двухслойная, цвет: синий. в развернутом виде






Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020 на примере: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, двухслойная, цвет: голубой. в сложенном виде



лицевая сторона



оборотная сторона

Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020 на примере: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, двухслойная, цвет: голубой. в развернутом виде






Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020 на примере: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, трехслойная, цвет: бирюзовый. в сложенном виде



лицевая сторона



оборотная сторона

Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020 на примере: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, трехслойная, цвет: бирюзовый. в развернутом виде






Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020 на примере: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, двухслойная, цвет: желтый. в сложенном виде



лицевая сторона



оборотная сторона

Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020 на примере: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, двухслойная, цвет: желтый. в развернутом виде






Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020 на примере: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, двухслойная, цвет: оранжевый. в сложенном виде



лицевая сторона



оборотная сторона

**Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020
на пример: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, двухслойная, цвет: оранжевый. в развернутом виде**






Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020 на примере: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, трехслойная, цвет: зеленый. в сложенном виде



лицевая сторона



оборотная сторона

Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020 на примере: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, трехслойная, цвет: зеленый. в развернутом виде






Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020 на примере: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, двухслойная, цвет: салатовый. в сложенном виде




лицевая сторона




оборотная сторона


Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020 на примере: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, двухслойная, цвет: салатовый. в развернутом виде



**Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020
на примере: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, двухслойная, цвет: розовый. в сложенном виде**



лицевая сторона



оборотная сторона

Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020 на примере: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, двухслойная, цвет: розовый. в развернутом виде






Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020
на примере: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, двухслойная, цвет: красный. в сложенном виде



лицевая сторона



оборотная сторона

Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020 на примере: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, двухслойная, цвет: красный. в развернутом виде






Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020 на примере: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, трехслойная, цвет: черный. в сложенном виде




лицевая сторона




оборотная сторона


Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020 на примере: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, трехслойная, цвет: черный. в развернутом виде



**Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020
на примере: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, трехслойная, цвет: белый. в сложенном виде**



лицевая сторона



оборотная сторона

Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020 на примере: Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, трехслойная, цвет: белый. в развернутом виде

ООО «Ом-Ника»

644903, Омская область, р-н Омский, д. Приветная, ул. Южная, д. 22
+7-905-922-30-17 omnika55@bk.ru

**Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая
по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020**

Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, двухслойная
Цвет **красный** Размер **330,0 мм x 445,0 мм** Количество изделий в упаковке **125 шт.**
Дата изготовления **19.02.20 г.** Срок годности **5 лет** Номер партии **041902**

Номер и дата регистрационного удостоверения _____

Хранение

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69, но при температуре от +5 °С до +30°С. Изделия должны храниться на расстоянии не менее 1м от теплоизлучающих приборов и быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Транспортирование

Изделия должны транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, кроме неотапливаемых отсеков самолетов в соответствии с ГОСТ 7000-80 и правилами, утвержденными в установленном порядке для каждого вида транспорта. Транспортирование морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Вид отправки – контейнерами или иным способом по согласованию с потребителем. Условия транспортирования по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

После использования изделия утилизируют как отходы класса Б в соответствии требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10. Изделия, с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, подлежат утилизации вместе с бытовым мусором.

нестерильно

только для одноразового использования

**Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020
на примере: потребительской упаковки: 125 шт. в пленку**

ООО «Ом-Ника»

644903, Омская область, р-н Омский, д. Приветная, ул. Южная, д. 22
+7-905-922-30-17 omnika55@bk.ru

**Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая
по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020**

Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, двухслойная
Цвет салатовый Размер 330,0 мм х 445,0 мм Количество изделий в упаковке 200 шт.
Дата изготовления 19.02.20 г. Срок годности 5 лет Номер партии 021902

Номер и дата регистрационного удостоверения _____

Хранение

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69, но при температуре от +5 °С до +30°С. Изделия должны храниться на расстоянии не менее 1м от теплоизлучающих приборов и быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Транспортирование

Изделия должны транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, кроме неотапливаемых отсеков самолетов в соответствии с ГОСТ 7000-80 и правилами, утвержденными в установленном порядке для каждого вида транспорта. Транспортирование морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Вид отправки – контейнерами или иным способом по согласованию с потребителем. Условия транспортирования по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

После использования изделия утилизируют как отходы класса Б в соответствии требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10. Изделия, с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, подлежат утилизации вместе с бытовым мусором.

нестерильно

только для одноразового использования

Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020
на примере: потребительской упаковки: 200 шт. в пленку

ООО «Ом-Ника»

644903, Омская область, р-н Омский, д. Приветная, ул. Южная, д. 22
+7-905-922-30-17 omnika55@bk.ru

**Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая
по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020**

Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, **трехслойная**

Цвет **черный** Размер **330,0 мм х 445,0 мм** Количество изделий в упаковке **250 шт.**

Дата изготовления **21.02.20 г.** Срок годности **5 лет** Номер партии **032102**

Номер и дата регистрационного удостоверения _____

Хранение

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться по условиям хранения I (Л) по ГОСТ 15150-69, но при температуре от +5 °С до +30°С. Изделия должны храниться на расстоянии не менее 1м от теплоизлучающих приборов и быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Транспортирование

Изделия должны транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, кроме неотапливаемых отсеков самолетов в соответствии с ГОСТ 7000-80 и правилами, утвержденными в установленном порядке для каждого вида транспорта. Транспортирование морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Вид отправки – контейнерами или иным способом по согласованию с потребителем. Условия транспортирования по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

После использования изделия утилизируют как отходы класса Б в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10. Изделия, с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, подлежат утилизации вместе с бытовым мусором.

нестерильно

только для одноразового использования

**Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020
на примере: потребительской упаковки: 250 шт. в коробку**

ООО «Ом-Ника»

644903, Омская область, р-н Омский, д. Приветная, ул. Южная, д. 22
+7-905-922-30-17 omnika55@bk.ru

Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая
по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020

Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, двухслойная

Цвет голубой Размер 330,0 мм x 445,0 мм Количество изделий в упаковке 500 шт.
Дата изготовления 20.02.20 г. Срок годности 5 лет Номер партии 032002

Номер и дата регистрационного удостоверения _____

Хранение

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69, но при температуре от +5 °С до +30°С. Изделия должны храниться на расстоянии не менее 1м от теплоизлучающих приборов и быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Транспортирование

Изделия должны транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, кроме неотапливаемых отсеков самолетов в соответствии с ГОСТ 7000-80 и правилами, утвержденными в установленном порядке для каждого вида транспорта. Транспортирование морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Вид отправки – контейнерами или иным способом по согласованию с потребителем. Условия транспортирования по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

После использования изделия утилизируют как отходы класса Б в соответствии требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10. Изделия, с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, подлежат утилизации вместе с бытовым мусором.

нестерильно

только для одноразового использования

**Фото. Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020
на примере: потребительской упаковки: 500 шт. в коробку**



Утверждаю
Директор
ООО «Ом-Ника»
Шоров К.Х.
2011 г.



ЭТИКЕТКА (проект)

Медицинское изделие

**Салфетка стоматологическая
для защиты пациента нестерильная одноразовая
по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020**

ООО «Ом-Ника»

644903, Омская область, р-н Омский, д. Приветная, ул. Южная, д. 22
+7-905-922-30-17 omnika55@bk.ru

**Салфетка стоматологическая для защиты пациента нестерильная одноразовая
по ТУ 17.22.11-001-43179570-2020**

Салфетка стоматологическая нестерильная одноразовая, _____

Цвет _____ Размер **330,0 мм х 445,0 мм** Количество изделий в упаковке _____
Дата изготовления _____ Срок годности **5 лет** Номер партии _____

Номер и дата регистрационного удостоверения _____

Хранение

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69, но при температуре от +5 °С до +30°С. Изделия должны храниться на расстоянии не менее 1м от теплоизлучающих приборов и быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Транспортирование

Изделия должны транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, кроме неотапливаемых отсеков самолетов в соответствии с ГОСТ 7000-80 и правилами, утвержденными в установленном порядке для каждого вида транспорта. Транспортирование морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Вид отправки – контейнерами или иным способом по согласованию с потребителем. Условия транспортирования по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

После использования изделия утилизируют как отходы класса Б в соответствии требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10. Изделия, с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, подлежат утилизации вместе с бытовым мусором.

нестерильно

только для одноразового использования

Сшито и заверено печатью

(*гла*) лист *9*



ООО «Ом-Ника»
Директор Шоров К.А.