



Фотография общего вида Сепаратора «ГемоСеп[®]»

Сепаратор «ГемоСеп®»

Стерильно, апирогенно, нетоксично.
ТУ 32.50.13-008-17669405-2019

Предназначен для безаппаратного фракционирования крови консервированной (под действием силы тяжести) на плазму, эритроцитную взвесь или эритроцитную взвесь лейкоредуцированную.

Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары.


РУ № РЗН _____ от _____



12.2019




12.2022



LOT

031219



STERILE R



Разработчик, изготовитель и поставщик: ООО «НПП Биотех-М».
Сайт: <http://www.gemos.ru>, e-mail: gemospf@gmail.com
Адрес: 123181, Москва, ул. Маршала Катукова, 5.
Тел/факс: (495) 758-6522, 750-0847.



Сделано в России



НПП БИОТЕХ-М®

123181, Москва, ул. Маршала
Катукова, 5. www.gemos.ru
e-mail: gemospf@gmail.com
тел: +7 495 758 6522

Фотография упаковки и макета маркировки Сепаратора «ГемоСеп®»



Контейнер полимерный
для компонентов крови
с иглой полимерной однократного
применения, стерильный двухкамерный
«Компопласт» 300/300 «Синтез»

ТУ 9398-079-00480201-2006

Партия № 201219 Масса брутто 4,5±1 кг

Гожен до 0123 Ящик № 18

Упаковщик 1

Количество контейнеров 60 шт.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, в сухом отапливаемом помещении при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред. После транспортирования в условиях отрицательных температур контейнеры в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 24 ч. № ФСР 2010/09608 от 24.12.2010 г.

STERILE R

ОКК

ОАО «СИНТЕЗ»
Россия, 640000

Курганская обл.

г. Курган,

проспект

Конституции, д. 7.

Тел./факс: (3522) 48-16-89

Рек. № 000.НПР, Бютех-М.

И.В.Саримов