


Фотографические изображения изделия «Набор INTERCEPT для Обработки Тромбоцитов с Двумя Контейнерами для Хранения», в составе
 Фотография 1. Основные компоненты изделия



Основные компоненты изделия

1. Трубка соединительная полимерная, с воздушной подушкой и пластмассовой канюлей;
2. Контейнер полимерный, содержащий 17,5 мл 3 мМ раствора амотосалена гидрохлорида, с трубкой соединительной;
3. Контейнер полимерный для облучения, с трубкой соединительной с портом;
4. Контейнер с адсорбирующим устройством и трубкой соединительной с портом;
5. Фильтр входной с внутренним рифлением, с трубкой соединительной, плоским зажимом и Y-образным делителем на две выходные трубки с плоскими зажимами;
6. Контейнеры INTERCEPT для хранения тромбоцитов, с двумя портами и мини-контейнерами с плоскими зажимами для отбора проб тромбоцитов – 2 шт.


Фотография 2.

Общий вид изделия в индивидуальной упаковке




Фотография 3.

1. Трубка соединительная полимерная, с воздушной подушкой и пластмассовой канюлей;
2. Контейнер полимерный, содержащий 17,5 мл 3 мМ раствора амотосалена гидрохлорида, с трубкой соединительной;



Фотография 4.

3. Контейнер полимерный для облучения, с трубкой соединительной с портом;




графия 5.

4. Контейнер с адсорбирующим устройством и трубкой соединительной с портом;




Фотография 6.

5. Фильтр входной с внутренним рифлением, с трубкой соединительной, плоским зажимом и Y-образным делителем на две выходные трубки с плоскими зажимами;



графия 7.

6. Контейнеры INTERCEPT для хранения тромбоцитов, с двумя портами и мини-контейнерами с плоскими зажимами для отбора проб тромбоцитов – 2 шт.



Прошнуровано, пронумеровано

/ 8 / восемь

лист 08

Генеральный директор

ООО "Райфарм"

Дмитриев Д.В.

