

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "ЛАТТАНТЕ"




Алексеев В.В.

2020 г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

НАГРЕВАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИХ СРЕД «ИРИС» (IRIS)
по ТУ 9452-002-38162260-2014


1.1 Регулятор температуры РТ75/42



1.2 Универсальный регулятор температуры УРТ75/42/60




1.3 Регулятор температуры РТ75/42 СИ



1.3.A Табличка рекомендуемых скоростей и предупредительная надпись для регуляторов температуры РТ 75/42 и РТ 75/42СИ




1.4 Универсальный регулятор температуры УРТ75/42/60 СИ (показан с ручкой)



1.4А Табличка рекомендуемых скоростей и предупредительная надпись для регуляторов температуры УРТ 75/42/60 и УРТ 75/42/60СИ

TEMPORA1



Уст. t°C

ТРЕВОГА 2

ВНИМАНИЕ !

Включить прибор только после начала инфузии !

Т уст.	мл./час	O ₂ л/мин
37,5	<=100	
39	150	
40	200	
41,5	>=300	
45,5	400	5,6,
48	500	7, 8
50,5	600	3,4, 9,10
55	800	2
60	>=1000	1, 15

НАГРЕВ

НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ
ВЫШЕ 42 ГРАДУСОВ

- при работе с кровью и кровезамещающими,
- при отсутствии информации о скорости потока!

ВЫКЛЮЧАТЬ В СЛУЧАЕ ПЕРЕГРЕВАНИЯ ИНФУЗИИ !


НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ
ВЫШЕ 37 ГРАДУСОВ

- при использовании лекарственных растворов


УСТАНОВКА t°C




1.5 Гибкий силиконовый нагревательный элемент для емкостей малый ГСНМ
(фотография совпадает для ГСНМ/42 и ГСНМ/60 , устанавливаются различные разъемы см.
фото 3.1)



1.6 Гибкий силиконовый нагревательный элемент для емкостей большой ГСНБ.



1.7 Гибкий угольный нагревательный элемент на трубку малый ГУНМ.
(фотография совпадает для ГСНМ/42 и ГСНМ/60 устанавливаются различные разъемы см.
фото 3.1)




1.8 Гибкий угольный нагревательный элемент на трубку большой ГУНБ.




1.9 Силиконовый нагревательный элемент для трубок 4-5 мм (СНТ4-5).


(фотография совпадает для СНТ4-5/42; СНТ4-5/60 устанавливаются различные разъемы см. фото 3.1)



1.10 Silicon heating element for tubes 8-10 mm (CHT8-10).




1.11 Крепление и торцевой ключ



2 Принадлежности


2.1 Сумка для нагревателя




2.2 Чехол подвесной для емкости и нагревателя



2.3 Штатив предварительного подогрева емкостей (БПЕ)




2.4 Ручка




3. Приложение 1


3.1 Фотографии разъемов. Слева для УРТ75/42/60 и УРТ75/42/60СИ,
справа РТ75/42 и РТ75/42СИ




3.2 Образец маркировки нагревательных элементов и разъема кабеля
(черта около разъема - маркировка ключа разъема)




Маркировка канал 1 и канала 2





3.2 Образец маркировки нагревательных элементов и разъема кабеля
(черта около разъема - маркировка ключа разъема)



Маркировка канал 1 и канала 2





3.3 Маркировка нагревателя медицинских сред «ИРИС»
Варианты исполнения «ИРИС РТ 75/42» и «ИРИС РТ 75/42 СИ»



3.4 Маркировка нагревателя медицинских сред «ИРИС»

Варианты исполнения «ИРИС УРТ 75/42/60» и «ИРИС УРТ 75/42/60СИ»



прошито, скреплено печатью
22 лист(ов)

Генеральный директор
ООО «ЛАТТАНТЕ»

 АЛЕКСЕЕВ В.В.

«14» февраля 2020г

