

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов, лабораторий и палат «РМ» по ТУ
32.50.30-001-23442108-2020

в вариантах исполнения

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «РМ»

А.В. Шиленков



«24» августа 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов, лабораторий и палат «РМ» по ТУ 32.50.30-001-23442108-2020 в вариантах исполнения

РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РМ» (ООО «РМ»)

141006, Московская обл. г. Мытищи, Олимпийский пр-т., владение 29, стр. 2 пом. 32 офис 7

Тел.: (499) 67-88-101 Email: info@roslamed.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

Создание для пользователей функционального рабочего места и места для хранения материалов, расходных материалов, медицинских изделий, записей, образцов и других предметов. Также используется для разделения пространства на этаже/в комнате на удобные отдельные рабочие отсеки для пациентов и рабочие зоны для персонала.

Показания

- Хранение медикаментов, лекарственных препаратов, медицинских инструментов, перевязочных материалов, одежды, медицинской документации
- Размещение пациентов
- Организация рабочих мест дежурных медсестер и врачей
- Регистрация, прием и оформления документов,
- Осмотр пациентов;
- Разделение помещений на зоны

Противопоказания

Не выявлены

Возможные побочные действия

Не выявлены

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

1. Шкафы медицинские: РМ1-Ш-1, РМ1-Ш-2, РМ1-Ш-3, РМ1-Ш-4, РМ1-Ш-5, РМ1-Ш-5-1, РМ1-Ш-5-2, РМ1-Ш-6, РМ1-Ш-6-1, РМ1-Ш-6-2, РМ1-Ш-7, РМ1-Ш-8, РМ1-Ш-9, РМ1-Ш-10, РМ1-Ш-11, РМ1-Ш-12, РМ1-Ш-13, РМ1-Ш-14, РМ1-Ш-15, РМ1-Ш-15-1, РМ1-Ш-15-2, РМ1-Ш-16, РМ1-Ш-16-1, РМ1-Ш-16-2, РМ1-Ш-17, РМ1-Ш-18, РМ1-Ш-19, РМ1-Ш-20, РМ2-Ш-1, РМ2-Ш-2, РМ2-Ш-3, РМ2-Ш-4, РМ2-Ш-5, РМ2-Ш-5-1, РМ2-Ш-5-2, РМ2-Ш-6, РМ2-Ш-6-1, РМ2-Ш-6-2, РМ2-Ш-7, РМ2-Ш-8, РМ2-Ш-9, РМ2-Ш-10, РМ2-Ш-11, РМ2-Ш-12, РМ2-Ш-13, РМ2-Ш-14, РМ2-Ш-15, РМ2-Ш-15-1, РМ2-Ш-15-2, РМ2-Ш-16, РМ2-Ш-16-1, РМ2-Ш-16-2, РМ2-Ш-17, РМ2-Ш-18, РМ2-Ш-19, РМ2-Ш-20, РМ3-Ш-1, РМ3-Ш-2, РМ3-Ш-3, РМ3-Ш-4, РМ3-Ш-5, РМ3-Ш-5-1, РМ3-Ш-5-2, РМ3-Ш-6, РМ3-Ш-6-1, РМ3-Ш-6-2, РМ3-Ш-7, РМ3-Ш-8, РМ3-Ш-9, РМ3-Ш-10, РМ3-Ш-11, РМ3-Ш-12, РМ3-Ш-13, РМ3-Ш-14, РМ3-Ш-15, РМ3-Ш-15-1, РМ3-Ш-15-2, РМ3-Ш-16, РМ3-Ш-16-1, РМ3-Ш-16-2, РМ3-Ш-17, РМ3-Ш-18, РМ3-

Ш-19 применяются для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинских инструментов, перевязочных материалов, одежды, а также медицинской документации;

2. Шкафы медицинские навесные: **PM1-ШН-1, PM1-ШН-2, PM1-ШН-3, PM1-ШН-4, PM1-ШН-4.1, PM1-ШН-5, PM1-ШН-6, PM1-ШН-7, PM1-ШН-8, PM2-ШН-1, PM2-ШН-2, PM2-ШН-3, PM2-ШН-4, PM2-ШН-4.1, PM2-ШН-5, PM2-ШН-6, PM2-ШН-7, PM2-ШН-8, PM3-ШН-1, PM3-ШН-2, PM3-ШН-3, PM3-ШН-4, PM3-ШН-4.1, PM3-ШН-5, PM3-ШН-6** применяются для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинских инструментов, перевязочных материалов, а также медицинской документации;

3. Шкафы медицинские картотечные: **PM1-ШК-1, PM1-ШК-2, PM2-ШК-1, PM2-ШК-2** применяются для хранения архивных образцов и медицинской документации;

4. Столы медицинские общего назначения: **PM1-C-1, PM1-C-1.1, PM1-C-2, PM1-C-2.1, PM1-C-3, PM1-C-3.1, PM1-C-4, PM1-C-4.1, PM1-C-4.2, PM1-C-4.3, PM1-C-5, PM1-C-5.1, PM1-C-6, PM1-C-6.1, PM1-C-7, PM1-C-7.1, PM1-C-8, PM1-C-8.1, PM1-C-9, PM1-C-9.1, PM1-C-10, PM1-C-10.1, PM1-C-11, PM1-C-11.1, PM1-C-12, PM1-C-12.1, PM1-C-13, PM1-C-13.1, PM1-C-14, PM1-C-14.1, PM1-C-15, PM1-C-15.1, PM1-C-16, PM1-C-16.1, PM1-C-17, PM1-C-17.1, PM1-C-18, PM1-C-18.1, PM1-C-19, PM1-C-19.1, PM1-C-20, PM1-C-20.1, PM1-C-21, PM1-C-22, PM1-C-23, PM1-C-24, PM1-C-25, PM1-C-25.1, PM1-C-26, PM1-C-26.1, PM2-C-1, PM2-C-1.1, PM2-C-2, PM2-C-2.1, PM2-C-3, PM2-C-3.1, PM2-C-4, PM2-C-4.1, PM2-C-4.2, PM2-C-4.3, PM2-C-5, PM2-C-5.1, PM2-C-6, PM2-C-6.1, PM2-C-7, PM2-C-7.1, PM2-C-8, PM2-C-8.1, PM2-C-9, PM2-C-9.1, PM2-C-10, PM2-C-10.1, PM2-C-11, PM2-C-11.1, PM2-C-12, PM2-C-12.1, PM2-C-13, PM2-C-13.1, PM2-C-14, PM2-C-14.1, PM2-C-15, PM2-C-15.1, PM2-C-16, PM2-C-16.1, PM2-C-17, PM2-C-17.1, PM2-C-18, PM2-C-18.1, PM2-C-19, PM2-C-19.1, PM2-C-20, PM2-C-20.1, PM2-C-21, PM2-C-22, PM2-C-23, PM2-C-24, PM2-C-25, PM2-C-25.1, PM2-C-26, PM2-C-26.1, PM3-C-1, PM3-C-1.1, PM3-C-2, PM3-C-2.1, PM3-C-3, PM3-C-3.1, PM3-C-4, PM3-C-4.1, PM3-C-4.2, PM3-C-4.3, PM3-C-5, PM3-C-5.1, PM3-C-6, PM3-C-6.1, PM3-C-7, PM3-C-7.1, PM3-C-8, PM3-C-8.1, PM3-C-15, PM3-C-15.1, PM3-C-16, PM3-C-16.1, PM3-C-17, PM3-C-17.1, PM3-C-18, PM3-C-18.1, PM3-C-19, PM3-C-19.1, PM3-C-20, PM3-C-20.1, PM3-C-21, PM3-C-22, PM3-C-15, PM3-C-15.1, PM3-C-16, PM3-C-16.1, PM3-C-17, PM3-C-17.1, PM3-C-18, PM3-C-18.1, PM3-C-19, PM3-C-19.1, PM3-C-20, PM3-C-20.1, PM3-C-21, PM3-C-22** применяются для хранения и размещения лекарственных препаратов, негабаритной медицинской техники, медицинских инструментов, перевязочных материалов, а также медицинской документации;

5. Столы медицинские пеленальные: **PM1-СМП-1, PM1-СМП-2, PM1-СМП-3, PM2-СМП-1, PM2-СМП-2, PM2-СМП-3**

применяются для проведения терапевтического осмотра новорожденного, измерения параметров, гигиенических и медицинских манипуляций, массажа, принятия воздушных ванн и переодевания ребенка, а также размещения лекарственных препаратов, медицинских инструментов, перевязочных материалов и медицинской документации;

6. Столы медицинские палатные: **PM1-СМ-1, PM1-СМ-2, PM1-СМ-2.1, PM1-СМ-3, PM1-СМ-4, PM2-СМ-1, PM2-СМ-2, PM2-СМ-2.1, PM2-СМ-3, PM2-СМ-4**

применяются для обустройства комнат пациентов в больницах, стационарах, клиниках и других медучреждениях для создания условий питания, чтения, работы.

7. Столы-тумбы медицинские общего назначения: **PM1-СТ-1, PM1-СТ-2, PM1-СТ-3, PM1-СТ-4, PM1-СТ-4.1, PM1-СТ-4.2, PM1-СТ-5, PM1-СТ-6, PM1-СТ-7, PM1-СТ-8, PM1-СТ-9, PM1-СТ-10, PM1-СТ-11, PM1-СТ-12, PM1-СТ-13, PM1-СТ-14, PM1-СТ-15, PM2-СТ-1, PM2-СТ-2, PM2-СТ-3, PM2-СТ-4, PM2-СТ-4.1, PM2-СТ-4.2, PM2-СТ-5, PM2-СТ-6, PM2-СТ-7, PM2-СТ-8, PM2-СТ-9, PM2-СТ-10, PM2-СТ-11, PM2-СТ-12, PM2-СТ-13, PM2-СТ-14, PM2-СТ-15, PM3-СТ-1, PM3-СТ-1.1, PM3-СТ-2, PM3-СТ-2.1, PM3-СТ-3, PM3-СТ-3.1, PM3-СТ-4, PM3-СТ-4.1, PM3-СТ-5, PM3-СТ-5.1, PM3-СТ-6, PM3-СТ-6.1, PM3-СТ-7,**

PM3-СТ-7.1, PM3-СТ-8, PM3-СТ-8.1, PM3-СТ-9, PM3-СТ-9.1, PM3-СТ-10, PM3-СТ-10.1, PM3-СТ-11, PM3-СТ-11.1, PM3-СТ-12, PM3-СТ-12.1, PM3-СТ-13, PM3-СТ-13.1, применяются для хранения и размещения лекарственных препаратов, медицинских инструментов, негабаритной медицинской техники, перевязочных материалов, а также медицинской документации;

8. Столы-тумбы с мойкой медицинские общего назначения: PM1-СТМ-1, PM1-СТМ-2, PM1-СТМ-2.1, PM1-СТМ-3, PM1-СТМ-3.1, PM1-СТМ-4, PM1-СТМ-5, PM1-СТМ-6, PM1-СТМ-7, PM1-СТМ-7.1, PM1-СТМ-7.2, PM1-СТМ-8, PM1-СТМ-9, PM1-СТМ-9.1, PM1-СТМ-10, PM2-СТМ-1, PM2-СТМ-2, PM2-СТМ-2.1, PM2-СТМ-3, PM2-СТМ-3.1, PM2-СТМ-4, PM2-СТМ-5, PM2-СТМ-6, PM2-СТМ-7, PM2-СТМ-7.1, PM2-СТМ-7.2, PM2-СТМ-8, PM2-СТМ-9, PM2-СТМ-9.1, PM2-СТМ-10, PM3-СТМ-1, PM3-СТМ-2, PM3-СТМ-2.1, PM3-СТМ-3, PM3-СТМ-3.1, PM3-СТМ-4, PM3-МХ-1, PM3-МХ-2, PM3-СТМ-7, PM3-СТМ-7.1, PM3-СТМ-7.2, PM3-СТМ-8, PM3-СТМ-9, PM3-СТМ-9.1 применяются для хранения и размещения медицинских инструментов, а также для использования мойки с подводом и отводом воды;

9. Тумбы медицинские общего назначения: PM1-Т-1, PM1-Т-2, PM1-Т-3, PM1-Т-4, PM1-Т-5, PM2-Т-1, PM2-Т-2, PM2-Т-3, PM2-Т-4, PM2-Т-5, PM3-Т-1, PM3-Т-2, PM3-Т-3 применяются для хранения и размещения лекарственных препаратов, медицинских инструментов, перевязочных материалов, личных вещей персонала, а также медицинской документации;

10. Тумбы передвижные медицинские общего назначения: PM1-ТП-1, PM1-ТП-2, PM1-ТП-3, PM1-ТП-4, PM1-ТП-5, PM1-ТП-6, PM1-ТП-7, PM1-ТП-8, PM1-ТП-9, PM2-ТП-1, PM2-ТП-2, PM2-ТП-3, PM2-ТП-4, PM2-ТП-5, PM2-ТП-6, PM2-ТП-7, PM2-ТП-8, PM2-ТП-9, PM3-ТП-1, PM3-ТП-2, PM3-ТП-3, PM3-ТП-4, PM3-ТП-5, PM3-ТП-6, PM3-ТП-7, PM3-ТП-8, PM3-ТП-9 предназначены для хранения и размещения лекарственных препаратов, медицинских инструментов, перевязочных материалов, личных вещей персонала, а также медицинской документации;

11. Тумбы прикроватные общего назначения: PM1-ТПП-1, PM1-ТПП-2, PM1-ТПП-3, PM1-ТПП-4, PM2-ТПП-1, PM2-ТПП-2, PM2-ТПП-3, PM2-ТПП-4 применяются для хранения и размещения лекарственных препаратов, перевязочных материалов, личных вещей пациентов;

12. Стойки регистратора (сестринские посты): PM1-ПОСТ-1, PM1-ПОСТ-2, PM1-ПОСТ-3, PM2-ПОСТ-1, PM2-ПОСТ-2, PM2-ПОСТ-3 применяются для организации рабочих мест дежурных медсестер и врачей для регистрации, приема и оформления документов, с возможностью оснащения оргтехники, телефонной, звуковой, световой связью, хранения медицинской документации;

13. Надставки и стеллажи: PM1-НЛ-1, PM1-НЛ-2, PM1-НЛ-3, PM1-НЛ-4, PM1-СТЛ-1, PM1-СТЛ-2, PM1-СТЛ-3, PM1-СТЛ-4, PM2-НЛ-1, PM2-НЛ-2, PM2-НЛ-3, PM2-НЛ-4, PM2-СТЛ-1, PM2-СТЛ-2, PM2-СТЛ-3, PM2-СТЛ-4, PM3-НЛ-1, PM3-НЛ-2, PM3-НЛ-3, PM3-НЛ-4, PM3-СТЛ-1, PM3-СТЛ-2, PM3-СТЛ-3, PM3-СТЛ-4;

14. Ширмы медицинские: PM1-ШР-1, PM1-ШР-2, PM1-ШР-3, PM1-ШРП-1, PM1-ШРД-1, PM1-ШРД-2, PM1-ШРД-3 применяются для разделения помещений на разные зоны.

15. Кушетки медицинские: PM1-КС-1, PM1-КС-1.1, PM1-КС-2 применяются для медицинских процедур, осмотра пациента, различных манипуляций, связанных с уходом за больным.

16. Кушетки медицинские физиотерапевтические: PM1-КФ-1 применяются для физиотерапевтических кабинетов для проведения процедур, массажа, осмотров пациентов;

17. Столики процедурные и аппаратные медицинского назначения: PM1-СП-1, PM1-СП-2, PM1-

СП-3, РМ1-СП-4, РМ1-СП-4.1, РМ1-СП-4.2, РМ1-СП-4.3, РМ1-СП-5, РМ1-СПА-1, РМ1-СПА-2, РМ1-ТПБ-1, РМ1-ТПБ-2, РМ2-СП-1, РМ2-СП-2, РМ2-СП-3, РМ2-СП-4, РМ2-СП-4.1, РМ2-СП-4.2, РМ2-СП-4.3, РМ2-СП-5, РМ2-СПА-1, РМ2-СПА-2, РМ3-СП-1, РМ3-СП-2, РМ3-СП-3, РМ3-СП-4, РМ3-СП-4.1, РМ3-СП-4.2, РМ3-СП-4.3, РМ3-СП-5, РМ3-СПА-1, РМ3-СПА-2, РМ3-ТПБ-1, РМ3-ТПБ-2 применяются для хранения медицинских материалов и инструмента и размещения оборудования;

18. Стулья, табуреты и банкетки медицинского назначения: СТП-1, СТП-2, РМ1-СТМ-1, РМ1-СТМ-2, РМ1-СМФ-1, СТВ-1, СТВ-2, РМ1-СМВ-1, РМ1-СМВ-2, ТБ-1, ТБ-2, РМ1-ТМ-1, РМ1-ТМ-2, РМ1-БМ-1, РМ1-БМ-2, РМ1-БМ-3, РМ1-СЕ-1, РМ1-СЕ-2, РМ1-СЕ-3. применяются для размещения медицинского персонала и пациентов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предельные отклонения от габаритных размеров собранных шкафов и тумб

Габарит, мм	Максимально допустимое отклонение, мм
До 2000 включительно	± 4
Свыше 2000 до 3150	± 5

Столешницы столов должны выдерживать предельную рабочую равномерно распределенную нагрузку массой не менее 120 кг;

Столешницы тумб должны выдерживать предельную рабочую равномерно распределенную нагрузку массой не менее 120 кг;

Полки и дно ящиков должны выдерживать предельную рабочую равномерно распределенную нагрузку массой не менее 8 кг;

Дно ящиков выдерживает предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку массой не менее 8 кг;

Полки из ламинированного ДСП толщиной 16мм должны выдерживать предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку массой не менее 8 кг;

Полки из HPL пластика толщиной 5мм должны выдерживать предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку массой не менее 8 кг;

Металлические полки должны выдерживать предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку массой не менее 8 кг;

Полки из ламинированного ДСП должны выдерживать предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку массой не менее 8 кг;

Полки подкатных столиков должны выдерживать предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку массой не менее 8 кг;

Стеклянные полки должны выдерживать предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку массой не менее 8 кг;

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ	
Прочность и деформируемость корпуса:	
• циклы нагружения	600
• деформация, мм, не более	3,0
Прочность основания, циклы нагружения	500
Прогиб свободнолежащих полок в расчете на 1 м длины, мм, не более	5,0
Прочность верхних и нижних щитов под действием нагрузки, час, без разрушения	24
Долговечность опор качения, циклы прокатывания:	10000
ДВЕРИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ	
Жесткость крепления створок, характеризующаяся остаточной деформацией, мм, не более:	
• вкладных	1,0
• осевых	2,0
Прочность крепления створок, циклы нагружения	10
Долговечность крепления створок:	
• циклы нагружения	40000
Остаточная деформация, мм, не более:	
• вкладных	1,5
• осевых	2,5
ЯЩИКИ	
Усилие выдвигания ящиков, Н, не более	50
Прочность ящиков:	$Q_{\text{экс}} + 6,0$
• при нагружении дна ящика, Н	Q - расчетная эксплуатационная нагрузка
• при вертикальном нагружении передней стенки ящика, циклы	10
• при горизонтальном динамическом нагружении ящика, циклы	50
Долговечность ящиков:	
• циклы нагружения	40000
• деформация, мм, не более	2,0
СТОЛЫ	
Устойчивость, Н, не менее:	
• вертикальная нагрузка (на крышку)	150,0
• горизонтальная нагрузка (на крышку)	50,0
вертикальная нагрузка изделий с ящиками и дверями:	
• на дверь	20,0
• на ящик	40,0
Прочность под действием вертикальной статической нагрузки:	
• циклы нагружения,	10
• прогиб, мм, не более	10,0

Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки:	
• деформация под нагрузкой (прогиб), %, не более	1,0
• остаточная деформация, мм, не более	2,0
Жесткость:	
циклы нагружения	10
деформация, мм, не более	20,0
Долговечность под действием горизонтальной нагрузки:	
циклы нагружения	15000
деформация, мм, не более	25,0
Долговечность под действием вертикальной нагрузки:	
циклы нагружения	10000
деформация, мм, не более	5,0
КУШЕТКИ	
Устойчивость:	
многоместных изделий для сидения в направлениях:	
вперед и назад, Н, не менее	150,0
трансформируемых изделий для лежания под действием двух грузов	Устойчиво
массой 60 кг каждый	
Прочность опор (ножек) в поперечном и продольном	
направлениях:	
нагрузка, Н	400,0
циклы нагружения	10
Долговечность:	
сиденья, циклы нагружения	10000
спинки, циклы нагружения	10000
боковые панели, циклы нагружения	6000
Ударная прочность сиденья:	
высота падения груза, мм	140
циклы нагружения	10
Допускаемая равномерно распределённая нагрузка (не более), кг:	
- ложе:	160
- на подголовник:	30
СТУЛЬЯ	
Допускаемая равномерно распределённая нагрузка (не более), кг:	
- сидение:	160

Изделие	Габаритные размеры (ШхГ(Д)хВ) мм (±5%)	Масса, кг (±5%)	Объем, м ³ (±5%)
Шкафы			
PM1-Ш-1 PM2-Ш-1 PM3-Ш-1	480 x 430 x 1900	40	0,40
PM1-Ш-2 PM2-Ш-2	480 x 430 x 1900	45	0,40

PM3-Ш-2			
PM1-Ш-3 PM2-Ш-3 PM3-Ш-3	480 x 430 x 1900	49	0,40
PM1-Ш-4 PM2-Ш-4 PM3-Ш-4	480 x 430 x 1900	49	0,40
PM1-Ш-5 PM1-Ш-5-1 PM1-Ш-5-2 PM2-Ш-5 PM2-Ш-5-1 PM2-Ш-5-2 PM3-Ш-5 PM3-Ш-5-1 PM3-Ш-5-2	480 x 430 x 1900	49	0,40
PM1-Ш-6 PM1-Ш-6-1 PM1-Ш-6-2 PM2-Ш-6 PM2-Ш-6-1 PM2-Ш-6-2 PM3-Ш-6 PM3-Ш-6-1 PM3-Ш-6-2	480 x 430 x 1900	49	0,40
PM1-Ш-7 PM2-Ш-7 PM3-Ш-7	480 x 430 x 1900	49	0,40
PM1-Ш-8 PM2-Ш-8 PM3-Ш-8	480 x 550 x 1900	59	0,50
PM1-Ш-9 PM2-Ш-9 PM3-Ш-9	600 x 430 x 1900	69	0,50
PM1-Ш-10 PM2-Ш-10 PM3-Ш-10	600 x 430 x 1900	69	0,50
PM1-Ш-11 PM2-Ш-11 PM3-Ш-11	900 x 430 x 1900	82	0,73
PM1-Ш-12 PM2-Ш-12 PM3-Ш-12	900 x 430 x 1900	87	0,73
PM1-Ш-13 PM2-Ш-13 PM3-Ш-13	900 x 430 x 1900	89	0,73
PM1-Ш-14 PM2-Ш-14 PM3-Ш-14	900 x 430 x 1900	92	0,73
PM1-Ш-15 PM1-Ш-15-1	900 x 430 x 1900	89	0,73

PM1-Ш-15-2 PM2-Ш-15 PM2-Ш-15-1 PM2-Ш-15-2 PM3-Ш-15 PM3-Ш-15-1 PM3-Ш-15-2			
PM1-Ш-16 PM1-Ш-16-1 PM1-Ш-16-2 PM2-Ш-16 PM2-Ш-16-1 PM2-Ш-16-2 PM3-Ш-16 PM3-Ш-16-1 PM3-Ш-16-2	900 x 430 x 1900	81	0,73
PM1-Ш-17 PM2-Ш-17 PM3-Ш-17	900 x 430 x 1900	89	0,73
PM1-Ш-18 PM2-Ш-18 PM3-Ш-18	900 x 550 x 1900	93	0,94
PM1-Ш-19 PM2-Ш-19 PM3-Ш-19	900 x 550 x 1900	93	0,94
PM1-Ш-20 PM2-Ш-20	850 x 850 x 1900	90	0,89
Шкафы навесные			
PM1-ШН-1 PM2-ШН-1 PM3-ШН-1 PM1-ШН-2 PM2-ШН-2 PM3-ШН-2	600 x 300 x 450	24	0,1
PM1-ШН-3 PM2-ШН-3 PM3-ШН-3 PM1-ШН-4 PM1-ШН-4.1 PM2-ШН-4 PM2-ШН-4.1 PM3-ШН-4 PM3-ШН-4.1	900 x 300 x 450	27	0,13
PM1-ШН-5 PM2-ШН-5 PM3-ШН-5	600 x 300 x 800	46	0,15
PM1-ШН-6 PM2-ШН-6 PM3-ШН-6	900 x 300 x 800	52	0,23
PM1-ШН-7	650 x 650 x 450	28	0,2

PM2-ШН-7			
PM1-ШН-8 PM2-ШН-8	650 x 650 x 800	52	0,35
Шкафы картотечные			
PM1-ШК-1 PM2-ШК-1	480 x 530 x 1350	80	0,34
PM1-ШК-2 PM2-ШК-2	900 x 530 x 1350	137	0,64
Стол			
PM1-С-1 PM2-С-1 PM3-С-1	900 x 600 x 750	33	0,4
PM1-С-1.1 PM2-С-1.1 PM3-С-1.1	900 x 600 x 850 900 x 600 x 850 900 x 700 x 850	34	0,46
PM1-С-2 PM2-С-2 PM3-С-2	1200 x 600 x 750	43	0,54
PM1-С-2.1 PM2-С-2.1 PM3-С-2.1	1200 x 600 x 850 1200 x 600 x 850 1200 x 700 x 850	45	0,61
PM1-С-3 PM2-С-3 PM3-С-3	1500 x 600 x 750	53	0,67
PM1-С-3.1 PM2-С-3.1 PM3-С-3.1	1500 x 600 x 850 1500 x 600 x 850 1500 x 700 x 850	55	0,76
PM1-С-4 PM2-С-4 PM3-С-4	1200 x 600 x 750	49	0,54
PM1-С-4.1 PM2-С-4.1 PM3-С-4.1	1200 x 600 x 850 1200 x 600 x 850 1200 x 700 x 850	51	0,61
PM1-С-4.2	1200 x 600 x 750	58	0,61
PM1-С-4.3	1500 x 600 x 750	61	0,76
PM2-С-4.2	1200 x 600 x 750	58	0,61
PM2-С-4.3	1500 x 600 x 750	61	0,76
PM3-С-4.2	1200 x 600 x 750	58	0,61
PM3-С-4.3	1500 x 600 x 750	61	0,76
PM1-С-5 PM2-С-5 PM3-С-5	1200 x 600 x 750	56	0,54
PM1-С-5.1 PM2-С-5.1 PM3-С-5.1	1200 x 600 x 850 1200 x 600 x 850 1200 x 700 x 850	58	0,61
PM1-С-6 PM2-С-6 PM3-С-6	1500 x 600 x 750	56	0,67
PM1-С-6.1	1500 x 600 x 850	58	0,76

PM2-C-6.1 PM3-C-6.1	1500 x 600 x 850 1500 x 700 x 850		
PM1-C-7 PM2-C-7 PM3-C-7	1200 x 600 x 750	59	0,54
PM1-C-7.1 PM2-C-7.1 PM3-C-7.1	1200 x 600 x 850 1200 x 600 x 850 1200 x 700 x 850	61	0,61
PM1-C-8 PM2-C-8 PM3-C-8	1500 x 600 x 750	62	0,67
PM1-C-8.1 PM2-C-8.1 PM3-C-8.1	1500 x 600 x 850 1500 x 600 x 850 1500 x 700 x 850	64	0,76
PM1-C-9 PM2-C-9	1200 x 600 x 750	52	0,54
PM1-C-9.1 PM2-C-9.1	1200 x 600 x 850	56	0,61
PM1-C-10 PM2-C-10	1500 x 600 x 750	62	0,67
PM1-C-10.1 PM2-C-10.1	1500 x 600 x 850	66	0,76
PM1-C-11 PM2-C-11	1200 x 600 x 750	52	0,54
PM1-C-11.1 PM2-C-11.1	1200 x 600 x 850	55	0,61
PM1-C-12 PM2-C-12	1500 x 600 x 750	62	0,67
PM1-C-12.1 PM2-C-12.1	1500 x 600 x 850	66	0,76
PM1-C-13 PM2-C-13	1200 x 600 x 750	66	0,54
PM1-C-13.1 PM2-C-13.1	1200 x 600 x 850	70	0,61
PM1-C-14 PM2-C-14	1500 x 600 x 750	70	0,67
PM1-C-14.1 PM2-C-14.1	1500 x 600 x 850	74	0,76
PM1-C-15 PM2-C-15 PM3-C-15	1500 x 600 x 750	79	0,67
PM1-C-15.1 PM2-C-15.1 PM3-C-15.1	1500 x 600 x 850 1500 x 600 x 850 1500 x 700 x 850	83	0,76
PM1-C-16 PM2-C-16 PM3-C-16	1500 x 600 x 750	79	0,67
PM1-C-16.1 PM2-C-16.1 PM3-C-16.1	1500 x 600 x 850 1500 x 600 x 850 1500 x 700 x 850	83	0,76

PM1-C-17 PM2-C-17 PM3-C-17	1500 x 600 x 750	79	0,67
PM1-C-17.1 PM2-C-17.1 PM3-C-17.1	1500 x 600 x 850 1500 x 600 x 850 1500 x 700 x 850	83	0,76
PM1-C-18 PM2-C-18 PM3-C-18	1500 x 600 x 750	79	0,67
PM1-C-18.1 PM2-C-18.1 PM3-C-18.1	1500 x 600 x 850 1500 x 600 x 850 1500 x 700 x 850	84	0,76
PM1-C-19 PM2-C-19 PM3-C-19	2700 x 600 x 850	127	1,37
PM1-C-19.1 PM2-C-19.1 PM3-C-19.1	2700 x 600 x 850 2700 x 600 x 850 2700 x 700 x 850	127	1,37
PM1-C-20 PM2-C-20 PM3-C-20	2700 x 600 x 850	127	1,37
PM1-C-20.1 PM2-C-20.1 PM3-C-20.1	2700 x 600 x 850 2700 x 600 x 850 2700 x 700 x 850	127	1,37
PM1-C-21 PM2-C-21 PM3-C-21	1200 x 600 x 1700	65	1,22
PM1-C-22 PM2-C-22 PM3-C-22	1500 x 600 x 1700	75	1,53
PM1-C-23 PM2-C-23	1500 x 1200 x 850	180	1,60
PM1-C-24 PM2-C-24	2200 x 1200 x 1650	298	1,86
PM1-C-25 PM2-C-25	1300 x 1600 x 750	75	1,56
PM1-C-25.1 PM2-C-25.1	1300 x 1600 x 850	79	1,76
PM1-C-26 PM2-C-26	1300 x 1600 x 750	70	1,56
PM1-C-26.1 PM2-C-26.1	1300 x 1600 x 850	74	1,76
Столы пеленальные			
PM1-СМП-1 PM2-СМП-1	900 x 700 x 850	41	0,54
PM1-СМП-2 PM2-СМП-2	900 x 700 x 850	45	0,54
PM1-СМП-3 PM2-СМП-3	900 x 700 x 850	44	0,54
Столы палатные			
PM1-СМ-1	600 x 800 x 750	15	0,41

PM2-CM-1			
PM1-CM-2 PM2-CM-2	800 x 800 x 750	19	0,41
PM1-CM-2.1 PM2-CM-2.1	800 x 800 x 750	19	0,41
PM1-CM-3 PM2-CM-3	1400 x 800 x 750	23	0,41
PM1-CM-4 PM2-CM-4	700 x 500 x 600	21	0,26
Столы-тумбы			
PM1-CT-1 PM2-CT-1 PM3-CT-1 PM3-CT-1.1	600 x 600 x 850 600 x 600 x 850 600 x 600 x 850 600 x 700 x 850	40	0,3
PM1-CT-2 PM2-CT-2 PM3-CT-2 PM3-CT-2.1	600 x 600 x 850 600 x 600 x 850 600 x 600 x 850 600 x 700 x 850	42	0,3
PM1-CT-3 PM2-CT-3 PM3-CT-3 PM3-CT-3.1	600 x 600 x 850 600 x 600 x 850 600 x 600 x 850 600 x 700 x 850	46	0,46
PM1-CT-4 PM2-CT-4 PM3-CT-4	900 x 600 x 850 900 x 600 x 850 900 x 600 x 850	55	0,46
PM1-CT-4.1 PM2-CT-4.1 PM3-CT-4.1	900 x 600 x 850 900 x 600 x 850 900 x 700 x 850	55	0,46
PM2-CT-4.2 PM2-CT-4.2 PM3-CT-4.2	900 x 600 x 850	55	0,46
PM1-CT-5 PM2-CT-5 PM3-CT-5 PM3-CT-5.1	900 x 600 x 850 900 x 600 x 850 900 x 600 x 850 900 x 700 x 850	59	0,46
PM1-CT-6 PM2-CT-6 PM3-CT-6 PM3-CT-6.1	1200 x 600 x 850 1200 x 600 x 850 1200 x 600 x 850 1200 x 700 x 850	59	0,64
PM1-CT-7 PM2-CT-7 PM3-CT-7 PM3-CT-7.1	1200 x 600 x 850 1200 x 600 x 850 1200 x 600 x 850 1200 x 700 x 850	61	0,64
PM1-CT-8 PM2-CT-8 PM3-CT-8 PM3-CT-8.1	1200 x 600 x 850 1200 x 600 x 850 1200 x 600 x 850 1200 x 700 x 850	67	0,64
PM1-CT-9 PM2-CT-9 PM3-CT-9 PM3-CT-9.1	1200 x 600 x 850 1200 x 600 x 850 1200 x 600 x 850 1200 x 700 x 850	73	0,64

PM1-CT-10 PM2-CT-10 PM3-CT-10 PM3-CT-10.1	1500 x 600 x 850 1500 x 600 x 850 1500 x 600 x 850 1500 x 700 x 850	111	0,76
PM1-CT-11 PM2-CT-11 PM3-CT-11 PM3-CT-11.1	1500 x 600 x 850 1500 x 600 x 850 1500 x 600 x 850 1500 x 700 x 850	126	0,76
PM1-CT-12 PM2-CT-12 PM3-CT-12 PM3-CT-12.1	1800 x 600 x 850 1800 x 600 x 850 1800 x 600 x 850 1800 x 700 x 850	126	0,92
PM1-CT-13 PM2-CT-13 PM3-CT-13 PM3-CT-13.1	1800 x 600 x 850 1800 x 600 x 850 1800 x 600 x 850 1800 x 700 x 850	126	0,92
PM1-CT-14 PM2-CT-14	1800 x 600 x 850	134	0,92
PM1-CT-15 PM2-CT-15	850 x 850 x 850	57	0,73
Стол-тумба с мойкой			
PM1-CTM-1 PM2-CTM-1 PM3-CTM-1	600 x 600 x 850	52	0,3
PM1-CTM-2 PM2-CTM-2 PM3-CTM-2	900 x 600 x 850	74	0,46
PM1-CTM-2.1 PM2-CTM-2.1 PM3-CTM-2.1	900 x 600 x 850	74	0,46
PM1-CTM-3 PM2-CTM-3 PM3-CTM-3	900 x 600 x 850	74	0,46
PM1-CTM-3.1 PM2-CTM-3.1 PM3-CTM-3.1	900 x 600 x 850	74	0,46
PM1-CTM-4 PM2-CTM-4 PM3-CTM-4	900 x 600 x 850	79	0,46
PM1-CTM-5 PM2-CTM-5	900 x 700 x 850	61	0,46
PM1-CTM-6 PM2-CTM-6	900 x 600 x 850	61	0,46
PM1-CTM-7 PM2-CTM-7 PM3-CTM-7	1200 x 600 x 850	93	0,64
PM1-CTM-7.1 PM2-CTM-7.1 PM3-CTM-7.1	1200 x 600 x 850	93	0,64
PM1-CTM-7.2 PM2-CTM-7.2	1200 x 600 x 850	93	0,64

PM3-CTM-7.2			
PM1-CTM-8 PM2-CTM-8 PM3-CTM-8	1200 x 600 x 850	93	0,64
PM1-CTM-9 PM2-CTM-9 PM3-CTM-9	1500 x 600 x 850	125	0,76
PM1-CTM-9.1 PM2-CTM-9.1 PM3-CTM-9.1	1500 x 600 x 850	125	0,76
PM1-CTM-10 PM2-CTM-10 PM3-CTM-10	850 x 850 x 850	98	0,93
PM3-MX-1 PM3-MX-2	900 x 630 x 1200 1500 x 630 x 1200	64 98	0,77 0,9
Тумбы			
PM1-T-1 PM2-T-1 PM3-T-1	430 x 550 x 850	28	0,19
PM1-T-2 PM2-T-2 PM3-T-2	430 x 550 x 850	30	0,19
PM1-T-3 PM2-T-3 PM3-T-3	430 x 550 x 850	32	0,19
PM1-T-4 PM2-T-4	430 x 550 x 850	35	0,19
PM1-T-5 PM2-T-5	430 x 550 x 850	30	0,19
Тумбы подкатные			
PM1-ТП-1 PM2-ТП-1 PM3-ТП-1	430 x 530 x 650	31	0,16
PM1-ТП-2 PM2-ТП-2 PM3-ТП-2	430 x 530 x 650	31	0,16
PM1-ТП-3 PM2-ТП-3 PM3-ТП-3	430 x 530 x 650	36	0,16
PM1-ТП-4 PM2-ТП-4 PM3-ТП-4	430 x 530 x 650	38	0,16
PM1-ТП-5 PM2-ТП-5 PM3-ТП-5	430 x 530 x 650	34	0,16
PM1-ТП-6 PM2-ТП-6 PM3-ТП-6	600 x 530 x 650	31	0,24
PM1-ТП-7 PM2-ТП-7 PM3-ТП-7	600 x 530 x 650	33	0,24

PM1-ТП-8 PM2-ТП-8 PM3-ТП-8	600 x 530 x 650	36	0,24
PM1-ТП-9 PM2-ТП-9 PM3-ТП-9	600 x 530 x 650	38	0,24
Тумбы прикроватные			
PM1-ТПП-1 PM2-ТПП-1	480 x 430 x 770	31	0,19
PM1-ТПП-2 PM2-ТПП-2	480 x 430 x 770	31	0,19
PM1-ТПП-3 PM2-ТПП-3	480 x 430 x 770	31	0,19
PM1-ТПП-4 PM2-ТПП-4	480 x 430 x 770/900	31	0,19
Посты			
PM1-ПОСТ-1 PM2-ПОСТ-1	1500 x 600 x 1150	155	1,70
PM1-ПОСТ-2 PM2-ПОСТ-2	1500 x 1500 x 1150	174	2,10
PM1-ПОСТ-3 PM2-ПОСТ-3	3000 x 1500 x 1150	329	4,00
Надставки и стеллажи:			
PM1-НЛ-1 PM2-НЛ-1 PM3-НЛ-1	900 x 300 x 850	7	0,22
PM1-НЛ-2 PM2-НЛ-2 PM3-НЛ-2	1200 x 300 x 850	9	0,3
PM1-НЛ-3 PM2-НЛ-3 PM3-НЛ-3	1500 x 300 x 850	12	0,38
PM1-НЛ-4 PM2-НЛ-4 PM3-НЛ-4	1500 x 300 x 850	12	0,38
PM1-СТЛ-1 PM2-СТЛ-1 PM3-СТЛ-1	600 x 430 x 1900	9	0,3
PM1-СТЛ-2 PM2-СТЛ-2 PM3-СТЛ-2	900 x 430 x 1900	12	0,38
PM1-СТЛ-3 PM2-СТЛ-3 PM3-СТЛ-3	600 x 530 x 1900	9	0,3
PM1-СТЛ-4 PM2-СТЛ-4 PM3-СТЛ-4	900 x 530 x 1900	12	0,38
Ширмы			
PM4-ШР-1	800 x 1700	14	0,14
PM4-ШР-2	1600 x 1700	18	0,27

PM4-ШР-3	2400 x 1700	23	0,4
PM4-ШРП-1	2400 x 1700	23	0,4
PM4-ШРД-1	800 x 1700	14	0,14
PM4-ШРД-2	1600 x 1700	18	0,27
PM4-ШРД-3	2400 x 1700	23	0,4
Кушетки			
PM4-КС-1	2000 x 650 x 610	15	0,79
PM4-КС-1.1	2000 x 650 x 610	15	0,79
PM4-КС-2	2000 x 650 x 610	15	0,79
PM4-КФ-1	2000 x 650 x 610	30	0,79
Столики подкатные			
PM1-СП-1 PM2-СП-1 PM3-СП-1	650 x 430 x 850	15	0,23
PM1-СП-2 PM2-СП-2 PM3-СП-2	650 x 430 x 850	15	0,23
PM1-СП-3 PM2-СП-3 PM3-СП-3	650 x 430 x 850	15	0,23
PM1-СП-4 PM2-СП-4 PM3-СП-4	800 x 530 x 850	17	0,26
PM1-СП-4.1 PM2-СП-4.1 PM3-СП-4.1	800 x 530 x 850	17	0,26
PM1-СП-4.2 PM2-СП-4.2 PM3-СП-4.2	800 x 530 x 850	17	0,26
PM1-СП-4.3 PM2-СП-4.3 PM3-СП-4.3	800 x 530 x 850	17	0,26
PM1-СП-5 PM2-СП-5 PM3-СП-5	530 x 530 x 750	29	0,21
PM1-СПА-1 PM2-СПА-1 PM3-СПА-1	560 x 560 x 1100	21	0,26
PM1-СПА-2 PM2-СПА-2 PM3-СПА-2	560 x 560 x 1300	21	0,26
PM1-ТПБ-1 PM1-ТПБ-2	800 x 500 x 850	23	0,26
PM3-ТПБ-1 PM3-ТПБ-2	800 x 500 x 850	23	0,26
Стулья, табуреты и банкетки			
PM4-СТМ-1	470x540x840	7	0,24

PM4-CTM-2	470x540x840	7	0,24
PM4-СМФ-1	580x510x780	6,7	0,24
PM4-CMB-1	535x580x820	9	0,3
PM4-CMB-2	535x580x820	9	0,3
PM4-TM-1	540x540x590	11	0,21
PM4-TM-2	540x540x740	11	0,24
PM4-БМ-1	600x450x500	9	0,14
PM4-БМ-2	1200x450x500	14	0,28
PM4-БМ-3	1200x450x500/900	14	0,48
PM4-CE-1	1200x500x850	9	0,51
PM4-CE-2	1800x500x850	15	0,76
PM4-CE-3	1800x500x850	15	0,76

Размеры колес изделий, оснащенных колесами

Наименование изделия	Размер колес, не менее, мм
Тумба передвижная	Ø50 x 20
Столик подкатной	Ø75 x 22

Линейный размер боковых стенок без учета высоты ножек (мм) ±10%	
Вариант исполнения	Линейные размеры
Стол	
PM1-C-1	548 x 623
PM2-C-1	548 x 623
PM3-C-1	548 x 623
PM1-C-1.1	548 x 723
PM2-C-1.1	548 x 723
PM3-C-1.1	648 x 623
PM1-C-2	548 x 623
PM2-C-2	548 x 623
PM3-C-2	548 x 623
PM1-C-2.1	548 x 723
PM2-C-2.1	548 x 723
PM3-C-2.1	648 x 623
PM1-C-3	548 x 623
PM2-C-3	548 x 623
PM3-C-3	548 x 623
PM1-C-3.1	548 x 723
PM2-C-3.1	548 x 723
PM3-C-3.1	648 x 623
PM1-C-4	548 x 623
PM2-C-4	548 x 623
PM3-C-4	548 x 723
PM1-C-4.1	548 x 723
PM2-C-4.1	548 x 723
PM3-C-4.1	648 x 723
PM1-C-4.2	548 x 623
PM1-C-4.3	548 x 623

PM2-C-4.2	548 x 623
PM2-C-4.3	548 x 623
PM3-C-4.2	548 x 623
PM3-C-4.3	548 x 623
PM1-C-5	548 x 623
PM2-C-5	548 x 623
PM3-C-5	548 x 623
PM1-C-5.1	548 x 723
PM2-C-5.1	548 x 723
PM3-C-5.1	648 x 723
PM1-C-6	548 x 623
PM2-C-6	548 x 623
PM3-C-6	548 x 623
PM1-C-6.1	548 x 723
PM2-C-6.1	548 x 723
PM3-C-6.1	648 x 723
PM1-C-7	548 x 623
PM2-C-7	548 x 623
PM3-C-7	548 x 623
PM1-C-7.1	548 x 723
PM2-C-7.1	548 x 723
PM3-C-7.1	648 x 723
PM1-C-8	548 x 623
PM2-C-8	548 x 623
PM3-C-8	548 x 623
PM1-C-8.1	548 x 723
PM2-C-8.1	548 x 723
PM3-C-8.1	648 x 723
PM1-C-9	548 x 623
PM2-C-9	548 x 623
PM1-C-9.1	548 x 723
PM2-C-9.1	548 x 723
PM1-C-10	548 x 623
PM2-C-10	548 x 623
PM1-C-10.1	548 x 723
PM2-C-10.1	548 x 723
PM1-C-11	548 x 623
PM2-C-11	548 x 623
PM1-C-11.1	548 x 723
PM2-C-11.1	548 x 723
PM1-C-12	548 x 623
PM2-C-12	548 x 623
PM1-C-12.1	548 x 723
PM2-C-12.1	548 x 723
PM1-C-13	548 x 623
PM2-C-13	548 x 623
PM1-C-13.1	548 x 723
PM2-C-13.1	548 x 723
PM1-C-14	548 x 623
PM2-C-14	548 x 623
PM1-C-14.1	548 x 723
PM2-C-14.1	548 x 723

PM1-C-15	548 x 623
PM2-C-15	548 x 623
PM3-C-15	548 x 623
PM1-C-15.1	548 x 723
PM2-C-15.1	548 x 723
PM3-C-15.1	648 x 723
PM1-C-16	548 x 623
PM2-C-16	548 x 623
PM3-C-16	548 x 623
PM1-C-16.1	548 x 723
PM2-C-16.1	548 x 723
PM3-C-16.1	648 x 723
PM1-C-17	548 x 623
PM2-C-17	548 x 623
PM3-C-17	548 x 623
PM1-C-17.1	548 x 723
PM2-C-17.1	548 x 723
PM3-C-17.1	648 x 723
PM1-C-18	548 x 623
PM2-C-18	548 x 623
PM3-C-18	548 x 623
PM1-C-18.1	548 x 723
PM2-C-18.1	548 x 723
PM3-C-18.1	648 x 723
PM1-C-19	548 x 723
PM2-C-19	548 x 723
PM3-C-19	548 x 723
PM1-C-19.1	548 x 723
PM2-C-19.1	548 x 723
PM3-C-19.1	648 x 723
PM1-C-20	548 x 723
PM2-C-20	548 x 723
PM3-C-20	548 x 723
PM1-C-20.1	548 x 723
PM2-C-20.1	548 x 723
PM3-C-20.1	648 x 723
PM1-C-21	548 x 623
PM2-C-21	548 x 623
PM3-C-21	548 x 623
PM1-C-22	548 x 623
PM2-C-22	548 x 623
PM3-C-22	548 x 623
PM1-C-23	1198 x 723
PM2-C-23	1198 x 723
PM1-C-24	1198 x 723
PM2-C-24	1198 x 723
PM1-C-25	548 x 623
PM2-C-25	548 x 623
PM1-C-25.1	548 x 723
PM2-C-25.1	548 x 723
PM1-C-26	548 x 623
PM2-C-26	548 x 623
PM1-C-26.1	548 x 723
PM2-C-26.1	548 x 723

PM1-СМП-1	648 x 745
PM2-СМП-1	648 x 745
PM1-СМП-2	648 x 745
PM2-СМП-2	648 x 745
PM1-СМП-3	648 x 745
PM2-СМП-3	648 x 745
Столы палатные	
PM1-СМ-1	Нет
PM2-СМ-1	Нет
PM1-СМ-2	Нет
PM2-СМ-2	Нет
PM1-СМ-2.1	Нет
PM2-СМ-2.1	Нет
PM1-СМ-3	Нет
PM2-СМ-3	Нет
PM1-СМ-4	360 x 446
PM2-СМ-4	360 x 446
Столы-тумбы	
PM1-СТ-1	548 x 723
PM2-СТ-1	548 x 723
PM3-СТ-1	548 x 723
PM3-СТ-1.1	648 x 723
PM1-СТ-2	548 x 723
PM2-СТ-2	548 x 723
PM3-СТ-2	548 x 723
PM3-СТ-2.1	648 x 723
PM1-СТ-3	548 x 723
PM2-СТ-3	548 x 723
PM3-СТ-3	548 x 723
PM3-СТ-3.1	648 x 723
PM1-СТ-4	548 x 723
PM2-СТ-4	548 x 723
PM3-СТ-4	548 x 723
PM1-СТ-4.1	548 x 723
PM2-СТ-4.1	548 x 723
PM3-СТ-4.1	648 x 723
PM2-СТ-4.2	548 x 723
PM2-СТ-4.2	548 x 723
PM3-СТ-4.2	548 x 723
PM1-СТ-5	548 x 723
PM2-СТ-5	548 x 723
PM3-СТ-5	548 x 723
PM3-СТ-5.1	648 x 723
PM1-СТ-6	548 x 723
PM2-СТ-6	548 x 723
PM3-СТ-6	548 x 723
PM3-СТ-6.1	648 x 723
PM1-СТ-7	548 x 723
PM2-СТ-7	548 x 723
PM3-СТ-7	548 x 723
PM3-СТ-7.1	648 x 723
PM1-СТ-8	548 x 723
PM2-СТ-8	548 x 723
PM3-СТ-8	548 x 723

PM3-CT-8.1	648 x 723
PM1-CT-9	548 x 723
PM2-CT-9	548 x 723
PM3-CT-9	548 x 723
PM3-CT-9.1	648 x 723
PM1-CT-10	548 x 723
PM2-CT-10	548 x 723
PM3-CT-10	548 x 723
PM3-CT-10.1	648 x 723
PM1-CT-11	548 x 723
PM2-CT-11	548 x 723
PM3-CT-11	548 x 723
PM3-CT-11.1	648 x 723
PM1-CT-12	548 x 723
PM2-CT-12	548 x 723
PM3-CT-12	548 x 723
PM3-CT-12.1	648 x 723
PM1-CT-13	548 x 723
PM2-CT-13	548 x 723
PM3-CT-13	548 x 723
PM3-CT-13.1	648 x 723
PM1-CT-14	548 x 723
PM2-CT-14	548 x 723
PM1-CT-15	548/798 x 723
PM2-CT-15	548/798 x 723
Стол-тумба с мойкой	
PM1-CTM-1	548 x 729
PM2-CTM-1	548 x 729
PM3-CTM-1	548 x 729
PM1-CTM-2	548 x 729
PM2-CTM-2	548 x 729
PM3-CTM-2	548 x 729
PM1-CTM-2.1	548 x 729
PM2-CTM-2.1	548 x 729
PM3-CTM-2.1	548 x 729
PM1-CTM-3	548 x 729
PM2-CTM-3	548 x 729
PM3-CTM-3	548 x 729
PM1-CTM-3.1	548 x 729
PM2-CTM-3.1	548 x 729
PM3-CTM-3.1	548 x 729
PM1-CTM-4	548 x 729
PM2-CTM-4	548 x 729
PM3-CTM-4	548 x 729
PM1-CTM-5	648 x 729
PM2-CTM-5	648 x 729
PM1-CTM-6	556 x 739
PM2-CTM-6	556 x 739
PM1-CTM-7	548 x 729
PM2-CTM-7	548 x 729
PM3-CTM-7	548 x 729
PM1-CTM-7.1	548 x 729
PM2-CTM-7.1	548 x 729
PM3-CTM-7.1	548 x 729

PM1-CTM-7.2	548 x 729
PM2-CTM-7.2	548 x 729
PM3-CTM-7.2	548 x 729
PM1-CTM-8	548 x 729
PM2-CTM-8	548 x 729
PM3-CTM-8	548 x 729
PM1-CTM-9	548 x 729
PM2-CTM-9	548 x 729
PM3-CTM-9	548 x 729
PM1-CTM-9.1	548 x 729
PM2-CTM-9.1	548 x 729
PM3-CTM-9.1	548 x 729
PM1-CTM-10	598/789 x 729
PM2-CTM-10	598/789 x 729
PM3-CTM-10	598/789 x 729
PM3-MX-1	530 x 680
PM3-MX-2	530 x 680

Линейный размер дверок со стеклом (мм) ±10%	
Вариант исполнения	Линейные размеры
Шкафы	
PM1-Ш-4	414 x 1742
PM2-Ш-4	414 x 1742
PM3-Ш-4	414 x 1732
PM1-Ш-6	414 x 1005
PM1-Ш-6-1	414 x 1005
PM1-Ш-6-2	414 x 1005
PM2-Ш-6	414 x 1005
PM2-Ш-6-1	414 x 1005
PM2-Ш-6-2	414 x 1005
PM3-Ш-6	414 x 995
PM3-Ш-6-1	414 x 995
PM3-Ш-6-2	414 x 995
PM1-Ш-7	414 x 1005
PM2-Ш-7	414 x 1005
PM3-Ш-7	414 x 995
PM1-Ш-14	416 x 1742
PM2-Ш-14	416 x 1742
PM3-Ш-14	416 x 1732
PM1-Ш-16	416 x 1005
PM1-Ш-16-1	416 x 1005
PM1-Ш-16-2	416 x 1005
PM2-Ш-16	416 x 1005
PM2-Ш-16-1	416 x 1005
PM2-Ш-16-2	416 x 1005
PM3-Ш-16	416 x 995
PM3-Ш-16-1	416 x 995
PM3-Ш-16-2	416 x 995
Шкафы навесные	
PM1-ШН-2	534 x 408
PM2-ШН-2	534 x 408

PM3-ШН-2	534 x 387
PM1-ШН-4	416 x 408
PM1-ШН-4.1	834 x 408
PM2-ШН-4	416 x 408
PM2-ШН-4.1	834 x 408
PM3-ШН-4	416 x 387
PM3-ШН-4.1	834 x 387

Материалы и марки материалов из которых изготавливается медицинское изделие и его компоненты

Наименование элемента изделия	Наименование материала; производитель
Каркас	Из профиля прессованного из алюминиевых сплавов для конструкций с анодно-окисным покрытием –ГОСТ 22233-2001, ООО «Росла», Республика: Татарстан, г.Набережные челны.
Боковые стенки, задние стенки, полки и перегородки шкафов, тумб, столов, столов-тумб, стеллажей и столиков подкатных.	Из влагостойкой ЛДСП 16мм(плиты древесностружечные ламинированные типа P5, облицованные пленками на основе термоактивных полимеров класс эмиссии формальдегида E1 по ГОСТ 32289-2013, ТУ 5534-004-44769167-12, ООО «Сыктывкарский фанерный завод», г.Сыктывкар, республика Коми или ДСП 16мм (плиты древесностружечные типа P5, по ГОСТ 10632-2014, ООО «Кроностар», РФ, Костромская обл, г.Шарья облицованной с двух сторон из декоративно-бумажный слоистый пластик толщиной 1мм (HPL-HighPressureLaminate)-ТУ 2256-002-00256308-2012, ОАО «Вышневолоцкий МДОК», РФ, Тверская обл., г.Вышний Волочёк и облицованная по периметру кромкой ПВХ толщиной 0,45мм по ГОСТ 19111-2001, ООО «ВК Технологии», Россия; из оцинкованного листа толщиной 0,8мм марки 08кп/пс ГОСТ 14918-80, ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", РФ г.Липецк, покрытые порошковая эпоксидно-полиэфирная краска марки П-ЭП-ПЛ по ТУ 2329-003-21707421-2004,ООО «Ярославский завод порошковых красок», РФ, г.Ярославль;
Двери и фасады выдвижных ящиков	Из влагостойкой ЛДСП 16мм (плиты древесностружечные ламинированные типа P5, облицованные пленками на основе термоактивных полимеров класс эмиссии формальдегида E1 по ГОСТ 32289-2013, ТУ 5534-004-44769167-12, ООО «Сыктывкарский фанерный завод», г.Сыктывкар, республика Коми или ДСП 16мм (плиты древесностружечные типа P5, по ГОСТ 10632-2014, ООО «Кроностар», РФ, Костромская обл, г.Шарья облицованной с двух сторон из декоративно-бумажный слоистый пластик толщиной 1мм (HPL-HighPressureLaminate)-ТУ 2256-002-00256308-2012, ОАО «Вышневолоцкий МДОК», РФ, Тверская обл., г. Вышний Волочёк и облицованная по периметру кромкой ПВХ толщиной 0,45мм по ГОСТ 19111-2001, ООО «ВК Технологии», Россия;

	из плиты ЛМДФ 16мм (плиты древесноволокнистые средней плотности марки мдф класс эмиссии формальдегида Е1 по ТУ 5536-003-50113531-2005, ООО «Кроностар», РФ, Костромская обл, г. Шарья или изготовлены из нержавеющей стали марки AISI304 или оцинкованного листа толщиной 0,8мм марки 08кп/пс ГОСТ 14918-80, ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", РФ, г.Липецк, покрытые порошковая эпоксидно-полиэфирная краска марки П-ЭП-ПЛ по ТУ 2329-003-21707421-2004, ООО «Ярославский завод порошковых красок», РФ, г.Ярославль;
Столешницы столов, столов-тумб, тумб.	из влагостойкой ЛДСП 22мм(плиты древесностружечные ламинированные типа Р5, облицованные пленками на основе термоактивных полимеров класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289-2013, ТУ 5534-004-44769167-12, ООО «Сыктывкарский фанерный завод», г.Сыктывкар, республика Коми и облицованная по периметру кромкой ПВХ толщиной 2 мм по ГОСТ 19111-2001, ООО «ВК Технологии», Россия. декоративно-бумажный слоистый пластик толщиной 4-16 мм, литейный мрамор; композитная влагостойкая поверхность; влагостойкая ЛДСП HPL-HighPressureLaminate)-ТУ 2256-002-00256308-2012 ОАО «Вышневолоцкий МДОК» Россия
Столешница для пеленального стола и подлокотники для стульев из термоформованного пластика	Из АБС/ПММА пластика по ТУ 224600233513246-2003 ООО «Лада-лист» г. Тольяти, Россия
Ящики выдвижные	Направляющие из стали марки Ст2 по ГОСТ 380 покрытые порошковая эпоксидно-полиэфирная краска марки П-ЭП-ПЛ по ТУ 2329-003-21707421-2004, ООО «Боярд», Россия;
Краска порошково-эпоксидная (для покраски металлических элементов)	Краски порошковые «ТриТон»: полиэфирные, эпоксидно-полиэфирные, эпоксидные. ТУ 2329-001-66151901-2011 ООО «Сириус», Россия
Стеклянные двери	Из ударопрочного стекла толщина 4мм марки М1 по ГОСТ Р 54170-2010, ООО «Пилкингтон Гласс», РФ, Московская обл. в рамочном алюминиевом профиле из алюминиевых сплавов для конструкций с анодно-окисным покрытием –ГОСТ 22233-2001, ООО «Росла», Республика: Татарстан, г. Набережные челны.
Мойка	Литьевой мрамор Сантехнечиское оборудование по ГОСТ27952, ТУ 60674 ГОСТ 11841-76 ТУ 49000020064995208-2008 или из стали 18/10 ИП Гусаров В.В, Россия
Смеситель для мойки	Однорычажный с защитным гальваническим покрытием,
Кушетки	Каркас – сталь Ст.08ПС, Ст3 Россияили алюминиевые сплавы с анодно-

	окисным покрытием –ГОСТ 22233-2001, ООО «Росла», Республика: Татарстан, г. Набережные челны.
Мягкие элементы и обивка (матрасик для пеленального стола, кушетка, банкетка, стул)	Пенополиуретан эластичный толщиной не более 50 мм; ТУ 2254-001-70465083-16, ТУ 2254-00153938077-09 Россия
	Спанбонд (материал нетканый из пропиленовых волокон) ТУ 8390-001-87173686-2010 Россия
	Кожа искусственная из ПВХ на подложке из синтетических и натуральных волокон, толщина от 0,8 мм до 1,8 мм, плотность от 500 г/м2 до 1000 г/м2
Механизмы фиксации: «Rastomat», «Blok-o-lift»	Сталь 18 (C 0,17- 0,23%; Si 0,17-0,37%; Mn 0,8-1,1%; Ni 0,3%; S 0,035%; P 0,035%; Cr 1,0-1,3% Ti 0,03-0,09%; Cu 0,3; Fe ~96%), Россия
Колеса	Диаметры 50мм и 75мм изготовлены из полипропилена по ГОСТ 26996-86, шина: литая резина серого цвета по ГОСТ 26554-85, сталь марки Ст2 по ГОСТ 380. Tente, Германия
Фурнитура (петли, ручки, шурупы)	- Петли - четырех-шарнирные из нержавеющей стали AISI 304, по ГОСТ 5632-72 Blum, Австрия - Опоры колесные- диаметром 50 и 75мм изготовлены из полипропилена по ГОСТ 26996-86, шина: литая резина серого цвета по ГОСТ 26554-85, сталь марки Ст2 по ГОСТ 380. Tente, Германия - Шурупы – из оцинкованной стали по ГОСТ 1144, РФ,ЗАО «ИЗМФ ФМС», г.Ижевск;
Транспортная тара	из пятислойного гофрокартона П32 АВ ГОСТ Р 52901 Россия

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Серия РМ1	
Набор медицинской мебели для лаборатории, вариант № 1.	
Наименование изделия	Количество
Шкафы: РМ1-Ш-3 или РМ1-Ш-4 или РМ1-Ш-5 или РМ1-Ш-5-1 или РМ1-Ш-5-2 или РМ1-Ш-6 или РМ1-Ш-6-1 или РМ1-Ш-7 или РМ1-Ш-10 или РМ1-Ш-13 или РМ1-Ш-14 или РМ1-Ш-15 или РМ1-Ш-15-1 или РМ1-Ш-15-2 или РМ1-Ш-16 или РМ1-Ш-16-2 или РМ1-Ш-19 или РМ1-Ш-20	1 шт. из перечня
Шкафы навесные: РМ1-ШН-1 или РМ1-ШН-2 или РМ1-ШН-3 или РМ1-ШН-4 или РМ1-ШН-4.1 или РМ1-ШН-5 или РМ1-ШН-6 или РМ1-ШН-7 или РМ1-ШН-8	1 шт. из перечня
Столы: РМ1-С-1 или РМ1-С-1.1 или РМ1-С-2 или РМ1-С-2.1 или РМ1-С-3 или РМ1-С-3.1 или РМ1-С-4 или РМ1-С-4.1 или РМ1-С-4.2 или РМ1-С-4.3 или РМ1-С-5 или РМ1-С-5.1 или РМ1-С-6 или РМ1-С-6.1 или РМ1-С-7 или РМ1-С-7.1 или РМ1-С-8 или РМ1-С-8.1 или РМ1-С9.1 или РМ1-С-10.1 или	1 шт. из перечня

PM1-C-11 или PM1-C-11.1 или PM1-C-12 или PM1-C-12.1 или PM1-C-13 или PM1-C-13.1 или PM1-C-14 или PM1-C-14.1 или PM1-C-15 или PM1-C-15.1 или PM1-C-16 или PM1-C-16.1 или PM1-C-17 или PM1-C-17.1 или PM1-C-18 или PM1-C-18.1 или PM1-C-19 или PM1-C-19.1 или PM1-C-20 или PM1-C-20.1 или PM1-C-21 или PM1-C-22 или PM1-C-23 или PM1-C-24 или PM1-C-25 или PM1-C-25.1	
Надставки: PM1-НЛ-1 или PM1-НЛ-2 или PM1-НЛ-3 или PM1-НЛ-4	1 шт. из перечня
Стол-тумбы: PM1-СТ-1 или PM1-СТ-2 или PM1-СТ-3 или PM1-СТ-4 или PM1-СТ-4.1 или PM1-СТ-4.2 или PM1-СТ-5 или PM1-СТ-6 или PM1-СТ-7 или PM1-СТ-8 или PM1-СТ-9 или PM1-СТ-10 или PM1-СТ-11 или PM1-СТ-12 или PM1-СТ-13 или PM1-СТ-14 или PM1-СТ-15	1 шт. из перечня
Стол-тумбы с мойкой: PM1-СТМ-1 или PM1-СТМ-2 или PM1-СТМ-2.1 или PM1-СТМ-3 или PM1-СТМ-3.1 или PM1-СТМ-4 или PM1-СТМ-5 или PM1-СТМ-6 или PM1-СТМ-7 или PM1-СТМ-7.1 или PM1-СТМ-7.2 или PM1-СТМ-8 или PM1-СТМ-9 или PM1-СТМ-9.1 или PM1-СТМ-9.2 или PM1-СТМ-9.3 или PM1-СТМ-9.4 или PM1-СТМ-9.5 или PM1-СТМ-10	1 шт. из перечня
Тумбы стационарные: PM1-Т-1 или PM1-Т-2 или PM1-Т-3 или PM1-Т-4 или PM1-Т-5	1 шт. из перечня
Тумбы подкатные: PM1-ТП-1 или PM1-ТП-2 или PM1-ТП-3 или PM1-ТП-4 или PM1-ТП-5 или PM1-ТП-6 или PM1-ТП-7 или PM1-ТП-8 или PM1-ТП-9	1 шт. из перечня
Столики подкатные: PM1-СП-1 или PM1-СП-2 или PM1-СП-3 или PM1-СП-4 или PM1-СП-4.1 или PM1-СП-4.2 или PM1-СП-4.3 или PM1-СП-5 или PM1-СПА-1 или PM1-СПА-2	1 шт. из перечня
Набор медицинской мебели для палаты пациента, вариант № 1.	
Наименование изделия	Количество
Шкафы: PM1-Ш-9 или PM1-Ш-18	1 шт. из перечня
Стол-пеленальный: PM1-СМП-1 или PM1-СМП-2 или PM1-СМП-3	1 шт. из перечня
Стол-палатный: PM1-СМ-1 или PM1-СМ-2 или PM1-СМ-2.1 или PM1-СМ-3 или PM1-СМ-4	1 шт. из перечня
Тумбы прикроватные: PM1-ТПП-1 или PM1-ТПП-2 или PM1-ТПП-3 или PM1-ТПП-4	1 шт. из перечня
Тумба с мойкой: PM1-СТМ-5	1 шт.
Набор медицинской мебели для кабинета сестры-хозяйки, вариант № 1.	
Наименование изделия	Количество
Шкафы: PM1-Ш-1 или PM1-Ш-2 или PM1-Ш-11 или PM1-Ш-12 или PM1-Ш-17	1 шт. из перечня
Стеллажи: PM1-СТЛ-1 или PM1-СТЛ-2 или PM1-СТЛ-3 или PM1-СТЛ-4	1 шт. из перечня
Тележка: PM1-ТПБ-1 или PM1-ТПБ-2	1 шт. из перечня
Набор медицинской мебели для поста медсестры, вариант № 1.	
Наименование изделия	Количество
Посты медсестры: PM1-ПОСТ-1 или PM1-ПОСТ-2 или PM1-ПОСТ-3	1 шт. из перечня
Шкафы картотечные: PM1-ШК-1 или PM1-ШК-2	1 шт. из перечня
Набор медицинской мебели для кабинета врача, вариант № 1.	

Наименование изделия	Количество
Столы: PM1-C-9 или PM1-C-10 или PM1-C-26 или PM1-C-26.1	1 шт. из перечня
Шкафы: PM1-Ш-6-2 или PM1-Ш-8 или PM1-Ш-16-1	1 шт. из перечня
Серия PM2	
Набор медицинской мебели для лаборатории, вариант № 2.	
Наименование изделия	Количество
Шкафы: PM2-Ш-3 или PM2-Ш-4 или PM2-Ш-5 или PM2-Ш-5-1 или PM2-Ш-5-2 или PM2-Ш-6 или PM2-Ш-6-1 или PM2-Ш-7 или PM2-Ш-10 или PM2-Ш-13 или PM2-Ш-14 или PM2-Ш-15 или PM2-Ш-15-1 или PM2-Ш-15-2 или PM2-Ш-16 или PM2-Ш-16-2 или PM2-Ш-19 или PM2-Ш-20	1 шт. из перечня
Шкафы навесные: PM2-ШН-1 или PM2-ШН-2 или PM2-ШН-3 или PM2-ШН-4 или PM2-ШН-4.1 или PM2-ШН-5 или PM2-ШН-6 или PM2-ШН-7 или PM2-ШН-8	1 шт. из перечня
Столы: PM2-C-1 или PM2-C-1.1 или PM2-C-2 или PM2-C-2.1 или PM2-C-3 или PM2-C-3.1 или PM2-C-4 или PM2-C-4.1 или PM2-C-4.2 или PM2-C-4.3 или PM2-C-5 или PM2-C-5.1 или PM2-C-6 или PM2-C-6.1 или PM2-C-7 или PM2-C-7.1 или PM2-C-8 или PM2-C-8.1 или PM2-C-9.1 или PM2-C-10.1 или PM2-C-11 или PM2-C-11.1 или PM2-C-12 или PM2-C-12.1 или PM2-C-13 или PM2-C-13.1 или PM2-C-14 или PM2-C-14.1 или PM2-C-15 или PM2-C-15.1 или PM2-C-16 или PM2-C-16.1 или PM2-C-17 или PM2-C-17.1 или PM2-C-18 или PM2-C-18.1 или PM2-C-19 или PM2-C-19.1 или PM2-C-20 или PM2-C-20.1 или PM2-C-21 или PM2-C-22 или PM2-C-23 или PM2-C-24 или PM2-C-25 или PM2-C-25.1	1 шт. из перечня
Надставки: PM2-НЛ-1 или PM2-НЛ-2 или PM2-НЛ-3 или PM2-НЛ-4	1 шт. из перечня
Столы-тумбы: PM2-СТ-1 или PM2-СТ-2 или PM2-СТ-3 или PM2-СТ-4 или PM2-СТ-4.1 или PM2-СТ-4.2 или PM2-СТ-5 или PM2-СТ-6 или PM2-СТ-7 или PM2-СТ-8 или PM2-СТ-9 или PM2-СТ-10 или PM2-СТ-11 или PM2-СТ-12 или PM2-СТ-13 или PM2-СТ-14 или PM2-СТ-15	1 шт. из перечня
Столы-тумбы с мойкой: PM2-СТМ-1 или PM2-СТМ-2 или PM2-СТМ-2.1 или PM2-СТМ-3 или PM2-СТМ-3.1 или PM2-СТМ-4 или PM2-СТМ-6 или PM2-СТМ-7 или PM2-СТМ-7.1 или PM2-СТМ-7.2 или PM2-СТМ-8 или PM2-СТМ-9 или PM2-СТМ-9.1 или PM2-СТМ-10	1 шт. из перечня
Тумбы стационарные: PM2-Т-1 или PM2-Т-2 или PM2-Т-3 или PM2-Т-4 или PM2-Т-5	1 шт. из перечня
Тумбы подкатные: PM2-ТП-1 или PM2-ТП-2 или PM2-ТП-3 или PM2-ТП-4 или PM2-ТП-5 или PM2-ТП-6 или PM2-ТП-7 или PM2-ТП-8 или PM2-ТП-9	1 шт. из перечня
Столики подкатные: PM2-СП-1, или PM2-СП-2, или PM2-СП-3 или PM2-СП-4, или PM2-СП-4.1 или PM2-СП-4.2 или PM2-СП-4.3 или PM2-СП-5, или PM2-СПА-1 или PM2-СПА-2	1 шт. из перечня
Набор медицинской мебели для палаты пациента, вариант № 2.	
Наименование изделия	Количество
Шкафы: PM2-Щ-9, или PM2-Ш-18	1 шт. из перечня
Столы палатные: PM2-СМ-1, или PM2-СМ-2, или PM2-СМ-2.1, или PM2-СМ-3, или PM2-СМ-4	1 шт. из перечня
Тумбы прикроватные: PM2-ТПП-1 или PM2-ТПП-2 или PM2-ТПП-3 или PM2-ТПП-4	1 шт. из перечня
Тумба с мойкой: PM2-СТМ-5	1 шт.

Набор медицинской мебели для кабинета сестры-хозяйки, вариант № 2.

Наименование изделия	Количество
Шкафы: PM2-Ш-1 или PM2-Ш-2 или PM2-Ш-11 или PM2-Ш-12 или PM2-Ш-17	1 шт. из перечня
Стеллажи: PM2-СТЛ-1 или PM2-СТЛ-2 или PM2-СТЛ-3 или PM2-СТЛ-4	1 шт. из перечня

Набор медицинской мебели для поста медсестры вариант, № 2.

Наименование изделия	Количество
Посты медсестры: PM2-ПОСТ-1 или PM2-ПОСТ-2 или PM2-ПОСТ-3	1 шт. из перечня
Шкафы картотечные: PM2-ШК-1 или PM2-ШК-2	1 шт. из перечня

Набор медицинской мебели для кабинета врача, вариант № 2.

Наименование изделия	Количество
Столы: PM2-С-9 или PM2-С-10 или PM2-С-26 или PM2-С-26.1	1 шт. из перечня
Шкафы: PM2-Ш-6-2 или PM2-Ш-8 или PM2-Ш-16-1	1 шт. из перечня
Столы пеленальные: PM2-СМП-1 или PM2-СМП-2 или PM2-СМП-3	1 шт. из перечня

Серия PM3

Набор медицинской мебели для лаборатории, вариант № 3.

Наименование изделия	Количество
Шкафы: PM3-Ш-1 или PM3-Ш-2 или PM3-Ш-3 или PM3-Ш-4 или PM3-Ш-5 или PM3-Ш-5-1 или PM3-Ш-5-2 или PM3-Ш-6 или PM3-Ш-6-1 или PM3-Ш-6-2 или PM3-Ш-7 или PM3-Ш-8 или PM3-Ш-9 или PM3-Ш-10 или PM3-Ш-11 или PM3-Ш-12 или PM3-Ш-13 или PM3-Ш-14 или PM3-Ш-15 или PM3-Ш-15-1 или PM3-Ш-15-2 или PM3-Ш-16 или PM3-Ш-16-1 или PM3-Ш-16-2 или PM3-Ш-17 или PM3-Ш-18 или PM3-Ш-19	1 шт. из перечня
Шкафы навесные: PM3-ШН-1 или PM3-ШН-2 или PM3-ШН-3 или PM3-ШН-4 или PM3-ШН-4.1 или PM3-ШН-5 или PM3-ШН-6	1 шт. из перечня
Столы: PM3-С-1 или PM3-С-1.1 или PM3-С-2 или PM3-С-2.1 или PM3-С-3 или PM3-С-3.1 или PM3-С-4 или PM3-С-4.1 или PM3-С-4.2 или PM3-С-4.3 или PM3-С-5 или PM3-С-5.1 или PM3-С-6 или PM3-С-6.1 или PM3-С-7 или PM3-С-7.1 или PM3-С-8 или PM3-С-8.1 или PM3-С-15 или PM3-С-15.1 или PM3-С-16, или PM3-С-16.1 или PM3-С-17 или PM3-С-17.1 или PM3-С-18 или PM3-С-18.1 или PM3-С-19 или PM3-С-19.1 или PM3-С-20 или PM3-С-20.1 или PM3-С-21 или PM3-С-22	1 шт. из перечня
Надставки: PM3-НЛ-1 или PM3-НЛ-2 или PM3-НЛ-3 или PM3-НЛ-4	1 шт. из перечня
Столы-тумбы: PM3-СТ-1 или PM3-СТ-1.1 или PM3-СТ-2 или PM3-СТ-2.1 или PM3-СТ-3 или PM3-СТ-3.1 или PM3-СТ-4 или PM3-СТ-4.1 или PM3-СТ-5 или PM3-СТ-5.1 или PM3-СТ-6 или PM3-СТ-6.1 или PM3-СТ-7 или PM3-СТ-7.1 или PM3-СТ-8 или PM3-СТ-8.1 или PM3-СТ-9 или PM3-СТ-9.1 или PM3-СТ-10 или PM3-СТ-10.1 или PM3-СТ-11 или PM3-СТ-11.1 или PM3-СТ-12 или PM3-СТ-12.1 или PM3-СТ-13 или PM3-СТ-13.1	1 шт. из перечня
Столы-тумбы с мойкой: PM3-СТМ-1 или PM3-СТМ-2 или PM3-СТМ-2.1 или PM3-СТМ-3 или PM3-СТМ-3.1 или PM3-СТМ-4 или PM3-МХ-1 или PM3-МХ-2 или PM3-СТМ-7 или PM3-СТМ-7.1 или PM3-СТМ-7.2 или PM3-СТМ-8 или PM3-СТМ-9 или PM3-СТМ-9.1	1 шт. из перечня

Тумбы стационарная: РМЗ-Т-1 или РМЗ-Т-2 или РМЗ-Т-3	1 шт. из перечня
Тумбы подкатные: РМЗ-ТП-1 или РМЗ-ТП-2 или РМЗ-ТП-3 или РМЗ-ТП-4 или РМЗ-ТП-5 или РМЗ-ТП-6 или РМЗ-ТП-7 или РМЗ-ТП-8 или РМЗ-ТП-9	1 шт. из перечня
Столики подкатные: РМЗ-СП-1 или РМЗ-СП-2 или РМЗ-СП-3 или РМЗ-СП-4 или РМЗ-СП-4.1 или РМЗ-СП-4.2 или РМЗ-СП-4.3 или РМЗ-СП-5 или РМЗ-СПА-1 или РМЗ-СПА-2 или РМЗ-ТПБ-1 или РМЗ-ТПБ-2	1 шт. из перечня
Набор медицинской мебели для кабинета сестры-хозяйки, вариант № 3.	
Наименование изделия	Количество
Стеллажи: РМЗ-СТЛ-1 или РМЗ-СТЛ-2 или РМЗ-СТЛ-3 или РМЗ-СТЛ-4	1 шт. из перечня
Тележка: РМЗ-ТПБ-1 или РМЗ-ТПБ-2	1 шт. из перечня
Серия РМ4	
Набор медицинской мебели для кабинета врача, вариант № 3.	
Наименование изделия	Количество
Ширмы: РМ4-ШР-1 или РМ4-ШР-2 или РМ4-ШР-3 или РМ4-ШРП-1 или РМ4-ШРД-1 или РМ4-ШРД-2 или РМ4-ШРД-3	1 шт. из перечня
Кушетки: РМ4-КС-1 или РМ4-КС-1.1 или РМ4-КС-2 или РМ4-КФ-1	1 шт. из перечня
Стулья: РМ4-СТ-М-1 или РМ4-СТ-М-2 или РМ4-СМФ-1 или РМ4-СМВ-1 или РМ4-СМВ-2 или РМ4-СЕ-1 или РМ4-СЕ-2 или РМ4-СЕ-3	1 шт. из перечня
Табуреты: РМ4-ТМ-1 или РМ4-ТМ-2	1 шт. из перечня
Банкетки: РМ4-БМ-1 или РМ4-БМ-2 или РМ4-БМ-3	1 шт. из перечня

В комплект поставки шкафов медицинских входят:

Наименование	Ш-1	Ш-2	Ш-3	Ш-4	Ш-5	Ш-5-1	Ш-5-2	Ш-6	Ш-6-1	Ш-6-2	Ш-7	Ш-8	Ш-9	Ш-10	Ш-11	Ш-12	Ш-13	Ш-14	Ш-15	Ш-15-1	Ш-15-2	Ш-16	Ш-16-1	Ш-16-2	Ш-17	Ш-18	Ш-19	Ш-20
Количество секций	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	3	2	2	1	3	1
Количество полок	4	4	4	4	4	4	2	4	2	2	3	2	2	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	2	7	2	3	4
Количество выдвижных ящиков	-	-	-	-	-	1	3	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	4	3	-	-	8	-
Глухая дверь	-	1	1	-	2	2	1	1	-	-	1	1	1	1	-	2	2	-	4	2	2	2	1	-	2	2	2	1
Стекланная дверь	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	-	2	-
Корзина выдвижная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Сейф	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Штанга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Крючки для одежды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Паспорт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Инструкция по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

В комплект поставки шкафов медицинский навесных, входят:

Наименование	ШН-1	ШН-2	ШН-3	ШН-4	ШН-4.1	ШН-5	ШН-6	ШН-7	ШН-8
Количество секций	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество полок	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Стеклопанель дверь	-	1	-	2	1	-	-	-	-
Глухая дверь	2	-	2	-	-	2	2	1	1
Паспорт	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Инструкция по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1	1	1

В комплект поставки шкафов медицинских картотечных, входят:

Наименование	ШК-1	ШК-2
Количество секций	1	2
Количество ящиков	4	8
Центральный замок	1	2
Паспорт	1	1
Инструкция по эксплуатации	1	1

В комплект поставки столов медицинских, входят:

Наименование	C-1	C-1.1	C-1.2	C-2	C-2.1	C-2.2	C-3	C-3.1	C-3.2	C-4	C-4.1	C-4.2	C-4.3	C-5	C-5.1	C-6	C-6.1
Количество столешниц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество тумб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Количество полок	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество отд.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Количество выдвижных ящиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	-	-	-	-
Полка под клавиатуру	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество дверей	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1
Надставка	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Паспорт	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Инструкция по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

Наименование	C-7	C-7.1	C-8	C-8.1	C-9	C-9.1	C-10	C-10.1	C-11	C-11.1	C-12	C-12.1	C-13	C-13.1	C-14	C-14.1	C-15	C-15.1
Количество столешниц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество тумб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Количество отд.	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4
Количество выдвижных ящиков	1	1	1	1	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	3	3	1	1
Полка под клавиатуру	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество дверей	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2
Надставка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Паспорт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Инструкция по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Наименование	C-16	C-16.1	C-17	C-17.1	C-18	C-18.1	C-19	C-19.1	C-20	C-20.1	C-21	C-22	C-23	C-24	C-25	C-25.1	C-26	C-26.1
Количество столешниц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество тумб	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	-	-	4	3	-	-	1	1

Количество отд.	4	4	2	2	-	-	4	4	-	-	3	3	4	5	-	-	-	-
Количество выдвижных ящиков	2	2	4	4	6	6	6	6	9	9	-	-	8	16	-	-	3	3
Полка под клавиатуру	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Количество дверей	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-
Надставка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
Мойка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Смеситель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Паспорт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Инструкция по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

В комплект поставки столов медицинских пеленальных, входят:

Наименование	СМП-1	СМП-2	СМП-3
Столешница	1	1	1
Количество секций	1	1	1
Количество отд.	1	2	2
Количество дверей	-	2	2
Матрасик	1	1	1
Паспорт	1	1	1
Инструкция по эксплуатации	1	1	1

В комплект поставки столов медицинских палатных, входят:

Наименование	СМ-1	СМ-2	СМ-2.1	СМ-3	СМ-4
Столешница	1	1	1	1	1
Количество опор	4	4	4	4	-
Количество отд.	-	-	-	-	2
Количество колес	-	-	-	-	4
Паспорт	1	1	1	1	1
Инструкция по эксплуатации	1	1	1	1	1

В комплект поставки столов-тумб, входят:

Наименование	СТ-1	СТ-1.1	СТ-2	СТ-2.1	СТ-3	СТ-3.1	СТ-4	СТ-4.1	СТ-4.2	СТ-5	СТ-5.1	СТ-6	СТ-6.1	СТ-7	СТ-7.1	СТ-8	СТ-8.1	СТ-9	СТ-9.1	СТ-10	СТ-10.1	СТ-11	СТ-11.1	СТ-12	СТ-12.1	СТ-13	СТ-13.1	СТ-14	СТ-15
Количество секций	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	1
Количество отд.	2	2	2	2	-	-	2	2	2	-	-	4	4	4	4	2	2	-	-	4	4	2	2	4	4	2	2	2	2
Глухая дверь	1	1	1	1	-	-	2	2	1	-	-	2	2	2	2	1	1	-	-	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1
Выдвижные ящики	-	-	1	1	3	3	-	-	4	3	3	-	-	2	2	4	4	8	8	-	-	5	5	4	4	4	4	8	-
Паспорт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Инструкция по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

В комплект поставки столов-тумб с мойкой, входят:

Наименование	СТМ-1	СТМ-2	СТМ-2.1	СТМ-3	СТМ-3.1	СТМ-4	СТМ-5	СТМ-6	СТМ-7	СТМ-7.1	СТМ-7.2	СТМ-8	СТМ-9	СТМ-9.1	СТМ-9.2	СТМ-9.3	СТМ-9.4	СТМ-9.5	СТМ-10
Количество секций	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	1
Количество отд.	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	1
Глухая дверь	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1

Количество моек	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
Количество смесителей	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
Количество выдвижных ящиков	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4
Паспорт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Инструкция по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

В комплект поставки тумб медицинских, входят:

Наименование	Т-1	Т-2	Т-3	Т-4	Т-5
Столешница	1	1	1	1	1
Количество секций	1	1	1	1	1
Количество отд.	2	2	-	-	-
Ящик-метабокс	-	1	3	4	2
Глухая дверь	1	1	-	-	-
Паспорт	1	1	1	1	1
Инструкция по эксплуатации	1	1	1	1	1

В комплект поставки тумб медицинских передвижных входят:

Наименование	ТП-1	ТП-2	ТП-3	ТП-4	ТП-5	ТП-6	ТП-7	ТП-8	ТП-9
Столешница	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество секций	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество отд.	2	2	-	-	-	2	2	-	-
Ящик-метабокс	-	1	3	4	2	-	1	3	4
Глухая дверь	1	1	-	-	-	1	1	-	-
Количество колес	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Паспорт	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Инструкция по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1	1	1

В комплект поставки тумб прикроватных, входят:

Наименование	ТПП-1	ТПП-2	ТПП-3	ТПП-4
Столешница	1	1	1	1
Количество секций	2	1	2	2
Количество отд.	2	2	2	2
Количество дверей	1	1	1	1
Выдвижной ящик	-	1	1	1
Выдвижной столик	-	-	1	-
Поворотный столик	-	-	-	1
Количество колес	4	4	4	4
Паспорт	1	1	1	1
Инструкция по эксплуатации	1	1	1	1

В комплект поставки стойки регистратора (поста сестринского), входят:

Наименование	ПОСТ-1	ПОСТ-2	ПОСТ-3
Количество секций	1	2	3
Количество тумб	1	2	3
Количество дверей	1	2	3
Количество ящиков	1	2	3
Количество полок	1	2	3
Надставка	1	1	2

Полка под клавиатуру	1	1	2
Паспорт	1	1	1
Инструкция по эксплуатации	1	1	1

В комплект поставки ширмы медицинской, входят:

Наименование	ШР-1	ШР-2	ШР-3	ШРП-1	ШРД-1	ШРД-2	ШРД-3
Количество секций	1	2	3	1	1	2	3
Паспорт	1	1	1	1	1	1	1
Инструкция по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1

В комплект поставки кушетки медицинской, входят:

Наименование	КС-1	КС-1.1	КС-2
Количество секций	2	2	2
Количество тумб	-	-	1
Выдвижной ящик	-	-	3
Растомат	1	1	1
Паспорт	1	1	1
Инструкция по эксплуатации	1	1	1

В комплект поставки кушетки медицинской физиотерапевтической, входят:

Наименование	КФ-1
Количество секций	2
Растомат	1
Паспорт	1
Инструкция по эксплуатации	1

В комплект поставки столиков подкатных, входят:

Наименование	СП-1	СП-2	СП-3	СП-4	СП-4.1	СП-4.2	СП-4.3	СП-5	СПА-1	СПА-2	ТЛБ-1	ТЛБ-2
Столешница	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
Количество полок	2	3	2	-	-	-	-	-	3	2	3	-
Количество отд.	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	4	1
Полка под клавиатуру	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Количество ящиков	-	-	1	1	4	6	1	5	-	1	-	-
Количество колес	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Паспорт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Инструкция по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

В комплект поставки стульев и табуретов медицинских, входят:

Наименование	СТМ-1	СТМ-1	СМФ-1	СМВ-1	СМВ-2	ТМ-1	ТМ-2	БМ-1	БМ-2	БМ-3	СЕ-1	СЕ-2	СЕ-3
Паспорт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Инструкция по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

В комплект поставки стеллажей и надставок, входят:

Наименование	НЛ-1	НЛ-2	НЛ-3	НЛ-4	СТЛ-1	СТЛ-2	СТЛ-3	СТЛ-4
Количество секций	1	1	2	2	1	1	1	1
Количество полок	2	2	4	4	6	6	6	6
Паспорт	1	1	1	1	1	1	1	1
Инструкция по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1	1

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Полученное медицинское изделие распакуйте и соберите по чертежу;
- Ознакомьтесь с его устройством по распакуйте, ознакомьтесь с его устройством по паспорту;
- Протрите наружные и внутренние поверхности чистой ветошью;
- Отрегулируйте опоры, обеспечив устойчивость мебели на поверхности пола.

УСТОЙЧИВОСТЬ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ К АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ

- Рабочие поверхности, выполненные из слоистого пластика, устойчивы к агрессивным средам, таким, как: серная, азотная, хлорная, уксусная кислоты, температурам до 90 °С. В случае попадания высококонцентрированных агрессивных сред на рабочую поверхность следует убрать их с поверхности, длительное нахождение (свыше 3 минут) на поверхности нежелательно.
- Рабочие поверхности, выполненные из эпоксидной смолы (материал DURCON) имеют высокую химическую стойкость к большинству агрессивных химических соединений (уксусная кислота, ацетон, едкий аммиак, хромовая кислота, соляная кислота, олеиновая кислота, углекислый натрий, азотная кислота, изоктан, дихлорэтан и др.), особенно устойчивы к воздействию высоких (при длительном нагревании до 6 часов – до 200 °С) и низких температур при ежедневных лабораторных работах.
- Рабочие поверхности из влагостойкого ДСП, покрытые ламинатом высокого давления, ударопрочны, влагостойки, имеют очень хорошую стойкость к поглощению, воздействию высоких температур, химических веществ. В случае попадания концентрированных агрессивных сред на рабочую поверхность следует убрать их с поверхности, длительное нахождение (свыше 3 минут) на поверхности нежелательно.
- Рабочие поверхности из МДФ, умеренно ударопрочны, влагостойки, умеренно устойчивы к воздействию высоких температур (до 80 °С), химических веществ. В случае попадания концентрированных агрессивных сред на рабочую поверхность следует убрать их с поверхности, длительное нахождение (свыше 1 минуты) на поверхности не допускается.
- Рабочие поверхности из ДСП не следует подвергать прямому воздействию влаги, химических веществ, высоких температур.

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Наружные поверхности изделий, контактирующие с пациентом, должны быть устойчивы к многократной очистке и дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5-процентного раствора моющего средства по ГОСТ 25644 или 1% раствором монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193.

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Средний срок службы изделий должен быть не менее 8 лет.

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий заявленным характеристикам при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

- Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.
- Гарантийный срок годности – 12 месяцев со дня продажи.

Изготовитель в период гарантийного срока обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения дефектов производственного характера

УПАКОВКА

Упаковка изделий – по ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 16371.

Перед упаковкой металлические части изделий обезжирены и законсервированы по группе IV ГОСТ 9.014 для условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

Изделия в собранном виде с законсервированными металлическими частями упакованы в транспортную тару из гофрированного пятислойного картона

В транспортную тару вкладывается паспорт, гарантийный талон, упаковочный лист помещены в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и закреплены на изделии.

Транспортная тара оклеена клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251.

Допускается применение других упаковочных материалов обеспечивающих сохранность изделий.

МАРКИРОВКА

На каждом изделии должен быть должна быть идентификационная табличка.

На табличке нанесена информация:

- товарный знак и (или) наименование предприятия - изготовителя;
- наименование медицинского изделия;
- обозначение настоящих технических условий;
- данные о производителе;
- дата изготовления (месяц и год);
- заводской номер;
- масса
- номер регистрационного удостоверения Росздравнадзора;
- условия хранения;

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192.

На каждой упаковке шкафов нанесена информация;

- товарный знак и (или) наименование предприятия - изготовителя;
- наименование медицинского изделия;

- обозначение настоящих технических условий;
- данные о производителе;
- дата изготовления (месяц и год);
- масса (брутто, нетто)
- заводской номер;
- манипуляционные знаки: «Верх», «Беречь от влаги», «Условия хранения», «Хрупкое, обращаться осторожно», «Штабелировать запрещено»

Расшифровка символов на маркировке

	Производитель
	Дата производства
	Верх
	Беречь от влаги
	Условия хранения
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Штабелировать запрещено

Постоянные данные наносятся на этикетку, ярлык и (или) непосредственно на потребительскую упаковку типографским или иным пригодным способом, переменные данные наносятся штампованием.

Допускается на потребительскую тару выносить дополнительные знаки и информационные данные, включая информацию рекламного характера.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделия не предназначены для эксплуатации вне помещения.

После транспортировки в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных условиях не менее 24 часов.

Мебель должна эксплуатироваться при температуре от +10 до +40°C и относительной влажности до 80%.

Условия транспортировки изделий крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

- номинальное значение температуры: нижнее – минус 50°C, верхнее – плюс 50°C;
- номинальное значение влажности: 100% при температуре плюс 25°C,

Изделия должны храниться условия хранения 1 по ГОСТ 15150, в упакованном виде в вертикальном положении:

- номинальное значение температуры: верхнее – плюс 40°C, нижнее – плюс 5°C;
- номинальное значение влажности: 80% при температуре плюс 25°C.

УТИЛИЗАЦИЯ

Все упаковочные части могут быть утилизированы как обычные бытовые отходы.

Использованные материалы, упаковка, материалы с истекшим сроком годности утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10, относящимися к медицинским отходам класса А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Общие указания

- Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.
- Конструкция мебели обеспечивает ремонтпригодность, в том числе свободный доступ к отдельным сборочным единицам и деталям и их взаимозаменяемость.

Порядок технического обслуживания изделия

- Техническое обслуживание осуществляется силами Заказчика в плановом порядке по графику.

Проверка работоспособности изделия

- Выполняется при приемочных испытаниях по месту производства.

Текущий ремонт

- Текущий ремонт изделия силами потребителя допустим в объеме. Любой другой ремонт мебели осуществляется производителем согласно условиям гарантийного талона.

ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Мебель при использовании, транспортировке и хранении не оказывают негативного воздействия на человека и окружающую среду.

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА



ПРОШУ К СКИНУТИ
ЛИСТА/ОВ/: 39

