

Набор реагентов серии 021219 – Фотография 1

Набор реагентов для диагностики *in vitro* для выявления мутации V600E в гене BRAF методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени "Real-time-PCR-BRAF-V600E" по ТУ 21.20.23-001-57201404-2019

Набор реагентов на 36 реакций
Real-time-PCR-BRAF-V600E (36)

Σ 36 реакций

-25°C -18°C

IVD

REF 21702
LOT 021219
12.2019
12.2020


ТУ 21.20.23-001-57201404-2019
РУ №

ООО «БиоЛинк» 630090,
Россия, г. Новосибирск,
ул. Николаева, д. 13

БиоЛинк
лаборатория
генодиагностики

+7(383)209-32-40 www.biolinklab.ru

Набор реагентов серии 021219 – Фотография 2



Набор реагентов на 36 реакций
Real-time-PCR-BRAF-V600E (36)

Набор реагентов для диагностики *in vitro* для выявления мутации V600E в гене BRAF методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени "Real-time-PCR-BRAF-V600E" по ТУ 21.20.23-001-57201404-2019

Состав набора:

- 1 - Контрольная ПЦР-смесь - 2 x 1100 мкл
- 2 - ПЦР-смесь BRAF-V600mut - 840 мкл
- 3 - Taq ДНК-полимераза - 50 мкл
- 4 - ПКО - 190 мкл
- 5 - ОКО - 4мл

QC_{лок} - 24

QC_{рам} (контрольная ПЦР) - 25

QC_{рам} (аллель-специфичная ПЦР) - 31

ТО - 6.4

+7(383)209-32-40 www.biolinklab.ru



БиоЛинк

лаборатория
генодиагностики