



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Спецмедтехника»

А.В. Миляев

2020 г.

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ЭТИКЕТКА

СМАН.025.000.000.000 ЭТ

1 Основные сведения

Аптечка первой помощи индивидуальная АППИ (далее – аптечка АППИ) предназначена для оснащения личного состава и оказания первой помощи (в порядке само- и взаимопомощи).

Вложения аптечки (второй вариант поставки) предназначены для проведения антидотной терапии при поражении фосфорорганическими отравляющими веществами; обезболивании при ранениях и ожогах; временной остановки наружного кровотечения, в том числе массивного; профилактики тошноты и рвоты; профилактики раневой инфекции и поражений биологическими (бактериальными средствами); профилактики радиационных поражений; обработки окружности раны; наложения первичной асептической и окклюзионной повязок; дегазации зараженных участков кожи и прилегающих участков обмундирования; обеззараживания индивидуального запаса воды.

Область применения – весь спектр общевоинских подразделений и подразделений ВДВ, ВВС и ВВ.

2 Технические данные

2.1 Масса аптечки должна быть, кг, не более:

АППИ (вариант 1) - 0,4; АППИ (вариант 2) - 0,5; АППИ (вариант 3) - 0,1; АППИ (вариант 4) - 0,35.

2.2 Габаритные размеры аптечки должны быть, мм, не более:

АППИ (вариант 1) - 115×80×130; АППИ (вариант 2) - 115×80×130; АППИ (вариант 3) - 100×95×25;

АППИ (вариант 4) - 115×80×130.

3 Комплектность

Комплект поставки аптечки первой помощи индивидуальной АППИ имеет четыре варианта поставки, комплектация каждого варианта указана в таблице 1.

Таблица 1 Комплект поставки аптечки первой помощи индивидуальной

Наименование	Ед. изм.	Варианты поставки			
		№1	№2	№3*	№4
Аптечка первой помощи индивидуальная АППИ, вариант 1		+	-	-	-
Аптечка первой помощи индивидуальная АППИ, вариант 2		-	+	-	-
Аптечка первой помощи индивидуальная АППИ, вариант 3		-	-	+	-
Аптечка первой помощи индивидуальная АППИ, вариант 4		-	-	-	+
Тримепредин гидрохлорида 2% раствор для инъекций по 1 мл в шприц-тюбике	шт.	-	1**	1**	
Пеликсим, раствор для инъекций по 1 мл в шприц-тюбике	шт.	-	1**	1**	-
Ондансетрон 0,004 в таблетке, 10 штук в упаковке	уп.	-	1	1	-
Препарат Б-190 0,15 в таблетке, 10 штук в упаковке	шт.	-	1	1	-
Доксициклин 0,1 активного вещества в капсуле, 10 штук в упаковке	шт.	-	1	1	-
Йода 5% спиртовой раствор во флаконе	флак.	-	1	1	-
Описание укладки пенала	шт.	-	1	1	-
Памятка-вкладыш «Аптечка первой помощи индивидуальная АППИ»	шт.	1	1	1	1
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный	шт.	1	1	-	1
Средство перевязочное гемостатическое «Гемостоп» стерильное (на основе производных цеолитов), 50 г в упаковке	уп.	1	1	-	-
Жгут кровоостанавливающий резиновый	шт.	1	1	-	1
Средство для обеззараживания воды таблетированное (индивидуальное), 10 таблеток в упаковке	уп.	1	1	-	1
Этикетка	шт.	1****	1****	1****	1****
Пенал из полимерных материалов	шт.	-	1	1	-
Чехол аптечки АППИ	шт.	1	1	-	1
Транспортная тара***	шт.	1	1	1	1

Примечания -

- * - может поставляться отдельно по дополнительному требованию для укомплектования АППИ.
- ** - подлежит вложению на месте эксплуатации, во все варианты поставок.
- *** - транспортная тара на 120 шт. аптечек (вариант поставки №№1, 2, 4) и 400 шт. (вариант поставки №3).
- **** - поставляется на партию изделий.

4 Назначение лекарственных средств и медицинских изделий

Назначение лекарственных средств (ЛС) и медицинских изделий (МИ), входящих в состав аптечек АППИ, согласно таблице 2.

Таблица 2 Назначение лекарственных средств и медицинских изделий

Наименование ЛС или МИ	Назначение ЛС или МИ
Примеперидин гидрохлорида 2% раствор для инъекций по 1 мл в шприц-тюбике	Предназначен для обезболивания при ранениях и ожогах
Меликсим, раствор для инъекций по 1 мл в шприц-тюбике	Предназначен для проведения антидотной терапии при поражении отравляющими веществами
Мидансетрон 0,004 в таблетке, 10 штук в упаковке	Предназначено для профилактики тошноты и рвоты
Препарат Б-190 0,15 в таблетке, 10 штук в упаковке	Предназначен для профилактики радиационных поражений
Доксициклин 0,1 активного вещества в капсуле, 10 штук в упаковке	Предназначен для профилактики раневой инфекции и поражений биологическими (бактериальными) средствами
Рододерм 5% спиртовой раствор во флаконе	Предназначен для обработки окружности раны
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный	Предназначен для наложения первичных асептических и окклюзионных повязок
Средство перевязочное гемостатическое «Гемостоп» стерильное (на основе производных цеолитов), 50 г в упаковке	Предназначено для временной остановки наружного кровотечения, в том числе массивного при ранениях шеи, подмышечной области, паха, ягодиц
Жгут кровоостанавливающий резиновый	Предназначено для временной остановки наружного кровотечения, в том числе массивного при ранениях шеи, подмышечной области, паха, ягодиц
Средство для обеззараживания воды таблетированное (индивидуальное), 10 таблеток в упаковке	Предназначено для обеззараживания индивидуального запаса воды

5 Применение лекарственных средств и медицинских изделий

Применение лекарственных средств и медицинских изделий согласно инструкциям на эти ЛС и МИ, которые являются неотъемлемой частью поставки данных товаров.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 9398-001-58379990-2010 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.3 Гарантийный срок хранения изделия - 6 месяцев с момента продажи.

Примечание - Гарантийные сроки покупных изделий в соответствии с нормативной документацией на эти изделия.

7 Свидетельство о приемке

Аптечка первой помощи индивидуальная АППИ, вариант поставки № ____, № партии ____, соответствует требованиям технических условий ТУ 9398-001-58379990-2010, и признана годной для эксплуатации.

Представитель ОТК
МП

личная подпись
(оттиск личного клейма)

расшифровка подписи

год, месяц, число

Изделие опломбировано пломбой предприятия-изготовителя.

8 Утилизация

8.1 Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-2010.

8.2 Чехлы аптечек, вышедшие из строя, разбирают и утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-2010.

8.3 Лекарственные средства утилизируют в соответствии с инструкцией о порядке уничтожения лекарственных средств, пришедших в негодность, лекарственных средств с истекшим сроком годности и лекарственных средств, являющихся подделками или незаконными копиями зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средств, принятой Приказом Минздрава России №382 от 15.12.2002.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Специальная и Медицинская Техника»
Юр. адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, Лит. А, пом. 25Н
Тел. (812) 329-5480

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 лист(ов)

Руководитель организации

