



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Спецмедтехника»

А.В. Миляев

2020 г.

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ГРУППОВАЯ

ЭТИКЕТКА

СМАН.027.000.000.000 ЭТ

1 Основные сведения

Аптечка первой помощи групповая АППГ (далее – аптечка АППГ) предназначена для оснащения военной техники на колесном и гусеничном ходу, подразделений и отсеков кораблей и судов ВМФ и рассчитана на оказания первой помощи четырем человекам в порядке само- и взаимопомощи.

Вложения аптечки (первый вариант поставки) предназначены для обработки окружности раны; промывания глаз антисептиком; наложения первичных асептических и окклюзионных повязок; временной остановки кровотечения; снятия головной боли; дегазации зараженных участков кожи и прилегающих участков обмундирования; обработки пораженных участков кожи при термических и радиационных ожогах.

Область применения – весь спектр общевоинских подразделений и подразделений ВДВ, ВВС и ВВ.

2 Технические данные

2.1 Масса аптечки должна быть, кг, не более:

АППГ (вариант 1) - 1,3; АППГ (вариант 2) - 1,15; АППГ (вариант 3) – 1,1.

2.2 Габаритные размеры аптечки должны быть, мм, не более:

АППГ (вариант 1) - 230×120×150; АППГ (вариант 2) - 230×120×150; АППГ (вариант 3) - 230×120×150.

3 Комплектность

Комплект поставки аптечки первой помощи групповой АППГ указан в таблице 1.

Таблица 1 Комплект поставки аптечки первой помощи групповой

Наименование	Ед. изм.	Количество		
		№1	№2	№3
Аптечка первой помощи групповая АППГ, вариант поставки 1		+	-	-
Аптечка первой помощи групповая АППГ, вариант поставки 2		-	+	-
Аптечка первой помощи групповая АППГ, вариант поставки 3		-	-	+
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный	шт.	2	2	2
Средство перевязочное гемостатическое «Гемостоп» стерильное (на основе производных цеолитов), 50 г в упаковке	уп.	3	-	3
Парацетамол 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке	уп.	1	1	-
Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное с иммобилизованными лекарственными средствами «Лиоксазин-СП», салфетка 24,0×24,0 см в упаковке	уп.	4	4	4
Сульфацил-натрия 20% раствор, глазные капли во флаконе	флак.	2	2	-
Йода 5% спиртовой раствор во флаконе	флак.	2	2	-
Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 1 см	шт.	1	1	1
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5 м×10 см	шт.	1	1	1
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 7 м×14 см	шт.	1	1	1
Косынка медицинская перевязочная 155×80 см (треугольная)	шт.	1	1	1
Булавки безопасные	шт.	5	5	5
Жгут кровоостанавливающий резиновый	шт.	1	1	1
Памятка-вкладыш «Аптечка первой помощи групповая АППГ»	шт.	1	1	1
Этикетка	шт.	1**	1**	1**
Чехол аптечки АППГ	шт.	1	1	1
Транспортная тара*	шт.	1	1	1
Примечания -				
1 * – транспортная тара на 42 шт. аптечек.				
2 ** – поставляется на партию изделий.				

4 Назначение лекарственных средств и медицинских изделий

Назначение лекарственных средств (ЛС) и медицинских изделий (МИ), входящих в состав аптечки АППГ, согласно таблице 2.

Таблица 2 Назначение лекарственных средств и медицинских изделий

Наименование ЛС или МИ	Назначение ЛС или МИ
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный	Предназначен для наложения первичных асептических и

Наименование ЛС или МИ	Назначение ЛС или МИ
стерильный	окклюзионных повязок
Средство перевязочное гемостати-ческое «Гемостоп» стерильное (на основе производных цеолитов), 50 г в упаковке	Предназначено для временной остановки наружного кровотечения, в том числе массивного при ранениях шеи, подмышечной области, паха, ягодиц
Парацетамол 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке	Предназначен для снятия головной боли и понижения температуры тела
Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное с иммобилизованными лекарственными средствами «Лиоксазин-СП», салфетка 24,0х24,0 см в упаковке	Предназначен для обработки пораженных участков кожи при термических и радиационных ожогах
Сульфацил-натрия 20% раствор, глазные капли во флаконе	Предназначен для промывания глаз антисептиком
Йода 5% спиртовой раствор во флаконе	Предназначен для обработки окружности раны
Лейкопластырь длиной 5м, шириной 1 см	Предназначен для фиксирования временных повязок
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5м×10 см	Предназначен для временной остановки кровотечения
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 7м×14 см	Предназначен для временной остановки кровотечения
Косынка медицинская перевязочная 155х80 см (треугольная)	Предназначена для фиксации верхней конечности при повреждениях
Булавки безопасные	Предназначена для фиксации косынки медицинской (перевязочной)
Жгут кровоостанавливающий резиновый	Предназначен для временной остановки наружного кровотечения, в том числе массивного при ранениях шеи, подмышечной области, паха, ягодиц

5 Применение лекарственных средств и медицинских изделий

Применение лекарственных средств и медицинских изделий согласно инструкциям на эти ЛС и МИ, которые являются неотъемлемой частью поставки данных товаров.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 9398-001-58379990-2010 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.3 Гарантийный срок хранения изделия – 6 месяцев с момента продажи.

Примечание – Гарантийные сроки покупных изделий в соответствии с нормативной документацией на эти изделия.

7 Свидетельство о приемке

Аптечка первой помощи групповая АППГ, вариант поставки № ____, № партии ____, соответствует требованиям технических условий ТУ 9398-001-58379990-2010, и признана годной для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП

личная подпись
(оттиск личного клейма)

расшифровка подписи

год, месяц, число

Изделие опломбировано пломбой предприятия-изготовителя.

8 Утилизация

8.1 Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-2010.

8.2 Чехлы аптечек, вышедшие из строя, разбирают и утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-2010.

8.3 Лекарственные средства утилизируют в соответствии с инструкцией о порядке уничтожения лекарственных средств, пришедших в негодность, лекарственных средств с истекшим сроком годности и лекарственных средств, являющихся подделками или незаконными копиями зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средств, принятой Приказом Минздрава России №382 от 15.12.2002.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Специальная и Медицинская Техника»

Юр. адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, Лит. А, пом. 25Н


Тел. (812) 329-5480

Эл. почта: info@spmt.ru


Прочитано, пронумеровано и
скреплено печатью 2 лист(ов)


Руководитель организации





Аптечка первой помощи групповая АППГ, вариант исполнения 1





Средство перевязочное гемостатическое «Гемостоп» стерильное (на основе производных цеолитов), 50 г в упаковке

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте. Отпускается без рецепта.
Рег. номер: ЛС-001364



phs Фармстандарт

ОАО "Фармстандарт-Лексредства"
305022, Россия, г. Курск,
ул. 2-я Агрегатная, 1а/18
тел./факс: (4712) 34-03-13
www.pharmstd.ru

Парацетамол

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить при температуре не выше 25 °С


Парацетамол 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке




Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное с иммобилизованными лекарственными средствами «Ликозоль», салфетка 24,0x24,0 см в упаковке



Сульфацил-натрия 20% раствор, глазные капли во флаконе




Йода 5% спиртовой раствор во флаконе



Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 1 см




Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5 мх10 см




Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 7 мх14 см




Косынка медицинская перевязочная 155x80 см (треугольная)



Булавки безопасные



Жгут кровоостанавливающий резиновый




Памятка-вкладыш

**АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ГРУППОВАЯ
АППГ**

*Утверждена
Начальником Главного военно-медицинского управления
Министерства обороны Российской Федерации*

Москва

Памятка-вкладыш «Аптечка первой помощи групповая АППГ»



 ООО "СПЕЦМЕДТЕХНИКА" АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ГРУППОВАЯ АППГ ТУ 9398-001-58379990-2010 Рег. уд. № РЗН 2013/1209	
Производитель: ООО "СПЕЦМЕДТЕХНИКА" Город: Санкт-Петербург Юридический адрес: Ул. Фрунзе, 18/2, 121060 Сайт: spmtd.ru	Партия: 1 Дата выпуска: 26.01.2018

Чехол аптечки АППГ


Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 16 лист(ов)

Руководитель организации





Аптечка первой помощи групповая АППГ, вариант исполнения 2



10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте. Отпускается без рецепта.
Рег. номер: ЛС-001364



phs Фармстандарт

ОАО "Фармстандарт-Лексредства"
305022, Россия, г. Курск,
ул. 2-я Агрегатная, 1а/18
тел./факс: (4712) 34-03-13
www.pharmstd.ru

Парацетамол



10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить при температуре не выше 25 °С.


Парацетамол 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке




Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное с иммобилизованными лекарственными средствами «Ликозоль», салфетка 24,0x24,0 см в упаковке




Сульфацил-натрия 20% раствор, глазные капли во флаконе




Йода 5% спиртовой раствор во флаконе



Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 1 см




Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5 м×10 см




Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 7 мх14 см




Косынка медицинская перевязочная 155х80 см (треугольная)



Булавки безопасные



Жгут кровоостанавливающий резиновый



Памятка-вкладыш

**АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ГРУППОВАЯ
АППГ**


Утверждена

*Начальником Главного военно-медицинского управления
Министерства обороны Российской Федерации*

Москва

Памятка-вкладыш «Аптечка первой помощи групповая АППГ»

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 15 лист(ов)


Руководитель организации





Аптечка первой помощи групповая АППГ, вариант исполнения 3





Средство перевязочное гемостатическое «Гемостоп» стерильное (на основе производных цеолитов), 50 г в упаковке



Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное с иммобилизованными лекарственными средствами «Ликозоль», салфетка 24,0x24,0 см в упаковке





 ООО ЦПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ЗАО «Фабрика медицинских изделий и материалов» г. Санкт-Петербург
Юр. адрес: Россия, 198206, г. Санкт-Петербург, ул. Бирюкова, д. 4, лит. А, пом. 32Н
Адрес производства: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бирюкова, д. 3
Тел./Факс (812) 714-43-94, 252-56-11, e-mail: info@fabrika-nika.ru


БИНТ


МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ


7 ±0.3 14 ±1











Памятка-вкладыш


**АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ГРУППОВАЯ
АППГ**

Утверждена

*Начальником Главного военно-медицинского управления
Министерства обороны Российской Федерации*

Москва

Памятка-вкладыш «Аптечка первой помощи групповая АППГ»



Чехол аптечки АППГ

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 13 лист(ов)

Руководитель организации





ООО "СПЕЦМЕДТЕХНИКА"
АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ГРУППОВАЯ
АППГ

ТУ 9398-001-58379990-2010
Рег. уд. № РЗН 2013/1209

Состав АППГ и вариант поставки
см. на этикетке,
поставляемой с партией продукции

Производитель: ООО "Спецмедтехника"
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная д.20
тел./факс: (812) 329-54-80

Партия

Дата выпуска





Макет маркировки транспортной упаковки

Аптечка первой помощи групповая АПП
(Вариант ____ по ТУ 9398-001-58379990-2010)

Рег. удостоверение № _____ от ____.

Место ____/____ Количество _____

Партия _____

Контракт № _____ от ____.



Заказчик: _____

Грузополучатель: _____

Место поставки: _____

Поставщик: _____

Грузоотправитель: _____

Производитель: _____

Дата изготовления: _____

Габариты _____ см

Масса брутто _____ кг

Масса нетто _____ кг

Условия хранения _____

Законсервировано до _____