

Фотографическое изображение медицинского изделия:

Набор реагентов для in vitro качественного обнаружения РНК SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки Xpert Xpress SARS-CoV-2 методом ПЦР в режиме реального времени, серий XPRSARS-COV2-10

GeneXpert



SERIES XPRSARS-COV2-10

IVD

Rx only

Xpert® Xpress SARS-CoV-2

REF XPRSARS-COV2-10

LOT 1000194386



2021 04 04



+28 °C



Cepheid
904 Caribbean Drive
Sunnyvale, CA 94089 USA



Röntgenvägen 5
SE-171 54 Solna, Sweden



(01)07332940007454
(17)210404
(10)1000194386
(240)XPRSARS-COV2-10

For Use under the Emergency
Use Authorization (EUA)

LBL P/N 302-3554, Rev A



Set of 10 Cartridges - Contains Guanidinium Thiocyanate (10-20%) - 10 x 5.5-6.0 mL

WARNING

Harmful if swallowed.

May be harmful in contact with skin.

Causes eye irritation.

Wash hands thoroughly after handling.

If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.

LBL P/N: 301-6687, Rev E

Только для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для *in vitro* качественного обнаружения РНК SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки Xpert Xpress SARS-CoV-2 методом ПЦР в режиме реального времени, серий XPRSARS-COV2-10

Состав набора:

1. Карtridge Xpert Xpress SARS-CoV-2 со встроенными реакционными пробирками - 10 шт.
2. Одноразовые палочки для переноса - не более 12 шт.
3. Компакт-диск - 1 шт., содержащий:
 - Файлы с описанием теста (ADF)
 - Инструкция по импортированию файла ADF в программное обеспечение GeneXpert
4. Инструкция по применению - 1 шт.

Каталожный номер: XPRSARS-COV2-10

Серия: XPRSARS-COV2-10

Регистрационное удостоверение: № XXXX от DD.MM.YYYY

Производитель: Cepheid, 904 Caribbean Drive, Sunnyvale, California, 94089, USA

(Сепид, 904 Кариббин Драйв, Саннивейл, штат Калифорния 94089, США).

Место производства: 1. Cepheid, 904 Caribbean Drive, Sunnyvale, California, 94089, USA

(США). 2. Cepheid AB, Röntgenvägen 5, SE-171 54 Solna, Sweden (Швеция).

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Бекмен Культер», Москва, Россия, 109004, ул. Станиславского, 21, стр. 3.

Номер серии, лота/Срок годности/Условия хранения:

см. на упаковке/см. инструкцию по применению



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

