

Фотографические изображения внешнего вида медицинского изделия

«Лампа щелевая офтальмологическая VX», с принадлежностями, в вариантах исполнения

Исполнение VX75-3X в составе:

1. Лампа щелевая VX75-3X – 1 шт.;
2. Блок питания – 1 шт.;
3. Руководство пользователя – 1 шт.

Принадлежности:

1. Защитная крышка для колес – 2 шт.;
2. Калибровочный стержень – 1 шт.;
3. Шестигранный ключ 2,5 мм – 1 шт.;
4. Шестигранный ключ 5 мм – 1 шт.;
5. Тефлоновая пластина скольжения – 1 шт.;
6. Экранирующее стекло – 1 шт.;
7. Пылезащитный чехол – 1 шт..

Исполнение VX75-5X в составе:

1. Лампа щелевая VX75-5X – 1 шт.;
2. Блок питания – 1 шт.;
3. Руководство пользователя – 1 шт.

Принадлежности:


1. Защитная крышка для колес – 2 шт.;
2. Калибровочный стержень – 1 шт.;
3. Шестигранный ключ 2,5 мм – 1 шт.;
4. Шестигранный ключ 5 мм – 1 шт.;
5. Тефлоновая пластина скольжения – 1 шт.;
6. Экранирующее стекло – 1 шт.;
7. Пылезащитный чехол

Производитель Luneau SAS (Луно САС), Франция.


Генеральный директор
ООО «Визионикс Рус»



Е.Г. Ходунова




Лампа щелевая офтальмологическая VX, исполнение VX75-3X




Лампа щелевая офтальмологическая VX, исполнение VX75-5X




Блок питания



Пылезащитный чехол




Защитная крышка для колес




Калибровочный стержень



Шестигранный ключ 2,5 мм





Шестигранный ключ 5 мм



Тefлоновая пластина скольжения

Copyright 2008 All Rights Reserved

 ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Маркировка

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 12

(Рвендучаи) листах



Генеральный директор
ООО «Рудосмекс Рус»