




АППАРАТ ДЛЯ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА “ПОТОК-ЭМА-Н”








Электроды физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью ЭТУ- "МИКОН"




Электроды физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью ЭТУ-"МИКОН" прямоугольные




Электроды физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью ЭТУ-"МИКОН"
прямоугольные




Электроды физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью ЭТУ-"МИКОН" прямоугольные



Электроды физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью ЭТУ-"МИКОН" прямоугольные



200x300



300x300

Электроды физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью ЭТУ-"МИКОН"

трехлопастной №2
160x190

воротниковый №1
160x300

120x170
трехлопастной №1

воротниковый №2
240x320

ушной №1
90x100

ушной №2
110x130

воротниковый №3
250x440

гор-
ловой
№1
70x110

горловой №2
100x150

круг
50

грудной


160x50

воротниковый №4
380x430


Электроды свинцовые к аппарату "ПОТОК-ЭМА-Н"




Гидрофильные прокладки к аппарату "ПОТОК-ЭМА-Н"



Провод пациента раздвоенный с зажимами к аппарату “ПОТОК-ЭМА-Н”



Провод пациента одинарный с зажимами к аппарату “ПОТОК-ЭМА-Н”



Принадлежности к аппарату "ПОТОК-ЭМА-Н"



Бинт Мартенса
резиновый



кабель пациента



вставка
плавкая