

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора
ФГУП «НПО «Микроген»
Минздравсоцразвития России

П. В. Смачков

20 11 г.



Набор реагентов
«ИФА Анти-ДС»
(тест-система иммуноферментная для выявления антитоксических
дифтерийных и столбнячных антител)

1. Маркировка внешней упаковки (коробки или пачки):



ФГУП «НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России
Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д. 15
тел. (495) 710-37-87
Адрес производства:
Россия, 614089, Пермский край, г. Пермь, ул. Братская, д. 177
тел. (342) 281-94-96

Набор реагентов
«ИФА Анти-ДС»
(тест-система иммуноферментная
для выявления антитоксических дифтерийных и
столбнячных антител)

Набор рассчитан для исследования 58 образцов сыворотки (плазмы) крови человека

Состав набора:

Иммуносорбент – планшет с иммобилизованным дифтерийным анатоксином	1 шт.
Иммуносорбент – планшет с иммобилизованным столбнячным анатоксином	1 шт.
Конъюгат	2 фл. по 0,1 мл
К - Контрольный положительный образец, инактивированный, лиофилизат из объема 0,2 мл	2 фл.
К - Контрольный отрицательный образец, инактивированный, лиофилизат из объема 0,2 мл	2 фл.
ТМБ - тетраметилбензидин	2 фл. по 0,5 мл
ФСБ-Т ₂₄ - Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл. по 24 мл
Блокатор (Б) – лиофилизат из объема 5,0 мл	2 фл.
ЦФБР - Цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода	2 фл. по 20 мл
Стоп-реагент (СР)	2 фл. по 10 мл

Антитела к ВПЧ-1, ВПЧ-2, к вирусу гепатита С отсутствуют
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) отсутствует
Замораживание не допускается
Для лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений
Для диагностики *in vitro*

№ 9388-031-14237183-2008 ата регистрации ранить при температуре от 2 до 8 °С		С Голен до
--	--	---------------



УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора
ФГУП «НПО «Микроген»
Минздравсоцразвития России

П.В. Смачков

04 2011 г.

Набор реагентов
«ИФА Анти-ДС»
(тест-система иммуноферментная для выявления антитоксических
дифтерийных и столбнячных антител)

2. Маркировка внутренней упаковки (флакона и планшета):

Микроген Пермь	Микроген Пермь	Микроген Пермь
ИФА Анти-ДС Иммуносорбент с иммобилизо- ванным дифтерийным анатоксином	ИФА Анти-ДС Иммуносорбент с иммобилизован- ным столбнячным анатоксином	ИФА Анти-ДС Конъюгат 0,1 мл Рабочее разведение:
С Голен до	С Голен до	С Голен до

Микроген Пермь	Микроген Пермь	Микроген Пермь	Микроген Пермь
ИФА Анти-ДС К ⁻ инактивирован лиофилизат из объема 0,2 мл	ИФА Анти-ДС К ⁻ инактивирован лиофилизат из объема 0,2 мл	ИФА Анти-ДС ГМБ 0,5 мл	ИФА Анти-ДС ФСБ-Т ₃₂₅ 24 мл
Титр: С Голен до	С Голен до	С Голен до	С Голен до

Микроген Пермь	Микроген Пермь	Микроген Пермь
ИФА Анти-ДС Б лиофилизат из объема 5,0 мл	ИФА Анти-ДС ЦФБР 20 мл	ИФА Анти-ДС СР 10 мл
С Голен до	С Голен до	С Голен до