

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МедРег Консалтинг»

Ю. Н. Сергеева

«07» июня 2018 г.



От имени

ООО «Ви Эр Групп»

(Наименование организации-заявителя)

По доверенности от 16.01.2018 г.

№ бланка 77 АВ 6889021

(Срок действия – 1 год)

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Материал шовный хирургический Quill™ рассасывающийся, стерильный однократного применения
для безузловой фиксации тканей с иглами атравматическими**

2018г.

Материал **шовный хирургический Quill™** рассасывающийся, стерильный однократного применения для безузловой **фиксации** тканей с иглами атравматическими:

Варианты исполнения:

1) Нить **Monoderm™ PGA-PCL** двунаправленная: YA-1000Q, YA-1001Q-0, YA-1003Q, YA-1004Q, YA-1010Q, YA-1011Q, YA-1012Q, YA-1014Q, YA-1015Q-0, YA-1016Q-0, YA-1018Q, YA-1019Q, YA-1020Q, YA-1021Q-0, YA-1022Q-0, YA-1023Q-0, YA-1024Q-0, YA-1029Q, YA-1050Q, YA-1051Q, YA-2002Q, YA-2003Q, YA-2004Q, YA-2005Q, YA-2016Q, YA-2021Q, YA-2022Q, YA-2023Q, YA-2024Q, YA-2031Q, YA-2032Q, YA-2033Q, YA-2034Q, YA-2035Q, YA-2036Q, RS-1000Q, RS-1001Q, RS-1005Q, VP-1000Q, VP-2000Q;

2) Нить **Monoderm™ PGA-PCL** однонаправленная: VLM-1001, VLM-1002, VLM-1003, VLM-1004, VLM-1005, VLM-1006, VLM-1008, VLM-1009, VLM-1010, VLM-1011, VLM-1012, VLM-1013, VLM-1014, VLM-1015, VLM-1016, VLM-1017, VLM-1020, VLM-1021, VLM-1022, VLM-1023, VLM-1024, VLM-1025, VLM-1222, VLM-2001, VLM-2002, VLM-2003, VLM-2004, VLM-2005, VLM-2006, VLM-2007, VLM-2008, VLM-2012;

3) Нить **PDO (Polydioxanone)** двунаправленная: RA-1000Q, RA-1001Q, RA-1002Q, RA-1003Q, RA-1004Q, RA-1005Q, RA-1006Q, RA-1007Q, RA-1008Q, RA-1010Q, RA-1012Q-0, RA-1013Q, RA-1015Q, RA-1016Q, RA-1017Q, RA-1019Q-0, RA-1020Q-0, RA-1021Q, RA-1023Q, RA-1024Q, RA-1028Q-0, RA-1029Q, RA-1030Q-0, RA-1031Q, RA-1032Q, RA-1033Q, RA-1034Q, RA-1036Q-0, RA-1046Q, RA-1050Q-0, RA-1051Q-0, RA-1052Q-0, RA-1056Q-0, RA-1057Q, RA-1058Q, RA-1059Q, RA-1060Q, RA-1065Q, RA-1067Q, RA-1077Q, RA-1078Q, RA-1079Q, RA-1085Q, RA-1086Q, RA-1088Q, RA-2065Q, RA-2067Q, RX-1029Q, RX-1031Q, RX-1033Q, RX-1058Q, RX-1059Q, RX-1062Q, RX-1066Q, RX-1068Q, RX-1069Q, RX-2066Q, RX-2068Q, RX-2069Q;


4) Нить **PDO (Polydioxanone)** однонаправленная: VLP-1001, VLP-1002, VLP-1003, VLP-1004, VLP-1005, VLP-1006, VLP-1007, VLP-1008, VLP-2001, VLP-2002, VLP-2005, VLP-2006, VLP-2008, VLP-2009, VLP-2010, VLP-2011, VLP-2012, VLP-2013, VLP-2014, VLP-2015, VLP-2016, VLP-2020, VLP-2021, VLP-2022.

Материал шовный хирургический Quill™ рассасывающийся, стерильный однократного применения для безузловой фиксации тканей с иглами атравматическими:


Варианты исполнения:

- 1) **Нить Monoderm™ PGA-PCL двунаправленная:** YA-1000Q, YA-1001Q-0, YA-1003Q, YA-1004Q, YA-1010Q, YA-1011Q, YA-1012Q, **YA-1014Q**, YA-1015Q-0, YA-1016Q-0, YA-1018Q, YA-1019Q, YA-1020Q, **YA-1021Q-0**, **YA-1022Q-0**, **YA-1023Q-0**, YA-1024Q-0, YA-1029Q, YA-1050Q, YA-1051Q, YA-2002Q, YA-2003Q, YA-2004Q, YA-2005Q, YA-2016Q, YA-2021Q, YA-2022Q, YA-2023Q, YA-2024Q, YA-2031Q, YA-2032Q, YA-2033Q, YA-2034Q, YA-2035Q, YA-2036Q, RS-1000Q, RS-1001Q, RS-1005Q, VP-1000Q, VP-2000Q;
- 2) **Нить Monoderm™ PGA-PCL однонаправленная:** VLM-1001, VLM-1002, VLM-1003, VLM-1004, **VLM-1005**, VLM-1006, VLM-1008, VLM-1009, VLM-1010, VLM-1011, VLM-1012, VLM-1013, VLM-1014, **VLM-1015**, **VLM-1016**, VLM-1017, VLM-1020, VLM-1021, VLM-1022, VLM-1023, VLM-1024, **VLM-1025**, **VLM-1222**, VLM-2001, VLM-2002, VLM-2003, VLM-2004, VLM-2005, VLM-2006, VLM-2007, VLM-2008, VLM-2012;
- 3) **Нить PDO (Polydioxanone) двунаправленная:** RA-1000Q, RA-1001Q, RA-1002Q, RA-1003Q, RA-1004Q, RA-1005Q, RA-1006Q, RA-1007Q, RA-1008Q, RA-1010Q, RA-1012Q-0, RA-1013Q, RA-1015Q, **RA-1016Q**, RA-1017Q, **RA-1019Q-0**, **RA-1020Q-0**, **RA-1021Q**, **RA-1023Q**, **RA-1024Q**, **RA-1028Q-0**, **RA-1029Q**, **RA-1030Q-0**, **RA-1031Q**, **RA-1032Q**, **RA-1033Q**, **RA-1034Q**, **RA-1036Q-0**, **RA-1046Q**, **RA-1050Q-0**, **RA-1051Q-0**, **RA-1052Q-0**, **RA-1056Q-0**, **RA-1057Q**, **RA-1058Q**, **RA-1059Q**, RA-1060Q, RA-1065Q, RA-1067Q, **RA-1077Q**, **RA-1078Q**, **RA-1079Q**, **RA-1085Q**, **RA-1086Q**, **RA-1088Q**, RA-2065Q, RA-2067Q, RX-1029Q, RX-1031Q, **RX-1033Q**, **RX-1058Q**, **RX-1059Q**, **RX-1062Q**, **RX-1066Q**, **RX-1068Q**, **RX-1069Q**, **RX-2066Q**, **RX-2068Q**, **RX-2069Q**;
- 4) **Нить PDO (Polydioxanone) однонаправленная:** VLP-1001, VLP-1002, VLP-1003, VLP-1004, VLP-1005, VLP-1006, **VLP-1007**, **VLP-1008**, **VLP-2001**, VLP-2002, VLP-2005, VLP-2006, VLP-2008, VLP-2009, **VLP-2010**, VLP-2011, VLP-2012, VLP-2013, VLP-2014, VLP-2015, VLP-2016, VLP-2020, VLP-2021, VLP-2022.

Нить Monoderm™ PGA-PCL двунаправленная YA-2002Q



Нить Monoderm™ PGA-PCL однонаправленная VLM-1222



Нить PDO (Polydioxanone) двунаправленная RA-1019Q-0

KNOTLESS TISSUE-CLOSURE DEVICE
QUILL™


**SURGICAL
SPECIALTIES**
CORPORATION™

Surgical Specialties Mexico S. DE RL DE CV
Carretera Tijuana-Bahama 2000, KM 02.5, Ejido Francisco Villa, Tijuana, B.C., C.P. 22215
616-404 1525 • 877-591-1115 (USA and Canada only)
SurgicalSpecialties.com • QuillDevice.com
QUILL™ is a trademark of Surgical Specialties Corporation
© 2014 Surgical Specialties Corporation. All Rights Reserved. Made in Mexico.


P/N 01-52778J

QUILL™ 14cm x 14cm REF RA-1019Q-0
KNOTLESS TISSUE-CLOSURE DEVICE CONFIGURATION
PDO
(POLYDIOXANONE)
VIOLET MONOFILAMENT
SYNTHETIC ABSORBABLE
0 (3.5 METRIC)
LOT MAGV620 2020-05
STERILE
Surgical Specialties Mexico




Нить PDO (Polydioxanone) однонаправленная VLP-2014






Нить Monoderm™ PGA-PCL двунаправленная YA-2035Q



Нить Monoderm™ PGA-PCL однонаправленная VLM-1016



Нить PDO (Polydioxanone) однонаправленная VLP-1001



Нить PDO (Polydioxanone) двунаправленная RA-1004Q

KNOTLESS TISSUE-CLOSURE DEVICE
QUILL™

14cm x 14cm
CONFIGURATION

REVERSE CUTTING
1/2 CIRCLE 26mm

PDO
(POLYDIOXANONE)
VIOLET MONOFILAMENT
SYNTHETIC ABSORBABLE
1 (4.0 METRIC)

LOT: MADB100
2020-01
STERILE EO

QUILL™ 14cm x 14cm REF RA-1004Q
CONFIGURATION
KNOTLESS TISSUE-CLOSURE DEVICE
PDO
(POLYDIOXANONE)
VIOLET MONOFILAMENT
SYNTHETIC ABSORBABLE
1 (4.0 METRIC)
LOT: MADB100 2020-01
STERILE EO
Made in Mexico
Surgical Specialties Mexico

REVERSE CUTTING
1/2 CIRCLE 26mm

Нить PDO (Polydioxanone) двунаправленная RA-1013Q

KNOTLESS TISSUE CLOSURE DEVICE
QUILL™

**SURGICAL
SPECIALTIES**
CORPORATION

Surgical Specialties Corporation (US, INC.) 100 E. 1st
Ave., Suite 2000, Houston, TX 77002, U.S.A. Tel: (713) 261-1000
Fax: (713) 261-1001. Email: info@quill.com. Website: www.quill.com
© 2020 Surgical Specialties Corporation. All Rights Reserved.

QUILL 7cm x 7cm REF RA-1013Q
CONFIGURATION
KNOTLESS TISSUE CLOSURE DEVICE
PDO
(POLYDIOXANONE)
VIOLET MONOFILAMENT
SYNTHETIC ABSORBABLE
2-0 (3.0 METRIC)
LOT MACX350 2020-01
MADE IN MEXICO
2x8TCB
TAPER CUTTING
STRAIGHT 50mm
Surgical Specialties Mexico

ПРОЕКТ МАРКИРОВКИ УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ



Материал шовный хирургический Quill™ рассасывающийся, стерильный однократного применения для безузловой фиксации тканей с иглами атравматическими

Нить Monoderm™ PGA-PCL двунаправленная

Нить: мононить, неокрашенная, синтетическая, из сополимера (Glycolide 75 e-caprolactone 25), 3-0 (2 metric), 14 см x 14 см

Игла: 2 шт., обратно-режущая, сверхострая, 3/8 окружности, 19 мм

Назначение: для сшивания тканей при хирургических операциях

Условия хранения и транспортирования: хранить при температуре +5...+40 °C и относительной влажности воздуха не более 65% (при +25 °C) в защищённом от света, влаги и источников тепла месте
Температура при транспортировке от -50 °C до +50 °C и относительная влажность воздуха не более 80%.

Срок годности: 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения
Годеи до: смотреть на упаковке

Производитель: «Сёрджикал Спешиалтис Мексико Эс де Эр.Эл. де Си.Ви» («Surgical Specialties Mexico S de R.L. de C.V.»), Мексика, Corredor Tijuana-Rosarito 2000 #24702-B, Ejido Francisco Villa, Tijuana, B.C., C.P. 22235, Mexico

Импортер и уполномоченный представитель производителя: ООО «Ви Эр Групп», Россия, 117246, Москва, Научный проезд, д. 19
Рег.Уд.:

Орган сертификации:

Стерильно, Нетоксично, Апиогенно

Количество изделий
в упаковке: 12



ПРОЕКТ МАРКИРОВКИ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ



Материал шовный хирургический Quill™ рассасывающийся, стерильный однократного применения для безузловой фиксации тканей с иглами атравматическими



Нить Monoderm™ PGA-PCL двунаправленная

Нить: монопить, неокрашенная, синтетическая, из сополимера (Glycolide 75 e-caprolactone 25), 3-0 (2 metric), 14 см x 14 см

Игла: 2 шт., обратно-режущая, сверхострая, 3/8 окружности, 19 мм

Стерильно, Нетоксично, Аппрогенно

Производитель: «Сёрджикал Спешиалтис Мексико Эс де Эр.Эл. де Си.Ви», Corredor Tijuana-Rosarito 2000 #24702-B, Ejido Francisco Villa, Tijuana, B.C., C.P. 22235, Mexico

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 13 (Тринадцат) лист(а/ов)

Генеральный директор
ООО «МедРег Консалтинг»

Ю. Н. Сергеева

