

ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации
ЗЕРКАЛО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ

Изготовитель: PRIMA DENTAL GROUP (Англия)

1. Правила эксплуатации

Каждый стоматологический инструмент создан и предназначен для какого-либо определенного применения. Неправильное применение может привести к повреждению мягких тканей, вызвать преждевременный износ, поломку инструмента, вывести оборудование из строя и подвергнуть опасности врача или пациента.

2. Общие правила

- При работе с инструментом необходимо использовать исключительно технически исправные и чистые держатели.
- Инструмент должен быть установлен в держателе **на полную длину**.


3. Изношенность инструмента

- Поломанные или деформированные края вызывают поражение слизистой оболочки.

4. Дезинфекция, очистка и стерилизация

- Избегайте стерилизации при температуре выше 180°C. Превышение данной температуры уменьшает твердость рабочей части и сокращает срок службы инструмента.

Менеджер ООО «Мобидент»



Саранчин С.С.