



Фотоизображения медицинского изделия

**Бахилы медицинские
одноразовые нестерильные
под товарным знаком matorat
по ТУ 32.50.50-077-11736425-2020**

1. Общий вид Бахил медицинских одноразовых нестерильных под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-077-111, вариант исполнения: из нетканого материала типа «гармошка» со средством фиксации в виде резинки, производителем «Белла», Россия.



2. Общий вид Бахил медицинских одноразовых нестерильных под товарным знаком matorpat по ТУ 32.50.50-077-11730, вариант исполнения: из нетканого материала со средствами фиксации в виде завязок, производства ООО «Белла», Россия.



3. Общий вид Бахил медицинских одноразовых нестерильных под товарным знаком matorat по ТУ 32.50.50-077, вариант исполнения: из полиолефиновой пленки со средством фиксации в виде резинки, производства ООО «Белла», Россия



4. Общий вид Бахил медицинских одноразовых нестерильных под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-077-11736425-2020, вариант исполнения: из полиолефиновой пленки потребительской упаковке (полиолефиновая пленка) с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия.



Бахилы: медицинские одноразовые нестерильные под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-077-11736425-2020, вариант исполнения: из полиолефиновой пленки со средством фиксации в виде резинки, 400 мм x 150 мм, 100 шт.

Бахилы предназначены для использования в качестве физического барьера на обуви для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой.

Состав: полиолефиновая пленка.

Способ применения: вскрыть упаковку, извлечь Изделие. Разверните и расправьте Бахилы. Наденьте Бахилы на обувь и закрепите их с помощью средства фиксации. По мере необходимости меняйте Бахилы. После использования по назначению утилизируйте.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено Изделие.

Не использовать после окончания срока годности.

Не бросать в канализацию.

Утилизировать использованное Изделие как медицинские отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.



Хранить в сухих помещениях.

Дата изготовления (ггггммдд) - см. номер партии (LOT).

Reg. № РЗН 2020/9855 от 03.04.2020.

Производитель: ООО «Белла», 140301, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9

Продавец: ООО «БЕЛЛА Восток», 140301, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9




LOT RU 20200412


202503



5. Общий вид Бахил медицинских одноразовых нестерильных под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-077-11736425-2020, вариант исполнения: из полиолефиновой пленки со средством фиксации в виде резинки, 400 мм x 150 мм, 100 шт. потребительской упаковке (картонная коробка) с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия.



6. Общий вид Бахил медицинских одноразовых нестерильных под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-077 в транспортной упаковке, производства ООО «Белла», Россия.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
7 (семь) листа(ов)
Генеральный директор ООО «Белла»
_____ М.К. Ковальчик

