

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "МедТехКомплект"

Трофименко А.Г.

сентября 2010 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению Маска лицевая защитная «Euronda»,
производства: Creative contract (M) SDN BHD, Малайзия

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Назначение

Маска лицевая защитная «Euronda» (Приложение 1) предназначена для использования в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля в целях обеспечения необходимой защиты, как медицинского персонала, так и пациента.

2. Основные характеристики

Маска лицевая защитная «Euronda» изготовлена из трехслойного нетканого материала прямоугольной формы. Средний фильтрующий слой обеспечивает дополнительную фильтрацию.

Маска фиксируется на лице при помощи резинок и имеет носовой фиксатор, предназначенный для лучшего прилегания и защиты.

3. Подготовка к работе изделия и порядок работы изделия

Перед применением маски защитной лицевой необходимо извлечь ее из упаковки и с помощью завязок зафиксировать на лице.

После использования изделие подлежит утилизации, т.к. является одноразовым.

4. Правила хранения и использования

Маски лицевые защитные являются воспламеняющим материалом. Необходимо соблюдать безопасное расстояние до источников пламени.

Транспортировка масок лицевых защитных «Euronda» возможна всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность масок и тары.

Генеральный директор
ООО «МедТехКомплект»



Трофименко А.Г.