

ИНСТРУКЦИЯ
по применению изделия медицинского назначения

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ ФИКСИРУЮЩИЙ, НЕСТЕРИЛЬНЫЙ «МУЛЬТИПЛАСТ®»

Регистрационный номер:

Описание. Лейкопластырь представляет собой изделие, выпускаемое в виде рулона, включающего фиксирующую часть из подложки с клеевым слоем, намотанную на картонную или пластмассовую гильзу или в виде полоски ткани с клеевым слоем прямоугольной формы и, при необходимости защитным слоем из антиадгезивной бумаги или пленки в комплекте с другими видами лейкопластырей.

Лейкопластырь не должен иметь загрязненных участков, посторонних включений, складок. Легко отстает при разматывании, легко прилипает к коже.

Показания к применению.

Для фиксации предметов и материалов медицинского назначения.

Противопоказания. Гиперчувствительность.

Способ применения и дозы.

Отрезать полоску необходимого размера, клеевой стороной наложить на повязку и края полоски прижать к коже.

Форма выпуска.

Лейкопластырь выпускается 23 типоразмеров:

- в виде рулона, намотанного на картонную или пластмассовую гильзу следующих размеров (в сантиметрах) 2х250, 2,5х250, 3х250, 1х300, 1,25х300, 2х300, 2,5х300, 3х300, 4х300, 5х300, 10х300, 1х500, 1,25х500, 2х500, 2,5х500, 3х500, 4х500, 5х500, 10х500, 1х1000, 3х1000, 5х1000;
- виде полоски ткани с клеевым слоем прямоугольной формы для комплекта с другими видами пластырей размером 4х10 сантиметров.

Лейкопластырь в рулоне упаковывают в пачки складные из картона или пенал из пластмассы.

Пачки или пеналы помещают в ящик из гофрированного картона.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте.

Срок годности

4 года. Не использовать позднее срока, указанного на упаковке.

Производитель/организация, принимающая претензии:

ОАО «Новосибхимфарм»

630028, Россия, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 275

тел. (383) 363-32-44; факс (383) 363-32-55

Начальник отдела регистрации в РФ
ОАО «Новосибхимфарм»



С.В.Гудим