

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Белла»
М.К. Ковальчик
«09» июля 2020г.



ЭТИКЕТКА (проект)

**Маска медицинская одноразовая нестерильная
под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-075-11736425-2020**

- товарный знак производителя



- наименование Изделия: _____;
- вариант исполнения Изделия;
- количество слоев;
- ТУ 32.50.50-075-11736425-2020;
- размер изделия: __ мм х __ мм;
- количество Изделий в упаковке: _____ шт.;
- состав Изделия: _____;
- номер и дата регистрационного удостоверения: № РЗН xxxx/xxxx от дд.мм.гггг.;
- номер партии (LOT): _____;
- дата изготовления (ггггммдд);
- годен до (ггггмм);
- не использовать после окончания срока годности;
- назначение Изделия;
- медицинское изделие предназначено для однократного применения;
- хранить в сухих помещениях, при температуре от +5°C до +40°C;
- информация о сертификации или декларировании (при наличии) в виде знака соответствия;
- штриховой код (при наличии);
- артикул Изделия (при наличии);

- способ применения: Вскрыв упаковку, извлеките Маску. Разверните и расправьте Маску. Наденьте Маску и закрепите ее с помощью средств фиксации. При наличии гибкой проволочной зоны (носового фиксатора) зафиксируйте верхний край Маски на носу. Время использования Маски: не более 2 (двух) часов. После использования по назначению утилизируйте;
- противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено Изделие;
- не использовать при поврежденной упаковке;
- указание о том, что медицинское изделие нестерильно;
- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию. Утилизировать использованное Изделие как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10»;
- «Производитель: ООО «Белла», 140301, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9», с применением символа «Изготовитель»;
- «Продавец: ООО «БЕЛЛА Восток», 140301, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9».



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью


2062) листа(ов)

Генеральный директор ООО «Белла»
М.К. Ковальчик

Фотоизображения медицинского изделия

**Маска медицинская
одноразовая нестерильная
под товарным знаком matorat
по ТУ 32.50.50-075-11736425-2020**

1. Общий вид маски медицинской одноразовой нестерильной под сварным знаком качества: материал по ТУ 52150.50-075-117314, вариант исполнения: с носовым фиксатором, складками и средствами фиксации в виде резинок, трехслойная, производств «Белла», Россия.



3. Общий вид маски подчелюстной одноразовой нестерильной подвариант сшитой из нетканого материала с артикулом 02100.30-07
вариант исполнения: с носовым фиксатором и средствами фиксации в виде резинок, двухслойная, производства
Россия.







5. Общий вид Маски медицинской одноразовой нестерильной под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-075-1
вариант исполнения: со средствами фиксации в виде резинок, трехслойная, производства ООО «Белла», Россия.



6. Общий вид Маски медицинской одноразовой нестерильной под товарным знаком matorpat по ТУ 32.50.50-075 вариант исполнения: с носовым фиксатором, складками и средствами фиксации в виде завязок, трехслойная, произведена «Белла», Россия.



7. Общий вид Маски медицинской одноразовой нестерильной под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-075-117 с потребительской упаковке (полиолефиновая пленка) с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия.



8. Общий вид Маски медицинской одноразовой нестерильной под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-075-11, потребительской упаковке (картонная коробка) с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия.

Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matopat по ТУ 32.50.50-075-11736425-2020, вариант исполнения: со средствами фиксации в виде резинок, трехслойная, 230 мм x 170 мм, 1 шт.

Маска предназначена для защиты дыхательных путей пользователя, в том числе, медицинского работника, от возбудителей инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем, а также от пыли и других загрязняющих частиц из воздуха.

Состав: нетканый материал.

Эффективность бактериальной фильтрации: $\geq 95\%$

Способ применения: вскрыть упаковку,

извлеките Маску. Разверните и расправьте Маску. Наденьте Маску и закрепите ее с помощью средств фиксации. Все края маски должны прилегать к лицу, закрывая нос, рот и подбородок. При наличии гибкой проволочной зоны (носового фиксатора) зафиксируйте верхний край Маски на носу.

Время использования Маски: не более 2 (двух) часов).

После использования по назначению утилизируйте.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено Изделие.

Не использовать при поврежденной упаковке.

Не использовать после окончания срока годности.

Не бросать в канализацию.

Утилизировать использованное Изделие как медицинские отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Хранить в сухих помещениях.

Дата изготовления (ггггммдд) - см. номер партии (LOT).

Рег. № РЗН 2020/9911 от 02.04.2020.

Производитель: ООО «Белла», 140301, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9

Продавец: ООО «БЕЛЛА Восток», 140301, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



LOT RU 20200412

202503



9. Общий вид Маски медицинской одноразовой нестерильной под товарным знаком matorpat по ТУ 32.50.50-075-11.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

(два) листа(ов)

генеральный директор ООО «Белла»
М.К. Ковальчик

