



Общество с ограниченной ответственностью
«БОВА ЕВРАЗИЯ»
125040, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 24, стр. 3, эт. 1, ком. 2
russia@bowa-medical.com | www.bowa.de
+7 (495) 980-53-13

Фотографические изображения медицинского изделия «Аппараты электрохирургические высокочастотные и аргоноплазменные ARC и ENDO, варианты исполнения

ООО «БОВА ЕВРАЗИЯ»
Ленинградский пр-т, д. 24, стр. 3,
этаж 1, комната 2
125040 Москва | Россия

+7 (495) 980-53-13
russia@bowa.de
bowa.de

ОГРН 1177746455996
ИНН 7714993332 | КПП 771401001
Генеральный директор: Гюнтер С.




Рис. 1 Аппарат высокочастотный электрохирургический ARC 250, аппарат высокочастотный электрохирургический ARC 303RU (На примере аппарат высокочастотный электрохирургический ARC 250)




Рис. 2 Аппарат высокочастотный электрохирургический ARC 350RU




Рис. 3 Аппарат высокочастотный электрохирургический ARC 400RU



Рис. 4 Аппарат электрохирургический аргоноплазменный ARC PLUS I




Рис. 5 Аппарат электрохирургический аргоноплазменный ARC PLUS II




Рис. 6 Аппарат высокочастотный электрохирургический ENDO ARC





Рис. 7 Аппарат электрохирургический аргонплазменный ENDO Plus



Рис. 8 Кабель сетевой



BOWA
EINFACH SICHER

BOWA-electronic GmbH & Co.KG,
Heinrich-Hertz-Straße 4-10,
D-72810 Gomaringen, Germany

Арт: 900-031

Кабель выравнивания потенциалов

Производитель: «БОВА-электроник ГмбХ и Ко.КГ», Генрих-Герц-Штрассе 4-10, 72810 Гомаринген, Германия, (BOWA-electronic GmbH & Co.KG, Heinrich-Hertz-Straße 4-10, D-72810 Gomaringen, Germany)

Изготовитель: см. РУ № РЗН 2014/2050 от 27.10.2015

Импортер: ООО «БОВА ЕВРАЗИЯ» Российская Федерация, 125040 г. Москва, Ленинградский проспект, д. 24, стр. 3, эт. 1, ком. 2

Годен до: см. на упаковке.

Условия хранения: см. на упаковке

Назначение: см. инструкцию



Рис. 9 Кабель выравнивания потенциалов в первичной упаковке



Рис. 10 Однопедальный ножной переключатель с кнопкой и кабелем 4 м




Рис. 11 Двухпедальный ножной переключатель с кабелем 4 м



Рис. 11.1 Двухпедальный ножной переключатель с кабелем 4 м



Рис. 12 Двухпедальный ножной переключатель с кнопкой, кабель 4 м



Рис. 13 Двухпедальный ножной переключатель с кнопкой и дугой, с кабелем 4 м




Рис. 14 Держатель кабеля



Рис. 15 Чемодан для ARC



Рис. 15.1 Чемодан для ARC



Рис. 16 USB-накопитель



Рис. 17 Устройство памяти "Dr. Dongle"




Рис. 18 Удлинитель сетевого кабеля Y-типа




Рис. 19 Интерфейс коммуникационный ARC – ARC PLUS 175 мм, интерфейс коммуникационный ARC – ARC PLUS 135 мм (на примере интерфейс коммуникационный ARC – ARC PLUS 175 мм)



Рис. 20 Редуктор давления, соединение по DIN477 №6



Рис. 21 Баллон для газа аргон 5 л, соединение по DIN477 №6, пустой

ARC 400

Версия: 3.0.0 (20040116.111)

Серийный номер: 40002475

След. дата тех осмотра: 12.08.2021

ARC PLUS

Версия: 2.4

Серийный номер: 90100312

След. дата тех осмотра: 12.08.2021

назад

Опции

REF 900-396 LIGATION

REF 900-395 Биполяр. резекция

REF 900-399 SimCoag биполяр

Полипэктомия

Расширение возможностей разъёма

Система интегрированной операционн

Рис. 22 Изображение информационного окна с указанием версии ПО и перечнем подключенных опций электрохирургического аппарата ARC и подключенного к нему аргонплазменного аппарата ARC PLUS (на примере электрохирургического аппарата ARC 400)




Рис. 23 Маркировка ножного переключателя на примере двухпедального ножного переключателя с кнопкой




Рис. 23.1 Маркировка ножного переключателя на примере двухпедального ножного переключателя




Рис. 23.2. Маркировка ножного переключателя на примере однопедального ножного переключателя




Рис. 24 Паспортная табличка аппарата высокочастотного электрохирургического ARC 400RU




Рис. 25 Паспортная табличка аппарата высокочастотного электрохирургического ARC 350RU

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ	230 В~	КЛАСС ЗАЩИТЫ	I / IP 21	ARC 250 REF SN 900-250 1175 CE 0123 2020/03  	
ЧАСТОТА СЕТИ	50/60 Гц	МОНОПОЛЯР	250 Вт/500 Ом		
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК	3,0 А	БИПОЛЯР	120 Вт/75 Ом		
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	2 x Т 3,15 А	ЧАСТОТА	330 кГц/1 МГц		
		РЕЖИМ РАБОТЫ	Периодический 10с вкл. / 30с выкл.		
 ООО «БОВА ЕВРАЗИЯ», Россия, 125040, Москва, Ленинградский пр-т, д. 24, стр. 3					

Рис. 26 Паспортная табличка аппарата высокочастотного электрохирургического ARC 250





Рис. 27 Паспортная табличка аппарата высокочастотного электрохирургического ENDO PLUS



НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230В~
ЧАСТОТА СЕТИ 50/60Гц
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК 0,6А
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 2 х Т 1,0 А
КЛАСС ЗАЩИТЫ I / IP22



ООО «БОГА БИРАЭН», Россия, 125040, Москва, Ленинградский пр-д, д. 24, стр. 3

**ARC
PLUS I**

REF 900-000

SN 1101

CE

2020/93






Рис. 29 Паспортная табличка аппарата электрохирургического аргоноплазменного ARC PLUS II

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ	230 В~	КЛАСС ЗАЩИТЫ	I / IP 21	A R C 3 0 3 R U REF 900-303 SN 1676 CE 0123 2020/03 
ЧАСТОТА СЕТИ	50/60 Гц	МОНОПОЛЯР	300 Вт/500 Ом	
		БИПОЛЯР	120 Вт/75 Ом	
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК	3,0 А	ЧАСТОТА	330 кГц / 1 МГц	
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	2 x Т 3,15 А	РЕЖИМ РАБОТЫ	Периодический 10с вкл. / 30с выкл.	
 ООО «БОВА ЕВРАЗИЯ», Россия, 125040, Москва, Ленинградский пр-т, д. 24, стр. 3				

Рис. 30 Паспортная табличка аппарата высокочастотного электрохирургического ARC 303RU

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ	230 В~	КЛАСС ЗАЩИТЫ	I / IP 21	ENDO ARC	
ЧАСТОТА СЕТИ	50/60 Гц	МОНОПОЛЯР	250 Вт/500 Ом		
		БИПОЛЯР	120 Вт/75 Ом	REF	900-251
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК	3,0 А	ЧАСТОТА	330 кГц/1 МГц	SN	1175
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	2 x Т 3,15 А	РЕЖИМ РАБОТЫ	Периодический 10с вкл. / 30с выкл.	CE 0123	 
 ООО «БОВА ЕВРАЗИЯ», Россия, 125040, Москва, Ленинградский пр-т, д. 24, стр. 3		 2020/03  			

Рис. 31 Паспортная табличка аппарата высокочастотного электрохирургического ENDO ARC