

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «РАЙФАРМ»




Д.В. Дмитриев

« 10 » сентября 2020 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ И МАКЕТЫ ЭТИКЕТОК НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

**Набор Cellenis® PRP для получения обогащенной тромбоцитами плазмы
(PRP), в составе, в вариантах исполнения**

2020





Content:

- 22ml PRP tube	QTY 1	REF 22MACD7SG8	2021-09	CE 0425
- 22ml Balance tube	QTY 1	REF EST8T22	2021-05	CE 0425
- Disc Filter	QTY 1	REF ESTDF	2021-10	CE 0425
- Sharp Needle	QTY 1	REF ESTSN1663E	2021-11	CE 0425
- Vented Needle	QTY 1	REF ESTVN1638E	2021-10	CE 0425
- Blood Collection Set	QTY 1	REF VACU20S	2021-10	CE 0425

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahnis 53,
B-1030 Brussels, Belgium
Phone: 32 2 732 59 54,
Fax: 32 2 732 60 03

LP-PRP-06E Ver 01



estar Technologies Ltd.
15 Haimarkova St. Holon
5885111
Israel
T: +972-3-5596414
F: +972-3-5596424
www.estar-medical.com



Estar PRP ver 02

estar medical
VACU20S
 BLOOD COLLECTION SYSTEM
 Holder for 22mm tubes attached to Luer-lock adapter
 attached to safety butterfly 21 Gauge needle 12" tubing with filter
REF VACU20S LOT 101019
2021-10
 STERILE R
 CE 0425
ESTAR TECHNOLOGIES LTD.
 15 Hamerkava St., HOLON 5885111 ISRAEL
Obelis s.a.
 Bd. Général Wahis 53
 B-1030 Brussels, Belgium
 EC REP

estar medical
22ml
LOT 150919C REF 22MACD7SGB 2021-09
EC REP Obelis s.a.,
 Bd. Général Wahis 53,
 B-1030 Brussels, Belgium
 Phone: 32.2.732.59.54,
 Fax: 32.2.732.60.03
 CE 0425
 LUNOSSE Ver 01

estar
 Estar Technologies Ltd.
 15 Hamerkava St. HOLON
 5885111
 Israel
 T. +972-3-5596414
 F. +972-3-5596424
 www.estar-medical.com

Cellenis PRP **PLATELET PREPARATION TUBE PRP**
 Vacuum Tube for PRP Separation with GEL & MACD7 **REF 22MACD7SGB**
 STERILE R
LOT 150919C 2021-09 CE 0425
Estar Technologies Ltd.
 15 Hamerkava St. HOLON 5885111 ISRAEL
Obelis s.a.
 Bd. Général Wahis 53
 B-1030 Brussels, Belgium
 EC REP

estar medical **VENTED NEEDLE**
 Vented Needle 18GX25mm **REF ESTVN1838E**
 STERILE R
LOT 101019 2021-10 CE 0425
Estar Technologies Ltd.
 15 Hamerkava St. HOLON 5885111 ISRAEL
Obelis s.a.
 Bd. Général Wahis 53
 B-1030 Brussels, Belgium
 EC REP

estar medical **SHARP NEEDLE**
 Sharp Needle 16GX65mm **REF ESTSN1665E**
 STERILE R
LOT 031119 2021-11 CE 0425
Estar Technologies Ltd.
 15 Hamerkava St. HOLON 5885111 ISRAEL
Obelis s.a.
 Bd. Général Wahis 53
 B-1030 Brussels, Belgium
 EC REP


estar medical **Balance tube 22mm**
Balance tube 22mm **REF ESTBT22**
 STERILE R
LOT 050519 2021-05 CE 0425
Estar Technologies Ltd.
 15 Hamerkava St. HOLON 5885111 ISRAEL
Obelis s.a.
 Bd. Général Wahis 53
 B-1030 Brussels, Belgium
 EC REP

estar medical **Disc Filter**
REF ESTDF LOT 101019
2021-10
 STERILE R
 CE 0425
ESTAR TECHNOLOGIES LTD.
 15 Hamerkava St. HOLON 5885111 ISRAEL
Obelis s.a.
 Bd. Général Wahis 53
 B-1030 Brussels, Belgium
 EC REP










Игла вентиляционная, стерильная 18G x 38 мм, с фильтром 0,22мкм в канюле (vented needle)




Игла с острым концом, стерильная 16G x 65 мм (sharp needle)



Фильтр дисковый



VACU10S











Пробирка для балансировки диаметром 22 мм



Игла вентиляционная, стерильная 18G x 38 мм, с фильтром 0,22мм в канюле (vented needle)



Игла с острым концом, стерильная 16G x 90 мм (sharp needle)



Фильтр дисковый



Система сбора крови с иглой-бабочкой, магистралью и держателем пробирки (Blood collection system) VACU20S



Набор Cellenis® PRP для получения обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP), в составе, в вариантах исполнения:

Вариант исполнения Cellenis® PRP 11 мл

Набор Cellenis® PRP для получения обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP), в составе:

1. Пробирка вакуумная стерильная объемом 11 мл с гелем и антикоагулянтом MACD7;
2. Пробирка для балансировки диаметром 16 мм (при необходимости);
3. Игла вентиляционная, стерильная 18G x 38 мм, с фильтром 0,22мкм в канюле (vented needle);
4. Игла с острым концом, стерильная 16G x 65 мм (sharp needle);
5. Фильтр дисковый;
6. Система сбора крови с иглой-бабочкой, магистралью и держателем пробирки (Blood collection system) VACU10S.

Для использования только медицинским персоналом!

Стерильно, апирогенно, нетоксично!

Ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Производитель: Эстар Технолоджис Лтд., Израиль (Estar Technologies Ltd) 15 Хамеркава Ст., Холон, 5885111 Израиль, (15 Hamerkava St., Holon, 5885111 Israel). Tel: 972-3-5596414, Fax: 972-3-5596424,

Сделано в Израиле.

Для однократного применения. Не использовать повторно. Утилизировать сразу после использования.

Соблюдать меры предосторожности. Не использовать, если имеются повреждения упаковки.

Лот/LOT: 150919C

Дата производства: 15/09/2019

Срок годности: 2 года.

Условия хранения: При температуре 4-25 °С, в месте защищённом от влаги и прямых солнечных лучей.

Уполномоченный Представитель Производителя в РФ:

ООО «РАЙФАРМ», 127006 Россия, Москва, ул. Дмитровка Малая, д.4

тел. (495) 937-56-08, факс (495) 937-56-14, Электронная почта: info@raifarm.com

Регистрационное удостоверение № ФСЗ ****/**** от ** **** *

Набор Cellenis® PRP для получения обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP), в составе, в вариантах исполнения:

Вариант исполнения Cellenis® PRP 22 мл

Набор Cellenis® PRP для получения обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP), в составе:

1. Пробирка вакуумная стерильная объемом 22 мл с гелем и антикоагулянтом MACD7;
2. Пробирка для балансировки диаметром 22 мм (при необходимости);
3. Игла вентиляционная, стерильная 18G x 38 мм, с фильтром 0,22мкм в канюле (vented needle);
4. Игла с острым концом, стерильная 16G x 90 мм (sharp needle);
5. Фильтр дисковый;
6. Система сбора крови с иглой-бабочкой, магистралью и держателем пробирки (Blood collection system) VACU20S

Для использования только медицинским персоналом!

Стерильно, апиrogenно, нетоксично!

Ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Производитель: Эстар Технолоджис Лтд., Израиль (Estar Technologies Ltd) 15 Хамеркава Ст., Холон, 5885111 Израиль, (15 Hamerkava St., Holon, 5885111 Israel). Tel: 972-3-5596414, Fax: 972-3-5596424,

Сделано в Израиле.

Для однократного применения. Не использовать повторно. Утилизировать сразу после использования.

Соблюдать меры предосторожности. Не использовать, если имеются повреждения упаковки.

Лот/LOT: 260919C

Дата производства: 26/09/2019

Срок годности: 2 года.

Условия хранения: При температуре 4-25 °C, в месте защищенном от влаги и прямых солнечных лучей.

Уполномоченный Представитель Производителя в РФ:

ООО «РАЙФАРМ», 127006 Россия, Москва, ул. Дмитровка Малая, д.4

тел. (495) 937-56-08, факс (495) 937-56-14, Электронная почта: info@raifarm.com

Регистрационное удостоверение № ФСЗ ****/**** от ** **** **

Пронумеровано, пронумеровано

/ 22 / двадцать два

лист а

Генеральный директор

ООО "Райфарм"

Дмитриев Д.В.

