



POLYOMED MEDITERRANEAN GROUP

ООО «Айно-М»

Общество с ограниченной ответственностью

109028, г. Москва, ул. Яузская, д. 5, оф. 107-108
ИНН 9709059522/ КПП 770901001
+7 (495) 797 9118, 797 2593
info@polyomed.com

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Айно-М»

Габриэлов И. Б.


« 11 » сентября 2020 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Система вакуумная пост-операционная для реинфузии
аутологичной крови DONOR с принадлежностями**

Система вакуумная пост-операционная для реинфузии аутологичной крови DONOR.
Потребительская упаковка.



Система вакуумная пост-операционная для реинфузии аутологичной крови DONOR.
Маркировка.



**Система вакуумная пост-операционная для реинфузии аутологичной крови DONOR.
Индивидуальная упаковка.**

REF:	60-30-523
Ø	PUR 3,3 mm (CH 10, 1/8")
LOT:	19 19 19
	2019-05
	2021-05
	

DONOR™ REINFUSION SYSTEM
pre-evacuated 800 mL collection vessel,
80kPa (neg. 150 mmHg), single cut needle
with pre-attached PUR middle-perforated
wound drain 1100 mm (radio-opaque), medifix,
Y-drain connector, anti-reflux valve, Luer-Lock,
connecting tube with slide clamp, Pall Lipiguard
VS filter, and self-levelling drip chamber.

WARNING
Read instructions for use carefully before using the DONOR.
WARNING
Reinfuse only after filtration with the use of the integrated Pall
Lipiguard VS filter set.

STERILE R

Sterile only if package is unopened
and undamaged.
Do not resterilize or reuse.

CE 0481

Latex Allergen-Free

Manufactured by Medline

Germany

01

STERILE R



LOT 19 19 19

 2021-05


05

DO NOT WRITE IN THESE SPACES

Intended ID no. _____
 This is the patient's _____
 Unit name (patient) _____
 Patient ID _____
 Date & time collection _____ H _____ M
 Date & time reinfusion _____ H _____ M

DO NOT WRITE IN THESE SPACES


Система вакуумная пост-операционная для реинфузии аутологичной крови DONOR.
Основной состав.



1. Емкость для сбора крови – 1 шт.
 2. Коннектор Y-образный – 1 шт.
 3. Дренаж PUR – 1 шт.

4. Троакар – 1 шт.
 5. Линия для реинфузии крови – 1 шт.
 6. Фильтр LipiGuard – 1 шт.

Принадлежности:
Система замены вакуумная DONOR.
Потребительская упаковка.



Система замены вакуумная DONOR.
Маркировка.



Индивидуальная упаковка.



Система замены вакуумная DONOR.
Изделие.



В документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

9 (девять) листа(ов)

Генеральный директор ООО «Аино-М»

 Габриэлов И. Б.

