

УТВЕРЖДАЮ


Заместитель генерального директора
ООО «НПО «Диагностические системы»

 О.Н. Шлюндин
«31» мая 2021 г.


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Станция автоматизированная распапывающая МилаЛаб-APC/8 с принадлежностями


1. Станция автоматизированная раскапывающая МилаЛаб-АРС/8, общий вид



1.1. Маркировка станции МилаЛаб-АПС/8 на русском языке, общий вид



1.2. Маркировка станции МилаЛаб-АРС/8 на русском языке




1.3. Расположение маркировки на транспортной упаковке, общий вид




1.4. Маркировка транспортной упаковки на русском языке

 НАРУЖНО-ПРОИЗВЕДСТВЕННЫЕ ОБЪЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ		Станция автоматизированная распаковывающая Милаб-АРС/8 с принадлежностями	
REF 5110000000		Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «НПО «Диагностические системы» Юридический адрес: 603014, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 47 Адрес для направления рекламаций: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, 22 Контактные телефоны: +7 (831) 434-86-83, 8 (800) 555-03-00 Email: sos@nprods.ru , info@nprods.ru Сайт: www.nprods.ru	
SN 5112019001			
 2019-04-30		Янтарь Эддреа Био-Тех Лимитед Компани (Yantai Addcare Bio-Tech Limited Company) № 7 Ханьцзян Роуд, Зона экономического развития, Ринтай 264006, провинция Шаньдун, Китай (No. 7, Hanjiang Road, Development Zone, Yantai 264006, Shandong province, China)	
100-120В~/50-60Гц/300ВА 200-240В~/50-60Гц/300ВА  F 4A 250V ~		Для профессионального применения РУ № РЗН УУУУ/12345 от DD.MM.YYYY	


2. Панель основания декоративная передняя



3. Панель основания декоративная задняя




4. Подставка загрузочной области



4. Подставка загрузочной области



4. Подставка загрузочной области



5. Комплект документов: руководство по эксплуатации, отчет по качеству продукции

ADC/ZD-042-001

Fully Automated Liquid Handling System Inspection Instruction C/1
/Инструкция по Инспектированию Станции Автоматизированной Раскапывающей

Product QC Report/

Отчет по качеству Продукции

ADC/IL-0412-001-03

Manufacturer/ Производитель	Yantai Addcare Bio-Tech Limited Company/ Яньтай Эддкэ Био-Тех Лимитед Компани			Judgement Result/ Оценка Результатов
Product name/ Наименование продукции	Fully Automated Liquid Handling System MillaLab-ASP/8/ Станция автоматизированная раскапывающая МилаЛаб-АРС/8			
Model/ Модель	☐ ASP 70 / APC 70 ☐ ASP 100 / APC 100 ☐ ASP 120/APC 120 ☒ ASP 150/8 / APC 150/8 ☐ Others/Другие			
Product Serial No/ Серийный номер Продукции	Inspector/ Инспектор	Test Date/ Дата теста		
5112019001	Audit/ Аудит	Audit Date/ Дата аудита		

Test items and methods according to the product inspection work instruction. / Тестируемые параметры и методы в соответствии с инструкцией по инспектированию продукции.

Item/ Параметр	Requirements /Требования	Actual condition/ Фактическое условие	Inspection instrument number/ Инспекционный номер прибора	Judgement result/ Оценка результатов
Environment temperature/ Температура окружающей среды	10 °C~ 30 °C	28 °C	□ 74970	☒ qualified/ пройдено ☐ unqualified/ непройдено
Relative humidity/ Относительная влажность	≤ 85%	49 %	□ _____	☒ qualified/ пройдено ☐ unqualified/ непройдено

Appearance/Внешний вид

Yantai Addcare Bio-Tech Limited Company/ Яньтай Эддкэ Био-Тех Лимитед Компани

Станция автоматизированная
раскапывающая МилаЛаб-АРС/8
с принадлежностями

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



Программное обеспечение для настройки и управления Станцией автоматизированной раскапывающей МилаЛаб-APC/8 с принадлежностями - «**ADCstation**», версия 2.0.7, дата выпуска 01/11/2016, код продукта ASP-2.0.7

Поставляется на CD-диске в бумажном конверте только в составе Станции автоматизированной раскапывающей МилаЛаб-APC/8 с принадлежностями.

Цена программного обеспечения «**ADCstation**» включена в цену Станции автоматизированной раскапывающей МилаЛаб-APC/8 с принадлежностями.

Доступны следующие языки интерфейса программного обеспечения:
Китайский, Английский, Немецкий, Русский.


Ключевые слова: программа, пробоподготовка, дозирование, пипетирование.

Минимальные характеристики аппаратного и программного обеспечения	
A. Конфигурация оборудования: 1. Процессор: не ниже Intel Pentium 4 2. ОЗУ: не менее 1Гб / 333МГц / 2700Мб/с 3. Жесткий диск: не менее 100Гб / 100Мб/с 4. Видеокарта: не ниже 512Мб / 333МГц / 8,5Гб/с 5. Дисплей: минимальное разрешение 1024*768 пикселей 6. Устройства ввода/вывода: Клавиатура, мышь/дисплей монитора 7. Интерфейсы подключения (не менее): параллельный порт 1 x COM, 4 x USB 2.0, 1 x RJ45	B. Конфигурация ПО: 1. Операционная система: не ниже Windows 7 2. Вспомогательное ПО: .Net Framework 4.5 3. Дополнительное ПО: Не требуется 4. Антивирус: Не требуется

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «НПО «Диагностические системы»
Юридический адрес: 603014, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 47
Адрес для направления рекламаций:
603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Яблонева, 22
Контактные телефоны: +7 (831) 434-86-83, 8 (800) 555-03-00
Email: sos@npods.ru, info@npods.ru, Сайт: www.npods.ru

 Яньтай Эддка Био-Тех Лимитед Компани (Yantai Addcare Bio-Tech Limited Company) No 7 Ханьцзян Роуд, Зона экономического развития, Яньтай 264006, провинция Шаньдун, Китай (No. 7, Hanjiang Road, Development Zone, Yantai 264006, Shandong province, China)

7. Одноразовые наконечники на 300 мкл





8. Одноразовые наконечники на 800 мкл




9. Кабель питания 250В








12. Кабель RS-232




13. Контейнер для использованных наконечников



14. Держатель штативов с наконечниками




15. Держатель образцов



16. Держатель реагентов



17. Держатель микропланшетов на 4 позиции



18. Кюветы для реагентов 60 мл





19. Набор шестигранных ключей



21. Одноразовые кюветы для реагентов 15 мл



22. Адаптеры Eppendorf (модификация 1)



23. Адаптеры Eppendorf (модификация 2)



24. Адаптеры Eppendorf (модификация 3)



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

30 тридцать) листов(а)
цифрами прописью

Заместитель генерального директора _____ Шлюндин О.Н.

личная подпись

