

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Инкубатор настольный СТ37stax для лабораторий ВРТ»
производства «Планер Лимитед» / Planer Limited, Соединенное Королевство

Генеральный директор
ООО «МЦ Фемина»




Крижевский А.А.

«17» февраля 2021 г.



Камера инкубационная



Этикетка с серийным номером док-станции; этикетка с технической информацией;
этикетка с MAC-адресом


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ.
ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО ОБСЛУЖИВАТЬСЯ ТОЛЬКО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

ИНКУБАТОР НАСТОЛЬНЫЙ СТ37stax ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ ВРТ

ПИТАНИЕ 1: 15 В ПОСТ. ТОКА, 17 А

ПИТАНИЕ 2: 15 В ПОСТ. ТОКА, 17 А

REF GDCT37-M



IP31



НЕ УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМИ
ОТХОДАМИ

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

**MAC-АДРЕС
(MAC ADDRESS)**

00-80-A3-C5-F5-95



SN

35948-2018

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ПЛАНЕР ПЛАНЕТЪ / PLANET LIMITED, 116 WINDMILL ROAD, SANDHURST ON-THAMES MIDDLESEX, TW16 7 ND, UNITED KINGDOM.
TEL.: +44(0)1932 796090; ФАКС: +44(0)1932 796091; e-mail: sales@planet.com;
web-site: www.planet.com

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации:
Общество с ограниченной ответственностью «МЦ Формат»; 115286 Россия,
г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32, стр. 10; тел.: +7 (495) 969-97-72; e-mail:
info@mc-format.ru

Этикетка с серийным номером камеры инкубационной




Маркировка посредством трафаретной печати





Маркировка посредством трафаретной печати






Полка для камеры инкубационной



Заглушка






Кювета увлажняющая






Бирка магнитная




Бирка магнитная




Шланг из ПТФЭ 1 м с коннекторами Swagelok 1/4"×1/4"



Ключ Г-образный



Разъем печатной платы 3-контактный, размер шага 2,5 мм




Преобразователь питания (адаптер)




Преобразователь питания (адаптер)



Кабель питания 2 м



Кабель питания 2 м



Прошито и скреплено печатью
23 (двадцать три) листа(ов)
Генеральный директор
Крижевский А.А.

