

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ИОНТО ТЕХНОЛОДЖИ»



Сорокин П. Ю.
2019 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система медицинская лазерная QND-C1 (CuRAS)


Система медицинская лазерная QND-C1 (CuRAS). Общий вид. Вид спереди




Система медицинская лазерная QND-C1 (CuRAS). Общий вид. Вид сзади




Система медицинская лазерная QND-C1 (CuRAS). Общий вид. Вид сбоку (справа)






1. Основной блок (поз. 1)
2. Манипулятор (поз. 2)




3. Лазерная насадка фракционная



4. Лазерная насадка коллимированная



5. Лазерная насадка регулируемая



6. Педаль




7. Ключ блокировки (выключатель)



8. Очки для оператора



9. Очки для пациента




10. Соединитель дистанционной блокировки





Маркировка/ Система медицинская лазерная QND-C1 (CuRAS)

Система медицинская лазерная QND-C1 (CuRAS)



Питание: 230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 2,5 кВт

Макс. рабочий цикл: 20 мин – работа / 20 мин – пауза



Перед применением ознакомьтесь с руководством по эксплуатации для безопасного использования.



QND-000370



09.2018 г.



ИЛОДА КО., ЛТД. (ILUDA CO., LTD.)
120, Jang-an-ro 458beon-gil, Jang-an-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Korea (Корея)
Тел: +82-31-278-4660 / Факс: +82-31-292-4661



IP68



Во избежание поражения электрическим током не открывайте заднюю панель устройства. Разборка системы должна выполняться только сертифицированным персоналом.

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 16 (шестнадцати) лист(ов)

