



Общество с ограниченной ответственностью
«Страйкер»

ИНН 7731561935 ОГРН 1077746362770 125167, г. Москва, проспект Ленинградский, дом 39, строение 80 тел. (495) 785-07-18

Генеральный директор ООО «Страйкер»

Усачев Д. А.

(Подпись)

"18" июня 2018 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
Генератор биполярный электрохирургический Malis
с принадлежностями

1. Биполярный генератор.



REGIME MAXIMAL: 20S MARCHÉ 40S ARRET
A PUISSANCE MAXIMAL

LA FIABILITE DE LA MISE A LA TERRE NE PEUT
ETRE GARANTIE QU'EN CAS DE BRANCHEMENT A
UNE PRISE PORTANT LA MENTION "HOSPITAL
ONLY" (HOPITAL UNIQUEMENT) OU "HOSPITAL
GRADE" (CLASSE HOSPITALIERE)

AVERTISSEMENT. POUR NE PAS
COMPROMETTRE LA PROTECTION
CONTRE LE RISQUE D'INCENDIE,
REPLACER UNIQUEMENT PAR UN
FUSIBLE DE MEMES TYPE ET
CARACTERISTIQUES NOMINALES

COUPER L'ALIMENTATION
AVANT TOUTE MAINTENANCE

stryker

55 20017



40101613377305887311200001

REF 6700-313-500

stryker



Stryker Instruments
4100 E. Michigan
Kalamazoo, MI 49001 USA
(269) 313-7700 38001-253-0111

Mains/Reseau/Netz
100-120V~120-240V~
2 x 4A/250V
50-60Hz 530VA

100-120V 220-240V

VOLTAGE SELECTOR



Intertek
5005158 MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT



CEC
Stryker European Operations B.V.
Henkerbergweg 110 | Amsterdam
1101 CM
Netherlands



MAX. DUTY CYCLE:
20 SEC. ON, 40 SEC. OFF
AT MAX. OUTPUT POWER

OUTPUT: 1 MHz
120W (400G)
75W (50G)



6700-313-752 Rev.

GROUNDING RELIABILITY CAN ONLY BE
ACHIEVED WHEN EQUIPMENT IS CONNECTED
TO AN EQUIVALENT RECEPTACLE MARKED
"HOSPITAL ONLY" OR "HOSPITAL GRADE"

WARNING
FOR CONTINUED PROTECTION
AGAINST RISK OF FIRE
REPLACE ONLY WITH SAME
TYPE AND RATING OF FUSE

DISCONNECT SUPPLY
BEFORE SERVICING

2. Биполярный ирригатор



stryker

SN 200028



010378133273038652100003

8785-215 748 Rev.

REGIME MAXIMAL: 20S MARCHE, 40S ARRET
A PUISSANCE MAXIMAL

LA FIABILITE DE LA MISE A LA TERRE NE PEUT
ETRE GARANTIE QU'EN CAS DE BRANCHEMENT A
UNE PRISE PORTANT LA MENTION "HOSPITAL
ONLY" (HOPITAL UNIQUEMENT) OU "HOSPITAL
GRADE" (CLASSE HOSPITALIERE)

AVERTISSEMENT: POUR NE PAS
COMPROMETTRE LA PROTECTION
CONTRE LE RISQUE D'INCENDIE,
REPLACER UNIQUEMENT PAR UN
FUSIBLE DE MEMES TYPE ET
CARACTERISTIQUES NOMINALES

COUPER L'ALIMENTATION
AVANT TOUTE MAINTENANCE

stryker

Stryker Instruments
4100 E. Milham
Kalamazoo, MI 49001 USA
(269) 323-7700 (800) 253-3218

REF 6700-313-600



Intertek
5005158

MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT

GROUNDING RELIABILITY CAN ONLY
BE ACHIEVED WHEN EQUIPMENT IS
CONNECTED TO AN EQUIVALENT
RECEPTACLE MARKED "HOSPITAL
ONLY" OR "HOSPITAL GRADE".

DISCONNECT SUPPLY
BEFORE SERVICING.

WARNING
FOR CONTINUED PROTECTION
AGAINST RISK OF FIRE
REPLACE ONLY WITH SAME
TYPE AND RATING OF FUSE



MAX. DUTY CYCLE:
20 SEC. ON
40 SEC. OFF



Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 | Amsterdam
1051 CB
Netherlands


IPX1



0086



Mains/Réseau/Netz
100V~ - 230V~
2 x T1A
50-60Hz | 60 VA



8785-215 748 Rev.

I. Принадлежности:

1. Одинарная педаль биполярного генератора, только для коагуляции




2. Двойная педаль биполярного генератора, для коагуляции и рассечения




3. Кабель питания больничного типа



4. Соединительный кабель для биполярной педали



5. Соединительный кабель для биполярных генератора и ирригатора



6. Тележка биполярного генератора



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 77 листа (ов)
Генеральный директор ООО «Страйкер»

Д.А. Усачев

