



Кресло-коляска
активного типа для инвалидов
и детей-инвалидов Вентус по ТУ 30.92.20-007-
91042211-2018

ООО «ОТТО БОКК Мобилити», Россия

Кресло-коляска активного типа для инвалидов и детей-инвалидов Вентус (вид спереди)



Кресло-коляска активного типа для инвалидов и детей-инвалидов Вентус (вид сбоку)



Кресло-коляска активного типа для инвалидов и детей-инвалидов Вентус (вид сзади)



Рама кресла-коляски без сужения



Рама кресла-коляски с сужением 2 см



Рама кресла-коляски с сужением 4 см



Рама кресла-коляски с расширением 4 см



Спинка кресла-коляски прямая, складывающаяся к сиденью




Спинка кресла-коляски прямая, фиксированная



Спинка кресла-коляски жесткая, складывающаяся к сиденью




Спинка кресла-коляски жесткая, фиксированная




Обшивка спинки стандартная




Обшивка спинки адаптивная, с регулировкой натяжения




Сиденье кресла-коляски с тканевой обшивкой




Сиденье кресла-коляски адаптивное с регулировкой натяжения обшивки




Сиденье кресла-коляски жесткое



Подушка на сиденье стандартная




Подушка на сиденье противопрележная из сегментированной пены



Подушка на сиденье противопрележневая из сегментированной пены с гелевой прослойкой



Подушка на сиденье противопролежневая с гелевым слоем



Подушка на сиденье противопролежневая анатомической формы




Подушка на сиденье противопролежневая анатомической формы с гелевой вставкой



Подушка на сиденье противопролежневая анатомической формы с воздушными ячейками




Подушка на сиденье противопрележная с гелевыми ячейками для пользователей весом до 125 кг




Подушка на сиденье противопрележная с гелевыми ячейками для пользователей весом до 250 кг



Подушка на сиденье двухсекционная гелевая с воздушными ячейками



Подголовник контурный большой из вспененного полиуретана



Подголовник X-образный большой из вспененного полиуретана




Опора под шею



Держатель подголовника с регулировкой в трех плоскостях



Крепление для держателя подголовника горизонтальное в комплекте с двумя зажимами на спинку коляски



Крепление для держателя подголовника горизонтальное на ручки для толкания



Ручки для толкания стандартные короткие



Ручки для толкания стандартные длинные



Ручки для толкания складные



Ручки для толкания регулируемые по высоте, короткие




Ручки для толкания регулируемые по высоте, длинные




Ручки для толкания съемные




Боковины грязезащитные из алюминия прямые




Боковины грязезащитные из алюминия загнутые



Боковины грязезащитные из пластика загнутые



Боковины грязезащитные из карбона загнутые



Боковины грязезащитные с подлокотником, регулируемым по высоте



Подлокотник стандартный, отводящийся назад, регулируемый по высоте



Колеса приводные со съемной осью диаметром 22"



Колеса приводные со съемной осью диаметром 24''



Колеса приводные со съемной осью диаметром 25"



Спицы приводных колес Hollow rim













Шины приводных колес литые полиуретановые



Ободья для толкания из алюминия



Ободья для толкания прорезиненный



Ободья для толкания из нержавеющей стали, полированный



Ободья для толкания The Surge



Ободья для толкания Curve L



Ободья для толкания Curve L Grip




Колеса направляющие, диаметр 70 мм черные литая резина



Колеса направляющие, диаметр 100 мм черные литая резина




Колеса направляющие, диаметр 100 мм мягкая резина




Колеса направляющие, диаметр 125 мм литая резина, черные



Колеса направляющие, диаметр 125 мм мягкая резина - 2 шт.



Колеса направляющие, диаметр 140 мм мягкая резина, серые- 2 шт.




Колеса направляющие, диаметр 155 мм литая резина, черные - 2 шт.



Колеса направляющие, диаметр 155 мм мягкая резина - 2 шт.



Колеса направляющие, диаметр 155 мм надувные - 2 шт.



Вилка направляющего колеса длинная/средняя/короткая стандартная




Вилка направляющего колеса длинная/средняя/короткая Froglegs



Вилка направляющего колеса длинная/средняя/короткая дизайнерская



Колпаки защитные на спицы прозрачные




Колпаки защитные на спицы с рисунком



25


Антипрокидыватель



Устройство для опрокидывания




Подножка с опорой для стоп в виде панели



Подножка с опорой для стоп в виде трубки



Подножка с опорой для стоп в виде панели для короткой голени




Тормоз стояночный короткий



Тормоз стояночный длинный




Тормоз стояночный по типу «ножницы»



Тормоз стояночный с удлиненной ручкой



Накладки защитные на раму



Ремень для голени



Ремень поясной с металлической пряжкой



Уровень для регулировки вилки переднего колеса



Катафоты



Накладка для боковин



Инструмент для натягивания спиц






Кармашек для мобильного телефона




Сумка для задних колес




Колпачки для быстросъемной оси




Амортизатор



Ограничитель для пятки



Набор инструментов



92

Инструкция для квалифицированного персонала

ОТТО БОКК Мобилити



В е н т у с

Инструкция для квалифицированного персонала

Инструкция для пользователя

ОТТО БОКК Мобилити



Вентус

Инструкция для пользователя

Гарантийный талон.

ottobock.
СЕРВИС

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действие настоящего гарантийного талона распространяется на кресло-коляску
_____,
выпущенное в дальнейшем «Изделие»

Условия гарантии

- 1) Продавец – ООО «ОТТО БОКК Сервис» - предоставляет гарантию на Изделие на производственные дефекты на раму - 3 года, на прочие элементы – 1 год.
- 2) Во время действия гарантии некондиционные или бракованные детали ремонтируются или заменяются при предоставлении товарных документов бесплатно (согласно п.1).
- 3) Исключения составляют те дефекты, которые возникли из-за изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими лицами без предварительного согласия Продавца.
- 4) Гарантия не распространяется на те дефекты, которые возникли в результате естественного износа или несоответствующего использования Изделия.
- 5) Гарантия прекращает свое действие, если при ремонте использовались не оригинальные запасные части. Гарантия также прекращает свое действие, если установка оригинальных запасных частей или конструктивные изменения проводились не уполномоченной Продавцом фирмой или не самим Продавцом.
- 6) Во время действия гарантии заменяемые детали являются собственностью Продавца.

Срок действия гарантии начинается с даты выдачи изделия по расходной накладной.

Серийный номер изделия: _____



Изготовитель: ООО «ОТТО БОКК Сервис», 143441, Московская область, Красногорский район, д. Путилово, участок 69 км МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 7
Адрес сервисной мастерской:
Москва, ул. Мухоморова д. 57 стр. 8
Тел: 8(495) 564 83 60, электронная почта: info@ottobock.ru

От Продавца:

С гарантией условиями ознакомлен(а).

Покупатель:

Упаковка кресла-коляски



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

108 (сто 08)
лист 2

Генеральный директор
ООО «ОГТО БОКК Мобилити»
А.А. Костин «__» ____
2020

