

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
ООО «НПО «Диагностические системы»




О.Н. Шлюндин

2020 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Анализатор иммуноферментный автоматический GEMINI с принадлежностями

Анализатор иммуноферментный автоматический Gemini, общий вид






3. Контейнер для отходов 10 л (с крышкой, с датчиком уровня) – 1 шт.




4. Контейнер для системной жидкости 10 л (с крышкой, с датчиком уровня) – 1 шт.




5. Бутыли для вошера, квадратные, ПВХ, 2000 мл, без крышки – 2 шт.



6. Бутыль для вошера квадратная, ПП, 1000 мл, без крышки – 1 шт.




7. Датчики уровня для бутылей с промывочным буфером (красный, желтый, синий) – 3 шт.




8. Аспирационные бутылки (с датчиком уровня, с крышкой) – 2 шт.




9. Поддон для бутылей вошера – 1 шт.




10. Держатель для мешка с отходами – 1 шт.



11. Каретки для планшета – 2 шт.



12. Кабели блока питания – 2 шт.



13. Набор для очистки вошера в составе: игла для очистки диспенсирующих игл моющей головки - 1 шт., игла для очистки аспирационных игл моющей головки - 1 шт.




14. Вкладыши определения уровня жидкости – 2 шт.




15. Штатив для реагентов – 1 шт.



16. Штативы для образцов – 6 шт.




17. Штатив для контролей – 1 шт.






19. Наконечники одноразовые 1100 мкл (коробка/960 шт.)



20. Наконечники одноразовые 300 мкл (коробка/960 шт.)



21. Мешки для отходов с маркировкой Биологическая опасность – 10 шт.



22. USB-накопитель с руководством по эксплуатации и протоколом контроля качества – 1 шт.



23. Протокол для инсталляции (папка) – 1 шт.

stratec ●● GEMINI INSTALLATION PROTOCOL

Gemini Installation Protocol

1 General

1.1 Type _____

1.2 Serial No. _____

1.3 Software version _____

2 Installation details

2.1 Installation date _____

2.2 Installed by _____

3 Customer details

3.1 Customer name _____

3.2 Contact person name _____

3.3 Company _____

3.4 Address _____


3.5 Phone _____

3.6 Email _____


Version: Stand Rev 1 SEITE 1 VON 9

Document

24. Адаптер питания (для ПК) – 1 шт.




25. Набор для сервисного обслуживания в составе: трубки силиконовые – 6 шт., коннекторы трубок – 2 шт., трубки ПВХ – 3 шт., кабели коаксиальные – 2 шт., фильтры жидкостей – 4 шт., зажимы трубок – 2 шт., кассета насоса перистальтического – 1 шт.






26. Трубка силиконовая – 1 шт.



27.  Компьютер персональный со встроенным сенсорным дисплеем (моноблок) – 1 шт.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

29 (Возмездно)

_____) листов(а)

цифрами прописью

Заместитель генерального
директора

Шлюндин О.Н.

личная подпись

