


Фотографические изображения

Набор реагентов CINtec PLUS Cytology Kit для одновременного качественного определения белков p16INK4a и Ki-67 в цервикальных цитологических препаратах иммуноцитохимическим методом в диагностике *in vitro* к иммуностейнерам автоматическим серии BenchMark, производства «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диагностикс ГмбХ"), Германия


Набор реагентов CINtec PLUS Cytology Kit для одновременного качественного определения белков p16INK4a и Ki-67 в цервикальных цитологических препаратах иммуноцитохимическим методом в диагностике in vitro к иммуностейнерам автоматическим серии BenchMark (общий вид)



Коктейль первичных антител (p16/Ki-67) (CINtec PLUS Primary Antibody Cocktail (p16/Ki-67) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт. (дозатор с реагентом)




Коктейль первичных антител (p16/Ki-67) (CINtec PLUS Primary Antibody Cocktail (p16/Ki-67) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт. (дозатор с реагентом)



линкер кроличий (CINtec PLUS Red anti-Rabbit NP Linker) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт (дозатор с реагентом)




линкер кроличий (CINtec PLUS Red anti-Rabbit NP Linker) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт (дозатор с реагентом)




мышинный мультимер (CINtec PLUS Red AP Multimer) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт (дозатор с реагентом)




линый мультимер (CINtec PLUS Red AP Multimer) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт (дозатор с агентом)



Нафтол фосфат (CINtec PLUS Red Naphthol Phosphate) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт. (дозатор с реагентом)




Нафтол фосфат (CINtec PLUS Red Naphthol Phosphate) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт. (дозатор с реагентом)



Хромоген Fast Red (CINtec PLUS Fast Red) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт. (дозатор с реагентом)




Домоген Fast Red (CINtec PLUS Fast Red) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт. (дозатор с реагентом)



ингибитор пероксидазы (CINtec PLUS DAB Peroxidase Inhibitor) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт..
(дозатор с реагентом)




ингибитор пероксидазы (CINtec PLUS DAB Peroxidase Inhibitor) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт..
(дозатор с реагентом)



Q линкер (CINtec PLUS DAB anti-Mouse HQ Linker) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт.. (дозатор с реагентом)



линкер (CINtec PLUS DAB anti-Mouse HQ Linker) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт.. (дозатор с
схемой)



Мультимер пероксидазы хрена (CINtec PLUS DAB HRP Multimer) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт..
(дозатор с реагентом)



тиммер пероксидазы хрена (CINtec PLUS DAB HRP Multimer) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт..
атор с реагентом)



3,3'-диаминобензидин тетрагидрохлорид DAB (CINtec PLUS DAB) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт.
(дозатор с реагентом)




аминобензидин тетрагидрохлорид DAB (CINtec PLUS DAB) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт.
(дозатор с реагентом)



Перекись водорода (CINtec PLUS DAB H₂O₂) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт. (дозатор с реагентом)



Перекись водорода (CINtec PLUS DAB H₂O₂) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт. (дозатор с реагентом)




реагентов CINtec PLUS Cytology Kit для одновременного качественного определения белков
p16/K4a и Ki-67 в цервикальных цитологических препаратах иммуноцитохимическим методом в
диагностике in vitro к иммуноштейнерам автоматическим серии BenchMark (маркировка)

CINtec[®] PLUS




CINtec[®] PLUS
Cytology Kit

Набор реагентов CINtec PLUS Cytology Kit для одновременного качественного определения p16INK4a и Ki-67 в цервикальных цитологических препаратах иммуноцитохимическим методом в диагностике in vitro к иммуностейнерам автоматическим серии BenchMark (маркировка)



Набор реагентов CINtec PLUS Cytology Kit для одновременного качественного определения белков p16INK4a и Ki-67 в цервикальных цитологических препаратах иммуноцитохимическим методом в диагностике in vitro к иммуноштейнерам автоматическим серии BenchMark (маркировка)



Набор реагентов CINtec PLUS Cytology Kit для одновременного качественного определения белков p16INK4a и Ki-67 в цервикальных цитологических препаратах иммуноцитохимическим методом в диагностике in vitro к иммуностейнерам автоматического серии BenchMark (маркировка)

REF 605-100

LOT F14236

GTIN 04015630972807

2019-08-09

(240) 06889565001-Roche #

2021-05-30

100



2°C - 8°C



IVD

605-100 F14236 0435



CINtec® PLUS Cytology Kit



- (1) 10 mL CINtec PLUS Primary Antibody Cocktail, p16/PG-17 (<5 µg/mL total antibody)
- (1) 10 mL CINtec PLUS Red anti-Rabbit NP Linker (<10 µg/mL)
- (1) 10 mL CINtec PLUS Red AP Multimer (<20 µg/mL)
- (1) 10 mL CINtec PLUS Red Naphthol Phosphate (<1%)
- (1) 10 mL CINtec PLUS Fast Red (<1%)

- (1) 10 mL CINtec PLUS DAB Peroxidase Inhibitor (<5%)
- (1) 10 mL CINtec PLUS DAB anti-Mouse IgG Linker (<40 µg/mL)
- (1) 10 mL CINtec PLUS DAB HRP Multimer (<10 µg/mL)
- (1) 10 mL CINtec PLUS DAB (<1%)
- (1) 10 mL CINtec PLUS DAB H₂O₂ (<1%)

Набор реагентов CINtec PLUS Cytology Kit для одновременного качественного определения белков p16INK4a и Ki-67 в цервикальных цитологических препаратах иммуноцитохимическим методом в диагностике in vitro к иммуноштейнерам автоматическим серии BenchMark (маркировка)

Danger



H317, H319, H350

P201, P202, P281, P264, P272, P280

P302+P352, P305+P351+P338, P308+P313, P333+P313, P337+P313, P383

P405

P501

07551347001A



Набор реагентов CINtec PLUS Cytology Kit для одновременного качественного определения белков p16INK4a и Ki-67 в цервикальных цитологических препаратах иммуноцитохимическим методом в диагностике in vitro к иммуноштейнерам автоматическим серии BenchMark

H317, H319 Состав:

1. Коктейль первичных антител (p16INK4a) (CINtec PLUS Primary Antibody Cocktail (p16INK4a)) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт.
2. Линкер кроличий (CINtec PLUS Red anti-Rabbit NP Linker) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт.
3. Мышиный мультимер (CINtec PLUS Red AP Multimer) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт.
4. Нафтол фосфат (CINtec PLUS Red Naphthol Phosphate) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт.
5. Хромоген Fast Red (CINtec PLUS Fast Red) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт.
6. Ингибитор пероксидазы (CINtec PLUS DAB Peroxidase Inhibitor) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт.
7. HQ линкер (CINtec PLUS DAB anti-Mouse HQ Linker) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт.
8. Мультимер пероксидазы кролика (CINtec PLUS DAB HRP Multimer) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт.
9. 3,3'-диаминобензидин тетрагидрохлорид DAB (CINtec PLUS DAB) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт.
10. Перекись водорода (CINtec PLUS DAB H2O2) в дозаторе, объем 10 мл, 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке. Дату производства см. на упаковке.
Температура хранения см. на упаковке. Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"),
Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус»
(ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубиня площадь, д.2 Тел. +7 495 229-89-99,
факс: +7 495 229-82-54. E-mail: moscow_reception_diag@roche.com
Кат. номер 05889666001 (805-100)



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
Germany



www.ventana.com

Made in USA



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
27 листа (ов)

Лучина И. А.
Руководитель отдела Логистики
и качества по доверенности от:

02 ИЮЛ 2019

