

Макет маркировки

Аппарат для ультразвуковой терапии Gezatone («Гезатон») моделей: Bio Sonic 730, Bio Sonic 770S, Bio Sonic 1007:

Аппарат для ультразвуковой терапии Gezatone («Гезатон») модель Bio Sonic 770S

S/N 2019820094937

Частота ультразвука, кГц 24±1

Интенсивность ультразвука шупа, Вт/см², не более 0,8

Выходная мощность ультразвука, Вт, не более 2

Источник питания: аккумулятор

Тип аккумулятора Li-Pol

Напряжение источника питания, В 3,7

Емкость источника питания, мАч 600±20

Время работы прибора на одном заряде аккумулятора, ч. не менее 4

Выходные параметры сигналов:

- в режиме Cleansing: Пачки импульсов с частотой, Гц 60±2
- в режиме Moisturizing: Напряжение на электроде (постоянный ток), В 5±0,5; Пачки импульсов с частотой, Гц 20±1
- в режиме Lifting: Напряжение на электроде (постоянный ток), В 5±0,5; Пачки импульсов с частотой, Гц 7±0,5



«Гуанчжоу Инки Технолоджи Ко., Лтд» (Guangzhou Inkue Technology Co., Ltd.)

Адрес: город Гуанчжоу, провинция Гуандон, район Паньюй, ул. Даши, промышленное шоссе «Шибей», промышленный парк «Шибей»-1, производственное помещение 301, Китай (континентальный)/ Rm.301, Plant 1, Shibeind. Zone, Shibeind. Avenue, Dashi St., Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China (Mainland)



РУ №ДС.....



2019-11



СанПин 2.1.7.2790

Аппарат для ультразвуковой терапии Gezatone («Гезатон») моделей: Bio Sonic 730, Bio Sonic 770S, Bio Sonic 1007:

Аппарат для ультразвуковой терапии Gezatone («Гезатон») модель Bio Sonic 1007

S/N 2019620008547

Частота ультразвука, кГц 24±1

Интенсивность ультразвука шупа, Вт/см², не более 0,8

Выходная мощность ультразвука, Вт, не более 2

Выходные параметры сигналов

- в режиме Ultra: Ультразвуковые колебания с частотой, кГц 24±1
ч. не более 2,5

- в режиме Clean: Ультразвуковые колебания с частотой, кГц 24±1; Пачки импульсов с частотой, Гц 100±2

- в режиме Nutrition: Ультразвуковые колебания с частотой, кГц 24±1; Пачки импульсов с частотой, Гц 100±2

Источник питания: аккумулятор

Тип аккумулятора Li-Pol

Напряжение источника питания, В 3,7

Емкость источника питания, мАч 600±20

Время работы прибора на одном заряде аккумулятора,



«Гуанчжоу Инки Технолоджи Ко., Лтд» (Guangzhou Inkue Technology Co., Ltd.)

Адрес: город Гуанчжоу, провинция Гуандон, район Паньюй, ул. Даши, промышленное шоссе «Шибей», промышленный парк «Шибей»-1, производственное помещение 301, Китай (континентальный)/ Rm.301, Plant 1, Shibeind. Zone, Shibeind. Avenue, Dashi St., Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China (Mainland)



РУ №ДС.....



2019-07



СанПин 2.1.7.2790 класс А

Аппарат для ультразвуковой терапии Gezatone («Гезатон») моделей: Bio Sonic 730, Bio Sonic 770S, Bio Sonic 1007:

Аппарат для ультразвуковой терапии Gezatone («Гезатон») модель Bio Sonic 730

S/N 2019720084927

Частота ультразвука, кГц 25±1

Интенсивность ультразвука шупа, Вт/см², не более 0,6

Выходная мощность ультразвука, Вт, не более 1,5

Источник питания: аккумулятор

Тип аккумулятора Li-Pol

Напряжение источника питания, В 3,7

Емкость источника питания, мАч 500±20

Время работы прибора на одном заряде аккумулятора, ч. не менее 4



«Гуанчжоу Инки Технолоджи Ко., Лтд» (Guangzhou Inkue Technology Co., Ltd.)

Адрес: город Гуанчжоу, провинция Гуандон, район Паньюй, ул. Даши, промышленное шоссе «Шибей», промышленный парк «Шибей»-1, производственное помещение 301, Китай (континентальный)/ Rm.301, Plant 1, Shibeind. Zone, Shibeind. Avenue, Dashi St., Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China (Mainland)



РУ №ДС.....



2019-11



СанПин 2.1.7.2790 класс А



МАКЕТ МАРКИРОВКИ УПАКОВКИ

Аппарат для ультразвуковой терапии Gezatone («Гезатон») моделей: Bio Sonic 730, Bio Sonic 770S, Bio Sonic 1007:

Аппарат для ультразвуковой терапии Gezatone («Гезатон») модель Bio Sonic 770S, в составе:

S/N 2019820094937

Прибор ультразвуковой - 1 шт.

Защитный колпачок - 1 шт.

USB кабель - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Частота ультразвука, кГц 24±1

Интенсивность ультразвука щупа, Вт/см², не более 0,8

Выходная мощность ультразвука, Вт, не более 2

Источник питания: аккумулятор

Тип аккумулятора Li-Pol

Напряжение источника питания, В 3,7

Емкость источника питания, мАч 600±20

Время работы прибора на одном заряде аккумулятора, ч, не менее 4

Выходные параметры сигналов:

- в режиме Cleansing: Пачки импульсов с частотой, Гц 60±2

- в режиме Moisturizing: Напряжение на электроде (постоянный ток), В 5±0,5; Пачки импульсов с частотой, Гц 20±1

- в режиме Lifting: Напряжение на электроде (постоянный ток), В 5±0,5; Пачки импульсов с частотой, Гц 7±0,5



«Гуанчжоу Инки Технолоджи Ко., Лтд» (Guangzhou Inkue Technology Co., Ltd.)

Адрес: город Гуанчжоу, провинция Гуандон, район Паньюй, ул. Даши, индустриальное шоссе «Шибей», индустриальный парк «Шибей»-1, производственное помещение 301, Китай (континентальный) / Rm.301, Plant 1, Shibeind. Zone, Shibeind. Avenue, Dashi St., Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China (Mainland)



2019-11 упаковано 11.2019



СанПин 2.1.7.2790 класс А

РУ № ДС.....

Аппарат для ультразвуковой терапии Gezatone («Гезатон») моделей: Bio Sonic 730, Bio Sonic 770S, Bio Sonic 1007:

Аппарат для ультразвуковой терапии Gezatone («Гезатон») модель Bio Sonic 1007, в составе:

S/N 2019620008547

Прибор ультразвуковой - 1 шт.

Зарядная база - 1 шт.

USB кабель - 1 шт.

Защитный колпачок - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Частота ультразвука, кГц 24±1

Интенсивность ультразвука щупа, Вт/см², не более 0,8

Выходная мощность ультразвука, Вт, не более 2

Источник питания: аккумулятор

Тип аккумулятора Li-Pol

Напряжение источника питания, В 3,7

Емкость источника питания, мАч 600±20

Время работы прибора на одном заряде аккумулятора, ч, не более 2,5

Выходное напряжение зарядной базы, В DC 5

Выходной ток зарядной базы, мА, не более 600

Входное напряжение зарядной базы, В AC 220

Частота сети зарядной базы, Гц 50

Потребляемая мощность зарядной базы, Вт, не более 5

Выходные параметры сигналов:

- в режиме Ultra: Ультразвуковые колебания с частотой, кГц 24±1

- в режиме Clean: Ультразвуковые колебания с частотой, кГц 24±1; Пачки импульсов с частотой, Гц 100±2

- в режиме Nutrition: Ультразвуковые колебания с частотой, кГц 24±1; Пачки импульсов с частотой, Гц 100±2



«Гуанчжоу Инки Технолоджи Ко., Лтд» (Guangzhou Inkue Technology Co., Ltd.)

Адрес: город Гуанчжоу, провинция Гуандон, район Паньюй, ул. Даши, индустриальное шоссе «Шибей», индустриальный парк «Шибей»-1, производственное помещение 301, Китай (континентальный) / Rm.301, Plant 1, Shibeind. Zone, Shibeind. Avenue, Dashi St., Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China (Mainland)



2019-07 упаковано 07.2019



СанПин 2.1.7.2790 класс А

РУ № ДС.....

Аппарат для ультразвуковой терапии Gezatone («Гезатон») моделей: Bio Sonic 730, Bio Sonic 770S, Bio Sonic 1007:

Аппарат для ультразвуковой терапии Gezatone («Гезатон») модель Bio Sonic 730, в составе:

S/N 2019720084927

Прибор ультразвуковой - 1 шт.

Защитный колпачок - 1 шт.

USB кабель - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Частота ультразвука, кГц 25±1

Интенсивность ультразвука щупа, Вт/см², не более 0,6

Выходная мощность ультразвука, Вт, не более 1,5

Источник питания: аккумулятор

Тип аккумулятора Li-Pol

Напряжение источника питания, В 3,7

Емкость источника питания, мАч 500±20

Время работы прибора на одном заряде аккумулятора, ч, не менее 4



«Гуанчжоу Инки Технолоджи Ко., Лтд» (Guangzhou Inkue Technology Co., Ltd.)

Адрес: город Гуанчжоу, провинция Гуандон, район Паньюй, ул. Даши, индустриальное шоссе «Шибей», индустриальный парк «Шибей»-1, производственное помещение 301, Китай (континентальный) / Rm.301, Plant 1, Shibeind. Zone, Shibeind. Avenue, Dashi St., Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China (Mainland)



2019-11 упаковано 11.2019





СанПин 2.1.7.2790 класс А

РУ № ДС.....

Аппарат для географической терапии Gezatone („Tegason“) модели Bio Sonic 430 с звуковыми кодами речи

GEZATONE






АППАРАТ
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ЧИСТКИ КОЖИ

GÉZATONE




Bio Sonic 730



Универсальный аппарат для ультразвуковой терапии Gézatone („Тезакон“) модель Bio Sonic 730

A black, glossy, curved object, possibly a shoe or a piece of furniture, with the word 'GÉZATONE' printed on it. The object is shown from a side profile, highlighting its smooth, reflective surface and the brand name in white capital letters.



USB кабель для подключения терминалов Gezatone („Термостат“) и сигналов Sonie 10014



Упаковка аппарата для ультразвуковой чистки лица Gézatone (1007 Sonic 1007)



USRB kadats gus amma-paca gus cyus-papaykyvobos Tepanuu. Geza-pnel. Tepanuu") ussall Bio Sou'e 5705



GÉZATONE

АППАРАТ
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ЧИСТКИ ЛИЦА

МИКРОТОКИ

ПИЛИНГ

МАССАЖ

ФОНОФОРЕЗ



Lifting

Moisturizing

Cleansing



GÉZATONE



Прошито, пронумеровано и
Скреплено 5 листов
ООО «МИТРИДАТ»
Генеральный директор Мамиконов Д.Ю.

Подпись

«24» сентября 2010 г.

