


Фотоизображение медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК возбудителей чумы, сибирской язвы и туляремии «MULTI-FLU сухой»

ТУ 21.10.60-296-78095326-2018



Внешний вид изделия в упаковке

Фотоизображение медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК возбудителей чумы, сибирской язвы и туляремии «MULTI-FLU сухой»

ТУ 21.10.60-296-78095326-2018




Внешний вид реагентов в упаковках

Фотоизображение медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК возбудителей чумы, сибирской язвы и туляремии «MULTI-FLU сухой»

ТУ 21.10.60-296-78095326-2018



Внешний вид изделия после первого вскрытия

ПРОШИТО
В КОЛИЧЕСТВЕ 3(три) ЛИСТОВ

« 23 »

/Ажермачева Н.И./

20/18 г.



Образец маркировки медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК возбудителей чумы, сибирской язвы и туляремии «MULTI-FLU сухой» по ТУ 21.20.23-296-78095326-2018

Маркировка упаковки изделия

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии	
Набор реагентов для выявления ДНК возбудителей чумы, сибирской язвы и туляремии «MULTI-FLU сухой» по ТУ 21.20.23-296-78095326-2018	
Набор рассчитан на 48 определений	
Реакционная смесь сухая (РС)..... 6 стрипов по 8 пробирок Реакционный буфер (РБ).....1000 мкл×1 пробирка Положительный контрольный образец сухой..... 1 пробирка Раствор для разбавления ПКО, ОКО.....200 мкл×1 пробирка	
Рег №	Дата регистрации
Серия: _____	
Дата изготовления: _____	
Годен до: _____	
Хранить при t от 2 °C до 8°C	
Только для in vitro диагностики	
Способ применения-см. инструкцию	
142279 Оболенск, Московская обл., Серпуховский р-н 8 (4967) 36-00-03, факс 36-00-10, E.mail:info@obolensk.org	

Маркировка упаковки реагентов изделия

ФБУН ГНЦ ПМБ
Реакционная смесь сухая (6 стрипов по 8 пробирок) «MULTI-FLU СУХОЙ»
Серия: _____
Дата: _____
Годен до: _____
Хранить при 2 °C - 8°C

ФБУН ГНЦ ПМБ
Реакционный буфер 1000 мкл «MULTI-FLU сухой»
Серия: _____
Дата: _____
Годен до: _____
Хранить при 2 °C - 8°C

ФБУН ГНЦ ПМБ
ОКО 200 мкл «MULTI-FLU сухой»
Серия: _____
Дата: _____
Годен до: _____
Хранить при 2 °C - 8°C

ФБУН ГНЦ ПМБ
ПКО сухой «MULTI-FLU сухой»
Серия: _____
Дата: _____
Годен до: _____
Хранить при 2 °C - 8°C

Заместитель директора по качеству и развитию


М.В. Храмов

« 12 » 02 2019 г



Фотоизображение медицинского изделия

Набор реагентов для выявления ДНК возбудителей чумы, сибирской язвы и туляремии
«MULTI-FLU сухой» по ТУ 21.20.23-296-78095326-2018



Заместитель директора по качеству и развитию



Храмов М.В.