


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Набор для центральной венозной катетеризации»
производства компании Vygon GmbH & Co. KG
(Вигон ГмбХ энд Ко. КГ), Германия



**«Набор для центральной венозной катетеризации», вариант исполнения: «multicath 3»
на примере варианта исполнения изделия multicath 3 (артикул 155.167)**



Примечание:

- 1) Представлены фотографические изображения медицинского изделия с маркировкой производителя. Макет маркировки на русском языке представлен в документе «Выписка из технической документации на медицинское изделие. Набор для центральной венозной катетеризации».
- 2) Фотографические изображения комплектующих медицинского изделия представлены ниже.


«Набор для центральной венозной катетеризации», вариант исполнения: «multicath 2»
на примере варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.064)



Примечание:

- 1) Представлены фотографические изображения медицинского изделия с маркировкой производителя. Макет маркировки на русском языке представлен в документе «Выписка из технической документации на медицинское изделие. Набор для центральной венозной катетеризации».
- 2) Фотографические изображения комплектующих медицинского изделия представлены ниже.

**«Набор для центральной венозной катетеризации», вариант исполнения: «nutriline»
на примере варианта исполнения изделия nutriline (артикул 1253.15)**



Примечание:

- 1) Представлены фотографические изображения медицинского изделия с маркировкой производителя. Макет маркировки на русском языке представлен в документе «Выписка из технической документации на медицинское изделие. Набор для центральной венозной катетеризации».
- 2) Фотографические изображения комплектующих медицинского изделия представлены ниже.


**«Набор для центральной венозной катетеризации», вариант исполнения: «lifecath picc pur»
на примере варианта исполнения изделия lifecath picc pur (артикул 1294.13)**



Примечание:

- 1) Представлены фотографические изображения медицинского изделия с маркировкой производителя. Макет маркировки на русском языке представлен в документе «Выписка из технической документации на медицинское изделие. Набор для центральной венозной катетеризации».
- 2) Фотографические изображения комплектующих медицинского изделия представлены ниже.

**«Набор для центральной венозной катетеризации», вариант исполнения: «epicutaneo 2»
на примере варианта исполнения изделия epicutaneo 2 (артикул 2484.152)**



Примечание:

- 1) Представлены фотографические изображения медицинского изделия с маркировкой производителя. Макет маркировки на русском языке представлен в документе «Выписка из технической документации на медицинское изделие. Набор для центральной венозной катетеризации».
- 2) Фотографические изображения комплектующих медицинского изделия представлены ниже.

**«Набор для центральной венозной катетеризации», вариант исполнения: «maxflo expert»
на примере варианта исполнения изделия maxflo expert (артикул 8394.14)**



Примечание:

- 1) Представлены фотографические изображения медицинского изделия с маркировкой производителя. Макет маркировки на русском языке представлен в документе «Выписка из технической документации на медицинское изделие. Набор для центральной венозной катетеризации».
- 2) Фотографические изображения комплектующих медицинского изделия представлены ниже.

**«Набор для центральной венозной катетеризации»,
вариант исполнения: «lifecath ct picc easy»
на примере варианта исполнения изделия lifecath ct picc easy (артикул V021292213)**



Примечание:

1) Представлены фотографические изображения медицинского изделия с маркировкой производителем. Макет маркировки на русском языке представлен в документе «Выписка из технической документации на медицинское изделие. Набор для центральной венозной катетеризации».

2) Фотографические изображения комплектующих медицинского изделия представлены ниже.

**«Набор для центральной венозной катетеризации»,
вариант исполнения: «набор для ремонта lifecath ct picc easy»
на примере варианта исполнения изделия набор для ремонта lifecath ct picc easy (артикул 1293.203)**




Примечание:

- 1) Представлены фотографические изображения медицинского изделия с маркировкой производителя. Макет маркировки на русском языке представлен в документе «Выписка из технической документации на медицинское изделие. Набор для центральной венозной катетеризации».
- 2) Фотографические изображения комплектующих медицинского изделия представлены ниже.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


№ 1

- а) Катетер трехпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 3L – 7,5Fr, наружный диаметр 2,7 мм, эффективная длина 160 мм (для варианта исполнения изделия multicath 3 (артикул 155.167);
б) Катетер трехпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 3L – 7,5Fr, наружный диаметр 2,7 мм, эффективная длина 200 мм (для варианта исполнения изделия multicath 3 (артикул 155.207)
на примере варианта исполнения изделия multicath 3 (артикул 155.167)




- а) Катетер двухпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 2L – 3Fr, наружный диаметр 1,05 мм, эффективная длина 60 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.064);
- б) Катетер двухпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 2L – 3Fr, наружный диаметр 1,05 мм, эффективная длина 80 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.084);
- в) Катетер двухпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 2L – 3Fr, наружный диаметр 1,05 мм, эффективная длина 100 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.114);
- г) Катетер двухпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 2L – 3Fr, наружный диаметр 1,05 мм, эффективная длина 125 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.124);
- д) Катетер двухпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 2L – 3Fr, наружный диаметр 1,05 мм, эффективная длина 150 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.154);
- е) Катетер двухпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 2L – 3Fr, наружный диаметр 1,05 мм, эффективная длина 200 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.204)

на примере варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.064)




№ 3


- а) Катетер двухпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 2L – 7,5Fr, наружный диаметр 2,5 мм, эффективная длина 160 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.167);
б) Катетер двухпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 2L – 7,5Fr, наружный диаметр 2,5 мм, эффективная длина 200 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.207)
на примере варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.167)




- а) Катетер двухпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 2L – 5,5Fr, наружный диаметр 1,85 мм, эффективная длина 80 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.508);
 - б) Катетер двухпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 2L – 5,5Fr, наружный диаметр 1,85 мм, эффективная длина 125 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.512);
 - в) Катетер двухпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 2L – 5,5Fr, наружный диаметр 1,85 мм, эффективная длина 150 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.515);
 - г) Катетер двухпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 2L – 5,5Fr, наружный диаметр 1,85 мм, эффективная длина 200 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.520);
 - д) Катетер двухпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 2L – 5,5Fr, наружный диаметр 1,8 мм, эффективная длина 300 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.530)
- на примере варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.508)*



- а) Катетер двухпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 2L – 4,5Fr, наружный диаметр 1,5 мм, эффективная длина 80 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 1203.082);
 - б) Катетер двухпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 2L – 4,5Fr, наружный диаметр 1,5 мм, эффективная длина 125 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикулы: 1203.121, 1203.122, 1203.123);
 - в) Катетер двухпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 2L – 4,5Fr, наружный диаметр 1,5 мм, эффективная длина 200 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 1203.202);
 - г) Катетер двухпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 2L – 4,5Fr, наружный диаметр 1,5 мм, эффективная длина 300 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 1203.302)
- на примере варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 1203.082)*




- а) Катетер трехпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 3L – 4,5Fr, наружный диаметр 1,5 мм, эффективная длина 60 мм (для варианта исполнения изделия multicath 3 (артикулы: 1233.061, 1233.062, 1233.063);
- б) Катетер трехпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 3L – 4,5Fr, наружный диаметр 1,5 мм, эффективная длина 80 мм (для варианта исполнения изделия multicath 3 (артикулы: 1233.081, 1233.082, 1233.083);
- в) Катетер трехпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 3L – 4,5Fr, наружный диаметр 1,5 мм, эффективная длина 100 мм (для варианта исполнения изделия multicath 3 (артикулы: 1233.101, 1233.102, 1233.103);
- г) Катетер трехпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 3L – 4,5Fr, наружный диаметр 1,5 мм, эффективная длина 200 мм (для варианта исполнения изделия multicath 3 (артикул 1233.202) *на примере варианта исполнения изделия multicath 3 (артикул 1233.061)*



№ 7

- а) Катетер полиуретановый рентгеноконтрастный 20G – 3Fr, наружный диаметр 1,0 мм, эффективная длина 150 мм (для варианта исполнения изделия nutriline (артикул 1253.15);
б) Катетер полиуретановый рентгеноконтрастный 20G – 3Fr, наружный диаметр 1,0 мм, эффективная длина 300 мм (для варианта исполнения изделия nutriline (артикул 1253.30);
в) Катетер полиуретановый рентгеноконтрастный 18G – 4Fr, наружный диаметр 1,3 мм, эффективная длина 300 мм (для варианта исполнения изделия nutriline (артикул 1254.30)
на примере варианта исполнения изделия nutriline (артикул 1253.15)




№ 8

а) Катетер однопросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 1L – 3Fr, наружный диаметр 1,0 мм, эффективная длина 600 мм, со стилетом и коннектором Т-образным (для варианта исполнения изделия lifecath piss pur (артикулы: 1294.13, 1294.53, 1294.113);

б) Катетер однопросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 1L – 4Fr, наружный диаметр 1,35 мм, эффективная длина 600 мм, со стилетом и коннектором Т-образным (для варианта исполнения изделия lifecath piss pur (артикулы: 1294.14, 1294.54, 1294.114, 1294.414);

в) Катетер однопросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 1L – 5Fr, наружный диаметр 1,67 мм, эффективная длина 600 мм, со стилетом и коннектором Т-образным (для варианта исполнения изделия lifecath piss pur (артикулы: 1294.15, 1294.55, 1294.115)


на примере варианта исполнения изделия lifecath piss pur (артикул 1294.13)



№ 9

Катетер двухпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 2L – 4,5Fr, наружный диаметр 1,5 мм, эффективная длина 600 мм, со стилетом и коннектором Т-образным (для варианта исполнения изделия lifecath piss pur (артикулы: 1294.245, 1294.345, 1294.645)


на примере варианта исполнения изделия lifecath piss pur (артикул 1294.245)



№ 10

Катетер однопросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 1L – 5Fr, наружный диаметр 1,67 мм, эффективная длина 600 мм (для варианта исполнения изделия lifecath picc pur (артикул 1294.515))


на примере варианта исполнения изделия lifecath picc pur (артикул 1294.515)



№ 11


Катетер двухпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 2L – 4,5Fr, наружный диаметр 1,5 мм, эффективная длина 600 мм (для варианта исполнения изделия lifecath picc pur (артикул 1294.545))

на примере варианта исполнения изделия lifecath picc pur (артикул 1294.545)



№ 12


- а) Катетер силиконовый рентгеноконтрастный 24G – 1,9Fr, наружный диаметр 0,6 мм, эффективная длина 150 мм (для варианта исполнения изделия epicutaneo 2 (артикул 2484.152);
- б) Катетер силиконовый рентгеноконтрастный 24G – 1,9Fr, наружный диаметр 0,6 мм, эффективная длина 300 мм (для варианта исполнения изделия epicutaneo 2 (артикулы: 2484.301, 2484.302);
- в) Катетер силиконовый рентгеноконтрастный 24G – 1,9Fr, наружный диаметр 0,6 мм, эффективная длина 500 мм (для варианта исполнения изделия epicutaneo 2 (артикул 2484.502)
- на примере варианта исполнения изделия epicutaneo 2 (артикул 2484.152)*



№ 13

Катетер однопросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 1L – 4Fr, наружный диаметр 1,35 мм, эффективная длина 550 мм, со стилетом и коннектором Т-образным (для варианта исполнения изделия maxflo expert (артикулы: 8394.14, 8394.414)


на примере варианта исполнения изделия maxflo expert (артикул 8394.14)



№ 14

Катетер двухпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 2L – 5Fr, наружный диаметр 1,75 мм, эффективная длина 550 мм, со стилетом и коннектором Т-образным (для варианта исполнения изделия maxflo expert (артикулы: 8394.25, 8394.425)



на примере варианта исполнения изделия maxflo expert (артикул 8394.25)




№ 15

Катетер трехпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 3L – 6Fr, наружный диаметр 2,0 мм, эффективная длина 550 мм, со стилетом и коннектором Т-образным (для варианта исполнения изделия maxflo expert (артикулы: 8394.36, 8394.436)

на примере варианта исполнения изделия maxflo expert (артикул 8394.36)





- а) Катетер однопросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 1L – 4Fr, наружный диаметр 1,35 мм, эффективная длина 550 мм (для варианта исполнения изделия maxflo expert (артикул 8394.514);
 б) Катетер однопросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 1L – 5Fr, наружный диаметр 1,7 мм, эффективная длина 550 мм (для варианта исполнения изделия maxflo expert (артикул 8394.515)
на примере варианта исполнения изделия maxflo expert (артикул 8394.514)




№ 17

Катетер двухпросветный полнуретановый рентгеноконтрастный 2L – 5Fr, наружный диаметр 1,75 мм, эффективная длина 550 мм (для варианта исполнения изделия maxflo expert (артикул 8394.525) на примере варианта исполнения изделия maxflo expert (артикул 8394.525))



№ 18

Катетер трехпросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 3L – 6Fr, наружный диаметр 2,0 мм, эффективная длина 550 мм (для варианта исполнения изделия maxflo expert (артикул 8394.536) на примере варианта исполнения изделия maxflo expert (артикул 8394.536)



№ 19

Катетер однопросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 1L – 3Fr, наружный диаметр 1 мм, эффективная длина 600 мм, со стилетом и коннектором Т-образным (для варианта исполнения изделия lifecath ct picc easy (артикул V021292213)


на примере варианта исполнения изделия lifecath ct picc easy (артикул V021292213)



а) Катетер однопросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 1L – 4Fr, наружный диаметр 1,35 мм, эффективная длина 600 мм, со стилетом и коннектором Т-образным (для варианта исполнения изделия lifecath ct picc easy (артикул V021292214);

б) Катетер однопросветный полиуретановый рентгеноконтрастный 1L – 5Fr, наружный диаметр 1,67 мм, эффективная длина 600 мм, со стилетом и коннектором Т-образным (для варианта исполнения изделия lifecath ct picc easy (артикул V021292215)

на примере варианта исполнения изделия lifecath ct picc easy (артикул V021292215)



№ 21



- а) Дилататор 8,5Fr, наружный диаметр 2,83 мм, длина 100 мм (для вариантов исполнения изделия: multicath 3 (артикулы: 155.167, 155.207); multicath 2 (артикулы: 157.167, 157.207);
- б) Дилататор 3Fr, наружный диаметр 1,10 мм, длина 50 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикулы: 157.064, 157.084, 157.114, 157.124, 157.154, 157.204);
- в) Дилататор 3Fr, наружный диаметр 1,10 мм, длина 30 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикулы: 157.064, 157.084, 157.114, 157.124, 157.154, 157.204);
- г) Дилататор 6Fr, наружный диаметр 2,08 мм, длина 50 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикулы: 157.508, 157.512, 157.515, 157.520, 157.530);
- д) Дилататор 6Fr, наружный диаметр 2,08 мм, длина 30 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикулы: 157.508, 157.512, 157.515, 157.520, 157.530);
- е) Дилататор 5Fr, наружный диаметр 1,73 мм, длина 62 мм (для вариантов исполнения изделия: multicath 2 (артикулы: 1203.082, 1203.121, 1203.122, 1203.123, 1203.202, 1203.302); multicath 3 (артикулы: 1233.061, 1233.062, 1233.063, 1233.081, 1233.082, 1233.083, 1233.101, 1233.102, 1233.103, 1233.202);
- ж) Дилататор 5Fr, наружный диаметр 1,73 мм, длина 38 мм (для вариантов исполнения изделия: multicath 2 (артикулы: 1203.082, 1203.121, 1203.122, 1203.202, 1203.302); multicath 3 (артикулы: 1233.061, 1233.062, 1233.081, 1233.082, 1233.101, 1233.102, 1233.202)

на примере варианта исполнения изделия multicath 3 (артикул 155.167)



№ 22


Игла пункционная 18G, наружный диаметр 1,25 мм, длина 70 мм (для вариантов исполнения изделия: multicath 3 (артикулы: 155.167, 155.207); multicath 2 (артикулы: 157.167, 157.207) на примере варианта исполнения изделия multicath 3 (артикул 155.167)



№ 23

Игла пункционная эхогенная 21G, наружный диаметр 0,8 мм, длина 40 мм (для вариантов исполнения изделия: multicath 2 (арткулы: 157.064, 157.084, 157.114, 157.124, 157.154, 157.204, 157.508, 157.512, 157.515, 157.520, 157.530, 1203.082, 1203.121, 1203.122, 1203.123, 1203.202, 1203.302); multicath 3 (арткулы: 1233.061, 1233.062, 1233.063, 1233.081, 1233.082, 1233.083, 1233.101, 1233.102, 1233.103, 1233.202))



на примере варианта исполнения изделия multicath 2 (арткул 157.064)



№ 24

Игла расщепляемая 17G, наружный диаметр 1,5 мм, длина 30 мм (для варианта исполнения изделия nitriline (артикулы: 1253.15, 1253.30)


на примере варианта исполнения изделия nitriline (артикул 1253.15)



№ 25

Игла расщепляемая 16G, наружный диаметр 1,6 мм, длина 30 мм (для варианта исполнения изделия nutriline (артикул 1254.30))


на примере варианта исполнения изделия nutriline (артикул 1254.30)



№ 26



Игла расщепляемая 20G, наружный диаметр 0,95 мм, длина 25 мм (для варианта исполнения изделия еріcutaneo 2 (артикул 2484.301)

на примере варианта исполнения изделия еріcutaneo 2 (артикул 2484.301)




Игла пункционная эхогенная безопасная 21G, наружный диаметр 0,8 мм, длина 70 мм (для вариантов исполнения изделия: lifecath piss pur (артикулы: 1294.113, 1294.114, 1294.115, 1294.345, 1294.414, 1294.515, 1294.545); maxflo expert (артикулы: 8394.14, 8394.25, 8394.36, 8394.414, 8394.425, 8394.436, 8394.514, 8394.515, 8394.525, 8394.536); lifecath ct piss easy (артикулы: V021292213, V021292214, V021292215))

на примере варианта исполнения изделия lifecath piss pur (артикул 1294.113)




№ 28

**Канюля 18G, наружный диаметр 1,27 мм, длина 70 мм (для вариантов исполнения изделия: multicath 3 (арткулы: 155.167, 155.207); multicath 2 (арткулы: 157.167, 157.207)
на примере варианта исполнения изделия multicath 3 (арткул 155.167)**



Канюля 24G, наружный диаметр 0,6 мм, длина 19 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикулы: 157.064, 157.084, 157.114, 157.124, 157.154, 157.204)


на примере варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.064)



№ 30


Канюля 22G, наружный диаметр 0,7 мм, длина 25 мм (для вариантов исполнения изделия: multicath 2 (арткулы: 157.508, 157.512, 157.515, 157.520, 157.530, 1203.082, 1203.121, 1203.122, 1203.123, 1203.202, 1203.302); multicath 3 (арткулы: 1233.061, 1233.062, 1233.063, 1233.081, 1233.082, 1233.083, 1233.101, 1233.102, 1233.103, 1233.202))

на примере варианта исполнения изделия multicath 2 (арткул 157.508)



№ 31


- а) Канюля расщепляемая 19G, наружный диаметр 1,1 мм, длина 32 мм (для варианта исполнения изделия lifecath picc pur (артикулы: 1294.13, 1294.53);
б) Канюля расщепляемая 17G, наружный диаметр 1,5 мм, длина 32 мм (для варианта исполнения изделия lifecath picc pur (артикулы: 1294.14, 1294.54);
в) Канюля расщепляемая 15G, наружный диаметр 1,8 мм, длина 32 мм (для варианта исполнения изделия lifecath picc pur (артикулы: 1294.15, 1294.55, 1294.245, 1294.645)
на примере варианта исполнения изделия lifecath picc pur (артикул 1294.13)



№ 32


Канюля расщепляемая Microflash 20G, наружный диаметр 1,1 мм, длина 18 мм (для варианта исполнения изделия epicutaneo 2 (арткулы: 2484.152, 2484.302, 2484.502)

на примере варианта исполнения изделия epicutaneo 2 (арткул 2484.152)





Интродьюсер с устройством расщепляющим Desilet 3Fr, наружный диаметр 1,09 мм, длина 70 мм (для вариантов исполнения изделия: lifecath piss pur (артикул 1294.113); lifecath et piss easy (артикул V021292213))

на примере варианта исполнения изделия lifecath piss pur (артикул 1294.113)




Интродьюсер с устройством расщепляющим Desilet 4Fr, наружный диаметр 1,42 мм, длина 70 мм (для вариантов исполнения изделия: lifecath picc pur (артикулы: 1294.114, 1294.414); lifecath ct picc easy (артикул V021292214)

на примере варианта на примере варианта исполнения изделия lifecath picc pur (артикул 1294.114)



Интродьюсер с устройством расщепляющим Desilet 5Fr, наружный диаметр 1,75 мм, длина 70 мм (для вариантов исполнения изделия: lifecath piss pur (артикул 1294.115, 1294.515); lifecath et piss easy (артикул V021292215))


на примере варианта исполнения изделия lifecath piss pur (артикул 1294.115)



№ 36


Интродьюсер с устройством расщепляющим Desilet 4,5Fr, наружный диаметр 1,58 мм, длина 70 мм (для вариантов исполнения изделия: lifecath picc pur (артикулы: 1294.345, 1294.545); maxflo expert (артикулы: 8394.14, 8394.414, 8394.514))

на примере варианта исполнения изделия lifecath picc pur (артикул 1294.345)





№ 37

Интродьюсер с устройством расщепляющим Desilet 5,5Fr, наружный диаметр 1,91 мм, длина 70 мм (для варианта исполнения изделия maxflo expert (артикулы: 8394.25, 8394.425, 8394.515, 8394.525) на примере варианта исполнения изделия maxflo expert (артикул 8394.25)




№ 38

Интродьюсер с устройством расщепляющим Desilet 6,5Fr, наружный диаметр 2,21 мм, длина 70 мм (для варианта исполнения изделия maxflo expert (артикулы: 8394.36, 8394.436, 8394.536) на примере варианта исполнения изделия maxflo expert (артикул 8394.36)




№ 39

Проводник J-образный стальной с устройством для подачи, наружный диаметр 0,88 мм, длина 600 мм (для вариантов исполнения изделия: multicath 3 (артикул 155.167); multicath 2 (артикул 157.167) на примере варианта исполнения изделия multicath 3 (артикул 155.167)



№ 40


Проводник J-образный стальной с устройством для подачи, наружный диаметр 0,88 мм, длина 600 мм (для вариантов исполнения изделия: multicath 3 (артикул 155.207); multicath 2 (артикул 157.207)
на примере варианта исполнения изделия multicath 3 (артикул 155.207)



№ 41


Проводник прямой нитиноловый с устройством для подачи, наружный диаметр 0,3 мм, длина 500 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикулы: 157.064, 157.084, 157.114, 157.124, 157.154, 157.204)

на примере варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.064)



№ 42


Проводник J-образный нитиноловый с устройством для подачи, наружный диаметр 0,46 мм, длина 400 мм (для вариантов исполнения изделия: multicath 2 (артикулы: 157.508, 157.512, 157.515, 1203.082, 1203.122); multicath 3 (артикулы: 1233.061, 1233.062, 1233.081, 1233.082, 1233.101, 1233.102) *на примере варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.508)*



№ 43


Проводник J-образный нитиноловый с устройством для подачи, наружный диаметр 0,46 мм, длина 700 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (арткулы: 157.520, 157.530, 1203.202, 1203.302, 1233.202)

на примере варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.520)



№ 44


Проводник прямой тefлоновый с устройством для подачи, наружный диаметр 0,46 мм, длина 400 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 1203.121))
на примере варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 1203.121)



№ 45

Проводник прямой стальной с устройством для подачи, наружный диаметр 0,46 мм, длина 400 мм (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 1203.123))


на примере варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 1203.123)



№ 46

Проводник прямой тефлоновый, наружный диаметр 0,46 мм, длина 400 мм (для варианта исполнения изделия multicath 3 (арткулы: 1233.061, 1233.081, 1233.101)


на примере варианта исполнения изделия multicath 3 (арткул 1233.061)



№ 47


Проводник прямой нитиноловый с устройством для подачи, наружный диаметр 0,46 мм, длина 500 мм (для вариантов исполнения изделия: lifecath piss pur (артикулы: 1294.113, 1294.114, 1294.115, 1294.345); maxflo expert (артикулы: 8394.14, 8394.25, 8394.36); lifecath ct piss easy (артикулы: V021292213, V021292214, V021292215))

на примере варианта исполнения изделия lifecath piss pur (артикул 1294.113)




№ 48

Проводник прямой стальной с устройством для подачи, наружный диаметр 0,46 мм, длина 300 мм
(для варианта исполнения изделия multicath 3 (артикул 1233.063))
на примере варианта исполнения изделия multicath 3 (артикул 1233.063)



№ 49


Проводник прямой стальной с устройством для подачи, наружный диаметр 0,46 мм, длина 400 мм
(для варианта исполнения изделия multicath 3 (артикулы: 1233.083, 1233.103)
на примере варианта исполнения изделия multicath 3 (артикул 1233.083)



№ 50

Проводник прямой нитиноловый с устройством для подачи, наружный диаметр 0,46 мм, длина 670 мм (для вариантов исполнения изделия: lifecath picc pur (артикул 1294.414); maxflo expert (артикулы: 8394.414, 8394.425, 8394.436))


на примере варианта исполнения изделия lifecath picc pur (артикул 1294.414)



№ 51

Проводник прямой нитиноловый с устройством для подачи, наружный диаметр 0,46 мм, длина 1350 мм (для вариантов исполнения изделия: lifecath picc pur (артикулы: 1294.515, 1294.545); maxflo expert (артикулы: 8394.514, 8394.515, 8394.525, 8394.536)

на примере варианта исполнения изделия lifecath picc pur (артикул 1294.515)




№ 52


Крылышко для фиксации (для вариантов исполнения изделия: multicath 3 (артикулы: 155.167, 155.207, 1233.061, 1233.062, 1233.063, 1233.081, 1233.082, 1233.083, 1233.101, 1233.102, 1233.103, 1233.202); multicath 2 (артикулы: 157.064, 157.084, 157.114, 157.124, 157.154, 157.167, 157.204, 157.207, 157.508, 157.512, 157.515, 157.520, 157.530, 1203.082, 1203.121, 1203.122, 1203.123, 1203.202, 1203.302); lifecath picc pig (артикулы: 1294.53, 1294.54, 1294.55, 1294.645)

на примере варианта исполнения изделия multicath 3 (артикул 155.167)

а) Крылышко для фиксации (белого цвета):




б) Крылышко для фиксации (зеленого цвета):



№ 53


Заглушка инъекционная (для вариантов исполнения изделия: multicath 3 (артикулы: 155.167, 155.207, 1233.061, 1233.062, 1233.063, 1233.081, 1233.082, 1233.083, 1233.101, 1233.102, 1233.103, 1233.202); multicath 2 (артикулы: 157.064, 157.084, 157.114, 157.124, 157.154, 157.167, 157.204, 157.207, 157.508, 157.512, 157.515, 157.520, 157.530, 1203.082, 1203.121, 1203.122, 1203.123, 1203.202, 1203.302) на примере варианта исполнения изделия multicath 3 (артикул 155.167)



№ 54

Колпачок (для вариантов исполнения изделия: lifecath picc pur (артикулы: 1294.13, 1294.14, 1294.15, 1294.53, 1294.54, 1294.55, 1294.113, 1294.114, 1294.115, 1294.245, 1294.345, 1294.414, 1294.645); maxflo expert (артикулы: 8394.14, 8394.25, 8394.36, 8394.414, 8394.425, 8394.436); lifecath ct picc easy (артикулы: V021292213, V021292214, V021292215))

на примере варианта исполнения изделия lifecath picc pur (артикул 1294.13)



№ 55

Зажим (для вариантов исполнения изделия: lifecath ct picc easy (артикулы: V021292213, V021292214, V021292215); набор для ремонта lifecath ct picc easy (артикулы: 1293.203, 1293.204, 1293.205)
на примере варианта исполнения изделия lifecath ct picc easy (артикул V021292213)




№ 56

Коннектор безыгольный Bionector (артикул 896) (для вариантов исполнения изделия: lifecath picc pur (артикулы: 1294.13, 1294.14, 1294.15, 1294.53, 1294.54, 1294.55, 1294.113, 1294.114, 1294.115, 1294.245, 1294.345, 1294.414, 1294.515, 1294.545, 1294.645); maxflo expert (артикулы: 8394.14, 8394.25, 8394.36, 8394.414, 8394.425, 8394.436, 8394.514, 8394.515, 8394.525, 8394.536); lifecath ct picc easy (артикулы: V021292213, V021292214, V021292215); набор для ремонта lifecath ct picc easy (артикулы: 1293.203, 1293.204, 1293.205)

на примере варианта исполнения изделия lifecath picc pur (артикул 1294.13)



Устройство для фиксации Griplik (артикул 5804) (для вариантов исполнения изделия: lifecath picc pur (артикулы: 1294.13, 1294.14, 1294.15, 1294.113, 1294.114, 1294.115, 1294.245, 1294.345, 1294.414, 1294.515, 1294.545); maxflo expert (артикулы: 8394.14, 8394.25, 8394.36, 8394.414, 8394.425, 8394.436, 8394.514, 8394.515, 8394.525, 8394.536); lifecath ct picc easy (артикулы: V021292213, V021292214, V021292215); набор для ремонта lifecath ct picc easy (артикулы: 1293.203, 1293.204, 1293.205)
на примере варианта исполнения изделия lifecath picc pur (артикул 1294.13)




№ 58

Шприц одноразовый стерильный, объем 5 мл (для вариантов исполнения изделия: multicath 3 (артикулы: 155.167, 155.207, 1233.061, 1233.062, 1233.063, 1233.081, 1233.082, 1233.083, 1233.101, 1233.102, 1233.103, 1233.202); multicath 2 (артикулы: 157.064, 157.084, 157.114, 157.124, 157.154, 157.167, 157.204, 157.207, 157.508, 157.512, 157.515, 1203.082, 1203.121, 1203.122, 1203.123, 1203.202, 1203.302) *на примере варианта исполнения изделия multicath 3 (артикул 155.167)*



Шприц одноразовый стерильный, объем 10 мл (для вариантов исполнения изделия: lifecath picc pur (артикулы: 1294.113, 1294.114, 1294.115, 1294.345, 1294.414, 1294.515, 1294.545); maxflo expert (артикулы: 8394.14, 8394.25, 8394.36, 8394.414, 8394.425, 8394.436, 8394.514, 8394.515, 8394.525, 8394.536); lifecath ct picc easy (артикулы: V021292213, V021292214, V021292215)


на примере варианта исполнения изделия lifecath picc pur (артикул 1294.113)



№ 60

Шприц одноразовый стерильный, объем 5 мл (для варианта исполнения изделия multicath 2 (артикулы: 157.520, 157.530)


на примере варианта исполнения изделия multicath 2 (артикул 157.520)



№ 61


Шприц одноразовый стерильный, объем 10 мл (для варианта исполнения изделия nutriline (артикулы: 1253.15, 1253.30, 1254.30))

на примере варианта исполнения изделия nutriline (артикул 1253.15)





№ 62

Адаптер для шприца (для варианта исполнения изделия *nutriline* (артикул 1254.30)
на примере варианта исполнения изделия *nutriline* (артикул 1254.30))





Трубка удлинительная 3Fr (для вариантов исполнения изделия: lifecath ct picc easy (артикул: V021292213); набор для ремонта lifecath ct picc easy (артикул 1293.203)
на примере варианта исполнения изделия lifecath ct picc easy (артикул V021292213)




а) Трубка удлинительная 4Fr (для вариантов исполнения изделия: lifecath ct picc easy (артикул: V021292214); набор для ремонта lifecath ct picc easy (артикул 1293.204);

б) Трубка удлинительная 5Fr (для вариантов исполнения изделия: lifecath ct picc easy (артикул: V021292215); набор для ремонта lifecath ct picc easy (артикул 1293.205)

на примере варианта исполнения изделия lifecath ct picc easy (артикул V021292214)




Скальпель одноразовый стерильный (для вариантов исполнения изделия: multicath 3 (артикулы: 155.167, 155.207, 1233.061, 1233.062, 1233.063, 1233.081, 1233.082, 1233.083, 1233.101, 1233.102, 1233.103, 1233.202); multicath 2 (артикулы: 157.064, 157.084, 156.114, 157.124, 157.154, 157.167, 157.204, 157.207, 157.508, 157.512, 157.515, 157.520, 157.530, 1203.082, 1203.121, 1203.122, 1203.123, 1203.202, 1203.302)
на примере варианта исполнения изделия multicath 3 (артикулы 155.167)



№ 66

Скальпель безопасный выдвижной с замком блокировки одноразовый стерильный (для вариантов исполнения изделия: lifecath picc pur (артикулы: 1294.113, 1294.114, 1294.115, 1294.345, 1294.414, 1294.515, 1294.545); maxflo expert (артикулы: 8394.14, 8394.25, 8394.36, 8394.414, 8394.425, 8394.436, 8394.514, 8394.515, 8394.525, 8394.536); lifecath ct picc easy (артикулы: V021292213, V021292214, V021292215)

на примере варианта исполнения изделия lifecath picc pur (артикул 1294.113)



№ 67


Лента измерительная медицинская (для вариантов исполнения изделия: nitriline (артикулы: 1253.15, 1253.30, 1254.30); lifecath picc pig (артикулы: 1294.13, 1294.14, 1294.15, 1294.53, 1294.54, 1294.55, 1294.113, 1294.114, 1294.115, 1294.245, 1294.345, 1294.645); epicutaneo 2 (артикулы: 2484.152, 2484.301, 2484.302, 2484.502); maxflo expert (артикулы: 8394.14, 8394.25, 8394.36, 8394.414, 8394.425, 8394.436, 8394.514, 8394.515, 8394.525, 8394.536); lifecath ct picc easy (артикулы: V021292213, V021292214, V021292215)

на примере варианта исполнения изделия nitriline (артикул 1253.15)



Наклейка контрольная с информацией об изделии (для вариантов исполнения изделия: lifecath picc rig (артикулы: 1294.13, 1294.14, 1294.15, 1294.53, 1294.54, 1294.55, 1294.113, 1294.114, 1294.115, 1294.245, 1294.345, 1294.414, 1294.515, 1294.545, 1294.645); maxflo expert (артикулы: 8394.14, 8394.25, 8394.36, 8394.414, 8394.425, 8394.436, 8394.514, 8394.515, 8394.525, 8394.536); lifecath ct picc easy (артикулы: V021292213, V021292214, V021292215)

на примере варианта исполнения изделия maxflo expert (артикул 8394.14)



Наклейка информационная (для вариантов исполнения изделия: lifecath piss pur (артикулы: 1294.13, 1294.14, 1294.15, 1294.53, 1294.54, 1294.55, 1294.113, 1294.114, 1294.115, 1294.245, 1294.345, 1294.414, 1294.515, 1294.545, 1294.645)

на примере варианта исполнения изделия lifecath piss pur (артикул 1294.13)

