

"УТВЕРЖДАЮ"



Генеральный директор

ООО "АПТОС"

Г.Н. Каджая

"13" апреля 2020 г.


Фотографии медицинского изделия:

Нить нерассасывающаяся АПТОС

**с иглами атравматическими, инъекционными, трубчатыми
или канюлями для пластической хирургии и косметологии,
стерильная по ТУ 9398-003-53730750-2016 (см. Приложение 1):
новые упаковочные материалы для вариантов исполнения**


2020

Носитель в развернутом виде – короб мелованный марки Invercote с ложементом марки IsolonTape



Носитель для изделий: Aptos Needle 2G, Aptos Needle 2G Soft (1, 2), Aptos Needle 4/0, Aptos Needle 3/0, Aptos Needle 2/0, Aptos Needle DRN 60, Aptos Spring, Aptos Spring Soft, Aptos Thread 4, Aptos Thread 6, Aptos Thread 2G, Aptos Thread 2G Soft, Aptos Suture, Aptos Thread Blunt, Aptos Needle Blunt, Aptos Spring Blunt

дель в сборе – короб мелованный марки Invercote с ложементом марки Isolot




H	in: Aptos Needle 2G, Aptos Needle 2G Soft (1, 2), Aptos Needle 4/0, Aptos Needle 6/0, Aptos Spring, Aptos Spring Soft, Aptos Thread 4, Aptos Thread 6, Aptos Thread 8/0 Soft, Aptos Suture, Aptos Thread Blunt, Aptos Needle Blunt, Aptos Spring Blunt	0, G
---	--	---------

Носитель – блистерная упаковка из пленки полиэтилентерефталатной марок АПЭТ, АПЭТ-ГАГ, ВПЭТ, МПЭТ



Носитель для изделий: Aptos Spring, Aptos Spring Soft, Aptos Spring Blunt

Носитель – крышка из нетканого материала из синтетических волокон (100% полиэтилен) марки Tyvek



Носитель для изделий: Aptos Spring, Aptos Spring Soft, Aptos Spring Blunt

Носитель в сборе – блистерная упаковка из пленки полиэтилентерефталатной марок АПЭТ, АПЭТ-ГАГ, ВПЭТ, МПЭТ с крышкой из нетканого материала из синтетических волокон (100% полиэтилен) марки Tyvek



Носитель для изделий: Aptos Spring, Aptos Spring Soft, Aptos Spring Blunt


Пример носителя с нитями Aptos Spring – блистерная упаковка из пленки полиэтилентерефталатной марок АПЭТ, АПЭТ-ГАГ, ВПЭТ, МПЭТ




Стерилизационная упаковка – внутренний пакет из материала комбинированного трехслойного (лавсан/алюминий/полиэтилен) и наружный пакет из упаковки для стерилизации товарного знака BOM: рулоны комбинированные (плоские и со складкой)




Пример изделия Aptos Needle 2G




Пример изделия Aptos Spring




Пример изделия Aptos Needle 2G



Пример изделия Aptos Needle 2G




Пример изделия Aptos Spring




Пример изделия Aptos Spring


Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 3, длиной 500 мм, с насечками, с двумя иглами атравматическими обоюдоострыми прямыми режущими GS 100, стерильная, Aptos Needle 2G. Вид изделия.



Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 3, длиной 500 мм, с насечками, с двумя иглами прямыми трубчатыми обоюдоострыми размером 0,8 мм × 65 мм, стерильная, Aptos Needle 2G Soft (1). Вид изделия.



Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 3, длиной 500 мм, с насечками, с двумя иглами прямыми трубчатыми обоюдоострыми размером 0,8 мм × 100 мм, стерильная, Aptos Needle 2G Soft (2). Вид изделия.




Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 1,5, длиной 800 мм, с иглой атравматической обоюдоострой изогнутой DRT 50, стерильная, Aptos Needle 4/0. Вид изделия.

Aptos Needle 4/0




Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 2, длиной 800 мм, с иглой атравматической обоюдоострой прямой GRT 85, стерильная, Aptos Needle 3/0. Вид изделия.



Aptos Needle 3/0

Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 3, длиной 1200 мм, с иглой атравматической обоюдоострой прямой GRT 150, стерильная, Aptos Needle 2/0. Вид изделия.




Aptos Needle 2/0


Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 3.5, длиной 1000 мм, с иглой атравматической изогнутой тупоконечной DRN 60, стерильная, Aptos Needle DRN 60. Вид изделия.



Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая, спиралевидная, метрического размера 3, длиной 440 мм с иглой инъекционной размером 0,9 мм × 90 мм и длиной 470 мм с иглой инъекционной размером 1,1 мм × 100 мм, стерильная, Aptos Spring. Вид изделия.




Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая, спиралевидная, метрического размера 3, длиной 440 мм с канюлей размером 0,9 мм × 90 мм и длиной 470 мм с канюлей 1,1 мм × 100 мм, стерильная, Aptos Spring Soft. Вид изделия.




Aptos Spring Soft

Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 3, длиной 120 мм, с насечками (4 шт.), с иглой инъекционной размером 1,1 мм × 100 мм, стерильная, Aptos Thread 4. Вид изделия.




Aptos Thread 4


Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 3, длиной 120 мм, с насечками (6 шт.), с иглой инъекционной размером 1,1 мм × 100 мм, стерильная, Aptos Thread 6. Вид изделия.




Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 3, длиной 250 мм, с насечками, с двумя иглами атравматическими прямыми режущими GS 110, стерильная, Aptos Thread 2G. Вид изделия.



Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая, метрического размера 3, длиной 250 мм, с насечками, с двумя иглами прямыми трубчатыми размером 1,1 мм × 100 мм, стерильная, Aptos Thread 2G Soft. Вид изделия.




Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 3, длиной 260 мм, с насечками, с иглой атравматической изогнутой HR 30, стерильная, Aptos Suture. Вид изделия.




Aptos Suture

Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 3, длиной 250 мм, с насечками, с двумя канюлями размером 0,8 × 90 мм стерильная, Aptos Thread Blunt. Вид изделия.



Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая МР 3, длиной 500 мм, с насечками, с двумя кантиолями обоюдоострыми размером $0,8 \times 110$ мм стерильная, Aptos Needle Blunt. Вид изделия.



Нить нерассасывающаяся АПТОС из полипропилена, спиралевидная, метрического размера 3, длиной 440 мм и 470 мм, с канюлями размером 0,9 мм x 90 мм и 1,1 мм x 100 мм, стерильная, Aptos Spring Blunt. Вид изделия.



Нить нерассасывающаяся АПТОС с иглами атравматическими, инъекционными, трубчатыми или канюлями для пластической хирургии и косметологии, стерильная по ТУ 9398-003-53730750-2016:

в вариантах исполнения:

1. Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 3, длиной 500 мм, с насечками, с двумя иглами атравматическими обоюдоострыми прямыми режущими GS 100, стерильная, Aptos Needle 2G.
2. Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 3, длиной 500 мм, с насечками, с двумя иглами прямыми трубчатыми обоюдоострыми размером 0,8 мм × 65 мм, стерильная, Aptos Needle 2G Soft (1).
3. Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 3, длиной 500 мм, с насечками, с двумя иглами прямыми трубчатыми обоюдоострыми размером 0,8 мм × 100 мм, стерильная, Aptos Needle 2G Soft (2).
4. Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 1,5, длиной 800 мм, с иглой атравматической обоюдоострой изогнутой DRT 50, стерильная, Aptos Needle 4/0.
5. Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 2, длиной 800 мм, с иглой атравматической обоюдоострой прямой GRT 85, стерильная, Aptos Needle 3/0.
6. Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 3, длиной 1200 мм, с иглой атравматической обоюдоострой прямой GRT 150, стерильная, Aptos Needle 2/0.
7. Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 3,5, длиной 1000 мм, с иглой атравматической изогнутой тулоконечной DRN 60, стерильная, Aptos Needle DRN 60.
8. Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая, спиралевидная, метрического размера 3, длиной 440 мм, с иглой инъекционной размером 0,9 мм × 90 мм и длиной 470 мм, с иглой инъекционной размером 1,1 мм × 100 мм, стерильная, Aptos Spring.
9. Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая, спиралевидная, метрического размера 3, длиной 440 мм с канюлей размером 0,9 мм × 90 мм и длиной 470 мм, с иглой инъекционной размером 1,1 мм × 100 мм, стерильная, Aptos Spring Soft.
10. Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 3, длиной 120 мм, с насечками (4 шт.), с иглой инъекционной размером 1,1 мм × 100 мм, стерильная, Aptos Thread 4.
11. Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 3, длиной 120 мм, с насечками (6 шт.), с иглой инъекционной размером 1,1 мм × 100 мм, стерильная, Aptos Thread 6.
12. Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 3, длиной 250 мм, с насечками, с двумя иглами атравматическими прямыми режущими GS 110, стерильная, Aptos Thread 2G.
13. Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 3, длиной 250 мм, с насечками, с двумя иглами прямыми трубчатыми размером 1,1 мм × 100 мм, стерильная, Aptos Thread 2G Soft.
14. Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 3, длиной 260 мм, с насечками, с иглой атравматической изогнутой HR 30, стерильная, Aptos Suture.
15. Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая метрического размера 3, длиной 250 мм, с насечками, с двумя канюлями размером 0,8 × 90 мм стерильная, Aptos Thread Blunt.
16. Нить нерассасывающаяся АПТОС полипропиленовая МР 3, длиной 500 мм, с насечками, с двумя канюлями обоюдоострыми размером 0,8 × 110 мм стерильная, Aptos Needle Blunt.
17. Нить нерассасывающаяся АПТОС из полипропилена, спиралевидная, метрического размера 3, длиной 440 мм и 470 мм, с канюлями размером 0,9 мм × 90 мм и 1,1 мм × 100 мм, стерильная, Aptos Spring Blunt.

Всего прошнуровано и скреплено
печатью 31 (тридцать один) лист

Генеральный директор
ООО «АПТОС»

_____ Каджая Г.Н.

